

Nom du dispositif	Protectfilm® & Protectfilm® Frame style – Pansements transparents	
date de publication	V2 / 2021-03	

Protectfilm®

Pansements avec film protecteur transparent, barrière antibactérienne et antivirale, étanche, avec pellicule en polyuréthane.

Description :

Protectfilm® est un pansement protecteur transparent étanche, composé d'un film en polyuréthane fin recouvert d'un adhésif hypoallergénique, qui préserve la plaie de toute contamination bactérienne et virale.

Protectfilm® Frame Style: pansement avec cadre de pose qui facilite sa mise en place.

Utilisation prévue :

Utilisé comme pansement primaire, il est destiné à recouvrir et à protéger les plaies sèches ou peu exsudatives, telles que les abrasions, les lacérations et les zones de frottement.

Utilisé comme pansement secondaire, il sert de moyen de fixation afin de sécuriser le site de cathétérisme et de recouvrir d'autres pansements primaires, tels que les alginate, les hydrogels, les hydrofibres et les mousses.



Caractéristiques :

- Étanche
- Transparent
- Conformable
- Respirant
- Barrière antivirale et résistant à l'eau

Stérilisation :

- Oxyde d'éthylène (OE)

Informations relatives aux commandes:

Produit	Code du produit	Dimensions mm	Nombre de pièces / boîte	Nombre de boîtes / carton
Protectfilm®	PROT6080	60x80	100	16
Protectfilm®	PROT100120	100x120	60	16
Protectfilm®	PROT100150	100x150	60	16
Protectfilm®	PROT150200	150x200	50	16
Protectfilm® FS	PRFS6070	60x70	100	16
Protectfilm® FS	PRFS100120	100x120	50	16

Conformité et informations réglementaires :

Dispositif médical de classe Is selon la directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux.

CE 0459 - GMed (groupe LNE)
Marquage CE annexe V.