



Medline International France SAS
Le Val Saint Quentin
2 rue René Caudron
78960 Voisins le Bretonneux
France

Tél. : +33 1 30 05 34 00
Fax : +33 1 30 05 34 43
www.medline.eu/fr



Fiche technique

Spiromètre incitatif à débit orienté - Triflo II®

Référence(s)

Référence	Débit	Unités / carton
8884717395	600-1200 ml/sec.	12

Description

Les spiromètres incitatifs Triflo II® visualisent les performances respiratoires des patients (boule, repères) et les incitent à prendre des respirations plus profondes et plus longues. Ce dispositif est parfaitement adapté à la physiothérapie respiratoire postopératoire par exemple. Il est utilisé pour les entraînements de débit inspiratoire.

Triflo II® est composé de trois chambres, chacune d'entre elles contenant une boule colorée qui s'élève en fonction du débit inspiratoire du patient :

Chambre 1 : 600 ml, chambre 2 : 900 ml, chambre 3 : 1.200 ml

Assemblage par ultrasons.

Caractéristiques:

- Progression facile à visualiser
- Compact et léger
- Graduations visibles des deux côtés du spiromètre

Ne pas utiliser sur plusieurs patients (dispositif à usage unique).

Matière(s) Principale(s)

Coque : Polystyrène
Tubulure annelée / Embout buccal / Boules : Polypropylène (PP)
Filtres Polyester mousse polyuréthane

Conditionnement

12 unités par carton

Emballage

Emballage individuel non stérile en polyéthylène (PE)

Fabricant

Teleflex Medical
3015 Carrington Mill Blvd
Morrisville, NC 27560
Etats-Unis – EN ISO 13485

Réglementation

Conforme à la Directive 93/42/CEE Classe du DM (dispositif médical) : I non stérile

- Veuillez consulter l'étiquetage ainsi que le mode d'emploi avant d'utiliser le produit.



1639



© 2022 Medline Industries LP ou l'une de ses filiales. Tous droits réservés.

TDS_Spiromètres Triflo II_FR01

Révision : 5

Titre du document : FINT.441 - Technical

Numéro de document : EU1-00004-F-