

INNO  
SET



# CATALOGUE **SETS ET PACKS DE SOIN**

ASSEMBLAGE ET STERILISATION DE SETS DE SOINS

EDITION 2024

# QUI SOMMES-NOUS ?

Depuis plus de 20 ans, la société **INNOSET** assemble et stérilise des sets de soins à usage unique à destination des professionnels de Santé.

Votre expert de la stérilisation à l'oxyde d'éthylène, avec la Qualité, la Sécurité et l'Innovation.

## NOS ENGAGEMENTS



Innoset vous offre toute l'expertise et la tranquillité d'esprit que vous recherchez auprès d'une entreprise spécialisée dans les dispositifs médicaux stériles, en garantissant la qualité des matières premières grâce à notre intégration totale de la production et à une supervision rigoureuse des opérations de post-production.

## NOS CHIFFRES CLÉS



**25** ANS  
D'EXPÉRIENCE

PLUS DE  
**200**  
CLIENTS

**10k**  
SET FABRIQUÉ  
PAR JOUR

**2500**M<sup>2</sup>  
DE PRODUCTION,  
D'ASSEMBLAGE ET DE  
STOCKAGE

## NOS SOLUTIONS ET GARANTIES



- **Vigilance** quant à la qualité et aux performances de nos ensembles.
- **Respect de l'ordre** d'assemblage conformément à vos protocoles.
- **Traçabilité** des composants et des ensembles grâce à des étiquettes.
- **Qualité** au cœur des produits et au centre de l'approche de nos équipes.

## NOS CERTIFICATIONS



NF EN ISO 13485

**INNOSET est certifié par l'organisme notifié LNE-GMED**

- NF EN ISO 13485
- ISO 11135 - Stérilisation à l'Oxyde d'Ethylène
- Certification règlement 2017/745 EU-MDR selon l'annexe IX – Chapitres I et 3 limité à l'obtention et au maintien de l'état stérile.

# NOTRE PROCÉDÉ DE STÉRILISATION

Le procédé de stérilisation a pour but d'inactiver les micro-organismes présents sur les dispositifs médicaux.



Pour qu'un DM soit étiqueté «stérile», la probabilité théorique qu'un microorganisme viable soit présent sur le dispositif doit être inférieur ou égal à  $10^{-6}$  (1 sur 1 000 000).

Le traitement à l'oxyde d'éthylène est un mode de stérilisation largement répandu pour la stérilisation de dispositifs et d'instruments médicaux.

Le procédé de stérilisation par contact gaz, est particulièrement adapté aux produits thermosensibles (pansements, compresses, seringues...).



VOUS AVEZ UN PROJET ?



Contactez nos équipes pour discuter de votre projet et bénéficier d'un accompagnement personnalisé qui répondra à vos besoins.

 [commande@innoset.com](mailto:commande@innoset.com)

 05 62 88 41 57

## ÉTUDIONS VOTRE PROJET, ENSEMBLE !

### SETS À FAÇON



- A partir de 2000 unités
- Suivant un cadencier
- Accompagnés de notre IDE et de nos équipes

### SETS STANDARDISÉS



- Respectant les bonnes pratiques de soins
- Pensés grâce aux retours des clients et nos IDE



## PERFUSION SPÉCIFIQUE

Set de VVC Prélèvement .....	07
------------------------------	----



## PERFUSION UNIVERSEL

### BRANCHEMENT OU DEBRANCHEMENT

Set de petits soins .....	09
Set de remplissage / débranchement .....	09
UNI – Set de branchement ou débranchement de perfusion universel .....	09
Set de remplissage .....	09
Set universel .....	10

### BRANCHEMENT ET DEBRANCHEMENT

Set de branchement / débranchement .....	10
Set polyvalent .....	11
Set d'habillage .....	11
Set de diabète .....	11



## PERFUSION VVC

### POSE / MISE EN PLACE AIGUILLE DE HUBER

CCI / KTC – Pose aiguille, refexion de pst ktc, prep. et branchement immediat ( <i>confort</i> ) .....	13
Set de pose voie veineuse centrale standard .....	13
CCI / KTC – Pose aiguille, refexion de PST, KTC, Prep. et branchement immediat ( <i>premium</i> ) .....	14
Kitt de de pose sur CCI ou CVC .....	14
Kit de rinçage / heparinisation .....	14

### PICCLINE REFECTION PANSEMENT

Set de Picline Statlock .....	15
Picline – Preparation, branchement immediat et refexion de pansement ( <i>premium statlock</i> ) .....	15
Set de Picline Grip-Lok .....	15

### BRANCHEMENT DIFFÉRÉ DE PERFUSION

Set de pose de voie centrale .....	16
CCI / KTC / Picline – Preparation et branchement differe de perfusion ( <i>premium</i> ) .....	16
Kit de branchement .....	16
Set de soin pour nutrition parenterale .....	16
Set de pose / depose .....	17
Set de remplissage .....	17

### DEBRANCHEMENT PERFUSION / DEPOSE AIGUILLE DE HUBER

CCI / KTC / Picline – Débranchement de perfusion ( <i>standard</i> ) .....	17
CCI / KTC / Picline – Débranchement de perfusion ( <i>confort</i> ) .....	18
Kit de débranchement .....	18
CCI – Entretien ou fin de traitement ( <i>premium</i> ) .....	18
Set de rinçage .....	18
Set branchement débranchement .....	19
Set de pose / depose .....	19
Set de voie veineuse centrale débranchement chimio .....	19
Set de voie veineuse centrale .....	20
Set de Picline Stat-Lock .....	20
Set de Picc Line .....	20



## PERFUSION VVP

### POSE / MISE EN PLACE DE LA VOIE D'ABORD

VVP – pose du catheter et branchement immediat de perfusion ( <i>standard</i> ) .....	23
VVP – Pose du catheter , preparation et branchement immediat de perfusion ( <i>confort</i> ) .....	23
Set pose de perfusion peripherique voie IV ou SC .....	23
VVP – Pose du catheter, preparation et branchement immediat de perfusion ( <i>premium</i> ) .....	24

### BRANCHEMENT DIFFÉRÉ

Set de branchement / débranchement .....	24
VVP – Preparation et branchement différé de perfusion ( <i>confort</i> ) .....	24

### DÉBRANCHEMENT

VVP – Débranchement de perfusion ( <i>standard</i> ) .....	25
VVP – Débranchement de perfusion ( <i>premium</i> ) .....	25
Set de soin pour nutrition parenterale .....	25
Set de soin .....	25



## DIALYSE

### POSE / MISE EN PLACE DE LA VOIE D'ABORD

Set de fistule branchement / debranchement .....	27
Set de branchement fistule .....	27
Set de debranchement fistule .....	27

### CATHÉTER

Set de branchement catheter .....	28
Set de debranchement catheter .....	28



## NUTRITION ENTÉRALE

### SONDES NASOGASTRIQUE

Nécessaires de soins pour sonde nasogastrique .....	30
Nécessaires de soins pour sonde nasogastrique (variante) .....	30
Soins pour sonde nasogastrique .....	30

### GASTROSTOMIE

Nécessaires de soins pour gastrostomie jejunostomie .....	30
Set de renouvellement entretien gastro jejunum .....	30
Soins pour sonde nasogastrique .....	30



## HYGIÈNE & ASEPSIE

### HABILLAGE

Habillage .....	32
Set de blouse stérile .....	32

### ASEPSIE / BADIGEON

Set badigeon grande zone .....	32
Set d'asepsie .....	32
Set de badigeon .....	32



## ANESTHÉSIE

Set rachi peridurale .....	34
Set de rachi anesthésie .....	34



## INSTRUMENTS DM

Set de pince de precision verte .....	36
Set de cupules .....	36
Set d'odontologie .....	36
Set champ de soins ouate 45x75cm .....	36
Set champ de soins ouate 38x50 cm .....	36
Set champ de soins ouate 45x50 cm .....	36



## RESPIRATOIRE

Nécessaire de soins pour trachéostomie (variante) .....	38
---	----



## URINAIRE

Set de sondage urinaire à demeure .....	40
Set de sondage vesicale .....	40



## PLAIES & CICATRISATION

### PLAIES PROPRES / PANSEMENTS SIMPLES

Set de soins .....	42
Set de pansement simple .....	42
Set pack de plaie .....	42

### PLAIES PROPRES / PANSEMENTS SIMPLES

Set d'ablation de suture .....	42
--------------------------------	----

### PLAIES POST-OP / PLAIES CHRONIQUES LPP


Set post-op 3 soins > 5 cm et < 10 cm .....	43
Set post-op 3 soins > 10cm .....	43



## GAMME BLANCHE & NOUVEAUTÉS

44

# PERFUSION SPÉCIFIQUE



## SET DE VVC PRELEVEMENT

RÉFÉRENCE : 071371

- 1 Charlotte
- 2 Masques Type II
- 1 Essuie-mains Airlaid 20 x 30 cm
- 1 Blouse de soins
- 1 Sac à déchets
- 2 Paires de gants Nitrile Manchettes Retournées Taille 7/8
- 1 Champ de soin Ouate 45 x 50 cm
- 20 Compresses Non Tissées 7,5 x 7,5 cm
- 1 Seringue Luer Lock 20ml
- 1 Seringue Luer Lock 10ml
- 1 Aiguille pompeuse 18G
- 1 Ampoule de NaCl 0,9 % 20 ml protégée
- 1 Bandelette adhésive 2 bandes 1,25 x 14,8 cm
- 1 Pansement absorbant 7,2x5 cm
- 1 Barquette blanche



**1 SERINGUE PREREMPLIE NACL 0.9% INTERIEUR ET EXTERIEUR STERILE**

# PERFUSION UNIVERSEL



## BRANCHEMENT OU DEBRANCHEMENT

### SETS DE PETITS SOINS

RÉFÉRENCE : 101301VAR

- 1 Champ de soins Ouate 37,5 x 45 cm
- 1 Paire de gants Nitrile Manchettes Retournées Taille 7 / 8
- 5 Compresses Non Tissées 7,5 x 7,5 cm



### SET DE REMPLISSAGE / DEBRANCHEMENT

RÉFÉRENCE : 079221

- 1 Charlotte
- 1 Masque Type II
- 1 Champ de table enveloppant Ouate 37,5 x 45 cm

#### Dans le champ enveloppant :

- 1 Paire de gants Nitrile Manchettes Retournées Taille 7 / 8
- 5 Compresses Non Tissées 7,5 x 7,5cm
- 1 Seringue Luer lock 20 ml
- 1 Aiguille Pompeuse 18G
- 1 Bouchon Luer Lock mâle



### UNI – SET DE BRANCHEMENT OU DEBRANCHEMENT DE PERFUSION UNIVERSEL

RÉFÉRENCE : PE-UNI-02

- 1 Essuie-mains Airlaid 20 x 30 cm
- 2 Masques type II
- 1 Charlotte
- 1 Champ de table enveloppant Ouate 45 x 50 cm

#### Dans le champ enveloppant :

- 1 Paire de gants Nitrile Manchettes Retournées Taille 7 / 8
- 1 Champ de soin Ouate 37,5 x 45 cm
- 5 Compresses Non Tissées 7,5 x 7,5 cm
- 1 Seringue Luer Lock 10 ml
- 1 Seringue Luer Lock 20 ml
- 2 Aiguilles Pompeuses 18G
- 1 Ampoule de NaCl 0,9 % 10 ml protégée classe III
- 1 Bouchon Luer Lock mâle



### SET DE REMPLISSAGE

RÉFÉRENCE : 073021

- 1 Essuie-mains Airlaid 20 x 30 cm
- 1 Masque Type II
- 1 Charlotte
- 1 Champ de soins Ouate 37,5 x 45 cm
- 1 Paire de gants Nitrile Manchettes Retournées Taille 7 / 8
- 10 Compresses Non Tissées 7,5 x 7,5 cm
- 1 Seringue Luer Lock 20 ml
- 1 Seringue Luer Lock 10 ml
- 1 Ampoule de NaCl 0,9 % 20 ml classe III
- 2 Aiguilles Pompeuses 18G
- 1 Bouchon Luer Lock mâle



## SET UNIVERSEL

RÉFÉRENCE : 076960

- 1 Sac à déchets
- 1 Essuie-mains Airlaid 20 x 30 cm
- 1 Champ de table enveloppant Ouate 45 x 75 cm

### Dans le champ enveloppant :

- 1 Masque Type II
- 1 Charlotte
- 1 Paire de gants Nitrile Manchettes Retournées Taille 7 / 8
- 1 Champ patient Ouate 45 x 50 cm
- 5 x 2 Compresses Non Tissées 7,5 x 7,5 cm
- 2 Aiguilles pompeuses 18G
- 1 Seringue Luer lock 20 ml
- 1 Seringue Luer lock 10 ml
- 1 Bouchon Luer Lock mâle-femelle
- 1 Bandelette adhésive 2 bandes 1,25 x 14,8 cm



## BRANCHEMENT ET DEBRANCHEMENT

### SET DE BRANCHEMENT DEBRANCHEMENT

RÉFÉRENCE : 0709

#### PARTIE BRANCHEMENT

- 1 Essuie-mains Airlaid 20 x 30 cm
- 1 Masque Type II
- 1 Charlotte
- 1 Champ de table enveloppant Ouate 45 x 50 cm

#### Dans le champ enveloppant :

- 1 Paire de gants Nitrile Manchettes Retournées Taille 7 / 8
- 5 Compresses Non Tissées 7,5 x 7,5 cm
- 1 Ampoule de NaCl 0,9% 20 ml classe III
- 1 Seringue Luer Lock 20 ml
- 1 Seringue Luer Lock 10 ml
- 2 Aiguilles Pompeuses 18G

#### PARTIE DÉBRANCHEMENT

- 1 Champ de table enveloppant 37,5 x 45 cm

#### Dans le champ enveloppant :

- 1 Paire de gants Nitrile Manchettes Retournées Taille 7 / 8
- 5 Compresses Non Tissées 7,5 x 7,5 cm
- 1 Ampoule de NaCl 0,9% 20 ml classe III
- 1 Seringue Luer Lock 20 ml
- 1 Aiguille Pompeuse 18G
- 1 Bouchon Luer Lock mâle/femelle



## SET POLYVALENT

RÉFÉRENCE : 071334

### PARTIE BRANCHEMENT

- 1 Masque type II lier pli
- 1 Charlotte
- 1 Champ de table enveloppant Ouate 45 x 50 cm

### Dans le champ enveloppant :

- 1 Paire de gants Nitrile Manchettes Retournées Taille 7 / 8
- 5 Compresses Non Tissées 7,5 x 7,5 cm
- 1 Seringue Luer Lock 20 ml
- 1 Aiguille Pompeuse 18G

### PARTIE DÉBRANCHEMENT

- 1 Paire de gants Nitrile Manchettes Retournées Taille 7 / 8
- 5 Compresses Non Tissées 7,5 x 7,5 cm
- 1 Champ de soins Ouate 37,5 x 45 cm
- 1 Seringue Luer Lock 20 ml
- 1 Aiguille Pompeuse 18G



## SET POLYVALENT

RÉFÉRENCE : 071334VAR

### PARTIE BRANCHEMENT

- 1 Masque type II lier pli
- 1 Charlotte
- 1 Champ de table enveloppant Ouate 45 x 50 cm

### Dans le champ enveloppant :

- 1 Paire de gants Nitrile Manchettes Retournées Taille 7 / 8
- 5 Compresses Non Tissées 7,5 x 7,5 cm
- 1 Seringue Luer Lock 20 ml
- 1 Aiguille Pompeuse 18G

### PARTIE DÉBRANCHEMENT

- 1 Paire de gants Nitrile Manchettes Retournées Taille 7 / 8
- 5 Compresses Non Tissées 7,5 x 7,5 cm
- 1 Champ de soins Ouate 37,5 x 45 cm
- 1 Seringue Luer Lock 10 ml
- 1 Aiguille Pompeuse 18G



## SET D'HABILLAGE

RÉFÉRENCE : 071317VAR

- 1 Blouse de soins
- 1 Masque Type II
- 2 Charlottes
- 1 Paire de gants Nitrile Manchettes Retournées Taille 7/8
- 5 compresses NT 7,5x7,5 cm



## SET DIABETE

RÉFÉRENCE : HPI100

- 5 compresses NT 7,5x7,5 cm
- 1 Champ de soins Ouate 37,5 x 45 cm



# PERFUSION VVC





## CCI / KTC – POSE AIGUILLE, REFECTION DE PST KTC, PREPARATION ET BRANCHEMENT IMMEDIAT DE PERFUSION (PREMIUM)

RÉFÉRENCE : PE-VVC-01P

- 1 Essuie-mains Airlaid 20 x 30 cm
- 2 Masques type II
- 1 Charlotte
- 1 Champ de table enveloppant Ouate 45 x 50 cm

### Dans le champ enveloppant :

- 2 Paires de gants Nitrile Manchettes Retournées Taille 7 / 8
- 1 Champ patient Ouate préfendu fenêtre 8 cm excentrée adhésivée 37,5 x 45 cm
- 2 x 5 Compresses Non Tissées 7,5 x 7,5 cm
- 1 Seringue Luer Lock 20 ml
- 1 Aiguille Pompeuse 18G
- 1 Prolongateur avec robinet 3 voies longueur 10 cm
- 1 Bandelette adhésive 2 bandes 1,25 x 14,8 cm
- 1 Pansement Film 12 x 14 cm avec fenêtre



1 SERINGUE PREREMPLIE NACL 0.9% 10 ML CLASSE III INTERIEUR ET EXTERIEUR STERILE

---

## KIT DE DE POSE SUR CCI OU CVC

RÉFÉRENCE : 076961VAR2

- 1 Sac DASRI
- 1 Masque Type II
- 1 Charlotte
- 1 Essuie-mains Airlaid 20 x 30 cm
- 1 Champ de table enveloppant Ouate 45 x 50 cm

### Dans le champ enveloppant :

- 1 Champ patient préfendu Ouate fenêtre 8 cm centrée adhésivée 45 x 50 cm
- 1 Paire de gants Nitrile Manchettes Retournées Taille 7 / 8
- 3 x 5 Compresses Non Tissées 7,5 x 7,5 cm
- 1 Aiguille Pompeuse 18G
- 1 Seringue Luer Lock 20 ml
- 1 Bouchon Luer Lock mâle
- 1 Prolongateur avec robinet 3 voies longueur 25 cm
- 1 Bandelette adhésive 2 bandes 1,25 x 14,8 cm
- 1 Pansement Film 12 x 14 cm



1 SERINGUE PREREMPLIE NACL 0.9% CLASSE III INTERIEUR ET EXTERIEUR STERILE

---

## KIT DE RINCAGE / HEPARINISATION

RÉFÉRENCE : 076961VAR1

- 1 Sac Dasri
- 1 Charlotte
- 2 Masques Type II
- 1 Essuie-mains Airlaid 20 x 30 cm
- 1 Champ de table enveloppant Ouate 45 x 50 cm

### Dans le champ enveloppant :

- 1 Champ patient Ouate préfendu fenêtre 8 cm centrée adhésivée 45 x 50 cm
- 1 Paire de Gants Nitrile Manchettes Retournées Taille 7/8
- 2 x 5 Compresses Non Tissées 7,5 x 7,5 cm
- 1 Aiguille pompeuse 18G
- 1 Seringue Luer Lock 20 ml
- 1 Bouchon Luer Lock mâle
- 1 Bandelette adhésive 2 bandes 1,25 x 14,8 cm
- 1 Pansement Film 12 x 14 cm



1 SERINGUE PREREMPLIE NACL 0.9% CLASSE III INTERIEUR ET EXTERIEUR STERILE

## PICCLINE REFECTION PANSEMENT

### SET DE PICCLINE STATLOCK

RÉFÉRENCE : 073141

- 1 Charlotte
- 2 Masques Type II
- 1 Essuie-mains Airlaid 20 x 30 cm
- 1 Champ de table enveloppant Ouate 45 x 75 cm

#### Dans le champ enveloppant :

- 1 Paire de gants Nitrile Manchettes retournées taille 7 / 8 (1er pli)
- 1 Champ patient Ouate 45 x 50 cm
- 1 Paire de gants Nitrile Manchettes retournées taille 7 / 8
- 1 Ampoule de NaCl 0,9% 20 ml
- 1 Aiguille Pompeuse 18G
- 1 Seringue Luer Lock 20 ml
- 10 Compresses Non Tissées 7,5 x 7,5 cm
- 1 Bandelette adhésive 2 bandes 1,25 x 14,8 cm
- 1 Pansement Film 10 x 12 cm

- 1 VALVE BIDIRECTIONNELLE A PRESSION POSITIVE
- 1 PANSEMENT STATLOCK®



### PICCLINE – PREPARATION, BRANCHEMENT IMMEDIAT DE PERFUSION ET REFECTION DE PANSEMENT (PREMIUM STATLOCK)

RÉFÉRENCE : RÉF : PE-PICC-OIP

- 1 Essuie-mains Airlaid 20 x 30 cm
- 2 Masques type II
- 1 Charlotte
- 1 Champ de table enveloppant Ouate 45 x 50 cm

#### Dans le champ enveloppant :

- 2 Paires de gants Nitrile Manchettes Retournées Taille 7 / 8
- 1 Champ patient Ouate 37,5 x 45 cm
- 2 x 5 Compresses Non Tissées 7,5 x 7,5 cm
- 1 Seringue Luer Lock 20 ml
- 1 Aiguille Pompeuse 18G
- 1 Bandelette adhésive 2 bandes 1,25 x 14,8 cm
- 1 Pansement Film 12 x 14 cm avec fenêtre

- 1 PANSEMENT STATLOCK®
- 1 SERINGUE PREREMPLIE NACL 0.9% CLASSE III INTERIEUR ET EXTERIEUR STERILE



### SET DE PICCLINE GRIP-LOK

RÉFÉRENCE : 073140VAR1

- 1 Charlotte
- 2 Masques Type II
- 1 Essuie-mains Airlaid 20 x 30 cm
- 1 Champ de table enveloppant Ouate 45 x 75 cm

#### Dans le champ enveloppant :

- 1 Paire de gants Nitrile Manchettes retournées taille 7 / 8 (1er pli)
- 1 Champ patient Ouate 45 x 50 cm
- 1 Paire de gants Nitrile Manchettes retournées taille 7 / 8
- 1 Ampoule de NaCl 0,9% 20 ml
- 1 Aiguille Pompeuse 18G
- 1 Seringue Luer Lock 20 ml
- 2 x 5 Compresses Non Tissées 7,5 x 7,5 cm
- 1 Bandelette adhésive 2 bandes 1,25 x 14,8 cm
- 1 Pansement Film 10 x 12 cm

- 1 VALVE BIDIRECTIONNELLE A PRESSION POSITIVE
- 1 PANSEMENT GRIP-LOK®



## BRANCHEMENT DIFFÉRÉ DE PERFUSION

### SET DE POSE DE VOIE CENTRALE

RÉFÉRENCE : 076404

- 2 Masques type II
- 1 Charlotte
- 1 Blouse de soins
- 1 Champ de table enveloppant Ouate 40 x 50 cm

#### Dans le champ enveloppant :

- 2 Paires de gants Nitrile Manchettes Retournées Taille 7 / 8
- 1 Champ patient Ouate préfendu fenêtre 8 cm excentrée 37,5 x 45 cm
- 2 x 5 Compresses Non Tissées 7,5 x 7,5 cm
- 1 Seringue Luer Lock 20 ml
- 1 Aiguille Pompeuse 18G



### CCI / KTC / PICCLINE – PREPARATION ET BRANCHEMENT DIFFERE DE PERFUSION (PREMIUM)

RÉFÉRENCE : PE-VVC-02P

- 1 Essuie-mains Airlaid 20 x 30 cm
- 2 Masques type II
- 1 Charlotte
- 1 Champ de table enveloppant Ouate 45 x 50 cm

#### Dans le champ enveloppant :

- 1 Paire de gants Nitrile Manchettes Retournées Taille 7 / 8
- 1 Champ patient Ouate 37,5 x 45 cm
- 5 Compresses Non Tissées 7,5 x 7,5 cm
- 1 Seringue Luer Lock 20 ml
- 1 Aiguille Pompeuse 18G



1 SERINGUE PREREMPLIE NACL 0,9% 10 ML CLASSE III INTERIEUR ET EXTERIEUR STERILE

### KIT DE BRANCHEMENT

RÉFÉRENCE : 077610

- 1 Charlotte
- 2 Masques Type II
- 2 Champs de soins Ouate 45 x 50 cm
- 2 Paires de Gants Nitrile Manchettes Retournées Taille 7/8
- 5 Compresses Non Tissées 7,5 x 7,5 cm
- 1 Seringue Luer Lock 10 ml

1 SERINGUE PREREMPLIE NACL 0,9% 10 ML CLASSE III INTERIEUR ET EXTERIEUR STERILE



### SET DE SOIN POUR NUTRITION PARENTERALE

RÉFÉRENCE : 077501VAR2

- 1 Champ de table enveloppant Ouate 75 x 75 cm

#### Dans le champ enveloppant :

- 2 Champs patient Ouate 75 x 75 cm
- 2 x 5 Compresses Non Tissées 7,5 x 7,5cm
- 1 Barquette 26 x 16 x 4 cm

1 SERINGUE PREREMPLIE NACL 0,9% 10 ML CLASSE III INTERIEUR ET EXTERIEUR STERILE



## SET DE POSE / DEPOSE

RÉFÉRENCE : HPI279

- 1 Masque Type II
- 1 Essuie-mains Airlaid 30 x 40 cm
- 1 Sac à déchets
- 1 Champ de table enveloppant Ouate 45 x 75 cm

### Dans le champ enveloppant :

- 1 Paire de gants Nitrile Manchettes Retournées Taille 7 / 8
- 5 Compresses Non Tissées 7,5 x 7,5 cm
- 1 Seringue Luer Lock 20 ml
- 1 Aiguille Pompeuse 18G



## SET DE REMPLISSAGE

RÉFÉRENCE : 079211

- 1 Sac à déchets
- 1 Essuie-mains Airlaid 20 x 30 cm
- 2 Masques Type II
- 1 Charlotte
- 1 Champ de table enveloppant Ouate 45 x 50 cm

### Dans le champ enveloppant :

- 1 Champ patient Ouate 45 x 50 cm
- 1 Paire de gants Nitrile Manchettes retournées taille 7 / 8
- 10 Compresses Non Tissées 7,5 x 7,5 cm
- 1 Seringue Luer Lock 10 ml
- 1 Seringue Luer Lock 20 ml
- 2 Aiguilles Pompeuses 18G
- 1 Bandelette adhésive 2 bandes 1,25 x 14,8 cm



## DEBRANCHEMENT PERFUSION / DEPOSE AIGUILLE DE HUBER

### CCI / KTC / PICCLINE – DEBRANCHEMENT DE PERFUSION (STANDARD)

RÉFÉRENCE : PE-VVC-03S

- 1 Essuie-mains Airlaid 20 x 30 cm
- 2 Masques type II
- 1 Champ de table enveloppant Ouate 45 x 50 cm

### Dans le champ enveloppant :

- 1 Paire de gants Nitrile Manchettes Retournées Taille 7 / 8
- 1 Champ patient Ouate 37,5 x 45 cm
- 5 Compresses Non Tissées 7,5 x 7,5 cm
- 1 Seringue Luer Lock 10 ml
- 1 Aiguille Pompeuse 18G
- 1 Bouchon Luer Lock mâle



## CCI / KTC / PICCLINE – DEBRANCHEMENT DE PERFUSION (CONFORT)

RÉFÉRENCE : PE-VVC-03C

- 1 Essuie-mains Airlaid 20 x 30 cm
- 2 Masques type II
- 1 Champ de table enveloppant Ouate 45 x 50 cm

### Dans le champ enveloppant :

- 1 Paire de gants Nitrile Manchettes Retournées Taille 7 / 8
- 1 Champ patient Ouate 37,5 x 45 cm
- 5 Compresses Non Tissées 7,5 x 7,5 cm
- 1 Seringue Luer Lock 20 ml
- 1 Aiguille Pompeuse 18G
- 1 Ampoule de NaCl 0,9 % 20 ml protégée classe III
- 1 Bouchon Luer Lock mâle



## KIT DE DEBRANCHEMENT

RÉFÉRENCE : 077611

- 1 Charlotte
- 2 Masques Type II
- 2 Champs de soins Ouate 45 x 50 cm
- 1 Paire de Gants Nitrile Manchettes Retournées Taille 7/8
- 5 Compresses Non Tissées 7,5 x 7,5 cm
- 1 Bouchon Luer Lock Mâle



1 SERINGUE PREREMPLIE NACL 0,9% 10 ML CLASSE III INTERIEUR ET EXTERIEUR STERILE

## SET DE FIN DE PERFUSION

RÉFÉRENCE : 079223

- 1 Essuie-mains Airlaid 20 x 30 cm
- 2 Masques Type II
- 1 Charlotte
- 1 Champ de table enveloppant Ouate 45 x 50 cm

### Dans le champ enveloppant :

- 1 Paire de gants Nitrile Manchettes Retournées Taille 7 / 8
- 5 Compresses Non Tissées 7,5 x 7,5 cm
- 1 Champ patient Ouate préfendu fenêtre 8 cm 37,5 x 45 cm
- 1 Seringue Luer lock 20 ml
- 1 Aiguille Pompeuse 18G
- 1 Ampoule de NaCl 0,9 % 20 ml classe III
- 1 Pansement adhésif avec Compresse Intégrée 5 x 7,2 cm



## CCI – ENTRETIEN OU FIN DE TRAITEMENT (PREMIUM)

RÉFÉRENCE : PE-CCI-03P

- 1 Essuie-mains Airlaid 20 x 30 cm
- 2 Masques type II
- 1 Champ de table enveloppant Ouate 45 x 50 cm

### Dans le champ enveloppant :

- 1 Paire de gants Nitrile Manchettes Retournées Taille 7 / 8
- 1 Champ patient Ouate fendu fenêtre 8 cm excentrée adhésivée 37,5 x 45 cm
- 5 Compresses Non Tissées 7,5 x 7,5 cm
- 1 Pansement adhésif avec Compresse Intégrée 5 x 7,2 cm

1 SERINGUE PREREMPLIE NACL 0,9% 10 ML CLASSE III INTERIEUR ET EXTERIEUR STERILE



## SET DE RINCAGE

RÉFÉRENCE : 070604VAR

- 1 Charlotte
- 1 Masque Type II
- 1 Essuie-mains Airlaid 20 x 30 cm
- 1 Champ de table enveloppant Ouate 45 x 50 cm

### Dans le champ enveloppant :

- 1 Paire de gants Latex Manchettes retournées taille 6/7
- 5 Compresses Non Tissées 7,5 x 7,5 cm
- 1 Champ de soins Ouate fenêtre 8 cm excentrée 45 x 75 cm
- 1 Bouchon Luer Lock mâle
- 1 Pansement adhésif avec Compresse Intégrée 5 x 7,2 cm



1 SERINGUE PREREMPLIE NACL 0,9% 10 ML CLASSE III INTERIEUR ET EXTERIEUR STERILE

## SET BRANCHEMENT DEBRANCHEMENT

RÉFÉRENCE : 079214VAR

### PARTIE BRANCHEMENT

- 1 Masque type II lier pli
- 1 Charlotte
- 1 Champ de table enveloppant Ouate 45 x 50 cm

### Dans le champ enveloppant :

- 1 Champ de soins Ouate 50 x 60 cm
- 1 Paire de gants Nitrile Manchettes retournées taille 7 / 8
- 5 Compresses Non Tissées 7,5 x 7,5 cm
- 1 Ampoule de Nacl 0,9 % 10 ml protégée classe III
- 2 Seringues Luer Lock 20 ml
- 2 Aiguilles Pompeuses 18G



### PARTIE DÉBRANCHEMENT

- 1 Masque Type II
- 1 Champ de table enveloppant Ouate 45 x 50 cm

### Dans le champ enveloppant :

- 1 Champ de soin Ouate 37,5 x 45 cm
- 1 Paire de gants Nitrile Manchettes retournées taille 7 / 8
- 5 Compresses Non Tissées 7,5 x 7,5 cm
- 1 Ampoule de Nacl 0,9 % 10 ml protégée classe III
- 1 Seringue Luer Lock 20 ml
- 1 Aiguille Pompeuse 18G



## SET DE POSE / DEPOSE

RÉFÉRENCE : HPI289

- 1 Masque Type II
- 1 Essuie-mains Airlaid 30 x 40 cm
- 1 Sac à déchets
- 1 Champ de table enveloppant Ouate 45 x 75 cm

### Dans le champ enveloppant :

- 1 Paire de gants Nitrile Manchettes Retournées Taille 7 / 8
- 5 Compresses Non Tissées 7,5 x 7,5 cm
- 1 Seringue Luer Lock 20 ml
- 1 Aiguille Pompeuse 18G
- 1 Ampoule de Nacl 0,9 % 10 ml protégée classe III



## SET DE VOIE VEINEUSE CENTRALE DEBRANCHEMENT CHIMIO

RÉFÉRENCE : HPI389

- 1 Masque Type II
- 1 Essuie-mains Airlaid 30 x 40 cm
- 1 Champ de table enveloppant Ouate 45 x 75 cm

### Dans le champ enveloppant :

- 1 Paire de gants Nitrile Manchettes Retournées Taille 7 / 8
- 5 Compresses Non Tissées 7,5 x 7,5 cm
- 1 Seringue Luer Lock 20 ml
- 1 Aiguille Pompeuse 18G
- 1 Ampoule de NaCl 0,9 % 10 ml protégée classe III
- 1 Pansement absorbant 7,2x5 cm
- 1 Barquette blanche



## SET DE VOIE VEINEUSE CENTRALE

RÉFÉRENCE : HPI408

- 2 Masques Type II
- 1 Charlotte
- 1 Essuie-mains Airlaid 30 x 40 cm
- 1 Sac à déchet blanc
- 1 Blouse de soins
- 1 Champ de table enveloppant Ouate 45 x 75 cm

### Dans le champ enveloppant :

- 4 Tas de 2 compresses dans 1er pli
- 1 Champ de soin Ouate 45 x 50 cm excentré 10cm préfendu adhésivé 4 cotés dans 1er pli
- 1 Paire de gants Nitrile Manchettes Retournées Taille 7/8 dans 1er pli
- 1 Paire de gants Nitrile Manchettes Retournées Taille 7/8
- 8 compresses NT 7,5x7,5 cm
- 1 Seringue Luer Lock 20ml
- 1 Aiguille pompeuse 18G
- 1 Bandelette adhésive 2 bandes 1,25 x 14,8 cm
- 2 Pansements Film 10 x 12 cm



## SET DE PICC LINE STAT LOCK

RÉFÉRENCE : HPI508

- 2 Masques Type II
- 1 Charlotte
- 1 Essuie-mains Airlaid 30 x 40 cm
- 1 Blouse de soins
- 1 Champ de table enveloppant Ouate 45 x 75 cm

### Dans le champ enveloppant :

- 1 Paire de gants Nitrile Manchettes Retournées Taille 7/8 dans 1er pli
- 1 Bandelette adhésive 2 bandes 1,25 x 14,8 cm dans 1er pli
- 4 Tas de 2 compresses dans 1er pli
- 1 Paire de gants Nitrile Manchettes Retournées Taille 7/8
- 1 Champ de soin Ouate 37,5 x 45 cm
- 4 compresses NT 7,5x7,5 cm
- 1 Seringue Luer Lock 20ml
- 1 Aiguille pompeuse 18G
- 1 Ampoule de NaCl 0,9 % 20 ml protégée
- 1 Bandelette adhésive 2 bandes 1,25 x 14,8 cm
- 1 Barquette blanche



1 PANSEMENT STATLOCK®

1 VALVE BIDIRECTIONNELLE A PRESSION POSITIVE

## SET DE PICC LINE

RÉFÉRENCE : HPI518

- 1 Sac à déchets
- 2 Masques Type II
- 1 Charlotte
- 1 Essuie-mains Airlaid 30 x 40 cm
- 1 Blouse de soins
- 1 Champ de table enveloppant Ouate 45 x 75 cm

### Dans le champ enveloppant :

- 1 Paire de gants Nitrile Manchettes Retournées Taille 7/8 dans 1er pli
- 1 Bandelette adhésive 2 bandes 1,25 x 14,8 cm dans 1er pli
- 4 Tas de 2 compresses dans 1er pli
- 1 Paire de gants Nitrile Manchettes Retournées Taille 7/8
- 1 Champ de soin Ouate 37,5 x 45 cm
- 4 compresses NT 7,5x7,5 cm
- 1 Seringue Luer Lock 20ml
- 1 Aiguille pompeuse 18G
- 1 Ampoule de NaCl 0,9 % 20 ml protégée
- 1 Bandelette adhésive 2 bandes 1,25 x 14,8 cm
- 1 Pansement Film 10 x 12 cm
- 1 Barquette blanche



### 1 VALVE BIDIRECTIONNELLE A PRESSION POSITIVE

# PERFUSION VVP



## POSE / MISE EN PLACE DE LA VOIE D'ABORD

### VVP- POSE DU CATHETER ET BRANCHEMENT IMMEDIAT DE PERFUSION (STANDARD)

RÉFÉRENCE : PE-VVP-01S

- 1 Essuie-mains Airlaid 20 x 30 cm
- 1 Champ de table enveloppant Ouate 45 x 50 cm

#### Dans le champ enveloppant :

- 1 Paire de gants Nitrile Manchettes Retournées Taille 7 / 8
- 1 Champ patient Ouate 37,5 x 45 cm
- 2 x 5 Compresses Non Tissées 7,5 x 7,5 cm
- 1 Seringue Luer Lock 10 ml
- 1 Seringue Luer Lock 20 ml
- 2 Aiguilles Pompeuse 18G
- 1 Prolongateur avec robinet 3 voies longueur 10 cm
- 1 Bandelette adhésive 2 bandes 1,25 x 14.8 cm
- 1 Pansement Film 10 x 12 cm



### VVP – POSE DU CATHETER , PREPARATION ET BRANCHEMENT IMMEDIAT DE PERFUSION (CONFORT)

RÉFÉRENCE : PE-VVP-01C

- 1 Essuie-mains Airlaid 20 x 30 cm
- 1 Champ de table enveloppant Ouate 45 x 50 cm

#### Dans le champ enveloppant :

- 1 Paire de gants Nitrile Manchettes Retournées Taille 7 / 8
- 1 Champ patient Ouate 37,5 x 45 cm
- 2 x 5 Compresses Non Tissées 7,5 x 7,5 cm
- 1 Seringue Luer Lock 10 ml
- 1 Seringue Luer Lock 20 ml
- 2 Aiguilles Pompeuses 18G
- 1 Ampoule de NaCl 0,9 % 10 ml protégée classe III
- 1 Prolongateur avec robinet 3 voies longueur 10 cm
- 1 Bandelette adhésive 2 bandes 1,25 x 14,8 cm
- 1 Pansement Film 10 x 12 cm



### SET POSE DE PERFUSION PERIPHERIQUE VOIE IV OU SC

RÉFÉRENCE : 0703S

- 1 Essuie-mains Airlaid 20 x 30 cm
- 2 Masques Type II
- 1 charlotte
- 1 Champ de soin Ouate 37,5 x 45 cm
- 1 Paire de gants Nitrile Manchettes Retournées Taille 7/8
- 5 Compresses Non Tissées 7,5 x 7,5 cm
- 2 Compresses Non Tissées 7,5 x 7,5 cm
- 1 Seringue Luer Lock 20ml
- 1 Prolongateur avec robinet 3 voies longueur 10 cm
- 1 Aiguille pompeuse 18G
- 1 Ampoule de NaCl 0,9 % 20 ml protégée
- 1 Cathéter veineux périphérique court Sécurisé 22G
- 1 Aiguille épicroânienne Sécurisée 22G
- 1 Bouchon Luer Lock mâle
- 2 Bandelettes adhésives 2 bandes 14,8 x 1,25 cm
- 1 Pansement Film 10 x 12 cm



## VVP - POSE DU CATHETER, PREPARATION ET BRANCHEMENT IMMEDIAT DE PERFUSION (PREMIUM)

RÉFÉRENCE : PE-VVP-01P

- 1 Essuie-mains Airlaid 20 x 30 cm
- 1 Champ de table enveloppant Ouate 45 x 50 cm

### Dans le champ enveloppant :

- 1 Paire de gants Nitrile Manchettes Retournées Taille 7 / 8
- 1 Champ patient Ouate 37,5 x 45 cm
- 2 x 5 Compresses Non Tissées 7,5 x 7,5 cm
- 1 Seringue Luer Lock 20 ml
- 1 Aiguille Pompeuse 18G
- 1 Cathéter veineux périphérique court Sécurisé 22G
- 1 Prolongateur avec robinet 3 voies longueur 10 cm
- 1 Bandelette adhésive 2 bandes 1,25 x 14,8 cm
- 1 Pansement Film 10 x 12 cm



1 SERINGUE PREREMPLIE NACL 0.9% 10 ML CLASSE III INTERIEUR STERILE ET EXTERIEUR PROPRE

## BRANCHEMENT DIFFÉRÉ

### VVP-BRANCHEMENT DIFFERE DE PERFUSION (STANDARD)

RÉFÉRENCE : PE-VVP-02S

- 1 Essuie-mains Airlaid 20 x 30 cm
- 1 Champ de table enveloppant Ouate 45 x 50 cm

### Dans le champ enveloppant :

- 1 Paire de gants Nitrile Manchettes Retournées Taille 7 / 8
- 5 Compresses Non Tissées 7,5 x 7,5 cm
- 1 Seringue Luer Lock 10 ml
- 1 Seringue Luer Lock 20 ml
- 2 Aiguilles Pompeuse 18G



### VVP - PREPARATION ET BRANCHEMENT DIFFERE DE PERFUSION (CONFORT)

RÉFÉRENCE : PE-VVP-02C

- 1 Essuie-mains Airlaid 20 x 30 cm
- 1 Champ de table enveloppant Ouate 45 x 50 cm

### Dans le champ enveloppant :

- 1 Paire de gants Nitrile Manchettes Retournées Taille 7 / 8
- 5 Compresses Non Tissées 7,5 x 7,5 cm
- 1 Seringue Luer Lock 10 ml
- 1 Seringue Luer Lock 20 ml
- 2 Aiguilles Pompeuses 18G
- 1 Ampoule de Nacl 0,9 % 10 ml protégée classe III



## DEBRANCHEMENT

### VVP – DEBRANCHEMENT DE PERFUSION (STANDARD)

RÉFÉRENCE : PE-VVP-03S

1 Essuie-mains Airlaid 20 x 30 cm

1 Champ de table enveloppant Ouate 45 x 50 cm

#### Dans le champ enveloppant :

1 Paire de gants Nitrile Manchettes Retournées Taille 7 / 8

5 compresses Non Tissées 7,5 x 7,5 cm

1 Seringue Luer Lock 10 ml

1 Aiguille Pompeuse 18G

1 Bouchon Luer Lock mâle



### VVP– DEBRANCHEMENT DE PERFUSION (PREMIUM)

RÉFÉRENCE : PE-VVP-03P

1 Essuie-mains Airlaid 20 x 30 cm

1 Champ de table enveloppant Ouate 45 x 50 cm

#### Dans le champ enveloppant :

1 Paire de gants Nitrile Manchettes Retournées Taille 7 / 8

5 Compresses Non Tissées 7,5 x 7,5 cm

1 Bouchon Luer Lock mâle



1 SERINGUE PREREMPLIE NACL 0,9% 10 ML CLASSE III INTERIEUR STERILE ET EXTERIEUR PROPRE

### SET DE SOIN POUR NUTRITION PARENTERALE

RÉFÉRENCE : 077501VAR2

1 Champ de table enveloppant Ouate 45 x 50 cm

#### Dans le champ enveloppant :

1 Barquette blanche 265x162x40

2 Champs patient Ouate 75 x 75 cm

10 Compresses Non Tissées 7,5 x 7,5 cm

1 SERINGUE PREREMPLIE NACL 0,9% CLASSE III INTERIEUR ET EXTERIEUR STERILE



### SET DE SOIN

RÉFÉRENCE : 071370

1 Champ de table enveloppant Ouate 45 x 50 cm

#### Dans le champ enveloppant :

1 Blister 2 poses pvc

2 Champs patient Ouate 75 x 75 cm

10 Compresses Non Tissées 7,5 x 7,5 cm

1 SERINGUE PREREMPLIE NACL 0,9% CLASSE III INTERIEUR ET EXTERIEUR STERILE



# DIALYSE



## FISTULE

### SET DE FISTULE BRANCHEMENT / DEBRANCHEMENT

RÉFÉRENCE : 569700VAR

#### PARTIE BRANCHEMENT

1 Champ de table enveloppant Ouate 45 x 50 cm

#### Dans le champ enveloppant :

- 1 Champ Airlaid 45 x 50 cm
- 1 Paire de gants Nitrile Manchettes Retournées Taille 7 / 8
- 5 Compresse Non Tissées 7,5 x 7,5 cm
- 3 Bandelettes adhésives 2 bandes 1,25 x 14,8 cm

#### 1 GARROT SANS LATEX

#### PARTIE DÉBRANCHEMENT

1 Masque Type II  
1 Champ de table enveloppant Ouate 45 x 50 cm

#### Dans le champ enveloppant :

- 1 Paire de gants Nitrile Manchettes Retournées Taille 7 / 8
- 5 Compresse Non tissées 7,5 x 7,5 cm
- 2 Bandelettes adhésives 2 bandes 1,25 x 14,8 cm



---

### SET DE BRANCHEMENT FISTULE

RÉFÉRENCE : 565400B

- 1 Masque Type II
- 1 Gant de toilette
- 2 x 5 compresses Non Tissées 7,5 x 7,5 cm
- 2 Seringues 10 ml Luer Lock
- 3 Bandelettes adhésives 2 bandes 1,25 x 14,8 cm
- 2 Bandelettes adhésives 1 bandes 2,5 x 15 cm
- 1 Champ de soins Ouate 45 x 75 cm



---

### SET DE DEBRANCHEMENT FISTULE

RÉFÉRENCE : 565400D

- 1 Champ de soins Airlaid 45 x 50 cm
- 2 x 5 compresses Non Tissées 7,5 x 7,5 cm
- 2 Pansements adhésifs avec Compresse Intégrée 9 x 10 cm





# NUTRITION ENTÉRALE



## SONDES NASOGASTRIQUE

### NECESSAIRES DE SOINS POUR SONDE NASOGASTRIQUE

RÉFÉRENCE : NE-SNG-01

- 8 Seringues Enfit 50 ml Stériles
- 10 Pansements Hydrocolloïdes 15 x 15 cm Stériles
- 2 Bandelettes adhésives 6 bandes 1,25 x 10 cm Stériles
- 25 x 2 Compresses Non tissées 10 x 10 cm Stériles
- 10 Dosettes de sérum physiologique
- 2 Sachets de Gel lubrifiant



### NECESSAIRES DE SOINS POUR SONDE NASOGASTRIQUE (VARIANTE)

RÉFÉRENCE : NE-SNG-01V

- 5 Seringues Enfit 50 ml Stériles
- 10 Pansements Hydrocolloïdes 15 x 15 cm Stériles
- 2 Bandelettes adhésives 6 bandes 1,25 x 10 cm Stériles
- 25 x 2 Compresses Non tissées 10 x 10 cm Stériles
- 10 Dosettes de sérum physiologique Stérile
- 1 Sachet de Gel lubrifiant



### SOINS POUR SONDE NASOGASTRIQUE

RÉFÉRENCE : 201050

- 25 x 2 compresses en Non Tissées 10 x 10 cm Stériles
- 10 Pansements Film 10 x 12 cm Stériles
- 10 Pansements Hydrocolloïdes 15 x 15 cm Stériles
- 1 Rouleau de sparadrap
- 10 Dosettes 5 ml de sérum physiologique Stérile
- 10 Seringues 50 ml ENFit Stériles
- 2 Bouchons ENFit
- 2 Sachets de gel lubrifiant



## GASTROSTOMIE

### NECESSAIRES DE SOINS POUR GASTROSTOMIE JEJUNOSTOMIE

RÉFÉRENCE : NE-GAJ-01PV


- 5 Seringues Enfit 50 ml Stériles
- 10 Pansements Hydrocolloïdes 15 x 15 cm Stériles
- 10 Pansements Film 15 x 20 cm Stériles
- 50 x 2 Compresses Non tissées 10 x 10 cm Stériles
- 1 Rouleau Sparadrap
- 10 Dosettes de sérum physiologique Stérile



### SET DE RENOUELEMENT ENTRETIEN GASTRO JEJUNO

RÉFÉRENCE : 201052

- 10 Seringues Enfit 50 ml Stériles
- 10 Pansements Hydrocellulaires 8 x 15 cm Stériles
- 10 Pansements Film 10 x 17 cm Stériles
- 50 x 2 Compresses Non tissées 10 x 10 cm Stériles
- 1 Rouleau Sparadrap
- 10 Dosettes de sérum physiologique Stérile



# HYGIENE & ASEPSIE



## HABILLAGE

### HABILLAGE

RÉFÉRENCE : HA-HAB-01

- 2 Masques type II
- 1 Charlotte
- 1 Blouse de soins
- 1 Paire de gants Nitrile Manchettes Retournées Taille 7 / 8



### SET BLOUSE STERILE

RÉFÉRENCE : HPI001

- 1 Blouse de soins



## ASEPSIE / BADIGEON

### SET BADIGEON GRANDE ZONE

RÉFÉRENCE : HA-BAD-02

- 1 Pince Kocher
- 10 Compresses Non Tissées 10 x 10 cm
- 1 Cupule 120 ml



### SET D'ASEPSIE

RÉFÉRENCE : 109210

- 2 Champs Ouate 50 x 60 cm
- 10 Compresses Non Tissées 7,5 x 7,5 cm



### SET DE BADIGEON

RÉFÉRENCE : 506002

- 1 Pince Porte Tampon
- 1 Compresse Non Tissée 10 x 10 cm





## SET RACHI PERIDURALE

RÉFÉRENCE : 78180

1 Essuie-mains Airlaid 30 x 40 cm

1 Champ de table enveloppant Airlaid 75 x 90 cm

### Dans le champ enveloppant :

1 Champ patient Airlaid adhésivé 75 x 90 cm

1 Cupule 60ml transparente

1 Cupule 120ml transparente

10 Compresses Gaze 10 x 10 cm



---

## SET DE RACHI ANESTHESIE

RÉFÉRENCE : 526003VAR

1 Cupule transparente de 120 ml

10 Compresses Non Tissées 7,5 x 7,5 cm

1 Badigeon



# INSTRUMENTS

## DM



## SET DE PINCE DE PRECISION VERTE

RÉFÉRENCE : 0901

1 Pince anatomique verte



## SET CUPULES

RÉFÉRENCE : 33018

2 Cupules transparentes 60ml



## SET CURETTE PLASTIQUE

RÉFÉRENCE : 5590

1 Curette plastique



## SET ODONTOLOGIE

RÉFÉRENCE : 063001

1 Spatule Heidemann

1 Miroir métal dentaire

1 Pince métal précelle

1 Sonde métal dentaire



## SET CHAMP DE SOINS OUATE 45X75CM

RÉFÉRENCE : HPI003

1 Champ ouate 45x75 cm



## SET CHAMP DE SOINS OUATE 38X45CM

RÉFÉRENCE : INNO13

1 Champ ouate 38x45 cm



## SET CHAMP DE SOINS OUATE 45X50CM

RÉFÉRENCE : INNO35

1 Champ ouate 45x50 cm



# RESPIRATOIRE



## NECESSAIRE DE SOINS POUR TRACHEOSTOMIE (VARIANTE)

RÉFÉRENCE : T9909V

25 x 2 Compresses Gaze 10 x 10 cm Stériles

50 x 2 Compresses Non Tissées 7,5 x 7,5 cm Stériles

10 pansements hydrocellulaires « Trachéoderm » 8 x 9 cm Stériles

10 Sacs Dasri

10 Blisters rigides

### Dans chaque Blister :


1 Charlotte

1 Masque type II

1 Paire de gants Latex Manchettes Retournées Taille 7 / 8

1 Champ patient absorbant 37,5 x 45 cm

1 Pince anatomique



# URINAIRE



## SET DE SONDAGE URINAIRE A DEMEURE

RÉFÉRENCE : UR-SAD-01

- 1 Essuie-mains Airlaid 20 x 30 cm
- 1 Paire de gants Nitrile Manchettes Retournées Taille 7 / 8
- 2 x 5 Compresses Non tissées 7,5 x 7,5 cm
- 1 Seringue Luer Lock 20 ml
- 1 Champ de table enveloppant Ouate 50 x 60 cm

### Dans le champ enveloppant :

- 1 Paire de gants Nitrile Manchettes Retournées Taille 7 / 8
- 5 Compresses Non tissées 7,5 x 7,5 cm
- 1 Pince Kocher
- 1 Champ patient Ouate fenêtre 10 cm centrée 75 x 75 cm
- 1 Seringue Luer Lock 20 ml
- 1 Aiguille Pompeuse 18G
- 1 Ampoule EPPI 20 ml protégée

1 SACHET DE GEL LUBRIFIANT

2 SACHETS DE GEL HYDROALCOOLIQUE

1 SAC DASRI



---

## SET DE SONDAGE VESICALE

RÉFÉRENCE : 519201

- 1 Champ Ouate 45 x 75 cm
- 1 Pince Kocher
- 1 Carré d'essuyage Airlaid 20 x 30 cm
- 1 Paire de gants Latex Manchettes Retournées Taille 6 / 7
- 1 Champ patient Ouate fenêtre 10 cm 45 x 75 cm
- 1 Ampoule EPPI 20 ml
- 1 Aiguille Pompeuse 18G
- 1 Seringue Luer Lock 20 ml
- 10 Compresses Non tissées 7,5 x 7,5 cm
- 1 Bandelette adhésive 2 bandes 1,25 x 14,8 cm

1 SACHET DE GEL LUBRIFIANT



# PLAIES & CICATRISATION



## PLAIES PROPRES / PANSEMENTS SIMPLES

### SET DE SOINS

RÉFÉRENCE : 106003

- 1 Pince Kocher Métal
- 1 Pince à Disséquer sans griffe
- 7 Compresses Non Tissées 7,5 x 7,5 cm



### SET DE PANSEMENT SIMPLE

RÉFÉRENCE : 5001

- 1 Champ patient Ouate 37,5 x 45 cm
- 1 Pince Kocher Bleue
- 1 Pince Anatomique Verte
- 5 Compresses Non Tissées 7,5 x 7,5 cm



### SET PACK PLAIE

RÉFÉRENCE : 103701

- 1 Champ de soins Ouate 45 x 50 cm
- 1 Essuie-mains Airlaid 20 x 30 cm
- 1 Pince Anatomique Verte
- 1 Pince Kocher Bleue
- 10 Compresses Non Tissées 10 x 10 cm
- 1 Sac à déchets



## PLAIES PROPRES / PANSEMENTS SIMPLES

### SET D'ABLATION DE SUTURE

RÉFÉRENCE : PL-SUT-02

- 1 Paire de gants Nitrile Manchettes Retournées Taille 7 / 8
- 1 Champ patient Ouate 37,5 x 45 cm
- 5 Compresses Non Tissées 7,5 x 7,5 cm
- 1 Lame Coupe-fils
- 1 Pince Anatomique



## PLAIES POST-OP / PLAIES CHRONIQUES LPP

### SET POST-OP 3 SOINS > 5 CM ET < 10CM

RÉFÉRENCE : T9921

- 1 Lame Coupe-fils
- 3 Sacs Dasri
- 3 Pansements adhésifs avec Compresse Intégrée 9 x 15 cm Stériles
- 3 Pansements film 10 x 17 cm Stériles
- 3 Sets de soins

#### Dans chaque Set :

- 1 Champ de soins Ouate 37,5 x 45 cm
- 1 Pince Anatomique Verte
- 1 Pince Anatomique Bleue
- 5 Compresses Non Tissées 10 x 10 cm



### SET POST-OP 3 SOINS > 10CM

RÉFÉRENCE : T9922

- 1 Lame Coupe-fils
- 3 Sacs Dasri
- 3 Pansements adhésifs avec Compresse Intégrée 9 x 25 cm Stériles
- 3 Pansements film 10 x 30 cm Stériles
- 3 Sets de soins

#### Dans chaque Set :

- 10 Compresses Non Tissées 10 x 10 cm
- 1 Pince Anatomique Verte
- 1 Pince Anatomique Bleue
- 1 Champ de soins Ouate 37,5 x 45 cm



# INNOSET PRÉSENTE, LA GAMME BLANCHE



Bénéficiant de plus de 25 ans d'expertise dans les domaines de l'assemblage et de la stérilisation de sets de soins, Innoset est fière de poursuivre sa mission à vos côtés en dévoilant sa toute première gamme blanche !

Élaborée en étroite collaboration avec de nombreux experts du secteur des soins (infirmiers, médecins, revendeurs), la gamme blanche d'Innoset vise à satisfaire tous les critères attendus tant par les patients que par les professionnels de santé : qualité irréprochable à des tarifs compétitifs.

**PROCHAINEMENT**

**CLIQUEZ ICI POUR SAVOIR PLUS**

## COMPRESSES NON TISSÉES - STÉRILES

RÉFÉRENCE : INNO130001

7,5 x 7,5 cm • boîte de 50 sachets (de 2 compresses)

RÉFÉRENCE : INNO130002

10 x 10 cm • boîte de 50 sachets (de 2 compresses)

RÉFÉRENCE : INNO130003

5 x 5 cm • boîte de 50 sachets (de 5 compresses)

RÉFÉRENCE : INNO130004

7,5 x 7,5 cm • boîte de 50 sachets (de 5 compresses)

RÉFÉRENCE : INNO130005

10 x 10 cm • boîte de 50 sachets (de 5 compresses)

---

## COMPRESSE DE GAZE STÉRILE

RÉFÉRENCE : INNO130006

7,5 x 7,5 cm • boîte de 50 sachets (de 2 compresses)

RÉFÉRENCE : INNO130007

10 x 10 cm • boîte de 50 sachets (de 2 compresses)



## COMPRESSES NON TISSÉES - NON STÉRILES

RÉFÉRENCE : INNO130008  
5 x 5 cm • 30G | x100pcs

RÉFÉRENCE : INNO130011  
5 x 5 cm • 40G | x100pcs

RÉFÉRENCE : INNO130009  
7,5 x 7,5 cm • 30G | x100pcs

RÉFÉRENCE : INNO130012  
7,5 x 7,5 cm • 40G | x100pcs

RÉFÉRENCE : INNO130010  
10 x 10 cm • 30G | x100pcs

RÉFÉRENCE : INNO130013  
10 x 10 cm • 40G | x100pcs



## PROCHAINEMENT

## INNOSET, SERVICE DE STÉRILISATION À L'OXYDE D'ÉTHYLÈNE

Le procédé de stérilisation vise à inactiver les micro-organismes sur les dispositifs médicaux. Pour qu'un DM soit étiqueté «stérile», la probabilité théorique qu'un microorganisme viable soit présent sur le dispositif doit être inférieur ou égal à  $10^{-6}$  (1 sur 1 000 000).



Innoset, assembleur de sets depuis plus de 20 ans, stérilise ses sets dans ses cuves de stérilisation à l'oxyde d'éthylène situées en France, à Escalquens près de Toulouse.

Respectant les normes européennes, certifié par le GMED et certifié MDR (règlement relatif aux dispositifs médicaux).

Vous aussi, faites stériliser vos produits dans les cuves d'Innoset, localement et en accord avec les normes les plus élevées.

Pour savoir plus :

[info@innoset.com](mailto:info@innoset.com)

05 62 88 41 57

## NOUVEAU PACKAGING

Gants de toilette jetables Innoset, ULTRA DOUX, en non tissé, adaptés à tous.

Idéal pour la toilette des adultes et des bébés, ces gants sont doux et respectueux des peaux sensibles, fragiles ou irritées.

Pratiques et hygiéniques, ils sont parfaits pour un usage quotidien à la maison ou en déplacement.

Boîte de 100 gants pour une utilisation prolongée.

HandyClean devient

INNO  
SET



					
Aiguilles Pompeuses 18G	Aiguille épicrânienne Sécurisée	Ampoule EPPI 20 ml protégée	Ampoule de NaCl 0,9 % 10 ml	Ampoule de NaCl 0,9 % 20 ml	Bandelette adhésive 2 bandes
					
Badigeon	Barquette blanche	Blouse de soins	Barquette	Bouchon ENFit	Bouchon Luer Lock mâle
					
Bouchon Luer Lock mâle-femelle	Cathéter veineux périphérique	Champ de soin Ouate	Champ patient Ouate préfendu fenêtre 8 cm	Charlotte	Compresse de Gaze
					
Compresse Non tissées	Cupule transparente	Curette en plastique	Dosettes de sérum physiologique	Essuie-mains Airlaid	Lame Coupe-fils
					
Masque	Miroir métal dentaire	Pansement adhésif	Pansements adhésifs avec compresse Intégré	Pansement hydrocellulaires	Pansement Hydrocolloïdes
					
Pansement film	Pansement Grip-Lock®	Pansement Stat-Lock®	Paire de Ciseaux Pointus	Paires de gants	Pince Porte Aiguille
					
Pince Porte Tampon	Pince à Disséquer	Pince Anatomique Bleue	Pince Anatomique Verte	Pince Kocher	Pince Kocher Bleue



Pince en métal  
précelle



Prolongateur avec  
robinet 3 voies



Sac dasri



Sac à déchet



Sachets de gel  
hydroalcoolique



Sachets de gel  
lubrifiant



Seringue Enfit  
50 ml



Seringue Luer  
Lock 10 ml



Seringue Luer  
Lock 20 ml



Sonde métal  
dentaire



Seringue  
preremplie NaCl



Spatule  
Heidemann



Rouleau de  
sparadrap



Valve  
bidirectionnelle

INNO  
SET

### SIÈGE SOCIAL

#### LAVOREL MEDICARE FRANCE

75 rue Cuvier  
69006 LYON

### INNOSET

840 Rue de l'Hers  
31750 Escalquens

### CONTACTEZ-NOUS

 [info@innoset.com](mailto:info@innoset.com)

 05 62 88 41 57  
Du lundi au vendredi  
de 9h à 13h00 et de 14h00 à 17h

## ASSEMBLAGE ET STERILISATION DE SETS DE SOINS



[WWW.INNOSET.COM](http://WWW.INNOSET.COM)

Centrales & groupements - Revendeurs - Prestataires de santé à domicile - Établissements de soins

Lavorel Medicare France, SAS au capital de 20 000€ - 539 073 221 RCS Lyon - Catalogue Edition 2024