

KELIS
MEDICAL

APO
TECNIA



CATALOGUE SOINS DE PLAIES & INSTRUMENTATIONS

Le spécialiste de la distribution
de dispositifs médicaux à usage unique.

Edition 2025

BIENVENUE

CHEZ KELIS MEDICAL - APOTECNIA

POURQUOI NOUS FAIRE CONFIANCE ?



ÉQUIPE TERRAIN

Un interlocuteur unique pour toutes vos demandes, grâce à une équipe réactive et à un commercial implanté dans votre région.



EXPÉDITION RAPIDE

Nous nous engageons à traiter vos commandes dans les 24 à 48 heures.



RAPPORT QUALITÉ / PRIX

Sélection de consommables adaptés à vos besoins : marques renommées, génériques de qualité, tarifs compétitifs.



FLÉXIBILITÉ

Quantités et produits ajustés à vos besoins avec un catalogue constamment mis à jour. Solution personnalisée pour un service optimal.

SOMMAIRE

04

COMPRESSES

Compresse non tissée - stérile	04
Compresse non tissée - non stérile	04
Compresse de gaze - stérile	04
Compresse de gaze en rouleau - stérile	04

05

BANDES ET SPARADRAP

Bande extensible	05
Bande de crêpe	05
Sparadrap Micropore	05

06

PANSEMENTS

Pansement alginaté de calcium - stérile	06
Pansement Aquabloc	06
Pansement petites plaies - non stérile	06
Pansement Post-Op Soffic Med - Stérile	06

07

PETITES INSTRUMENTATIONS

Curette	07
Écarteur	07
Ôte-agrafe	07
Pince Adson	07
Pince Birkett	08
Pince à tissu	08
Pince à dissection	08
Pince Halsted	08
Pince Iris	09
Pince Kelly	09
Pince Kocher	09
Pince McIndoe	09
Pince Pean	10
Pince Rochester-Pean	10
Pince Spencer-Wells	10
Porte-aiguille Mayo-Hegar	10
Pince à Tampons	11

INNO
SET

COMPRESSES NON TISSÉES - STÉRILES

Compresse sont fabriquées à partir de fibres non tissées, garantissant douceur et absorption. Stériles, elles sont idéales pour le nettoyage et la protection des plaies, réduisant les risques d'infection.

RÉFÉRENCE	FORMAT	UNITÉS PAR SACHET	U/BOÎTE
INNO130001	7,5 x 7,5 cm	2 compresse	50
INNO130002	10 x 10 cm	2 compresse	50
INNO130003	5 x 5 cm	5 compresse	50
INNO130004	7,5 x 7,5 cm	5 compresse	50
INNO130005	10 x 10 cm	5 compresse	50



INNO
SET

COMPRESSES NON TISSÉES - NON STÉRILES

Compresse non stériles parfaites pour les soins quotidiens, le nettoyage de la peau et l'application de lotions, tout en restant douces et résistantes.



RÉFÉRENCE	FORMAT	GRAMMAGE	U/BOÎTE
INNO130008	5 x 5 cm	30 g	50
INNO130009	7,5 x 7,5 cm	30 g	100
INNO130010	10 x 10 cm	30 g	100
INNO130011	5 x 5 cm	40 g	100
INNO130012	7,5 x 7,5 cm	40 g	100
INNO130013	10 x 10 cm	40 g	100

INNO
SET

COMPRESSES DE GAZE - STÉRILES

Compresse qui offrent une texture légère et aérée, parfaite pour les soins des plaies nécessitant une absorption modérée. Elles sont adaptées aux procédures médicales stériles et aux pansements.

RÉFÉRENCE	FORMAT	UNITÉS PAR SACHET	U/BOÎTE
INNO130006	7,5 x 7,5 cm	2 compresse	50
INNO130007	10 x 10 cm	2 compresse	50



CardinalHealth™

COMPRESSES DE GAZE EN ROULEAU - STÉRILES

Rouleau Kerlix™ AMD imprégné de PHMB, antiseptique à large spectre, indiqué pour les plaies profondes ou chroniques, les brûlures étendues (2e et 3e degré) et la cicatrisation secondaire des plaies opératoires (TNP).

RÉFÉRENCE	FORMAT	U/BOÎTE
3331	3,7 M x 11,4 cm - Stérile	50
3332	3,7 M x 11,4 cm - Rigide stérile	50

**INNO
SET**

BANDE EXTENSIBLE

Bande extensible en 100% polyester. Légère et souple, en polyester blanc, assurant un maintien confortable sans compression excessive. Non stérile, idéale pour la fixation de pansements ou le maintien léger.

RÉFÉRENCE	FORMAT	U/BOÎTE
INNO130024	3 M x 10 cm	50
INNO130022	4 M x 5 cm	50
INNO130015	4 M x 10 cm	20
INNO130023	4 M x 15 cm	25



**INNO
SET**

BANDE DE CRÊPE

Bande de crêpe extensible, blanche avec repère bleu, conçue pour assurer un maintien optimal tout en garantissant confort et respirabilité. Convient aux soins de soutien et de fixation. Non stérile.

RÉFÉRENCE	FORMAT	U/BOÎTE
INNO130016	4 M x 10 cm	20
INNO130018	4 M x 5 cm	20
INNO130019	4 M x 7 cm	20
INNO130020	4 M x 15 cm	20
INNO130021	4 M x 20 cm	100

**INNO
SET**

SPARADRAP MICROPORE

Sparadrapp non tissé (microporeux), blanc, hypoallergénique, destiné à la fixation de pansements et de dispositifs médicaux sur peau sensible.

RÉFÉRENCE	FORMAT	U/BOÎTE
INNO130017	5 M x 2,5 cm	12





PANSEMENT ALGINATE DE CALCIUM - STÉRILE

Ces pansements se destinent aux plaies externes pour absorber tout exsudat, contrôler les hémorragies mineures et créer un environnement humide propice à la cicatrisation.

RÉFÉRENCE	FORMAT	U/BOÎTE
9232	5,1 x 5,1 cm	20
9233	10,2 x 10,2 cm	20



PANSEMENT AQUABLOC

Pansement post-opératoire imperméable, recommandé après intervention ou en cas de plaie étendue ; Aquabloc protège contre les infections grâce à la chlorhexidine, antiseptique à large spectre


RÉFÉRENCE	FORMAT	U/BOÎTE
02026008000000	5 x 7 cm	20
02026010000000	10 x 8 cm	20
02026013000000	15 x 10 cm	20



PANSEMENT - NON STÉRILE

Pansement pour les blessures et des plaies. Il permet de maintenir la plaie propre et sèche. Il convient à diverses applications médicales, des coupures légères aux blessures post-opératoires, offrant ainsi une solution polyvalente pour les soins des plaies.

RÉFÉRENCE	FORMAT	DESCRIPTIF	U/BOÎTE
02010365000000	1,9 x 7,2 cm	Classic Marron	20
02010367000000	1,9 x 7,2 cm	Delicate Blanc	20



PANSEMENT POST-OP SOFFIX MED - STÉRILE

Pansement en tissu non tissé pour les plaies opératoires et étendues, avec compresse antibactérienne (chlorhexidine). Respirant et hautement absorbant.

RÉFÉRENCE	FORMAT	U/BOÎTE
02022670200000	5 x 7 cm	20
02022671200000	10 x 8 cm	20
02022673200000	15 x 10 cm	20



CURETTE

Instruments à usage unique conçus pour le curetage, le débridement ou le nettoyage de tissus lors de soins ou d'interventions chirurgicales mineures. Fabriqués en Ixef® PARA (polyamide renforcé), les curettes Zillion Black associent une rigidité comparable à celle du métal à la légèreté du plastique, tout en offrant une excellente maniabilité.


RÉFÉRENCE	LIBELLÉ	U/BOÎTE
4891-501	CURETTE GRATTOIR - STÉRILE	120
4891-502	DOUBLE CURETTE - STÉRILE	120



4891-501 4891-502



ÉCARTEUR



4891-530

4891-532

Écarteur auto-statique avec bras crantés et griffes. Idéal pour maintenir les bords d'une incision ouverts sans assistance manuelle. Utilisation fréquente en petite chirurgie, dermatologie ou chirurgie plastique. Fabriqué en Ixef® PARA.

RÉFÉRENCE	LIBELLÉ	U/BOÎTE
4891-530	ÉCARTEUR DE WEITLANER 13CM - STÉRILE	36

Écarteur manuel en forme de spatule double courbure, utilisé pour dégager et maintenir les tissus mous lors d'interventions chirurgicales. Particulièrement adapté à la chirurgie générale ou digestive. Fabriqué en Ixef® PARA.

RÉFÉRENCE	LIBELLÉ	U/BOÎTE
4891-532	ÉCARTEUR DE ROUX 17CM - STÉRILE	28



ÔTE-AGRAFE

Instrument à usage unique conçu pour le retrait précis et atraumatique des agrafes cutanées après cicatrisation. Fabriqué en Ixef® PARA, l'ôte-agrafe Zillion Black allie précision, rigidité comparable à l'acier et légèreté, pour un confort d'utilisation optimal.

RÉFÉRENCE	LIBELLÉ	U/BOÎTE
4891-521	ÔTE-AGRAFE 12,5CM- STÉRILE	112



PINCE ADSON

Pince de préhension fine à usage unique, spécialement conçue pour la manipulation atraumatique des tissus délicats. Fabriquée en Ixef® PARA, la pince Adson Zillion Black offre une excellente rigidité, une précision optimale, tout en assurant une hygiène parfaite grâce à son conditionnement stérile.

RÉFÉRENCE	LIBELLÉ	U/BOÎTE
4891-504	PINCE ADSON NON DENTÉE - STÉRILE	60
4891-505	PINCE ADSON DENTÉE - STÉRILE	60





PINCE BIRKETT

Pince hémostatique à usage unique utilisée pour la préhension, la dissection ou l'hémostase temporaire de petits vaisseaux. Fabriquée en Ixef® PARA, la pince Birkett Zillion Black combine une rigidité équivalente à l'acier avec la légèreté du plastique, pour un geste chirurgical précis et confortable.

- **Droites** : idéale pour la préhension linéaire ou le clampage sur zones accessibles en ligne directe.
- **Courbées** : facilite l'accès aux zones anatomiques plus complexes ou profondes, en conservant une bonne visibilité.



RÉFÉRENCE	LIBELLÉ	U/BOÎTE
4891-514	PINCE BIRKETT DROITE - STÉRILE	132
4891-515	PINCE BIRKETT COURBÉE - STÉRILE	104



PINCE À TISSUS

Pince de préhension robuste, conçue pour la saisie et la traction de tissus lors de gestes chirurgicaux ou de soins techniques. Fabriquée en Ixef® PARA, la pince à tissus Zillion Black combine fermeté, résistance mécanique élevée, et légèreté, pour une maniabilité optimale.

RÉFÉRENCE	LIBELLÉ	U/BOÎTE
4891-508	PINCE À TISSUS DENTÉE 14,5 CM - STÉRILE	76
4891-526	PINCE À TISSUS NON DENTÉE 20 CM - STÉRILE	104



PINCE À DISSECTION

Pince à dissection fine et précise, conçue pour la manipulation minutieuse des tissus lors de dissections ou d'interventions délicates. Fabriquée en Ixef® PARA, la Dissection Forceps Zillion Black offre une rigidité élevée, une légèreté appréciable, et une excellente stabilité en main, même lors de gestes prolongés.

RÉFÉRENCE	LIBELLÉ	U/BOÎTE
4891-509	PINCE À DISSECTION 14,5 CM - STÉRILE	72
4891-527	PINCE À DISSECTION 20 CM - STÉRILE	68



PINCE HALSTED

Pince hémostatique à usage unique, idéale pour le clampage de vaisseaux fins, la préparation tissulaire ou les gestes de précision. Fabriquée en Ixef® PARA, la pince Halsted Zillion Black allie rigidité, légèreté et ergonomie, offrant une alternative fiable aux instruments métalliques.

- **Droites** : pour un usage linéaire sur les zones accessibles. Idéale pour le clampage ou la dissection délicate.
- **Courbées** : facilite le travail en profondeur ou dans des espaces anatomiques restreints.

RÉFÉRENCE	LIBELLÉ	U/BOÎTE
4891-506	PINCE HALSTED DROITE 12,5 CM - STÉRILE	108
4891-507	PINCE HALSTED COURBÉE 12,5 CM - STÉRILE	88



PINCE IRIS

Pince fine de précision à usage unique, conçue pour les gestes minutieux en chirurgie, dermatologie ou soins techniques. La pince Iris Zillion Black, fabriquée en Ixef® PARA, garantit stabilité, rigidité et ergonomie, avec une excellente visibilité grâce à sa finition noire mate.

- **Non dentée** : Pour la manipulation atraumatique des tissus fins, idéale en chirurgie ophtalmique, plastique ou dermatologique.
- **Dentée** : Pour une préhension plus ferme des tissus, adaptée aux gestes nécessitant une meilleure accroche.



RÉFÉRENCE	LIBELLÉ	U/BOÎTE
4891-518	PINCE IRIS NON DENTÉE 10,5 CM - STÉRILE	84
4891-519	PINCE IRIS DENTÉE 10,5 CM - STÉRILE	84



PINCE KELLY

Pince hémostatique polyvalente à usage unique, conçue pour le clampage de vaisseaux de calibre moyen, la dissection tissulaire ou la manipulation de compresses. La pince Kelly Zillion Black, en Ixef® PARA, offre une rigidité élevée, un verrouillage sûr, et une ergonomie fiable, avec une finition noire mate favorisant la visibilité.

- **Droite** : Pour les gestes directs et le clampage en surface
- **Courbée** : Idéale pour accéder à des zones profondes ou anatomiquement complexes.



RÉFÉRENCE	LIBELLÉ	U/BOÎTE
4891-512	PINCE KELLY DROITE 14 CM - STÉRILE	132
4891-513	PINCE KELLY COURBÉE 14 CM - STÉRILE	96



PINCE KOCHER

Pince hémostatique robuste à usage unique, spécialement conçue pour le clampage ferme de tissus ou vaisseaux, grâce à ses mors à dents crochues assurant une prise solide. Fabriquée en Ixef® PARA, la pince Kocher Zillion Black allie durabilité, précision et ergonomie, avec une finition noire mate pour une visibilité optimale.

- **Droite** : Pour un accès direct avec une prise ferme et sûre.
- **Courbée** : Adaptée aux zones anatomiques difficiles d'accès grâce à sa courbure.

RÉFÉRENCE	LIBELLÉ	U/BOÎTE
4891-522	PINCE KOCHER DROITE ET DENTÉE 16 CM - STÉRILE	84
4891-523	PINCE KOCHER COURBÉE ET DENTÉE 16 CM - STÉRILE	84



PINCE MCINDOE

Pince de précision à usage unique, spécialement conçue pour la manipulation délicate des tissus lors de sutures, dissections ou soins techniques. Fabriquée en Ixef® PARA, la pince McIndoe Zillion Black allie rigidité comparable à l'acier, légèreté et confort de préhension.

- **Dentée** : Grip ferme
- **Non dentée** : Grip plus doux



RÉFÉRENCE	LIBELLÉ	U/BOÎTE
4891-528	PINCE MCINDOE DENTÉE 15,5 CM - STÉRILE	64
4891-529	PINCE MCINDOE NON DENTÉE 15,5 CM - STÉRILE	64



PINCE PEAN

Pince fine de précision à usage unique, conçue pour les gestes minutieux en chirurgie, dermatologie ou soins techniques. La pince Iris Zillion Black, fabriquée en Ixef® PARA, garantit stabilité, rigidité et ergonomie, avec une excellente visibilité grâce à sa finition noire mate.

RÉFÉRENCE	LIBELLÉ	U/BOÎTE
4891-510	PINCE PEAN DROITE 14,5 CM - STÉRILE	132
4891-511	PINCE PEAN COURBÉE 14,5 CM - STÉRILE	96



PINCE ROCHESTER-PEAN

Pince hémostatique à usage unique, type Rochester-Pean, conçue pour le clamage efficace des vaisseaux et la saisie de tissus lors d'interventions chirurgicales. Fabriquée en Ixef® PARA, elle associe rigidité, légèreté et ergonomie, tout en garantissant une hygiène optimale grâce à son conditionnement stérile.

- **Droite** : Adaptées au clamage linéaire sur vaisseaux ou tissus accessibles.
- **Courbée** : Pour faciliter l'accès dans des zones anatomiques restreintes ou profondes

RÉFÉRENCE	LIBELLÉ	U/BOÎTE
4891-524	PINCE KELLY DROITE 16 CM - STÉRILE	132
4891-525	PINCE KELLY COURBÉE 16 CM - STÉRILE	80




PINCE SPENCER-WELLS

Pince hémostatique de précision à usage unique, conçue pour le clamage de vaisseaux de tailles moyennes à petites et la manipulation délicate de tissus. Fabriquée en Ixef® PARA, la Spencer-Wells Zillion Black offre une rigidité élevée, une légèreté optimale et un verrouillage cranté fiable, tout en garantissant une hygiène parfaite grâce à son conditionnement stérile.

- **Droite** : Adaptées au clamage linéaire et au positionnement rapide sur les vaisseaux.
- **Courbée** : Pour un accès facilité aux zones profondes ou contournées dans la cavité opératoire.

RÉFÉRENCE	LIBELLÉ	U/BOÎTE
4891-516	PINCE SPENCER DROITE 18,5 CM - STÉRILE	84
4891-517	PINCE SPENCER COURBÉE 18,5 CM - STÉRILE	84



PORTE-AIGUILLE MAYO-HEGAR

Instrument à usage unique conçu pour maintenir et guider les aiguilles de suture de façon sûre et précise lors des interventions chirurgicales. Fabriqué en polymère technique haute performance, avec finition noire caractéristique de la gamme Zillion Black.

RÉFÉRENCE	LIBELLÉ	U/BOÎTE
4891-520	PORTE AIGU MAYO-HEGAR DROIT 15 CM - STÉRILE	132



PINCE À TAMPONS

Pince à usage unique, conçue pour maintenir les compresses, réaliser des soins cutanés ou désinfections en milieu stérile. Fabriquée en polymère haute performance, elle combine rigidité, légèreté et hygiène optimale.

RÉFÉRENCE	LIBELLÉ	U/BOÎTE
4891-531	PORTE TAMPONS COURBÉE 26,5 CM - STÉRILE	81
4891-534	PORTE TAMPONS COURBÉE 20 CM - STÉRILE	120
4891-535	PORTE TAMPONS COURBÉE 26,5 CM - STÉRILE	28

KELIS
MEDICAL

APO
TECNIA

LE SPÉCIALISTE DE LA DISTRIBUTION
DE DISPOSITIFS MÉDICAUX À USAGE UNIQUE

SIÈGE SOCIAL
LAVOREL MEDICARE FRANCE
75 rue Cuvier
69006 LYON

KELIS MEDICAL - APOTECNIA
840 Rue de l'Hers
31750 Escalquens

CONTACTEZ-NOUS

✉ serviceclient@kelis-medical.com

☎ 04 42 18 52 00
Du lundi au vendredi
de 9h à 13h et de 14h à 17h



RETROUVEZ TOUTES NOS RÉFÉRENCES ET CATALOGUES SUR NOTRE SITE INTERNET
WWW.KELIS-MEDICAL.COM

Centrales & groupements - Revendeurs - Prestataires de santé à domicile - Établissements de soins

Lavorel Medicare France, SAS au capital de 20 000€ - 539 073 221 RCS Lyon