

INNO
SET

ÉDITION 2025



SETS ET PACKS DE SOIN

ASSEMBLAGE ET STERILISATION DE SETS DE SOINS

MADE IN FRANCE



INNOSET assemble et stérilise des sets de soins à usage unique à destination des professionnels de Santé.

25 ANS
D'EXPÉRIENCE

20k
SETS FABRIQUÉS
PAR JOUR

2500M²
DE PRODUCTION,
D'ASSEMBLAGE ET DE
STOCKAGE

Votre expert de la stérilisation à l'oxyde d'éthylène, avec pour valeurs : qualité, sécurité et innovation.



MADE IN FRANCE

Innoset est fier de vous proposer des sets stérilisés en France.

Depuis notre site d'Escalquens, près de Toulouse.



CERTIFIÉ MDR

Nos dispositifs répondent aux normes européennes les plus strictes pour une fiabilité optimale.

- Certifié EN ISO 13485
- Stérilisation à l'Oxyde d'Ethylène - ISO 11135



ENGAGEMENT RSE

Labellisé EcoVadis depuis 2024, Innoset affirme son engagement RSE et vise l'obtention du niveau Or d'ici 2028.

Depuis 2024, Innoset a effectué de nombreux investissements pour mieux répondre à vos besoins :

- Développement et mise en route d'un nouvel automate pour une gestion améliorée et sécurisée de nos cuves de stérilisation.
- Mise en service d'une nouvelle cuve de stérilisation afin de répondre à l'augmentation des commandes.
- Un stock disponible en permanence et une capacité d'expédition rapide pour garantir des délais de livraison optimaux.



VOUS AVEZ UN PROJET ?

Contactez nos équipes pour discuter de votre projet et bénéficier d'un accompagnement personnalisé qui répondra à vos besoins.



commande@innoset.com



05 62 88 41 57

ÉTUDIONS VOTRE PROJET ENSEMBLE !



À FAÇON

À partir de 2000 unités



STANDARDISÉS



SERVICE DE STÉRILISATION

NOUVEAU

Innoset va plus loin : nous stérilisons aussi vos sets et produits dans nos propres cuves en France


DIALYSE
DEMANDEZ VOTRE COMPOSITION

Contactez nos équipes par e-mail ou par téléphone pour soumettre votre demande.



info@innoset.com



05 62 88 41 57
Du lundi au vendredi
de 9h à 13h00 et de 14h00 à 17h


PETIT SOINS
08

INNO13, INNO35, HPI003 • Champ de soins ouate stérile	09
HPI100, 109210, 101301VAR, 101301VAR3, 071306, PE-SPE-02 • Set de petits soins n°1 à 6	09
071370 • Set de petits soins avec SPR	09


HYGIÈNE & ASEPSIE
10

INNO100003 • Charlotte blanche	11
INNO100002 • Masque chirurgical Type II	11
HPI001, INNO100001 • Blouse de soin	11
HA-HAB-01 • Set d'habillage	11
071317VAR • Set d'habillage avec compresses	11


PERFUSION VVP
12
SANS SOLUTION DE RINÇAGE

PE-VVP-02S • Set de branchement différé de perfusion (standard)	13
PE-VVP-01SV • Set de pose KT / PRÉP / Branchement immédiat de perfusion	13
071324 • Set de remplissage VVP	13
PE-VVP-01S • Set de pose du cathéter et branchement immédiat de perfusion avec prolongateur	14

AVEC AMPOULE DE RINÇAGE

PE-VVP-02C • Set de préparation et branchement différé de perfusion	14
PE-VVP-01C • Set de pose du cathéter, prep et branchement immédiat de perf. avec prolongateur et ampoule ...	14

AVEC SERINGUE PRÉ-REMPLIE

077501VAR2 • Set de soin pour nutrition parentérale	15
073803 • Set de préparation de débranchement VVP	15
071323 • Set de pose de VVP	15


PERFUSION UNIVERSEL
16
SANS SOLUTION DE RINÇAGE

076906 • Set de perfusion standard	17
071327 • Set de pose sous cutanée	17
079221 • Set de remplissage / débranchement	17
PE-VVC-03S • CCI / KTC / PICCLINE – Débranchement de perfusion (standard)	17
076901 • Set de universel n°1	18
076960 • Set de universel n°2	18
071334VAR • Set de branchement / débranchement polyvalent 10 ml	18
071334 • Set de branchement / débranchement polyvalent 20 ml	19

AVEC AMPOULE DE RINÇAGE

HPI289 • Set de pose / dépose universel	19
073021 • Set de remplissage universel	19
PE-UNI-02 • Set de branchement ou débranchement universel	20
0709 • Set de branchement / débranchement avec ampoule	20

AVEC SERINGUE PRÉ-REMPLIE

076302 • Set de rinçage avec SPR	21
071316VAR2 • Set de branchement / débranchement universel avec SPR	21



PERFUSION VVC

22

SANS SOLUTION DE RINÇAGE

HPI279 • Set de pose / dépose VVC	23
076404 • Set de pose de voie centrale	23
079211VAR • Set de remplissage VVC	23
HPI408 • Set de voie veineuse centrale	24

AVEC AMPOULE DE RINÇAGE

HPI389 • Set de voie veineuse centrale débranchement chimio	24
079223 • Set de fin de perfusion	24
079222 • Set de pose voie veineuse centrale standard	25
PE-VVC-01C • Set de pose d'aiguille et préparation de perfusion avec ampoule	25
079214VAR • Set de branchement / débranchement VVC avec ampoule	25

AVEC SERINGUE PRÉ-REMPLIE

073710VAR2 • Set d'entretien VVC / PAC / PICC ou débranchement chimio	26
070604VAR • Set de rinçage vvc avec SPR	26
079222VAR • Set de pose sur voie veineuse avec SPR	26
PE-VVC-01P • Set de pose d'aiguille et préparation de perfusion avec SPR	27
071371 • Set de vvc prelevement avec SPR	27



RÉFECTION DE PANSEMENT PICC LINE

28

SANS PANSEMENT

PE-VVC-02P • CCI / KTC / PICC LINE – Preparation et branchement différé de perfusion SPR	29
HPI518VAR • Set de PICC LINE	29

AVEC PANSEMENT GRIPLOCK

073140VAR2 • Set de PICC LINE pansement Grip-lok universel SPR	29
073140VAR1 • Set de PICC LINE Grip-lok	30

AVEC PANSEMENT STATLOCK

073141VAR • Set PICC LINE pansement Statlock® avec SPR	30
073141 • Set de PICCLINE Statlock® avec ampoule	30
HPI508VAR • Set de PICCLINE Statlock® (variante)	31



NUTRITION ENTÉRALE

33

SONDES NASOGASTRIQUES

NE-SNG-01 • Nécessaires de soins pour sonde nasogastrique.....	33
NE-SNG-01V • Nécessaires de soins pour sonde nasogastrique (variante)	33
201050 • Soins pour sonde nasogastrique	33

GASTROSTOMIE

NE-GAJ-01PV • Nécessaires de soins pour gastrostomie jejunostomie	33
201052 • Set de renouvellement entretien gastro jejunostomie	33



URINAIRE

34

516901 • Set de sondage urinaire	34
UR-SAD-01 • Set de sondage urinaire à demeure	34



GYNÉCOLOGIE

35

409201 • Set de pose d'implant sous cutané	35
409202VAR1 • Set de retrait d'implant sous cutané	35



RESPIRATOIRE

36

T9909V • Nécessaires de soins pour tracheostomie (variante)	36
--	----

GAMME BLANCHE

INNO
SET

Bénéficiant de plus de 25 ans d'expertise dans l'assemblage et la stérilisation de sets de soins, Innoset est fière de vous proposer sa gamme blanche, déjà adoptée par de nombreux professionnels de santé.

Élaborée en collaboration avec des infirmiers, médecins et revendeurs, cette gamme répond aux exigences les plus strictes en matière de qualité et de compétitivité. Face à son succès, nous continuons de l'étoffer pour mieux accompagner vos besoins au quotidien.

COMPRESSES

COMPRESSES NON TISSÉES - STÉRILES

RÉFÉRENCE	FORMAT	UNITÉS PAR SACHET	CONDITIONNEMENT	
INNO130001	7,5 x 7,5 cm	2 compresses	Boîte de 50 unités	Carton de 600 unités
INNO130002	10 x 10 cm	2 compresses	Boîte de 50 unités	Carton de 600 unités
INNO130003	5 x 5 cm	5 compresses	Boîte de 50 unités	Carton de 600 unités
INNO130004	7,5 x 7,5 cm	5 compresses	Boîte de 50 unités	Carton de 600 unités
INNO130005	10 x 10 cm	5 compresses	Boîte de 50 unités	Carton de 600 unités

COMPRESSES DE GAZE - STÉRILES

RÉFÉRENCE	FORMAT	UNITÉS PAR SACHET	CONDITIONNEMENT	
INNO130006	7,5 x 7,5 cm	2 compresses	Boîte de 50 unités	Carton de 300 unités
INNO130007	10 x 10 cm	2 compresses	Boîte de 50 unités	Carton de 300 unités

COMPRESSES NON TISSÉES - NON STÉRILES

RÉFÉRENCE	FORMAT	GRAMMAGE	CONDITIONNEMENT	
INNO130008	5 x 5 cm	30 g	Boîte de 100 unités	Carton de 1000 unités
INNO130009	7,5 x 7,5 cm	30 g	Boîte de 100 unités	Carton de 1000 unités
INNO130010	10 x 10 cm	30 g	Boîte de 100 unités	Carton de 1000 unités
INNO130011	5 x 5 cm	40 g	Boîte de 100 unités	Carton de 1000 unités
INNO130012	7,5 x 7,5 cm	40 g	Boîte de 100 unités	Carton de 1000 unités
INNO130013	10 x 10 cm	40 g	Boîte de 100 unités	Carton de 1000 unités



BANDES ET SPARADRAPS

BANDE DE CRÊPES

RÉFÉRENCE	FORMAT	CONDITIONNEMENT	
INNO130018	4 M x 5 cm	Boîte de 20 unités	Carton de 800 unités
INNO130019	4 M x 7 cm	Boîte de 20 unités	Carton de 800 unités
INNO130020	4 M x 15 cm	Boîte de 20 unités	Carton de 400 unités
INNO130021	4 M x 20 cm	Boîte de 20 unités	Carton de 400 unités

BANDE EXTENSIBLE

RÉFÉRENCE	FORMAT	CONDITIONNEMENT	
INNO130022	4 M x 5 cm	Boîte de 50 unités	Carton de 1000 unités
INNO130023	4 M x 15 cm	Boîte de 25 unités	Carton de 500 unités
INNO130024	3 M x 10 cm	Boîte de 50 unités	Carton de 1000 unités


SPARADRAP MICROPORE

RÉFÉRENCE	FORMAT	CONDITIONNEMENT	
INNO130017	4 M x 10 cm	Boîte de 12 unités	Carton de 576 unités

BOULE DE COTON

RÉFÉRENCE	GRAMMAGE	CONDITIONNEMENT
INNO90001	0,5 g	Sachet de 500 unités

DIALYSE



DEMANDEZ VOTRE COMPOSITION

Innoset, spécialiste de la perfusion, élargit son expertise avec la conception de sets de dialyse sur mesure, développés en étroite collaboration avec notre infirmière experte en dialyse.

N'hésitez pas à contacter notre équipe par e-mail ou par téléphone pour nous faire part de votre demande. Notre service commercial vous accompagnera dans la conception de votre set.

SETS DÉJÀ DISPONIBLES :

- > SET DE CATHÉTER
- > SET DE FISTULE



info@innoset.com



05 62 88 41 57

Du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17h

PETITS SOINS



SANS SOLUTION DE RINÇAGE

CHAMP DE SOINS OUATE STÉRILE

RÉFÉRENCE : **INNO13**
UNITÉ PAR CARTON : 210

1 Champ 38 x 45 cm

RÉFÉRENCE : **INNO35**
UNITÉ PAR CARTON : 210

1 Champ 45 x 50 cm

RÉFÉRENCE : **HPI003**
UNITÉ PAR CARTON : 170

1 Champ 45 x 75 cm



SET DE SOINS N°1

RÉFÉRENCE : **HPI100** UNITÉ PAR CARTON : 150

1 Champ de soins Ouate 37,5 x 45 cm

5 compresses Non Tissées 7,5 x 7,5 cm



SET DE SOINS N°2

RÉFÉRENCE : **109210** UNITÉ PAR CARTON : 90

2 Champs de soins Ouate 50 x 60 cm

10 Compresses Non Tissées 7,5 x 7,5 cm



SETS DE PETITS SOINS N°3

RÉFÉRENCE : **101301VAR** UNITÉ PAR CARTON : 130

1 Champ de soins Ouate 37,5 x 45 cm

1 Paire de gants Nitrile Manchettes Retournées (Taille 7/8)

5 Compresses Non Tissées 7,5 x 7,5 cm



SETS DE PETITS SOINS N°4

RÉFÉRENCE : **101301VAR3** UNITÉ PAR CARTON : 100

1 Essuie-mains Airlaid 30 x 40 cm

1 Champ de table enveloppant Ouate 45 x 50 cm

Dans le champ enveloppant :

1 Paire de gants Nitrile Manchettes Retournées (Taille 7/8)

5 Compresses Non Tissées 7,5 x 7,5 cm



SET DE PETITS SOINS N°5

RÉFÉRENCE : **071306** UNITÉ PAR CARTON : 120

1 Champ patient Ouate 37,5 x 45 cm

5 Compresses Non Tissées 7,5 x 7,5 cm

1 Pansement film 10 x 12 cm



SET DE PETITS SOINS N°6

RÉFÉRENCE : **PE-SPE-02** UNITÉ PAR CARTON : 200

1 Champ patient Ouate 37,5 x 45 cm

2 Compresses Non Tissées 7,5 x 7,5 cm

1 Pansement Film 6 x 7 cm

1 TAMPON ALCOOLISE ISO 70 %



SET DE PETITS SOINS AVEC SPR

RÉFÉRENCE : **071370** UNITÉ PAR CARTON : 20

1 Champ de table enveloppant Ouate 45 x 75 cm

Dans le champ enveloppant :

1 Blister 2 poses pvc

2 Champs patient Ouate 75 x 75 cm

10 Compresses Non Tissées 7,5 x 7,5 cm

1 SERINGUE PRÉREMPLIE NaCl 0,9 % STÉRILE 10 ML – CLASSE III



HYGIÈNE & ASEPSIE



CHARLOTTE BLANCHERéférence : **INNO100003**Unité par carton : **1000****MASQUE CHIRURGICAL TYPE II**Référence : **INNO100002**Unité par carton : **1000****BLOUSE DE SOIN**Référence : **HPI001**Unité par carton : **40**Blouse de soin **Stérile**Référence : **INNO100001**Unité par carton : **40**Blouse de soin **Non Stérile****SET D'HABILLAGE**Référence : **HA-HAB-01**Unité par carton : **40**

2 Masques Type II

1 Charlotte

1 Blouse de soins

1 Paire de gants Nitrile Manchettes Retournées (Taille 7/8)

**SET D'HABILLAGE AVEC COMPRESSES**Référence : **071317VAR**Unité par carton : **25**

1 Blouse de soins

1 Masque Type II

2 Charlottes

1 Paire de gants Nitrile Manchettes Retournées (Taille 7/8)

5 Compresse Non Tissées 7,5 x 7,5 cm



PERFUSION VVP



SANS SOLUTION DE RINÇAGE

SET DE BRANCHEMENT DIFFÉRÉ DE PERFUSION (STANDARD)

RÉFÉRENCE : **PE-VVP-02S** UNITÉ PAR CARTON : 60

- 1 Essuie-mains Airlaid 20 x 30 cm
- 1 Champ de table enveloppant Ouate 45 x 50 cm

Dans le champ enveloppant :

- 1 Paire de gants Nitrile Manchettes Retournées (Taille 7/8)
- 5 Compresses Non Tissées 7,5 x 7,5 cm
- 1 Seringue Luer Lock 10 ml
- 1 Seringue Luer Lock 20 ml
- 2 Aiguilles Pompeuse 18G



SET DE POSE KT / PRÉP / BRANCHEMENT IMMÉDIAT DE PERFUSION

NOUVEAU

RÉFÉRENCE : **PE-VVP-01SV** UNITÉ PAR CARTON : 60

- 1 Essuie-mains Airlaid 20 x 30 cm
- 1 Champ de table enveloppant Ouate 45 x 50 cm

Dans le champ enveloppant :

- 1 Paire de gants Nitrile Manchettes Retournées (Taille 7/8)
- 1 Champ patient Ouate 37,5 x 45 cm
- 2 x 5 Compresses Non Tissées 7,5 x 7,5 cm
- 1 Seringue Luer Lock 20 ml
- 1 Aiguille Pompeuse 18G
- 1 Pansement Film 10 x 12 cm



SET REMPLISSAGE VVP

RÉFÉRENCE : **071324** UNITÉ PAR CARTON : 60

- 1 Essuie-mains Airlaid 20 x 30 cm
- 1 Masque Type II
- 1 Champ de table enveloppant Ouate 45 x 75 cm

Dans le champ enveloppant :

- 1 Paire de gants Nitrile Manchettes Retournées (Taille 7/8)
- 5 Compresses Non Tissées 7,5 x 7,5 cm
- 1 Seringue Luer Lock 20 ml
- 1 Aiguille Pompeuse 18G
- 1 Bouchon Luer Lock mâle



SET DE POSE DU CATHÉTER ET BRANCHEMENT IMMEDIAT DE PERFUSION AVEC PROLONGATEUR

RÉFÉRENCE : **PE-VVP-01S** UNITÉ PAR CARTON : 40

1 Essuie-mains Airlaid 20 x 30 cm

1 Champ de table enveloppant Ouate 45 x 50 cm

Dans le champ enveloppant :

1 Paire de gants Nitrile Manchettes Retournées (Taille 7/8)

1 Champ patient Ouate 37,5 x 45 cm

2 x 5 Compresses Non Tissées 7,5 x 7,5 cm

1 Seringue Luer Lock 10 ml

1 Seringue Luer Lock 20 ml

2 Aiguilles Pompeuse 18G

1 Prolongateur avec robinet 3 voies longueur 10 cm

1 Bandelette adhésive 2 bandes 1,25 x 14,8 cm

1 Pansement Film 10 x 12 cm



AVEC AMPOULE DE RINÇAGE

SET DE PRÉPARATION ET BRANCHEMENT DIFFÉRÉ DE PERFUSION

RÉFÉRENCE : **PE-VVP-02C** UNITÉ PAR CARTON : 45

1 Essuie-mains Airlaid 20 x 30 cm

1 Champ de table enveloppant Ouate 45 x 50 cm

Dans le champ enveloppant :

1 Paire de gants Nitrile Manchettes Retournées (Taille 7/8)

5 Compresses Non Tissées 7,5 x 7,5 cm

1 Seringue Luer Lock 10 ml

1 Seringue Luer Lock 20 ml

2 Aiguilles Pompeuses 18G

1 Ampoule de NaCl 0,9 % 10 ml protégée classe III



SET DE POSE DU CATHÉTER , PRÉPARATION ET BRANCHEMENT IMMEDIAT DE PERFUSION AVEC PROLONGATEUR ET AMPOULE

RÉFÉRENCE : **PE-VVP-01C** UNITÉ PAR CARTON : 35

1 Essuie-mains Airlaid 20 x 30 cm

1 Champ de table enveloppant Ouate 45 x 50 cm

Dans le champ enveloppant :

1 Paire de gants Nitrile Manchettes Retournées (Taille 7/8)

1 Champ patient Ouate 37,5 x 45 cm

2 x 5 Compresses Non Tissées 7,5 x 7,5 cm

1 Seringue Luer Lock 10 ml

1 Seringue Luer Lock 20 ml

2 Aiguilles Pompeuses 18G

1 Ampoule de NaCl 0,9 % 10 ml protégée classe III

1 Prolongateur avec robinet 3 voies longueur 10 cm

1 Bandelette adhésive 2 bandes 1,25 x 14,8 cm

1 Pansement Film 10 x 12 cm



AVEC SERINGUE PRÉ-REMPLIE

SET DE SOIN POUR NUTRITION PARENTERALE


RÉFÉRENCE : 077501VAR2 UNITÉ PAR CARTON : 15

1 Champ de table enveloppant Ouate 75 x 75 cm

Dans le champ enveloppant :

- 1 Barquette blanche 265 x 162 x 40
- 2 Champs patient Ouate 75 x 75 cm
- 10 Compresses Non Tissées 7,5 x 7,5 cm

1 SERINGUE PRÉREMPLIE NaCl 0,9 % STÉRILE 10 ML – CLASSE III



SET DE PRÉPARATION DE DÉBRANCHEMENT VVP

NOUVEAU

RÉFÉRENCE : 073803 UNITÉ PAR CARTON : 45

- 1 Champ de soins Ouate 45 x 50 cm
- 1 Paire de gants Nitrile Manchettes Retournées (Taille 7/8)
- 5 Compresses Non Tissées 7,5 x 7,5 cm
- 1 Seringue Luer Lock 10 ml
- 1 Aiguille Pompeuse 18G
- 1 Bouchon Luer Lock mâle

1 SERINGUE PRÉREMPLIE NaCl 0,9 % STÉRILE 10 ML – CLASSE III



SET DE POSE DE VVP

RÉFÉRENCE : 071323 UNITÉ PAR CARTON : 40

- 1 Essuie-mains Airlaid 20 x 30 cm
- 1 Masque Type II
- 1 Champ de table enveloppant Ouate 45 x 50 cm

Dans le champ enveloppant :

- 1 Paire de gants Nitrile Manchettes Retournées (Taille 7/8)
- 5 Compresses Non Tissées 7,5 x 7,5 cm
- 1 Prolongateur avec robinet 3 voies longueur 10 cm
- 1 Pansement Film 6 x 7 cm Tégaderm

1 SERINGUE PRÉREMPLIE NaCl 0,9 % STÉRILE 10 ML – CLASSE II



PERFUSION UNIVERSEL



SANS SOLUTION DE RINÇAGE

SET DE PERFUSION STANDARD

RÉFÉRENCE : 076906 UNITÉ PAR CARTON : 80

- 1 Sac à déchets
- 1 Essuie-mains Airlaid 20 x 30 cm
- 1 Paire de gants Nitrile Manchettes Retournées (Taille 7/8)
- 1 Champ de soins Ouate 45 x 50 cm
- 10 Compresses Non Tissées 7,5 x 7,5 cm
- 1 Bouchon Luer Lock mâle



SET DE POSE SOUS CUTANÉE

RÉFÉRENCE : 071327 UNITÉ PAR CARTON : 60

- 1 Champ de soins Ouate 37,5 x 45 cm
- 1 Paire de gants Nitrile Manchettes Retournées (Taille 7/8)
- 2 x 5 Compresses Non Tissées 7,5 x 7,5 cm
- 1 Aiguille Pompeuse 18G
- 1 Seringue Luer Lock 10 ml
- 1 Bandelette adhésive 2 bandes 1,25 x 14,8 cm
- 1 Pansement Film 6 x 7 cm Tégaderm



SET DE REMPLISSAGE / DÉBRANCHEMENT

RÉFÉRENCE : 079221 UNITÉ PAR CARTON : 70

- 1 Charlotte
- 1 Masque Type II
- 1 Champ de table enveloppant Ouate 37,5 x 45 cm

Dans le champ enveloppant :

- 1 Paire de gants Nitrile Manchettes Retournées (Taille 7/8)
- 5 Compresses Non Tissées 7,5 x 7,5cm
- 1 Seringue Luer Lock 20 ml
- 1 Aiguille Pompeuse 18G
- 1 Bouchon Luer Lock mâle



CCI / KTC / PICCLINE – DÉBRANCHEMENT DE PERFUSION (STANDARD)

RÉFÉRENCE : PE-VVC-03S UNITÉ PAR CARTON : 55

- 1 Essuie-mains Airlaid 20 x 30 cm
- 2 Masques Type II
- 1 Champ de table enveloppant Ouate 45 x 50 cm

Dans le champ enveloppant :

- 1 Paire de gants Nitrile Manchettes Retournées (Taille 7/8)
- 1 Champ patient Ouate 37,5 x 45 cm
- 5 Compresses Non Tissées 7,5 x 7,5 cm
- 1 Seringue Luer Lock 10 ml
- 1 Aiguille Pompeuse 18G
- 1 Bouchon Luer Lock mâle



SET UNIVERSEL N°1

RÉFÉRENCE : 076901 UNITÉ PAR CARTON : 60

- 1 Charlotte
- 1 Masque Type II
- 1 Champ de table enveloppant Ouate 45 x 50 cm

Dans le champ enveloppant :

- 1 Paire de gants Nitrile Manchettes Retournées (Taille 7/8)
- 5 Compresses Non Tissées 7,5 x 7,5 cm
- 1 Seringue Luer Lock 20 ml
- 1 Seringue Luer Lock 10 ml
- 2 Aiguilles Pompeuses 18G
- 1 Bouchon Luer Lock mâle
- 1 Bandelette adhésive 2 bandes 1,25 x 14,8 cm



SET UNIVERSEL N°2

RÉFÉRENCE : 076960 UNITÉ PAR CARTON : 45

- 1 Sac à déchets
- 1 Essuie-mains Airlaid 20 x 30 cm
- 1 Champ de table enveloppant Ouate 45 x 75 cm

Dans le champ enveloppant :

- 1 Masque Type II
- 1 Charlotte
- 1 Paire de gants Nitrile Manchettes Retournées (Taille 7/8)
- 1 Champ patient Ouate 45 x 50 cm
- 5 x 2 Compresses Non Tissées 7,5 x 7,5 cm
- 2 Aiguilles pompeuses 18G
- 1 Seringue Luer Lock 20 ml
- 1 Seringue Luer Lock 10 ml
- 1 Bouchon Luer Lock mâle/femelle
- 1 Bandelette adhésive 2 bandes 1,25 x 14,8 cm



SET DE BRANCHEMENT / DÉBRANCHEMENT POLYVALENT 10 ML

RÉFÉRENCE : 071334VAR UNITÉ PAR CARTON : 40

PARTIE BRANCHEMENT

- 1 Champ de table enveloppant Ouate 45 x 50 cm

Dans le champ enveloppant :

- 1 Paire de gants Nitrile Manchettes Retournées (Taille 7/8)
- 1 Masque Type II - 1^{er} pli
- 1 Charlotte
- 5 Compresses Non Tissées 7,5 x 7,5 cm
- 1 Seringue Luer Lock 10 ml
- 1 Aiguille Pompeuse 18G

PARTIE DÉBRANCHEMENT

- 1 Paire de gants Nitrile Manchettes Retournées (Taille 7/8)
- 5 Compresses Non Tissées 7,5 x 7,5 cm
- 1 Champ de soins Ouate 37,5 x 45 cm
- 1 Seringue Luer Lock 10 ml
- 1 Aiguille Pompeuse 18G



SET DE BRANCHEMENT / DÉBRANCHEMENT POLYVALENT 20 ML

RÉFÉRENCE : 071334 UNITÉ PAR CARTON : 40

PARTIE BRANCHEMENT

1 Champ de table enveloppant Ouate 45 x 50 cm

Dans le champ enveloppant :

- 1 Paire de gants Nitrile Manchettes Retournées (Taille 7/8)
- 1 Masque Type II
- 1 Charlotte
- 5 Compresses Non Tissées 7,5 x 7,5 cm
- 1 Seringue Luer Lock 20 ml
- 1 Aiguille Pompeuse 18G



PARTIE DÉBRANCHEMENT

- 1 Paire de gants Nitrile Manchettes Retournées (Taille 7/8)
- 5 Compresses Non Tissées 7,5 x 7,5 cm
- 1 Champ de soins Ouate 37,5 x 45 cm
- 1 Seringue Luer Lock 20 ml
- 1 Aiguille Pompeuse 18G



AVEC AMPOULE DE RINÇAGE

SET DE POSE / DÉPOSE UNIVERSEL

RÉFÉRENCE : HPI289 UNITÉ PAR CARTON : 40

- 1 Masque Type II
- 1 Essuie-mains Airlaid 30 x 40 cm
- 1 Sac à déchets
- 1 Champ de table enveloppant Ouate 45 x 75 cm

Dans le champ enveloppant :

- 1 Paire de gants Nitrile Manchettes Retournées (Taille 7/8)
- 5 Compresses Non Tissées 7,5 x 7,5 cm
- 1 Seringue Luer Lock 20 ml
- 1 Aiguille Pompeuse 18G
- 1 Ampoule de NaCl 0,9 % 20 ml protégée – CLASSE III



SET DE REMPLISSAGE UNIVERSEL

RÉFÉRENCE : 073021 UNITÉ PAR CARTON : 40

- 1 Essuie-mains Airlaid 20 x 30 cm
- 1 Masque Type II
- 1 Charlotte
- 1 Champ de soins Ouate 37,5 x 45 cm
- 1 Paire de gants Nitrile Manchettes Retournées (Taille 7/8)
- 10 Compresses Non Tissées 7,5 x 7,5 cm
- 1 Seringue Luer Lock 20 ml
- 1 Seringue Luer Lock 10 ml
- 1 Ampoule de NaCl 0,9 % 20 ml – CLASSE III
- 2 Aiguilles Pompeuses 18G
- 1 Bouchon Luer Lock mâle



SET DE BRANCHEMENT OU DÉBRANCHEMENT UNIVERSEL

RÉFÉRENCE : **PE-UNI-02** UNITÉ PAR CARTON : **40**

- 1 Essuie-mains Airlaid 20 x 30 cm
- 2 Masques Type II
- 1 Charlotte
- 1 Champ de table enveloppant Ouate 45 x 50 cm

Dans le champ enveloppant :

- 1 Paire de gants Nitrile Manchettes Retournées (Taille 7/8)
- 1 Champ de soins Ouate 37,5 x 45 cm
- 5 Compresses Non Tissées 7,5 x 7,5 cm
- 1 Seringue Luer Lock 10 ml
- 1 Seringue Luer Lock 20 ml
- 2 Aiguilles Pompeuses 18G
- 1 Ampoule de NaCl 0,9 % 10 ml protégée – CLASSE III
- 1 Bouchon Luer Lock mâle



SET DE BRANCHEMENT / DÉBRANCHEMENT AVEC AMPOULE

RÉFÉRENCE : **0709** UNITÉ PAR CARTON : **25**

PARTIE BRANCHEMENT

- 1 Essuie-mains Airlaid 20 x 30 cm
- 1 Masque Type II
- 1 Charlotte
- 1 Champ de table enveloppant Ouate 45 x 50 cm

Dans le champ enveloppant :

- 1 Paire de gants Nitrile Manchettes Retournées (Taille 7/8)
- 5 Compresses Non Tissées 7,5 x 7,5 cm
- 1 Ampoule de NaCl 0,9% 20 ml – CLASSE III
- 1 Seringue Luer Lock 20 ml
- 1 Seringue Luer Lock 10 ml
- 2 Aiguilles Pompeuses 18G



PARTIE DÉBRANCHEMENT

- 1 Champ de table enveloppant Ouate 37,5 x 45 cm

Dans le champ enveloppant :

- 1 Paire de gants Nitrile Manchettes Retournées (Taille 7/8)
- 5 Compresses Non Tissées 7,5 x 7,5 cm
- 1 Ampoule de NaCl 0,9% 20 ml – CLASSE III
- 1 Seringue Luer Lock 20 ml
- 1 Aiguille Pompeuse 18G
- 1 Bouchon Luer Lock mâle/femelle



AVEC SERINGUE PRÉ-REMPLIE

SET DE RINÇAGE AVEC SPR

RÉFÉRENCE : 076302 UNITÉ PAR CARTON : 50

- 1 Masque Type II
- 1 Charlotte
- 1 Champ de table enveloppant Ouate 45 x 50 cm

Dans le champ enveloppant :

- 1 Paire de gants Nitrile Manchettes Retournées (Taille 7/8)
- 1 Champ patient Ouate 45 x 50 cm
- 10 Compresses Non Tissées 7,5 x 7,5 cm
- 1 Aiguille pompeuse 18G
- 1 bouchon Luer Lock Blanc

2 SERINGUES PRÉREMPLIES NaCl 0,9 % STÉRILE 10 ML – CLASSE II



SET DE BRANCHEMENT / DÉBRANCHEMENT UNIVERSEL AVEC SPR

RÉFÉRENCE : 071316VAR2 UNITÉ PAR CARTON : 25

PARTIE BRANCHEMENT

- 1 Essuie-mains Airlaid 20 x 30 cm
- 1 Masque Type II
- 1 Champ de table enveloppant Ouate 45 x 50 cm

Dans le champ enveloppant :

- 1 Paire de gants Nitrile Manchettes Retournées (Taille 7/8)
- 1 Champ patient Ouate 45 X 50 fenêtré 8 cm excentré adhésivé
- 2 x 5 Compresses Non Tissées 7,5 x 7,5 cm
- 1 Seringue Luer Lock 20 ml
- 1 Aiguille Pompeuse 18G

PARTIE DÉBRANCHEMENT

- 1 Essuie-mains Airlaid 20 x 30 cm
- 1 Masque Type II
- 1 Champ de table enveloppant Ouate 45 x 50 cm

Dans le champ enveloppant :

- 1 Paire de gants Nitrile Manchettes Retournées (Taille 7/8)
- 5 Compresses Non Tissées 7,5 x 7,5 cm

1 SERINGUE PRÉREMPLIE NaCl 0,9 % STÉRILE 10 ML – CLASSE II

1 SERINGUE PRÉREMPLIE NaCl 0,9 % STÉRILE 20 ML – CLASSE II



PERFUSION VVC



SANS SOLUTION DE RINÇAGE

SET DE POSE / DÉPOSE VVC

RÉFÉRENCE : **HPI279** UNITÉ PAR CARTON : 50

- 1 Masque Type II
- 1 Essuie-mains Airlaid 30 x 40 cm
- 1 Sac à déchets
- 1 Champ de table enveloppant Ouate 45 x 75 cm

Dans le champ enveloppant :

- 1 Paire de gants Nitrile Manchettes Retournées (Taille 7/8)
- 5 Compresses Non Tissées 7,5 x 7,5 cm
- 1 Seringue Luer Lock 20 ml
- 1 Aiguille Pompeuse 18G



SET DE POSE DE VOIE CENTRALE

RÉFÉRENCE : **076404** UNITÉ PAR CARTON : 20

- 2 Masques Type II
- 1 Charlotte
- 1 Blouse de soins
- 1 Champ de table enveloppant Ouate 40 x 50 cm

Dans le champ enveloppant :

- 2 Paires de gants Nitrile Manchettes Retournées (Taille 7/8)
- 1 Champ patient Ouate préfendu fenêtre 8 cm excentrée 37,5 x 45 cm
- 2 x 5 Compresses Non Tissées 7,5 x 7,5 cm
- 1 Seringue Luer Lock 20 ml
- 1 Aiguille Pompeuse 18G



SET DE REMPLISSAGE VVC

RÉFÉRENCE : **079211VAR** UNITÉ PAR CARTON : 35

- 1 Essuie-mains Airlaid 20 x 30 cm
- 1 Charlotte
- 2 Masque Type II
- 1 Champ de table enveloppant Ouate 45 x 50 cm

Dans le champ enveloppant :

- 1 Champ patient Ouate 45 x 50 cm
- 1 Paire de gants Nitrile Manchettes Retournées (Taille 7/8)
- 10 Compresses Non Tissées 7,5 x 7,5 cm
- 1 Seringue Luer Lock 10 ml
- 1 Seringue Luer Lock 20 ml
- 2 Aiguilles Pompeuses 18G
- 1 Bandelette adhésive 2 bandes 1,25 x 14,8 cm




SET DE VOIE VEINEUSE CENTRALE

RÉFÉRENCE : **HPI408** UNITÉ PAR CARTON : **20**

- 2 Masques Type II
1 Charlotte
1 Essuie-mains Air laid 30 x 40 cm
1 Sac à déchets
1 Blouse de soins
1 Champ de table enveloppant Ouate 45 x 75 cm

Dans le champ enveloppant :

- 4 Tas de 2 Comprime - 1^{er} pli
1 Champ de soin Ouate 45 x 50 cm excentré 10 cm préfendu adhésivé 4 cotés - 1^{er} pli
1 Paire de gants Nitrile Manchettes Retournées (Taille 7/8) - 1^{er} pli
1 Paire de gants Nitrile Manchettes Retournées (Taille 7/8)
8 Compresse Non Tissées 7,5 x 7,5 cm
1 Seringue Luer Lock 20ml
1 Aiguille pompeuse 18G
1 Bandelette adhesive 2 bandes 1,25 x 14,8 cm
2 Pansements Film 10 x 12 cm



AVEC AMPOULE DE RINÇAGE

SET DE VOIE VEINEUSE CENTRALE DÉBRANCHEMENT CHIMIO

RÉFÉRENCE : **HPI389** UNITÉ PAR CARTON : **40**

- 1 Masque Type II
1 Essuie-mains Airlaid 30 x 40 cm
1 Champ de table enveloppant Ouate 45 x 75 cm

Dans le champ enveloppant :

- 1 Paire de gants Nitrile Manchettes Retournées (Taille 7/8)
5 Compresses Non Tissées 7,5 x 7,5 cm
1 Seringue Luer Lock 20 ml
1 Aiguille Pompeuse 18G
1 Ampoule de NaCl 0,9 % 20 ml protégée – CLASSE III
1 Pansement adhésif avec Compresse Intégrée 7,2 x 5 cm
1 Barquette blanche



SET DE FIN DE PERFUSION

RÉFÉRENCE : 079223 UNITÉ PAR CARTON : 35

- 1 Essuie-mains Airlaid 20 x 30 cm
2 Masques Type II
1 Charlotte
1 Champ de table enveloppant Ouate 45 x 50 cm

Dans le champ enveloppant :

- 1 Paire de gants Nitrile Manchettes Retournées (*Taille 7/8*)
 5 Compresses Non Tissées 7,5 x 7,5 cm
 1 Champ patient Ouate préfendu fenêtre 8 cm 37,5 x 45 cm
 1 Seringue Luer Lock 20 ml
 1 Aiguille Pompeuse 18G
 1 Ampoule de NaCl 0,9 % 20 ml – CLASSE III
 1 Pansement adhésif avec Compresse Intégrée 7,2 x 5 cm



SET DE POSE VOIE VEINEUSE CENTRALE STANDARD

RÉFÉRENCE : 079222 UNITÉ PAR CARTON : 30

- 2 Masques Type II
- 1 Charlotte
- 1 Essuie-mains Airlaid 20 x 30 cm
- 1 Champ de table enveloppant Ouate 45 x 50 cm

Dans le champ enveloppant :

- 2 Paires de gants Nitrile Manchettes Retournées (Taille 7/8)
- 1 Champ patient Ouate préfendu fenêtre 8 cm centrée adhésivée 37,5 x 45 cm
- 10 Compresses Non Tissées 7,5 x 7,5 cm
- 1 Ampoule de NaCl 0,9 % 20 ml – CLASSE III
- 1 Seringue Luer Lock 20 ml
- 1 Aiguille Pompeuse 18G
- 1 Prolongateur avec robinet 3 voies longueur 10 cm
- 1 Bandelette adhésive 2 bandes 1,25 x 14,8 cm
- 1 Pansement Film 10 x 12 cm



SET DE POSE D'AIGUILLE ET PRÉPARATION DE PERFUSION AVEC AMPOULE

RÉFÉRENCE : PE-VVC-01C UNITÉ PAR CARTON : 30

- 1 Essuie-mains Airlaid 20 x 30 cm
- 2 Masques Type II
- 1 Charlotte
- 1 Champ de table enveloppant Ouate 45 x 50 cm

Dans le champ enveloppant :

- 2 Paires de gants Nitrile Manchettes Retournées (Taille 7/8)
- 1 Champ patient Ouate préfendu fenêtre 8 cm excentrée adhésivée 37,5 x 45 cm
- 2 x 5 Compresses Non Tissées 7,5 x 7,5 cm
- 1 Seringue Luer Lock 10 ml
- 1 Seringue Luer Lock 20 ml
- 2 Aiguilles Pompeuses 18G
- 1 Ampoule de NaCl 0,9 % 10 ml protégée – CLASSE III
- 1 Prolongateur avec robinet 3 voies longueur 10 cm
- 1 Bandelette adhésive 2 bandes 1,25 x 14,8 cm
- 1 Pansement Film 12 x 14 cm avec fenêtre



SET DE BRANCHEMENT / DÉBRANCHEMENT VVC AVEC AMPOULE

RÉFÉRENCE : 079214VAR UNITÉ PAR CARTON : 20

PARTIE BRANCHEMENT

- 1 Masque Type II
- 1 Charlotte
- 1 Champ de table enveloppant Ouate 45 x 50 cm

Dans le champ enveloppant :

- 1 Champ de soins Ouate 50 x 60 cm
- 1 Paire de gants Nitrile Manchettes Retournées (Taille 7/8)
- 5 Compresses Non Tissées 7,5 x 7,5 cm
- 1 Ampoule de NaCl 0,9 % 20 ml protégée – CLASSE III
- 2 Seringues Luer Lock 20 ml
- 2 Aiguilles Pompeuses 18G

PARTIE DÉBRANCHEMENT

- 1 Masque Type II
- 1 Champ de table enveloppant Ouate 45 x 50 cm

Dans le champ enveloppant :

- 1 Champ de soins Ouate 37,5 x 45 cm
- 1 Paire de gants Nitrile Manchettes Retournées (Taille 7/8)
- 5 Compresses Non Tissées 7,5 x 7,5 cm
- 1 Ampoule de NaCl 0,9 % 20 ml protégée – CLASSE III
- 1 Seringue Luer Lock 20 ml
- 1 Aiguille Pompeuse 18G



SET D'ENTRETIEN VVC / PAC / PICC OU DÉBRANCHEMENT CHIMIO

RÉFÉRENCE : 073710VAR2 UNITÉ PAR CARTON : 45

- 1 Masque Type II
- 1 Essuie-mains Airlaid 20 x 30 cm
- 1 Champ de table enveloppant Ouate 45 x 50 cm

Dans le champ enveloppant :

- 1 Paire de gants Nitrile Manchettes Retournées (Taille 7/8)
- 1 Champ 45 x 50 cm fenêtré 8 cm excentré adhésivé
- 5 Compresses Non Tissées 7,5 x 7,5 cm
- 1 Bandelette adhésive 2 bandes 1,25 x 14,8 cm

1 SERINGUE PRÉREMPLIE NaCl 0,9 % Stérile 20 ML – CLASSE II



SET DE RINÇAGE VVC AVEC SPR

RÉFÉRENCE : 070604VAR UNITÉ PAR CARTON : 40

- 1 Charlotte
- 1 Masque Type II
- 1 Essuie-mains Airlaid 20 x 30 cm
- 1 Champ de table enveloppant Ouate 45 x 50 cm

Dans le champ enveloppant :

- 1 Paire de gants Latex Manchettes Retournées (Taille 6/7)
- 5 Compresses Non Tissées 7,5 x 7,5 cm
- 1 Champ de soins Ouate fenêtré 8 cm excentrée 45 x 75 cm
- 1 Bouchon Luer Lock mâle
- 1 Pansement adhésif avec Compresse Intégrée 7,2 x 5 cm

1 SERINGUE PRÉREMPLIE NaCl 0,9 % Stérile 10 ML – CLASSE III



SET DE POSE SUR VOIE VEINEUSE AVEC SPR

RÉFÉRENCE : 079222VAR UNITÉ PAR CARTON : 35

- 2 Masque Type II
- 1 Charlotte
- 1 Essuie-mains Airlaid 20 x 30 cm
- 1 Champ de table enveloppant Ouate 45 x 50 cm

Dans le champ enveloppant :

- 2 Paires de gants Nitrile Manchettes Retournées (Taille 7/8)
- 1 Champ patient Ouate préfendu fenêtré 8 cm centrée adhésivée 37,5 x 45 cm
- 10 Compresses Non Tissées 7,5 x 7,5 cm
- 1 Prolongateur 30cm robinet 3 voies
- 1 Bandelette adhésive 2 bandes 1,25 x 14,8 cm
- 1 Pansement Film 10 x 12 cm

1 SERINGUE PRÉREMPLIE NaCl 0,9 % Stérile 10 ML – CLASSE II



SET DE POSE D'AIGUILLE ET PRÉPARATION DE PERFUSION AVEC SPR

RÉFÉRENCE : **PE-VVC-01P** UNITÉ PAR CARTON : **30**

- 1 Essuie-mains Airlaid 20 x 30 cm
- 2 Masques Type II
- 1 Charlotte
- 1 Champ de table enveloppant Ouate 45 x 50 cm

Dans le champ enveloppant :

- 2 Paires de gants Nitrile Manchettes Retournées (Taille 7/8)
- 1 Champ patient Ouate préfendu fenêtre 8 cm excentrée adhésivée 37,5 x 45 cm
- 2 x 5 Compresses Non Tissées 7,5 x 7,5 cm
- 1 Seringue Luer Lock 20 ml
- 1 Aiguille Pompeuse 18G
- 1 Prolongateur avec robinet 3 voies longueur 10 cm
- 1 Bandelette adhésive 2 bandes 1,25 x 14,8 cm
- 1 Pansement Film 12 x 14 cm avec fenêtre

1 SERINGUE PRÉREMPLIE NaCl 0,9 % Stérile 10 ML – CLASSE III



SET DE VVC PRÉLÈVEMENT AVEC SPR

RÉFÉRENCE : **071371** UNITÉ PAR CARTON : **15**

- 1 Charlotte
- 2 Masques Type II
- 1 Essuie-mains Airlaid 20 x 30 cm
- 1 Blouse de soins
- 1 Sac à déchets
- 2 Paires de gants Nitrile Manchettes Retournées (Taille 7/8)
- 1 Champ de soins Ouate 45 x 50 cm
- 20 Compresses Non Tissées 7,5 x 7,5 cm
- 1 Seringue Luer Lock 20 ml
- 1 Seringue Luer Lock 10 ml
- 1 Aiguille pompeuse 18G
- 1 Ampoule de NaCl 0,9 % 20 ml protégée
- 1 Bandelette adhésive 2 bandes 1,25 x 14,8 cm
- 1 Pansement adhésif avec Compresse Intégrée 7,2 x 5 cm
- 1 Barquette blanche 170 x 126,4 x 20 cm³

1 SERINGUE PRÉREMPLIE NaCl 0,9 % Stérile 10 ML – CLASSE III



RÉFECTION DE PANSEMENT
PICC LINE



SANS PANSEMENT

CCI / KTC / PICCLINE – PRÉPARATION ET BRANCHEMENT DIFFÉRÉ DE PERFUSION SPR

RÉFÉRENCE : **PE-VVC-02P** UNITÉ PAR CARTON : 40

- 1 Essuie-mains Airlaid 20 x 30 cm
- 2 Masques Type II
- 1 Champ de table enveloppant Ouate 45 x 50 cm

Dans le champ enveloppant :

- 1 Paire de gants Nitrile Manchettes Retournées (Taille 7/8)
- 1 Champ patient Ouate 37,5 x 45 cm
- 5 Compresses Non Tissées 7,5 x 7,5 cm
- 1 Seringue Luer Lock 20 ml
- 1 Aiguille Pompeuse 18G

1 SERINGUE PRÉREMPLIE NaCl 0,9 % Stérile 10 ML – CLASSE III



SET DE PICC LINE

RÉFÉRENCE : **HPI518VAR** UNITÉ PAR CARTON : 15

- 1 Sac à déchets
- 2 Masques Type II
- 1 Charlotte
- 1 Essuie-mains Airlaid 30 x 40 cm
- 1 Blouse de soins
- 1 Champ de table enveloppant Ouate 45 x 75 cm

Dans le champ enveloppant :

- 1 Paire de gants Nitrile Manchettes Retournées (Taille 7/8) – 1^{er} pli
- 1 Bandelette adhésive 2 bandes 1,25 x 14,8 cm – 1^{er} pli
- 4 Tas de 2 compresses – 1^{er} pli
- 1 Paire de gants Nitrile Manchettes Retournées (Taille 7/8)
- 1 Champ de soins Ouate 37,5 x 45 cm
- 4 compresses Non Tissées 7,5 x 7,5 cm
- 1 Seringue Luer Lock 20ml
- 1 Aiguille Pompeuse 18G
- 1 Ampoule de NaCl 0,9 % 20 ml protégée
- 1 Bandelette adhésive 2 bandes 1,25 x 14,8 cm
- 2 Pansements Film 10 x 12 cm
- 1 Barquette blanche 170 x 126,4 x 20



AVEC PANSEMENT GRIPLOCK

SET DE PICC LINE PANSEMENT GRIP-LOK UNIVERSEL SPR

RÉFÉRENCE : **073140VAR2** UNITÉ PAR CARTON : 35

NOUVEAU

- 1 Charlotte
- 2 Masques Type II
- 1 Essuie-mains Airlaid 20 x 30 cm
- 1 Champ de table enveloppant Ouate 45 x 75 cm

Dans le champ enveloppant :

- 1 Paire de gants Nitrile Manchettes Retournées (Taille 7/8) – 1^{er} pli
- 1 Champ patient Ouate 45 x 50 cm
- 1 Paire de gants Nitrile Manchettes Retournées (Taille 7/8)
- 2 x 5 Compresses Non Tissées 7,5 x 7,5 cm
- 1 Bandelette adhésive 2 bandes 1,25 x 14,8 cm
- 1 Pansement Film 10 x 12 cm

1 SERINGUE PREREMPLIE NACL 0.9% 10 ML – CLASSE IIa
1 VALVE BIDIRECTIONNELLE A PRESSION POSITIVE
1 PANSEMENT GRIP-LOK®



SET DE PICCLINE GRIP-LOK

RÉFÉRENCE : 073140VARI UNITÉ PAR CARTON : 30

- 1 Charlotte
- 2 Masques Type II
- 1 Essuie-mains Airlaid 20 x 30 cm
- 1 Champ de table enveloppant Ouate 45 x 75 cm

Dans le champ enveloppant :

- 1 Paire de gants Nitrile Manchettes Retournées (Taille 7/8) - 1^{er} pli
- 1 Champ patient Ouate 45 x 50 cm
- 1 Paire de gants Nitrile Manchettes Retournées (Taille 7/8)
- 1 Ampoule de NaCl 0,9% 20 ml
- 1 Aiguille Pompeuse 18G
- 1 Seringue Luer Lock 20 ml
- 2 x 5 Compresses Non Tissées 7,5 x 7,5 cm
- 1 Bandelette adhésive 2 bandes 1,25 x 14,8 cm
- 1 Pansement Film 10 x 12 cm

- 1 VALVE BIDIRECTIONNELLE A PRESSION POSITIVE
- 1 PANSEMENT GRIP-LOK®



AVEC PANSEMENT STATLOCK

SET PICCLINE PANSEMENT STATLOCK® AVEC SPR **NOUVEAU**

RÉFÉRENCE : 073141VAR UNITÉ PAR CARTON : 35

- 1 Charlotte
- 2 Masques Type II
- 1 Essuie-mains Airlaid 20 x 30 cm
- 1 Champ de table enveloppant Ouate 45 x 75 cm

Dans le champ enveloppant :

- 1 Paire de gants Nitrile Manchettes Retournées (Taille 7/8) - 1^{er} pli
- 1 Champ patient Ouate 45 x 50 cm
- 1 Paire de gants Nitrile Manchettes Retournées (Taille 7/8)
- 10 Compresses Non Tissées 7,5 x 7,5 cm
- 1 Bandelette adhésive 2 bandes 1,25 x 14,8 cm
- 1 Pansement Film 10 x 12 cm

- 1 SERINGUE PREREMPLIE NACL 0.9% 10 ML
- 1 VALVE BIDIRECTIONNELLE A PRESSION POSITIVE
- 1 PANSEMENT STATLOCK®



SET DE PICCLINE STATLOCK AVEC AMPOULE **NOUVEAU**

RÉFÉRENCE : 073141 UNITÉ PAR CARTON : 30

- 1 Charlotte
- 2 Masques Type II
- 1 Essuie-mains Airlaid 20 x 30 cm
- 1 Champ de table enveloppant Ouate 45 x 75 cm

Dans le champ enveloppant :

- 1 Paire de gants Nitrile Manchettes Retournées (Taille 7/8) - 1^{er} pli
- 1 Champ patient Ouate 45 x 50 cm
- 1 Paire de gants Nitrile Manchettes Retournées (Taille 7/8)
- 1 Ampoule de NaCl 0,9% 20 ml
- 1 Aiguille Pompeuse 18G
- 1 Seringue Luer Lock 20 ml
- 10 Compresses Non Tissées 7,5 x 7,5 cm
- 1 Bandelette adhésive 2 bandes 1,25 x 14,8 cm
- 1 Pansement Film 10 x 12 cm

- 1 VALVE BIDIRECTIONNELLE A PRESSION POSITIVE
- 1 PANSEMENT STATLOCK®



SET DE PICCLINE STATLOCK (VARIANTE)

RÉFÉRENCE : **HPI508VAR** UNITÉ PAR CARTON : 15

- 1 Sac à déchets
- 2 Masques Type II
- 1 Charlotte
- 1 Essuie-mains Airlaid 30 x 40 cm
- 1 Blouse de soins
- 1 Champ de table enveloppant Ouate 45 x 75 cm

Dans le champ enveloppant :

- 1 Paire de gants Nitrile Manchettes Retournées (Taille 7/8) - 1^{er} pli
- 1 Bandelette adhésive 2 bandes 1,25 x 14,8 cm - 1^{er} pli
- 4 Tas de 2 compresses - 1^{er} pli
- 1 Paire de gants Nitrile Manchettes Retournées (Taille 7/8)
- 1 Champ de soins Ouate 37,5 x 45 cm
- 4 compresses Non Tissées 7,5 x 7,5 cm
- 1 Seringue Luer Lock 20ml
- 1 Aiguille Pompeuse 18G
- 1 Ampoule de NaCl 0,9 % 20 ml protégée
- 1 Bandelette adhésive 2 bandes 1,25 x 14,8 cm
- 2 pansements film 10 x 12 cm
- 1 Barquette blanche 170 x 126,4 x 20

1 PANSEMENT STATLOCK®



NOS AUTRES SETS



NUTRITION



URINAIRE



GYNÉCOLOGIE



RESPIRATOIRE

SONDES NASOGASTRIQUES

NÉCESSAIRES DE SOINS POUR SONDE NASOGASTRIQUE

RÉFÉRENCE : **NE-SNG-01** UNITÉ PAR CARTON : 1

- 8 Seringues Enfit 50 ml Stériles
- 10 Pansements Hydrocolloïdes 15 x 15 cm Stériles
- 2 Bandelettes adhésives 6 bandes 1,25 x 10 cm Stériles
- 25 x 2 Compresses Non Tissées 10 x 10 cm Stériles
- 10 Dosettes de sérum physiologique
- 2 Sachets de Gel lubrifiant



NÉCESSAIRES DE SOINS POUR SONDE NASOGASTRIQUE (VARIANTE)

RÉFÉRENCE : **NE-SNG-01V** UNITÉ PAR CARTON : 1

- 5 Seringues Enfit 50 ml Stériles
- 10 Pansements Hydrocolloïdes 15 x 15 cm Stériles
- 2 Bandelettes adhésives 6 bandes 1,25 x 10 cm Stériles
- 25 x 2 Compresses Non Tissées 10 x 10 cm Stériles
- 10 Dosettes de sérum physiologique 5 ml Stérile
- 1 Sachet de Gel lubrifiant



SOINS POUR SONDE NASOGASTRIQUE

RÉFÉRENCE : **201050** UNITÉ PAR CARTON : 1

- 25 x 2 Compresses en Non Tissées 10 x 10 cm Stériles
- 10 Pansements Film 10 x 12 cm Stériles
- 10 Pansements Hydrocolloïdes 15 x 15 cm Stériles
- 1 Rouleau de Sparadrap
- 10 Dosettes de sérum physiologique 5 ml Stérile
- 10 Seringues 50 ml ENFit Stériles
- 2 Bouchons ENFit
- 2 Sachets de Gel lubrifiant



GASTROSTOMIE

NÉCESSAIRES DE SOINS POUR GASTROSTOMIE JEJUNOSTOMIE

RÉFÉRENCE : **NE-GAJ-01PV** UNITÉ PAR CARTON : 1

- 5 Seringues Enfit 50 ml Stériles
- 10 Pansements Hydrocolloïdes 15 x 15 cm Stériles
- 10 Pansements Film 15 x 20 cm Stériles
- 50 x 2 Compresses Non Tissées 10 x 10 cm Stériles
- 1 Rouleau Sparadrap
- 10 Dosettes de sérum physiologique 5 ml Stérile



SET DE RENOUVELLEMENT ENTRETIEN GASTRO JEJUNOSTOMIE

RÉFÉRENCE : **201052** UNITÉ PAR CARTON : 1

- 10 Seringues Enfit 50 ml Stériles
- 10 Pansements Hydrocellulaires 8 x 15 cm Stériles
- 10 Pansements Film 10 x 17 cm Stériles
- 50 x 2 Compresses Non Tissées 10 x 10 cm Stériles
- 1 Rouleau Sparadrap
- 10 Dosettes de sérum physiologique 5 ml Stérile



SET DE SONDAGE URINAIRE

RÉFÉRENCE : 516901 UNITÉ PAR CARTON : 30

- 1 Champ patient Ouate 45 x 75cm
- 5 Compresses Non Tissées 7,5 x 7,5 cm
- 1 Champ patient Ouate 45 x 75 fenêtre 10 cm
- 1 Seringue Luer Lock 20 ml
- 1 Aiguille Pompeuse 18G
- 1 Ampoule EPPI 20 ml protégée

1 SACHET DE GEL LUBRIFIANT

**SET DE SONDAGE URINAIRE A DEMEURE**

RÉFÉRENCE : UR-SAD-01 UNITÉ PAR CARTON : 25

- 1 Essuie-mains Airlaid 20 x 30 cm
- 1 Paire de gants Nitrile Manchettes Retournées (Taille 7/8)
- 2 x 5 Compresses Non Tissées 7,5 x 7,5 cm
- 1 Seringue Luer Lock 20 ml
- 1 Champ de table enveloppant Ouate 50 x 60 cm

Dans le champ enveloppant :

- 1 Paire de gants Nitrile Manchettes Retournées (Taille 7/8)
- 5 Compresses Non Tissées 7,5 x 7,5 cm
- 1 Pince Kocher
- 1 Champ patient Ouate fenêtre 10 cm centrée 75 x 75 cm
- 1 Seringue Luer Lock 20 ml
- 1 Aiguille Pompeuse 18G
- 1 Ampoule EPPI 20 ml protégée

1 SACHET DE GEL LUBRIFIANT

2 SACHETS DE GEL HYDROALCOOLIQUE


1 SAC DASRI



SET DE POSE D'IMPLANT SOUS CUTANÉ

RÉFÉRENCE : 409201 UNITÉ PAR CARTON : 40

- 1 Pansement adhésif avec Compresse Intégrée 7,2 x 5 cm
- 1 Aiguille Pompeuse 18G
- 1 Aiguille Pompeuse 25G
- 1 Seringue Luer simple 2 ml
- 5 Compresses Non Tissées 7,5 x 7,5 cm
- 1 Champ Ouate adhésif fenêtre 8 cm centrée 45 x 50 cm



SET DE RETRAIT D'IMPLANT SOUS CUTANÉ

RÉFÉRENCE : 409202VARI UNITÉ PAR CARTON : 60

- 1 Bande extensible 4 M x 5 cm
- 1 Bandelette 7,5 x 0,6 cm steristrip
- 1 Pince en métal curvé 12,5 cm
- 1 Bistouri n°11
- 1 Aiguille Pompeuse 25G
- 1 Seringue Luer simple 2 ml
- 5 Compresses Non Tissées 7,5 x 7,5 cm
- 1 Champ Ouate adhésif fenêtre 8 cm centrée 45 x 50 cm



NECESSAIRE DE SOINS POUR TRACHEOSTOMIE (VARIANTE)

RÉFÉRENCE : **T9909V** UNITÉ PAR CARTON : 1

25 x 2 Compresses Gaze 10 x 10 cm Stériles
 50 x 2 Compresses Non Tissées 7,5 x 7,5 cm Stériles
 10 pansements hydrocellulaires « Trachéoderm » 8 x 9 cm Stériles
 10 Sacs Dasri
 10 Blisters rigides

Dans chaque Blister :

- 1 Charlotte
- 1 Masque Type II
- 1 Paire de gants Latex Manchettes Retournées (Taille 7/8)
- 1 Champ patient absorbant 37,5 x 45 cm
- 1 Pince anatomique



INNO
SET

ASSEMBLAGE ET STERILISATION DE SETS DE SOINS



SIÈGE SOCIAL

LAVOREL MEDICARE FRANCE

75 rue Cuvier
69006 LYON

INNOSET

840 Rue de l'Hers
31750 ESCALQUENS

✉ info@innoset.com

☎ 05 62 88 41 57
Du lundi au vendredi
de 9h à 13h et de 14h à 17h



WWW.INNOSET.COM

Centrales & groupements - Revendeurs - Prestataires de santé à domicile - Établissements de soins

Lavorel Medicare France, SAS au capital de 20 000€ - 539 073 221 RCS Lyon - Catalogue Edition 2025