

KELIS
MEDICAL

APO
TECNIA



CATALOGUE **BLOC - ANESTHÉSIE**

Le spécialiste de la distribution
de dispositifs médicaux à usage unique.

Edition 2025



BIENVENUE

CHEZ KELIS MEDICAL - APOTECNIA

POURQUOI NOUS FAIRE CONFIANCE ?



ÉQUIPE TERRAIN

Un interlocuteur unique pour toutes vos demandes, grâce à une équipe réactive et à un commercial implanté dans votre région.



EXPÉDITION RAPIDE

Nous nous engageons à traiter vos commandes dans les 24 à 48 heures.



RAPPORT QUALITÉ / PRIX

Sélection de consommables adaptés à vos besoins : marques renommées, génériques de qualité, tarifs compétitifs.



FLÉXIBILITÉ

Quantités et produits ajustés à vos besoins avec un catalogue constamment mis à jour. Solution personnalisée pour un service optimal.

04

COUPANTS / TRANCHANTS

Bistouris Stériles	04
Lames de bistouri	05
Manche de bistouri	06

07

ACCESSOIRES BLOC / CHIRURGIE

Attache membre pour adulte	07
Brosse de chirurgie sèche avec cure ongles	07
Couverture de réchauffement	07
Couvre sonde pour échographie.....	07
Drain trocart thoracique	07
Couverture de réchauffement	07
Electrodes pour défibrillateur préconnectées	08
Electrodes ecg – Kendall™	08
Ensemble de drainage cardio thoracique	08
Manchon de compression	08
Kendall™ SCD 700	09
Marqueur pour peau	09
Sonde phmétrique Versaflex	09
Set de Laparoscopie	09
Tapis adhésif pelable	09
Tapie anti-fatigue	10
Tubulure SCD compresseur intermittent	10
Aiguille intradiscale	10

11

BOCAUX ET TUBULURES D'ASPIRATION

Bocal Guardian LVC	11
Bocal Medivac	11
Connecteur pour tubulure 5 en 1	11
Poche de recueil Medicac	11
Raccord Lisse	12
Support à roulettes bocal	12
Tubulure d'aspiration	12
Tubulure d'aspiration Medivac	12
Tubulure d'aspiration F/F	12

13

CANULES DE YANKAUER ET ACCESSOIRES

Canule de Yankauer Supertip	13
Tubulure d'aspiration Flexrib	13

14

SUTURES ET INSTRUMENTS DE SUTURES

Agrafeuse cutanée	14
Coupe-fils sans manche – stérile	14
Fils de suture résorbables et résorbables	14

17

ACCESSOIRES BLOC / CHIRURGIE

Intégrateur	17
Test de Bowie	17



BISTOURI STÉRILE

Bistouri à usage unique, prêt à l'emploi, avec lame en acier inoxydable montée sur un manche ergonomique. Conçu pour une coupe nette et précise, il convient à toutes les disciplines chirurgicales et aux petits gestes techniques. Le capuchon de protection sécurisé garantit une manipulation hygiénique avant usage.

Sa prise en main confortable permet un geste sûr et maîtrisé.

RÉFÉRENCE	LIBELLÉ	TYPE DE LÂME	USAGE	U/BOÎTE
BISD10	BISTOURI 10	Courbe large	Incision cutanée standard	10
BISD11	BISTOURI 11	Droite, pointe acérée	Incision ponctuelle, par ponction	10
BISD12	BISTOURI 12	Crochet courbe	Incision en courbe (ex. gingivale)	10
BISD15	BISTOURI 15	Courte et fine	Incision minutieuse	10
BISD20	BISTOURI 20	Courbe large et longue	Incision cutanée plus étendue	10
BISD21	BISTOURI 21	Courbe large	Incision profonde ou chir. générale	10
BISD22	BISTOURI 22	Courbe large (plus émoussée)	Incision large, gestes dermatologiques	10
BISD23	BISTOURI 23	Convexe étroite	Coupe précise, gestes techniques ciblés	10
BISD24	BISTOURI 24	Longue courbe convexe	Coupe longue et régulière	10



BISTOURI STÉRILE

Bistouris à usage unique avec lame en acier inoxydable montée sur un manche ergonomique. Chaque modèle est conçu pour offrir une précision optimale selon le geste à réaliser. Large choix de formes de lames adaptées à la chirurgie générale, dermatologique, ou aux soins techniques.

RÉFÉRENCE	LIBELLÉ	TYPE DE LÂME	USAGE	U/BOÎTE
0501	BISTOURI 10	Courbe large	Incision cutanée standard	10
0502	BISTOURI 10A	Courbe plus fine	Incision précise, dissection fine	10
0503	BISTOURI 11	Droite, pointe acérée	Incision ponctuelle, par ponction	10
0504	BISTOURI 12	Crochet courbe	Incision en courbe (ex. parodontie)	10
0505	BISTOURI 15	Courte et fine	Incision minutieuse	10
0506	BISTOURI 20	Courbe large et longue	Incision cutanée plus étendue	10
0507	BISTOURI 21	Courbe large	Incision profonde ou chir. générale	10
0508	BISTOURI 22	Courbe large (plus émoussée)	Incision en chirurgie plus large	10
0510	BISTOURI 23	Convexe étroite	Coupe précise, gestes dermatologiques	10
0511	BISTOURI 24	Longue courbe convexe	Coupe longue et régulière	10
0516	BISTOURI 6	Droite fine	Usage vétérinaire ou microchirurgie	10
0523	BISTOURI 18	Courbe intermédiaire	Incision cutanée intermédiaire	10
0525	BISTOURI 11E	Variante allongée de la 11	Incision profonde, ponction fine étendue	10



BISTOURIS RÉTRACTABLES

Bistouris stériles à lame rétractable, conçus pour une sécurité optimale lors de l'utilisation et de l'élimination. Le mécanisme coulissant permet de protéger la lame après usage, limitant les risques de blessures accidentelles. Idéal en bloc opératoire, soins techniques ou urgences.

RÉFÉRENCE	LIBELLÉ	TYPE DE LÂME	USAGE	U/BOÎTE
3901	BISTOURI 10	Courbe large	Incision cutanée standard	25
3905	BISTOURI 15	Petite lame incurvée	Incision de précision	25
3991	BISTOURI 11P	Pointe fine allongée	Incision en ponction, zones difficiles	25





LAMES DE BISTOURI – STÉRILES

Bistouri à usage unique, prêt à l'emploi, avec lame en acier inoxydable montée sur un manche ergonomique. Conçu pour une coupe nette et précise, il convient à toutes les disciplines chirurgicales et aux petits gestes techniques. Le capuchon de protection sécurisé garantit une manipulation hygiénique avant usage.

Sa prise en main confortable permet un geste sûr et maîtrisé.

RÉFÉRENCE	LIBELLÉ	TYPE DE LÂME	USAGE	U/BOÎTE
LAMD10	BISTOURI 10	Courbe large	Incision cutanée standard	100
LAMD11	BISTOURI 11	Droite, pointe acérée	Incision ponctuelle, drainage, ponction	100
LAMD12	BISTOURI 12	Crochet courbe	Incision courbe, chirurgie ORL/dentaire	100
LAMD15	BISTOURI 15	Petite lame incurvée	Incision de précision, chirurgie mineure	100
LAMD20	BISTOURI 20	Courbe large et longue	Incision large et profonde	100
LAMD21	BISTOURI 21	Courbe plus large	Incision cutanée étendue	100
LAMD22	BISTOURI 22	Courbe émoussée	Incision en chirurgie générale	100
LAMD23	BISTOURI 23	Convexe étroite	Coupe technique, contrôle visuel	100
LAMD24	BISTOURI 24	Longue lame courbe	Coupe longue, gestes réguliers	100



LAMES DE BISTOURI – STÉRILES

Lames en acier inoxydable de haute qualité, stériles et à usage unique. Compatibles avec les manches standards (n°3 pour les lames 6–15, n°4 pour les lames 20–25). Chaque forme est pensée pour des applications chirurgicales ou techniques spécifiques.

RÉFÉRENCE	LIBELLÉ	TYPE DE LÂME	USAGE	U/BOÎTE
0201	LAME 10	Courbe large	Incision cutanée standard	100
0202	LAME 10A	Courbe plus fine	Dissection et incision précise	100
0203	LAME 11	Droite, pointe acérée	Ponction, incision fine et profonde	100
0204	LAME 12	Crochet courbe	Incision rétrograde, parodontie, ORL	100
0205	LAME 15	Courte, fine et incurvée	Incision minutieuse, chirurgie mineure	100
0206	LAME 20	Large, courbe et longue	Incision cutanée étendue	100
0207	LAME 21	Très large courbe	Incision profonde ou générale	100
0208	LAME 22	Large, courbe émoussée	Coupe chirurgicale large	100
0210	LAME 23	Convexe fine	Coupe technique contrôlée	100
0211	LAME 24	Longue courbe régulière	Coupe longue, gestes continus	100
0212	LAME 25	Longue, très courbe, affûtée	Incision large avec grande précision	100
0216	LAME 6	Droite et fine	Microchirurgie, usage vétérinaire	100
0221	LAME 15C	Variante plus fine de la 15	Geste de grande précision, chirurgie ORL	100



LAME POUR BIOPSIE CERVICALE – STÉRILES

Lame stérile en acier inoxydable, conçue pour les biopsies du col de l'utérus. Sa forme fine, allongée et tranchante permet une coupe nette et précise des tissus cervicaux, tout en minimisant le traumatisme local. Compatible avec les manches de bistouri adaptés à la gynécologie.

RÉFÉRENCE	LIBELLÉ	TYPE DE LÂME	USAGE	U/BOÎTE
0201	LAME 10	Fine, allongée, tranchant droit	Biopsie du col de l'utérus (colposcopie, prélèvements cervicaux)	100





LAMES FINE DE BISTOURI – STÉRILE

Lames stériles à usage unique, en acier inoxydable, conçues pour des gestes chirurgicaux délicats : reconstruction, dermatologie, microchirurgie, podiatrie, etc. Adaptées aux manches fines standards (gamme Fine).

RÉFÉRENCE	LIBELLÉ	TYPE DE LÂME	USAGE	U/BOÎTE
5901	LAME FINE SM61	Lame ciseau/pic fine	Traitement des ongles, podiatrie/chiropraxie	25
5902	LAME FINE SM62	Lame ciseau fine	Utilisation en podiatrie/chiropraxie	25
5903	LAME FINE SM63	Lame pointe flèche (4 faces)	Chirurgie plastique et reconstructive	25
5904	LAME FINE SM64 DOUBLE BISEAU	Lame courbe pour arthroscopie	Arthroscopie, chirurgie reconstructive	25
5905	LAME FINE SM65 DOUBLE BISEAU	Lame à pointe angulée	Chirurgie orthopédique, cardiovasculaire, parodontie	25
5907	LAME FINE SM67	Lame à bord arrondi	Reconstruction, ophtalmologie, parodontie	25
5909	LAME FINE SM69 SPECIALE	Lame tête de flèche arrondie	Reconstruction, ophtalmologie, endoscopie	25
5922	LAME FINE SP91 SPECIALE	Lame pointe sarbacane	Grefe de cheveux, microchirurgie	25



Swann-Morton® MANCHES DE BISTOURI

Manches réutilisables en acier inoxydable, compatibles avec les lames standards. Conception robuste, ergonomique et parfaitement équilibrée pour une prise en main précise et confortable.

RÉFÉRENCE	LIBELLÉ	COMPATIBILITÉ LAMES	USAGE	U/BOÎTE
0640	MANCHE MAJOR 17 CM	Lames 20 à 24	Accès profond, chirurgie orthopédique	1
0933	MANCHE N°3 EMBOUT ÉTROIT	Lames 10 à 15	Chirurgie fine, dermatologie, ORL	1
0934	MANCHE N°4 EMBOUT LARGE	Lames 20 à 24	Chirurgie générale, incisions larges	1

Swann-Morton® MANCHE DE BISTOURI FINE

Manche réutilisable en acier inoxydable, conçu pour les lames de la gamme Fine. Il comporte un démultiplicateur à 2 pièces, permettant une fixation sécurisée des lames.

RÉFÉRENCE	LIBELLÉ	COMPATIBILITÉ LAMES	USAGE	U/BOÎTE
6051	MANCHE 13 CM	SM61 à SM69, SP90, SP91	chirurgie de précision, dermatologie, ORL, podologie	1





ATTACHE MEMBRE POUR ADULTE

L'attache de membre adulte à œillets est conçue pour être utilisée dans les services d'urgence ou dans les endroits où il est nécessaire de maintenir la sécurité des patients pour éviter les mouvements incontrôlés. Peut-être utilisée sur les poignets et les chevilles.



RÉFÉRENCE	LIBELLÉ	U/BOÎTE
1090303E	ATTACHE MBRE ADU OEILLETS	30
1090110D	ATTACHE MBRE ADU OUV RAPIDE	30



BROSSE DE CHIRURGIE SÈCHE AVEC CURE ONGLES

Utilisation : lavage chirurgicale des mains, avant-bras et ongles.

Nettoyage optimal : le côté éponge permet le savonnage de la peau et la rangée de picots, souples, permet un nettoyage précis des ongles.



RÉFÉRENCE	LIBELLÉ	U/BOÎTE
BROSECO30	BROSSE CHIR SECHE + CURE ONGLES	30



COUVERTURE DE RÉCHAUFFEMENT

Conçue pour s'adapter à un large éventail de procédures, cette couverture peut être placée au-dessus ou en dessous du patient, offrant une flexibilité optimale selon le besoin : accès au site chirurgical ou réchauffement préopératoire.



RÉFÉRENCE	LIBELLÉ	U/BOÎTE
5030850	COUV RECHAUF CAREDRAPE PED	12



COUVRE SONDE POUR ÉCHOGRAPHIE

- Protège efficacement les sondes lombaires pendant les interventions chirurgicales.
- Boîte distributrice facile à utiliser et permettant une hygiène optimale.

RÉFÉRENCE	LIBELLÉ	U/BOÎTE
BROSECO30	BROSSE CHIR SECHE + CURE ONGLES	144



DRAIN TROCAT THORACIQUE

Le cathéter trocart Argyle™ est un dispositif stérile à usage unique composé d'un trocart chirurgicalement tranchant et d'un cathéter en PVC transparent. Les cathéters trocars sont principalement utilisés pour les thoracotomies fermées par drain thoracique. Le cathéter comporte des marques de profondeur numériques par incréments de 2 cm pour un positionnement facile et précis.



RÉFÉRENCE	LIBELLÉ	U/BOÎTE
1180561456	DRAIN TROC THORA MOUSSE - CH24 40CM	10



ELECTRODES POUR DÉFIBRILATEUR PRÉCONNECTÉES

Les électrodes Medi-Trace™ Cadence offrent une distribution uniforme du courant, réduisant les risques d'irritation cutanée. Elles se connectent directement aux défibrillateurs compatibles, sans adaptateur. Consultez la notice des appareils pour les instructions, contre-indications, avertissements et précaution



RÉFÉRENCE	LIBELLÉ	U/BOÎTE
22550PC	ADULTE - PRECO.	10



ÉLECTRODES ECG – KENDALL™

Électrodes à usage unique pour enregistrement ECG, dotées d'un gel solide ou hydrogel assurant une excellente conductivité. Leur support en mousse souple et leur forme adaptée (ronde, ovale ou goutte) garantissent un confort optimal et une bonne tenue sur la peau, même lors de monitoring prolongé.

Disponibles en plusieurs tailles, formes et modèles, pour adultes ou enfants, en pose rapide ou longue durée.



RÉFÉRENCE	LIBELLÉ	U/BOÎTE
31.1355.21	ELECTR ECG ADU ENFANT 35mm	GEL RONDES 500
31.1914.21	ELECTR ECG ADU ENFANT 57x34mm	GEL OVALES 300
31.1925.21	ELECTR ECG ADU ENFANT 57x34mm	GEL OVALES 500
31.1245.21	ELECTR ECG ARBO DIAM 24MM	H124SG 500
31.1946.21	ELECTR ECG IRM EFFORT 50x45mm	GEL OVALES 300
31.1915821	ELECTR ECG IRM RAYONX 48x34mm	GEL OVALES 500
31.118733	ELECTR ECG MEDITRACE 100x30mm	GEL RONDES 1000
31439725	ELECTR ECG MEDITRACE 133x30mm	GEL RONDES 600
31433538	ELECTR TIMBRE DIAGNO 22x31mm	4000



ENSEMBLE DE DRAINAGE CARDIO THORACIQUE

L'unité de drainage thoracique à quatre chambres Sentinel Seal™ avec son manomètre d'évaluation du patient permet une surveillance continue de la pression à l'intérieur de l'espace pleural du patient.

RÉFÉRENCE	LIBELLÉ	U/BOÎTE
8888571562	ENS DRAINAGE - CARDIO THORACIQUE	5



MANCHON DE COMPRESSION

Les manchons express Kendall SCD™ sont cliniquement prouvés, offrant une compression circonférentielle, séquentielle et graduelle pour aider à la prévention de la thrombose veineuse profonde (TVP) et de l'embolie pulmonaire (EP). Grâce à sa conception détachable unique, une rotation rapide du connecteur exclusif et une déchirure sans faille de la partie cuisse du manchon le convertissent de la longueur de la cuisse à la longueur du genou en quelques secondes seulement.



RÉFÉRENCE	LIBELLÉ	U/BOÎTE
73011	KENDALL COMPR MANCHON - EXPRESS SCD	5
73012	MANCHON COM - EXPRESS MEDIUM	5
73013	MANCHON COM - EXPRESS LARGE	3



KENDALL SCD™ 700

Compression pneumatique intermittente intelligente avec détection du remplissage vasculaire (VRD) : adapte les cycles à chaque patient et optimise le flux sanguin, même en cas d'évolution des besoins.



RÉFÉRENCE	LIBELLÉ	U/BOÎTE
295250	KENDALL COMPR PNEU INTERMI	1



MARQUEUR POUR PEAU

Marqueur chirurgical à usage unique avec double pointe (violet dermographique et indélébile), corps antiroulis, manchon TIME OUT et étiquettes résistantes pour sécuriser le site opératoire.

RÉFÉRENCE	LIBELLÉ	U/BOÎTE
1041-R	MARQUEUR PEAU SANDELL 4/1 - REGLETTE GAMMA	25

Medtronic SONDE PHMÉTRIQUE VERSAFLEX

Le Digitrapper est un système ultramoderne de dépistage du reflux dans l'œsophage. Grâce à ses capteurs combinés pH et impédance le RGO est diagnostiqué de manière fiable.



RÉFÉRENCE	LIBELLÉ	U/BOÎTE
957970	SDE PHMETRIQUE VERSAFLEX VNIS X10	10



SET DE LAPAROSCOPIE


Ergonomique ambidextre avec pistons codés étanches, embouts atraumatiques à 8 événements, échange de sonde rapide et embout d'aspiration réversible pour une portée étendue.

RÉFÉRENCE	LIBELLÉ	U/BOÎTE
LAP0008A	SET LAPAROSCOPIE CH15 33MM	10

Ansell TAPIS ADHÉSIF PELABLE

Tapis autocollant disponible en 30 ou 60 couches numérotées, avec adhésif acrylique antibactérien à base aqueuse, proposé en plusieurs dimensions et en coloris blanc ou gris.

RÉFÉRENCE	LIBELLÉ	U/BOÎTE
AMA184681W	TAPIS ADHE PELABLE BLANC 120X45CM - 30 FEUILLES	8
AMA184682W	TAPIS ADHE PELABLE BLANC 120X45CM - 60 FEUILLES	4
AMA184681B	TAPIS ADHE PELABLE BLEU 120X45CM - 30 FEUILLES	8
AMA184682W	TAPIS ADHE PELABLE GRIS 120X45CM - 60 FEUILLES	4





TAPIS ANTI-FATIGUE

Tapis antifatigue Ansell en matériau viscoélastique haute qualité, réduit les tensions aux pieds, jambes et dos, avec rembourrage confortable, coloris orange haute visibilité et disponible en plusieurs tailles.



RÉFÉRENCE	LIBELLÉ	U/BOÎTE
2332-P	TAPIS ANTIFATIGUE ERGOPLUS - 51x81CM	41



TUBULURE SCD COMPRESSEUR INTERMITTENT

L'ensemble de tubes du contrôleur Kendall SCD™ est destiné à être utilisé avec le système de contrôleur Kendall SCD™. Remarque : l'ensemble d'extension de tube de contrôleur Kendall SCD™ est disponible pour une utilisation avec le tube de contrôleur Kendall SCD™.

RÉFÉRENCE	LIBELLÉ	U/BOÎTE
9528	TUBU SCD COMPR INTERMI	10



AIGUILLE INTRADISCALE

Surtout utilisée pour les ponctions lombaires et rachianesthésie, l'aiguille BD INTRADISCALE est un dispositif médical possédant une pointe Quincke protégée par un capuchon en polypropylène. C'est un matériel stérile et à usage unique qui possède une canule et un mandrin en acier inoxydable.



RÉFÉRENCE	LIBELLÉ	U/BOÎTE
400370	AIG INTRADISCALE 18G 150MM	10



BOCAL GUARDIAN LVC

Le bidon d'aspiration en plastique dur robuste et incassable recueille 12 L. Poignée robuste et ergonomique et les graduations permettent de visualiser et de mesurer le contenu.



RÉFÉRENCE	LIBELLÉ	U/BOÎTE
65651-120	BOCAL GUARDIAN LVC 12L	4



BOCAL MEDIVAC

Vanne de trop-plein intégrée pour éviter la contamination croisée. Adaptateurs à 90° pour un flux sans obstruction. Couvercle verrouillable pour une élimination sécurisée des déchets.

RÉFÉRENCE	LIBELLÉ	U/BOÎTE
65651-212	BOCAL MEDIVAC 1.2L	40
65651-220	BOCAL MEDIVAC 2L	40
65651-230	BOCAL MEDIVAC 3L	40

Pennine CONNECTEUR POUR TUBULURE 5 EN 1

Normalement destiné à une utilisation continue de moins de 60 minutes, mais sera spécifique au patient en fonction de la durée de l'intervention chirurgicale.

RÉFÉRENCE	LIBELLÉ	U/BOÎTE
DP-501/BULK	CONNECT TUBU 5 EN 1	500



POCHE DE RECUEIL MEDIVAC

Ces ensembles cartouche/support réutilisables en polycarbonate sont dotés de tubes pré-attachés afin de pouvoir être connectés à des doublures CRD jetables. Bidons disponibles avec ou sans valve marche-arrêt interne intégrée.



RÉFÉRENCE	LIBELLÉ	U/BOÎTE
65651920	BOCAL ASPI 1.5L	50
65651930PG	BOCAL ASPI 3L + GEL	45
65651936	BOCAL ASPI 3L+TUBU 1.8M	50
65652-611A	BOCAL ASPI 1L	10
65652-631A	BOCAL ASPI 3L	8
65653916	BOCAL ASPI 1L+TUBU 1.8M	50
65651916	BOCAL ASPI 1L	50
65651930	BOCAL ASPI 3L	50



RACCORD LISSE

Connecteur polyvalent pour intubation, compatible avec des tubulures vinyle de 4,76 mm à 11,11 mm. Design flexible pour diverses connexions.



RÉFÉRENCE	LIBELLÉ	U/BOÎTE
8888271007	RACC LISSE - SIMS 5-10MM	100



SUPPORT À ROULETTES BOCAL

Peut contenir un revêtement Flex Advantage®. Monté sur quatre roulettes pour la stabilité et la mobilité.

RÉFÉRENCE	LIBELLÉ	U/BOÎTE
65652-924A	SUPP ROULETTES	100



TUBULURE D'ASPIRATION

Fabriquée en PVC Connecteurs Maxi-Grip™ Stérile


RÉFÉRENCE	LIBELLÉ	U/BOÎTE
NEX66A	TUBU ASPI 1.8MM DIAM 6MM	45
8888284604	TUBU ASPI 1.8MM DIAM 6MM	50



TUBULURE D'ASPIRATION MEDIVAC

Tubulure armée/renforcée pour connexion entre la source de vide et le bocal. Tubulure à découper.

RÉFÉRENCE	LIBELLÉ	U/BOÎTE
516500CE	TUBU ASPI UNI MEDIVAC	1



TUBULURE D'ASPIRATION F/F

Connecteur d'entonnoir codé en couleur pour indiquer la taille du tube. Le connecteur en forme de «F» s'adapte aux machines d'aspiration et aux connexions coniques mâles pour les instruments.

RÉFÉRENCE	LIBELLÉ	U/BOÎTE
CT-4312	TUBU ASPI F/F CH24 1.8M - GODET NON STERILE	25
CT-4332	TUBU ASPI F/F CH24 3M - GODET NON STERILE	20
CT-4042	TUBU ASPI F/F CH26 270CM - GODET NON STERILE	20
CTS-4032	TUBU ASPI F/F CH26 300CM - SOUPLE GODET NON STERILE	20
CT-4622	TUBU ASPI F/F CH30 200CM - GODET NON STERILE	10
CT-4672	TUBU ASPI F/F CH30 350CM - GODET NON STERILE	10
CT-4632	TUBU ASPI F/F CH30 3M - GODET NON STERILE	10

CANULES DE YANKAUER ET ACCESSOIRES

Pennine CANULE DE YANKAUER SUPERTIP

Le bidon d'aspiration en plastique dur robuste et incassable recueille 12 L.

Poignée robuste et ergonomique et les graduations permettent de visualiser et de mesurer le contenu.

RÉFÉRENCE	LIBELLÉ	U/BOÎTE
LY-4500	CAN YANKAUER CH12 27.5CM SUPERTIP	50
LY-4501	CAN YANKAUER CH12 27.5CM CTRL SUPERTIP	50
LY-3501	CAN YANKAUER CH12 27CM CTRL	50
LY-3500	CAN YANKAUER CH12 27CM	10
LY-4400	CAN YANKAUER CH15 19.5CM SUPERTIP	100
LY-4401	CAN YANKAUER CH15 19.5CM CTRL SUPERTIP	100
LY-4600	CAN YANKAUER CH18 28CM SUPERTIP	50
LY-4601	CAN YANKAUER CH18 28CM CTRL SUPERTIP	50
YS-3006	CAN YANKAUER CH20 30CM DRT	50
LY-3700	CAN YANKAUER CH22 27.5CM	50
LY-3701	CAN YANKAUER CH22 27.5CM CTRL	100
LY-4700	CAN YANKAUER CH22 27.5CM SUPERTIP	50
LY-4701	CAN YANKAUER CH22 27.5CM CTRL SUPERTIP	50
LY-3700/F	CAN YANKAUER CH22 31.5CM FEM	50
AEYS3010	CAN YANKAUER CH24 26.5CM CTRL	50
AEYS3009	CAN YANKAUER CH24 26.5CM BULB+CTRL	50
LY-3800	CAN YANKAUER CH28 28CM	50



CANULE DE YANKAUER

En vinyle souple, incassable et à lumière lisse. Usage unique, disponible en capacité fine, régulière ou élevée, avec ou sans valve de contrôle en option. Tubulure conductrice ou non, selon le modèle.

RÉFÉRENCE	LIBELLÉ	U/BOÎTE
8888504001	CAN YANKAUER CH12 25CM	50
8888504019	CAN YANKAUER CH12 26CM CTRL	50
1180113100	CAN YANKAUER CH16 16CM CTRL	100
8888501007	CAN YANKAUER CH18 25CM	50
8888501023	CAN YANKAUER CH18 25CM CTRL	50
1180501205	CAN YANKAUER CH18 25CM FEM	50
8888502005	CAN YANKAUER CH22 25CM	50
1180502039	CAN YANKAUER CH22 25CM FEM	50
AEYS3009	CAN YANKAUER CH24 26.5CM BULB + CTRL	50
LY-3800	CAN YANKAUER CH28 28CM	50

Pennine TUBULURE D'ASPIRATION FLEXIRIB

Pochettes individuelles stériles enveloppées deux fois pour pelage Tubulure de raccordement nervurée pour une meilleure drapabilité Résistant au pliage Connecteur d'entonnoir codé en couleur pour indiquer la taille du tube

RÉFÉRENCE	LIBELLÉ	U/BOÎTE
CT-4722	TUBU ASPI F/F FLEXIRIB 200CM CH28 GODET STRIE	60
CT-4732	TUBU ASPI F/F FLEXIRIB 300CM CH28 GODET STRIE	50
CT-4772	TUBU ASPI F/F FLEXIRIB 350CM CH28 GODET STRIE	40



Medtronic AGRAFEUSE CUTANÉE

Agrafeuse cutanée Appose™ conçue pour la fermeture de la peau dans un large éventail d'interventions chirurgicales.

À chaque pression sur la gâchette, une agrafe est insérée et formée dans les tissus cutanés, assurant un rapprochement efficace des berges de la plaie.

RÉFÉRENCE	LIBELLÉ	U/BOÎTE
8886803512	AGRAFEUSE CUT APPOSE - TAILLE M	12
8886803712	AGRAFEUSE CUT APPOSE - TAILLE L	12



Swann-Morton® COUPE-FILS SANS MANCHE - STÉRILE

Le coupe-fils Swann-Morton permet la découpe de fil de suture efficace et sécurisée tout en maximisant le confort du patient. La gamme de coupe-fils Swann-Morton est dotée d'un embout arrondi, d'un manche plus court avec une plus large zone de prise en main pour une amélioration de l'asepsie des procédures en opérant plus loin de la blessure et offrant une meilleure visibilité.

RÉFÉRENCE	LIBELLÉ	U/BOÎTE
0420	COURT UTILISATION	100
0421	LONG UTILISATION	100



didactic COUPE-FILS SANS MANCHE - STÉRILE

Instrument à usage unique conçu pour le retrait simple et sécurisé des fils de suture. Doté d'une lame fine en acier carbone, il permet une coupe nette sans tirer sur la peau. Idéal pour les soins post-opératoires ou de plaies.

RÉFÉRENCE	LIBELLÉ	U/BOÎTE
0420	COURT UTILISATION	100
0421	LONG UTILISATION	100



Medtronic FILS DE SUTURE RÉSORBABLES – BIOSYN™

Les sutures résorbables Biosyn™ sont indiquées pour le rapprochement de tissus mous et/ou pour les ligatures, notamment en chirurgie ophtalmologique, mais pas en chirurgie cardiovasculaire ou en neurochirurgie.



RÉFÉRENCE	CALIBRE	LONGUEUR	AIGUILLE	COULEUR	U/BOÎTE
SM3625	3/0	90 cm	3/8 cercle, 19 mm	Violet	36
SM5637	4/0	75 cm	3/8 cercle, 16 mm	Violet	36
SM5679G	5/0	45 cm	3/8 cercle, 13 mm	Violet	36
SM5687	6/0	45 cm	3/8 cercle, 13 mm	Violet	36

Medtronic FILS DE SUTURE NON RÉSORBABLES SURGILON™

Fil de suture non résorbable en nylon tressé, de couleur noir, pré-coupé (≈ 75 cm), monté sur aiguille T-5 (demi-cercle, Ø 2/0), conditionné en boîte de 36 unités.


RÉFÉRENCE	CALIBRE	LONGUEUR	AIGUILLE	COULEUR	U/BOÎTE
8886195151	2/0	75 cm	T-5, 1/2 cercle	Noir	36



Medtronic FILS DE SUTURE NON RÉSORBABLES MONOSOF™

Fils stériles à usage unique en polyamide (Nylon) monofilament. Offrent une excellente glisse, une bonne tolérance tissulaire et une manipulation précise. Utilisables pour la fermeture de tissus mous dans de nombreuses spécialités chirurgicales.

RÉFÉRENCE	CALIBRE	LONGUEUR	AIGUILLE	COULEUR	U/BOÎTE
SN368	6/0	75 cm	3/8 cercle, 12 mm	Bleu	36
SN5698	5/0	45 cm	3/8 cercle, 13 mm	Bleu	36
SN5698G	5/0	45 cm	3/8 cercle, 13 mm	Noir	12
SN5699	4/0	45 cm	3/8 cercle, 13 mm	Bleu	36
SN641	3/0	75 cm	3/8 cercle, 19 mm	Bleu	36
SN643	5/0	75 cm	3/8 cercle, 19 mm	Bleu	36
SN644	4/0	90 cm	3/8 cercle, 19 mm	Bleu	36
SN648	3/0	90 cm	3/8 cercle, 24 mm	Bleu	36
SN649	4/0	90 cm	3/8 cercle, 24 mm	Bleu	36
SN659	5/0	45 cm	3/8 cercle, 16 mm	Bleu	36
SN660	6/0	45 cm	3/8 cercle, 16 mm	Bleu	36
SN662	4/0	45 cm	3/8 cercle, 19 mm	Bleu	36
SN664	2/0	75 cm	3/8 cercle, 26 mm	Bleu	36
SN665	3/0	90 cm	3/8 cercle, 19 mm	Bleu	36
SN760	6/0	75 cm	3/8 cercle, 16 mm	Bleu	36
SN761	5/0	75 cm	3/8 cercle, 16 mm	Bleu	36
SN762	4/0	75 cm	3/8 cercle, 16 mm	Bleu	36
SN763	3/0	75 cm	3/8 cercle, 16 mm	Bleu	36



Medtronic FILS DE SUTURE RÉSORBABLES POLYSORB™

Fils tressés résorbables en acide polyglycolique et polylactique, enduits pour une meilleure glisse. Indiqués pour la ligature ou le rapprochement des tissus mous en chirurgie générale, digestive, gynécologique, urologique, orthopédique et ophtalmique.

Non indiqués en chirurgie cardiovasculaire ou neurochirurgie.

Résorption complète en 56 à 70 jours, avec perte de résistance vers 21 jours.





RÉFÉRENCE	CALIBRE	LONGUEUR	AIGUILLE	COULEUR	U/BOÎTE
CL809	4/0	75 cm	1/2 cercle, 37 mm	Violet	36
CL924	3.5	90 cm	1/2 cercle, 37 mm	Violet	36
L1785K	5/0	30 cm	1/4 cercle, 8.6 mm	Violet	36
SL5620	4/0	75 cm	3/8 cercle, 16 mm	Violet	36
SL5621	3/0	75 cm	3/8 cercle, 16 mm	Violet	36
SL5626	5/0	45 cm	3/8 cercle, 16 mm	Violet	36
SL5629	4/0	75 cm	3/8 cercle, 19 mm	Violet	36
SL5638	3/0	75 cm	3/8 cercle, 19 mm	Violet	36
SL5688	6/0	45 cm	3/8 cercle, 13 mm	Violet	36
SL5690	4/0	45 cm	3/8 cercle, 13 mm	Violet	36
SL630	5/0	75 cm	3/8 cercle, 16 mm	Violet	36
SL690	5/0	75 cm	3/8 cercle, 19 mm	Violet	36
SL693	3/0	75 CM	3/8 cercle, 24 mm	Violet	36
SL822	3/0	75 cm	3/8 cercle, 19 mm	Violet	36

Medtronic FILS DE SUTURE NON RÉSORBABLES MONOSOF™

Absorption rapide, une solidité et une manipulation optimale grâce à son matériau monofilament durable, assurant un rapprochement sûr des tissus avec un risque minimal d'infection et un confort accru pour un rétablissement rapide, tout en étant destinée aux tissus mous sauf en chirurgie cardiovasculaire, neurologique, microchirurgie ou ophtalmique.

RÉFÉRENCE	CALIBRE	LONGUEUR	AIGUILLE	COULEUR	U/BOÎTE
SC5688G	6/0	45 cm	3/8 cercle, 13 mm	Violet	12
SC690G	4/0	45 cm	3/8 cercle, 19 mm	Violet	12



Medtronic FILS DE SUTURE RÉSORBABLES MAXON™

Fil de suture résorbable monofilament en polyglyconate, conçu pour les sutures de tissus mous nécessitant une tenue prolongée.

RÉFÉRENCE	CALIBRE	LONGUEUR	AIGUILLE	COULEUR	U/BOÎTE
SMM5516	6-0	45 cm	13 mm, 3/8 cercle	Clair	36

BLOSSOM[®] France INTÉGRATEUR

Bandelette papier, imprégnée d'un réactif indicateur (pigment réactif : encre – colorant – catalyseur), dont les dimensions sont 6 cm x 2,5 cm. Revêtue d'un film plastique (laminage). Bandelette sur laquelle figurent le numéro de lot, la date de péremption ainsi que la couleur de référence du virage final.

RÉFÉRENCE	LIBELLÉ	U/BOÎTE
1281320G	INTEG MINI STEAM STAR PRION	125
1281301	INTEG STEAM STAR AUTOCLAVE	1000



BLOSSOM[®] France TEST DE BOWIE

Test de Bowie Dick prêt à l'emploi, paquet revêtu d'un film complexe aluminium perforé (pigment réactif sans plomb), dont les dimensions sont 12,5 cm x 12,5 cm x 0,7 cm.

Utilisé pour vérifier quotidiennement le bon fonctionnement de l'autoclave (bonne pénétration de la vapeur). Il donne des résultats équivalents à ceux fournis par le test classique pour un cycle à 3 pré-vides (minimum) pendant 3'30".

RÉFÉRENCE	LIBELLÉ	U/BOÎTE
1281326	TEST BOWIE UPSTAR	30

KELIS
MEDICAL

APO
TECNIA

LE SPÉCIALISTE DE LA DISTRIBUTION
DE DISPOSITIFS MÉDICAUX À USAGE UNIQUE

SIÈGE SOCIAL

LAVOREL MEDICARE FRANCE

75 rue Cuvier
69006 LYON

KELIS MEDICAL - APOTECNIA

840 Rue de l'Hers
31750 Escalquens

CONTACTEZ-NOUS

✉ serviceclient@kelis-medical.com

☎ 04 42 18 52 00
Du lundi au vendredi
de 9h à 13h et de 14h à 17h



RETROUVEZ TOUTES NOS RÉFÉRENCES ET CATALOGUES SUR NOTRE SITE INTERNET
WWW.KELIS-MEDICAL.COM

Centrales & groupements - Revendeurs - Prestataires de santé à domicile - Établissements de soins

Lavorel Medicare France, SAS au capital de 20 000€ - 539 073 221 RCS Lyon