




**KELIS**  
MEDICAL

**APO**  
TECNIA



**PERFUSION**



**NUTRITION  
ENTÉRALE**



**RESPIRATOIRE**

# CATALOGUE PSAD

ÉDITION 2026

# KELIS & VOUS

## **PARTENAIRE DES PSAD DEPUIS PLUS DE 40 ANS**

Avec Kelis Medical · Apotecnia, bénéficiez d'une offre complète, flexible et compétitive de dispositifs médicaux à usage unique, pensée pour les soignants et les patients.

Notre large gamme vous permet d'atteindre facilement vos francos, tout en profitant d'un accompagnement personnalisé et d'une logistique réactive pour garantir la continuité des soins à domicile.

## **PROXIMITÉ, RÉACTIVITÉ ET EXIGENCE**

Nos équipes terrain vous accompagnent au plus près de vos besoins pour vous proposer les solutions les plus adaptées à chaque situation de soin.

Expéditions rapides et souplesse logistique vous assurent un service réactif au quotidien.

## **UNE DOUBLE EXPERTISE**

Grâce à notre entité Innoset nous proposons également **des sets de soins que nous assemblons et stérilisons**, prêts à l'emploi ou sur mesure selon vos besoins.

Cette synergie nous permet de vous accompagner sur tous les fronts et de vous garantir la continuité et fiabilité des soins.



**UNE ÉQUIPE  
TERRAIN**



**EXPÉDITION  
RAPIDE**



**ENGAGEMENTS  
RSE**



**FLÉXIBILITÉ**

# SOMMAIRE

04

## PROTECTION - E.P.I.

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Gants stériles et non stériles ..... | 04 |
| Habillage et protection .....        | 04 |

05

## PERFUSION

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| Cathéters veineux périphériques .....          | 05 |
| Aiguilles de Huber - chambre implantable ..... | 06 |
| Prolongateurs de perfusion et robinets.....    | 06 |
| Valves bidirectionnelles.....                  | 07 |
| Bouchons .....                                 | 07 |
| Perfuseurs .....                               | 07 |
| Collecteur .....                               | 08 |
| Seringues pré-remplies   pour rinçage.....     | 08 |
| Aiguilles pour seringue .....                  | 08 |
| Seringues sans aiguille .....                  | 09 |
| Seringues avec aiguille .....                  | 10 |
| Prélèvement .....                              | 10 |
| Diabète .....                                  | 10 |

11

## NURSING

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Toilette du patient .....       | 11 |
| Soins de bouche et de nez ..... | 11 |
| Bistouris .....                 | 11 |
| Hygiène du soignant .....       | 11 |

12

## NUTRITION ENTÉRALE

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| Seringue de nutrition .....                    | 12 |
| Pompes de nutrition enterale et tubulures..... | 12 |
| Gastrostomie .....                             | 13 |

14

## RESPIRATOIRE

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Nébulisation .....    | 14 |
| Oxygénothérapie ..... | 14 |
| Aspiration .....      | 15 |
| Trachéotomie .....    | 15 |

16

## GAMME BLANCHE

## GANTS STÉRILES ET NON STÉRILES

### GANTS D'EXAMEN POLYSEM EN NITRILE - BOÎTE DE 100 PAIRES



Gants d'examen en nitrile non poudrés, protection fiable et un confort optimal. Conçus pour minimiser les risques d'allergies et pensés pour une utilisation prolongée.

- Sans poudre : Réduit les risques d'allergies et d'irritation cutanée
- Ambidextres : Conviennent aux deux mains
- Longueur de la manchette : 240 mm
- Surface : Micro-texturée pour une meilleure préhension

Taille 5 / 6

REF. GN100NP56

Taille 6 / 7

REF. GN100NP67

Taille 7 / 8

REF. GN100NP78

Taille 8 / 9

REF. GN100NP89

Taille 9 / 10

REF. GN100NP910

#### Utilisation :

Tout acte non stérile incluant les soins médicaux, la manipulation de produits chimiques ou cytostatiques, et le contact alimentaire limité.

Stérile : ☒

Matière : Nitrile synthétique

Couleur : Bleu lavande

### GANTS D'INTERVENTION EN NITRILE STÉRILE - BOÎTE DE 50 PAIRES



Assurent confort et sécurité pour vos actes aseptiques de moins d'1h, grâce à leur forme anatomique et leur composition en latex naturel.

- Nitrile sans latex, sans poudre – Hypoallergénique
- Sans accélérateurs de vulcanisation – Zéro allergène sensibilisant connu
- Stérilisation : Rayon gamma
- Ambidextres : Conviennent aux deux mains
- Longueur de la manchette : 278 à 290 mm selon la taille

Taille 5.5

REF. GNNPCHIR2055

Taille 6

REF. GNNPCHIR2060

Taille 6.5

REF. GNNPCHIR2065

Taille 7

REF. GNNPCHIR2070

Taille 7.5

REF. GNNPCHIR2075

Taille 8

REF. GNNPCHIR2080

Taille 8.5

REF. GNNPCHIR2085

Taille 9

REF. GNNPCHIR2090



Stérile : ☒

Matière : Nitrile

Couleur : Bleu lavande

#### Utilisation :

Actes stériles de courte durée nécessitant précision, confort et sécurité.

## HABILLAGE ET PROTECTION



### Blouse de protection

Blouses protégeant des projections et contaminants, limitant les contaminations croisées et réduisant les risques d'infection pour un environnement sûr.

| RÉFÉRENCE  | DÉSIGNATION               | U/BOÎTE |
|------------|---------------------------|---------|
| HPI001     | Blouse bleu   stérile     | 40      |
| INNO100001 | Blouse bleu   non stérile | 100     |



### Charlotte médicale

Charlotte blanche à usage unique en non-tissé léger (12 g/m<sup>2</sup>), avec élastique rond sans latex, offrant une protection efficace et facile à déployer (500 x 440 mm).

| RÉFÉRENCE  | DÉSIGNATION       | U/BOÎTE |
|------------|-------------------|---------|
| INNO100003 | Charlotte blanche | 100     |



### Masque chirurgical

Limite la diffusion de gouttelettes et protège contre les agents infectieux transmis par toux, éternuements ou projections de salive.

| RÉFÉRENCE  | DÉSIGNATION      | U/BOÎTE |
|------------|------------------|---------|
| INNO100002 | Adulte - Type II | 1000    |

SETS D'HABILLAGE ÉGALEMENT DANS LE CATALOGUE INNOSET

## CATHÉTÈRS VEINEUX PÉRIPHÉRIQUES



### Cathéter Real Safety



Cathéter court intraveineux de sécurité (Classe IIa) pour un accès périphérique, avec protection anti-piqûre pour patient et professionnels.

SÉCURISÉ

| RÉFÉRENCE  | DÉSIGNATION | U/BOÎTE |
|------------|-------------|---------|
| NMSPTU2025 | 20 G 25 mm  | 50      |
| NMSPTU2030 | 20 G 30 mm  | 30      |
| NMSPTU2048 | 20 G 48 mm  | 30      |
| NMSPTU2225 | 22 G 25 mm  | 30      |



### Cathéter True Safe W



Cathéter court intraveineux de sécurité (Classe IIa) pour un accès périphérique, avec protection anti-piqûre éliminant le risque de blessure pour patient et professionnel.

AVEC AILETTES SÉCURISÉ

| RÉFÉRENCE  | DÉSIGNATION | U/BOÎTE |
|------------|-------------|---------|
| NMSTU32025 | 20 G 25 mm  | 50      |
| NMSTU32032 | 20 G 32 mm  | 50      |
| NMSTU32219 | 22 G 19 mm  | 50      |
| NMSTU32225 | 22 G 25 mm  | 50      |

**Note :** Le cathéter Real Safety est sans ailettes et utilise un mécanisme de sécurité actif à ressort, tandis que le cathéter True Safe W est avec ailettes et repose sur une sécurité passive encapsulant l'aiguille après usage.



### Cathéter Insyte Autoguard™

Cathéter droit de sécurité pour perfusion, transfusion et injection IV, avec système BD Autoguard anti-piqûre, canule BD Vialon souple, chambre de visualisation et insertion facilitée.



SANS AILETTES SÉCURISÉ

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | U/BOÎTE |
|-----------|-------------|---------|
| 381833    | 20 G 25 mm  | 50      |
| 381834    | 20 G 30 mm  | 50      |
| 381837    | 20 G 48 mm  | 50      |
| 381823    | 22 G 25 mm  | 50      |

AVEC AILETTES SÉCURISÉ

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | U/BOÎTE |
|-----------|-------------|---------|
| 381933    | 20 G 25 mm  | 50      |
| 381934    | 20 G 30 mm  | 50      |
| 381937    | 20 G 48 mm  | 50      |
| 381923    | 22 G 25 mm  | 50      |



### Cathéter BD Insyte Autoguard™ Blood Control

SANS AILETTES BLOOD CONTROL SÉCURISÉ

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | U/BOÎTE |
|-----------|-------------|---------|
| 381033    | 20 G 25 mm  | 50      |
| 381034    | 20 G 30 mm  | 50      |
| 381037    | 20 G 48 mm  | 50      |
| 381023    | 22 G 25 mm  | 50      |

AVEC AILETTES BLOOD CONTROL SÉCURISÉ

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | U/BOÎTE |
|-----------|-------------|---------|
| 382933    | 20 G 25 mm  | 50      |
| 382934    | 20 G 30 mm  | 50      |
| 382937    | 20 G 48 mm  | 50      |
| 382923    | 22 G 25 mm  | 50      |

En BD Vialon souple, favorisant un cathétérisme prolongé et réduisant jusqu'à 95 % le risque d'exposition au sang.



### Cathéter Real Safety Blood Control

Permet un accès intraveineux périphérique tout en réduisant les risques de piqûres et d'exposition au sang grâce à sa technologie de sécurité.



SANS AILETTES BLOOD CONTROL SÉCURISÉ

| RÉFÉRENCE    | DÉSIGNATION | U/BOÎTE |
|--------------|-------------|---------|
| NMSPTU2025B  | 20 G 25 mm  | 50      |
| NMSPTU2030BC | 20 G 30 mm  | 50      |
| NMSPTU2225BC | 22 G 25 mm  | 50      |

AVEC AILETTES BLOOD CONTROL

| RÉFÉRENCE   | DÉSIGNATION | U/BOÎTE |
|-------------|-------------|---------|
| NMSPU2025BW | 20 G 25 mm  | 50      |
| NMSPU2030BW | 20 G 30 mm  | 50      |
| NMSPU2225BW | 22 G 25 mm  | 50      |



### Cathéter BD Saf-T Intima™

AVEC AILETTES SÉCURISÉ

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION                    | U/BOÎTE |
|-----------|--------------------------------|---------|
| 383338    | 20 G 25 mm Droit - Ext. 1,1 mm | 25      |
| 383328    | 22 G 19 mm Droit - Ext. 0,9 mm | 25      |
| 383339    | 20 G 25 mm En Y - Ext. 1,1 mm  | 25      |
| 383329    | 22 G 19 mm En Y - Ext. 0,9 mm  | 25      |

Cathéter à sécurité passive pour accès veineux périphérique court. Intègre une aiguille rétractable pour réduire le risque de blessures.

- Version droite pour accès standard
- Version en Y pour double accès facilité (perfusion + injection).

Système de raccordement Luer Lock sécurisé.



**Note :** Recommandé pour les perfusions de longue durée, en sous-cutané ou en cas de veines fragiles (enfants, personnes âgées, patients atteints de cancer, etc.), ainsi que pour les procédures de cathétérisme à distance des vaisseaux sanguins (notamment dans le cadre de maladies infectieuses).

**RAPPEL :** CETTE SÉLECTION REGROUPE LES CALIBRES (GAUGES) LES MIEUX ADAPTÉS À LA PERFUSION À DOMICILE. D'AUTRES CALIBRES (18G, 24G) ET DES VERSIONS NON SÉCURISÉES SONT DISPONIBLES SUR KELIS-MEDICAL.COM.

## AIGUILLES DE HUBER | chambre implantable

### **Aiguille de Huber SafeStep**

Les aiguilles Huber SafeStep® sont conçues pour le soignant et le patient, avec une poignée texturée facile à saisir et à tourner, facilitant la pose d'un pansement confortable. Leur faible encombrement réduit la taille des pansements, et la base en plastique transparent permet de visualiser et inspecter le site d'insertion.

#### TYPE II AVEC PROLONGATEUR DROIT

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | U/BOÎTE |
|-----------|-------------|---------|
| LH0033    | 19 G 19 mm  | 25      |
| LH0031    | 20 G 19 mm  | 25      |
| LH0032    | 20 G 25 mm  | 25      |
| LH0029    | 22 G 19 mm  | 25      |

#### TYPE II AVEC PROLONGATEUR EN Y

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | U/BOÎTE |
|-----------|-------------|---------|
| LH0033YN  | 19 G 19 mm  | 25      |
| LH0031YN  | 20 G 19 mm  | 25      |
| LH0032YN  | 20 G 25 mm  | 25      |
| LH0029YN  | 22 G 19 mm  | 25      |



## PROLONGATEURS DE PERFUSION ET ROBINETS



### **Prolongateur pour pousse-seringue**

Prolongateur stérile à usage unique pour pousse-seringue. Tubulure souple anti-pli avec connexions Luer Lock mâle/femelle assurant une liaison étanche et sécurisée. Faible volume mort, sans latex ni phtalates, compatible avec les solutions injectables.



| RÉFÉRENCE   | DÉSIGNATION              | U/BOÎTE |
|-------------|--------------------------|---------|
| PMFPS50F02  | 50 cm - M/F Luer Lock    | 300     |
| PMFPS100F02 | 100 cm - M/F Luer verrou | 300     |
| PMFPS150F02 | 150 cm - M/F Luer verrou | 300     |
| PMFPS200F02 | 200 cm - M/F Luer verrou | 300     |



### **Prolongateur polyvalent**

Prolongateur stérile à usage unique en PVC souple 1 voie, avec embouts Luer Lock mâle/mâle. Assure une connexion sécurisée et étanche entre dispositifs d'injection et patient. Sans BPA ni latex, résistant à la pression, disponible en plusieurs longueurs.

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION                               | U/BOÎTE |
|-----------|-------------------------------------------|---------|
| PMFML10F  | 10 cm - 2,5 x 4,1 mm - M/M Luer Lock      | 200     |
| PMFML30F  | 30 cm - PVC 2,5 x 4,1 mm - M/M Luer Lock  | 200     |
| PMFML50F  | 50 cm - PVC 2,5 x 4,1 mm - M/M Luer Lock  | 200     |
| PMFML100F | 100 cm - PVC 2,5 x 4,1 mm - M/M Luer Lock | 200     |
| PMFML150F | 150 cm - PVC 2,5 x 4,1 mm - M/M Luer Lock | 200     |



### **Prolongateur avec robinet - 3 voies**

Accessoire de dérivation permettant le raccordement de cathéters à des nécessaires de perfusion ou des injections séquentielles.


| RÉFÉRENCE  | DÉSIGNATION        | U/BOÎTE |
|------------|--------------------|---------|
| HNMETSCO10 | Prolongateur 10 cm | 300     |
| HNMETSCO25 | Prolongateur 25 cm | 240     |
| HNMETSCO50 | Prolongateur 50 cm | 300     |



### **Prolongateur avec robinet 3 voies**

Sans DEHP ni BPA, conçu pour réduire l'impact environnemental en excluant les perturbateurs endocriniens.

| RÉFÉRENCE       | DÉSIGNATION     | U/BOÎTE |
|-----------------|-----------------|---------|
| PR3LVM150LFBPAF | LL MOBILE 150CM | 25      |



### **Prolongateur Connecta avec robinets 3 voies**

Les robinets BD Connecta™ à 3 voies sont conçus pour connecter des lignes de perfusion ou permettre l'injection de bolus dans une ligne de perfusion. Ils sont exclusivement destinés à supporter des pressions compatibles avec les thérapies intraveineuses et le monitoring hémodynamique.



| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION           | U/BOÎTE |
|-----------|-----------------------|---------|
| 394961    | 100 cm                | 20      |
| 394971    | 100 cm + site         | 20      |
| 394995    | 10 cm                 | 50      |
| 394982    | 15 cm - Faible volume | 50      |
| 394936    | 25 cm + site          | 20      |
| 394926    | 25 cm                 | 20      |
| 394951    | 50 cm                 | 20      |
| 394945    | 7 cm + site           | 50      |



### **Robinet 3 voies Tritan® sans BPA**

Robinet stérile en Tritan®, résistant aux lipides et à la pression (jusqu'à 12 bars). Clé verte rotative à 360°, 2 obturateurs Luer Lock femelles, 1 embout mâle mobile avec capuchon.

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION                 | U/BOÎTE |
|-----------|-----------------------------|---------|
| R3LVBPAF  | ROBINET 3V LL MOBILE X2 OBT | 50      |



### **Robinet 3 voies Connecta**

Permet les connexions de lignes de perfusion et les injections de bolus. Conçu pour des pressions compatibles avec les thérapies IV et le monitoring hémodynamique.

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION        | U/BOÎTE |
|-----------|--------------------|---------|
| 394602    | BLEU               | 100     |
| 394600    | BLANC              | 100     |
| 394601    | BLANC AVEC PUNAISE | 100     |



## VALVES BIDIRECTIONNELLES



### **Valve BD Q-Syte™**

Valve bidirectionnelle à septum préfendu pour accès intraveineux.

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION         | U/BOÎTE |
|-----------|---------------------|---------|
| 385100    | Luer Lock à l'unité | 50      |

### **Valve BD Q-Syte™ prémontée**

Valve bidirectionnelle BD Q-Syte™ prémontée sur robinet BD Connecta™ à septum préfendu pour accès intraveineux.

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION        | U/BOÎTE |
|-----------|--------------------|---------|
| 394501    | Robinet 3 voies BD | 50      |



### **Valve bidirectionnelle Max Zéro**

Valve bidirectionnelle à pression positive Max Z.

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | U/BOÎTE |
|-----------|-------------|---------|
| MZ1000    | Max Z       | 100     |

### **Valve Q Syte bidirectionnelle avec prolongateur**

Système clos IV Luer Lock, septum auto-obturant, protège contre la contamination et maintient le cathéter.

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION                       | U/BOÎTE |
|-----------|-----------------------------------|---------|
| 385101    | Simple Tubulure 15 cm Adulte      | 25      |
| 385151    | Simple Tubulure 15 cm Pédiatrique | 50      |
| 385161    | Double Tubulure 15 cm Adulte      | 50      |
| 385163    | Double Tubulure 15 cm Pédiatrique | 50      |
| 385162    | Triple Tubulure 15 cm Adulte      | 50      |

## BOUCHONS



### **Bouchon Luer Lock**

| RÉFÉRENCE  | DÉSIGNATION                  | U/BOÎTE |
|------------|------------------------------|---------|
| TP-MF-O    | Mâle / Femelle <b>ORANGE</b> | 100     |
| TP         | Mâle <b>BLANC</b>            | 100     |
| TP-INTER-X | Mâle + membrane <b>BLANC</b> | 100     |

Utilisé pour l'obturation de sites d'injection (seringues, tubulures, cathéters ...).

Il s'agit de bouchons à vis verrouillables qui sont utilisés afin de fermer des sites d'injections tels qu'une seringue, une aiguille, un cathéter, ou encore une extrémité de tubulure de façon sécurisée.

## PERFUSEURS



### **Perfuseur 1 voie (160 cm)**

Perfuseur 1 voie destiné à l'administration de solutions intraveineuses par gravité. Longueur de 160 cm avec chambre compte-gouttes et clamp à roulette pour le réglage du débit. Connexion Luer Lock sécurisée. Sans latex.

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION                         | U/SACHET |
|-----------|-------------------------------------|----------|
| PERIFL25  | 1 Voie - Perfuseur Luer Lock mobile | 25       |



### **Perfuseur 3 voies (150 cm + 30 cm) avec robinet 3 voies**

Perfuseur 3 voies conçu pour l'administration simultanée de plusieurs solutions. Longueur de 150 cm avec une branche supplémentaire de 30 cm équipée d'un robinet 3 voies. Connexions Luer Lock, filtre terminal antibactérien, fabrication sans Bisphénol A. Sans latex.

| RÉFÉRENCE    | DÉSIGNATION                         | U/SACHET |
|--------------|-------------------------------------|----------|
| PER3FL25BPAF | 3 Voie - Perfuseur Luer Lock mobile | 25       |



### **Perfuseur 1 voie avec régulateur de débit rotatif gradué**

Perfuseur 1 voie équipé d'un régulateur de débit rotatif gradué pour un ajustement précis du flux. Chambre compte-gouttes avec filtre, tube flexible et connexion Luer Lock. Longueur standard. Sans latex.

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION                                           | U/BOÎTE |
|-----------|-------------------------------------------------------|---------|
| PERIFLPPF | 1 Voie - Perfuseur Luer Lock avec régulateur de débit | 25      |





## COLLECTEURS



### Collecteur d'aiguilles Pacto +

Pour services de soins, avec couvercle renforcé : barrières antifuites, opercules solidifiés et double fermeture pour un remplissage optimisé.

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION            | U/BOÎTE |
|-----------|------------------------|---------|
| ST08020   | COLLECTEUR PACTO + 2 L | 50      |
| ST08030   | COLLECTEUR PACTO + 3 L | 38      |



## SERINGUES PRÉ-REMPLIES | pour rinçage



### Seringue BD PosiFlush™ XS

Seringue pré-remplie stérile intérieurement - NaCl 0,9 %

Pour le rinçage des VAD. Corps plus fin pour une manipulation précise et une injection douce. Embout Luer Lock, sans latex, usage unique, conditionnement stérile unitaire.

STÉRILE

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | U/BOÎTE |
|-----------|-------------|---------|
| 306570    | 3 ml        | 30      |
| 306571    | 5 ml        | 30      |
| 306572    | 10 ml       | 30      |



### Seringue BD PosiFlush™ SP

Seringue pré-remplie stérile intérieurement - NaCl 0,9 %

Seringue pour le rinçage des VAD. Plateforme élargie pour une meilleure prise en main et injection stable. Embout Luer Lock, sans latex, usage unique, conditionnement stérile unitaire.

STÉRILE

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | U/BOÎTE |
|-----------|-------------|---------|
| 306573    | 3 ml        | 30      |
| 306574    | 5 ml        | 30      |
| 306575    | 10 ml       | 30      |

## Sterisets Seringue Steriflush

Seringue pré-remplie stérile intérieurement et extérieurement.

Contenant une solution de chlorure de sodium à 0,9 %, prête à l'emploi pour le rinçage des dispositifs d'accès vasculaire (VAD). Volume de 10 ml ou 20 ml.

Embout Luer Lock, stérilisation par irradiation. Conditionnement individuellement en emballage stérile. Durée de conservation : 3 ans.

STÉRILE



| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | U/BOÎTE |
|-----------|-------------|---------|
| 3020010   | 10 ml       | 40      |
| 3020012   | 20 ml       | 25      |

## AIGUILLES POUR SERINGUE



### Aiguille hypodermique

Sol-Millennium® propose une vaste gamme d'aiguilles hypodermiques en mettant l'accent sur la facilité d'utilisation et le confort du patient. Triple biseau en acier inoxydable lubrifié conçu pour minimiser l'inconfort du patient.

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | U/BOÎTE | RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | U/BOÎTE |
|-----------|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
| 112010    | 20 G 25 mm  | 100     | 112210    | 22 G 25 mm  | 100     |
| 112015    | 20 G 40 mm  | 100     | 1122125   | 22 G 32 mm  | 100     |
| 112110    | 21 G 25 mm  | 100     | 112215    | 22 G 40 mm  | 100     |
| 112115    | 21 G 40 mm  | 100     | 112310    | 23 G 25 mm  | 100     |
| 112120    | 21 G 50 mm  | 100     | 1123125   | 23 G 32 mm  | 100     |



### Aiguille hypodermique

Conçue pour un maximum de confort, grâce à la géométrie spéciale de sa pointe acérée et à sa canule lubrifiée au silicone, qui assure une pénétration douce et limite l'effet de percussion.

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | U/BOÎTE |
|-----------|-------------|---------|
| B1407     | 21 G 25 mm  | 100     |
| B1409     | 21 G 40 mm  | 100     |
| B1421     | 23 G 25 mm  | 100     |

SETS DE PERFUSION DISPONIBLE DANS LE CATALOGUE INNOSET



## SERINGUES SANS AIGUILLE

### LUER SIMPLE

#### **Seringue BD Discardit™ II (2p LS)**

Seringue 2 pièces - Sans aiguille - Luer simple



| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION   | EMBOUT   | GRADU.  | U/BOÎTE |
|-----------|---------------|----------|---------|---------|
| 300928    | 2 ml H 902 S  | Centré   | 1/10 ml | 100     |
| 309050    | 5 ml H 905 S  | Excentré | 2/10 ml | 100     |
| 309110    | 10 ml H 910 S | Excentré | 1/2 ml  | 100     |
| 300296    | 20 ml H 920 S | Excentré | 1 ml    | 80      |

#### **Seringue BD Emerald™ (3p LS)**

Seringue stérile pour injections et prélèvements, avec tube gradué transparent. Fabriquée avec 30 % de matériaux en moins.



| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | U/BOÎTE |
|-----------|-------------|---------|
| 307727    | 2 ml        | 100     |
| 307731    | 5 ml        | 100     |
| 307736    | 10 ml       | 100     |

#### **Seringue Slip Tip LS (3p LS)**

Seringues de mesure précises, disponibles en plusieurs tailles et connexions pour divers besoins cliniques.



| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION       | EMBOUT   | U/BOÎTE |
|-----------|-------------------|----------|---------|
| P180011   | 1 ml Luer Simple  | Centré   | 100     |
| P180003ST | 3 ml Luer Simple  | Centré   | 100     |
| P180005ST | 5 ml Luer Simple  | Centré   | 100     |
| P180010ST | 10 ml Luer Simple | Centré   | 50      |
| P180020ET | 20 ml Luer Simple | Excentré | 25      |
| 180060ET  | 60 ml Luer Simple | Excentré | 30      |

#### **Seringue Plastipak™ (3p LS)**

Seringue 3 pièces - Sans aiguille - Luer simple



| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION    | EMBOUT        | U/BOÎTE |
|-----------|----------------|---------------|---------|
| 300613    | 20 ml H 902 S  | Excentré      | 120     |
| 301231    | 30 ml H 905 S  | Excentré      | 60      |
| 300866    | 50 ml H 910 S  | Excentré      | 60      |
| 300605    | 100 ml H 920 S | Adaptateur KT | 25      |

#### **Seringue de précision Plastipak™ (3p LS)**

Seringue 3 pièces de précision - Sans aiguille - Stérilisation rayons gamma. Graduation 1/100e de ml



| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION   | U/BOÎTE |
|-----------|---------------|---------|
| 309628    | 1 ml H 804 LL | 100     |

### LUER LOCK

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | EMBOUT | U/BOÎTE |
|-----------|-------------|--------|---------|
| D0012     | 3 ml        | Centré | 100     |
| D0013     | 5 ml        | Centré | 100     |
| D0014     | 10 ml       | Centré | 100     |
| D0015     | 20 ml       | Centré | 50      |
| D0016     | 50 ml       | Centré | 25      |

#### **Seringue LFLG MATRIX (3p LL)**

Seringue 3 pièces Luer Lock avec corps transparent gradué pour un contrôle précis. Joint en isoprène synthétique sans latex, piston à glissement fluide. Stérilisée à l'ETO.



#### **Seringue Plastipak™ (3p LL)**

La seringue BD Plastipak™ assure une administration précise des médicaments et s'adapte à divers usages médicaux.

Conçue en 3 pièces avec un bouchon sans latex, elle prévient les fuites et facilite le dosage. Idéale pour l'injection et l'aspiration de fluides depuis flacons, ampoules ou zones sous-cutanées.



| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION            | STÉRILISATION | GRADUATION | U/BOÎTE |
|-----------|------------------------|---------------|------------|---------|
| 303128    | 1 ml                   | Gamma         | -          | 100     |
| 303172    | 1 ml                   | ETO           | -          | 120     |
| 309658    | 3 ml                   | Gamma         | 0,1 ml     | 200     |
| 309649    | 5 ml                   | Gamma         | 0,2 ml     | 125     |
| 300912    | 10 ml                  | Gamma         | -          | 100     |
| 305959    | 10 ml                  | ETO           | -          | 100     |
| 300629    | 20 ml                  | ETO           | -          | 120     |
| 301229    | 30 ml                  | ETO           | -          | 60      |
| 300865    | 50 ml                  | ETO           | -          | 60      |
| 302238    | 50 ml CONVENIENCE PACK | ETO           | -          | 40      |
| 300869    | 50 ml Opaque - Centré  | ETO           | -          | 60      |
| 300867    | 50 ml Centré           | ETO           | -          | XX      |

## SERINGUES AVEC AIGUILLE



### Seringue BD Emerald™ avec aiguille Microlance 3

Seringue 3 pièces avec aiguille : injection précise et confortable. BD Emerald™ associe performance et éco-conception. Microlance™ 3 assure une pénétration douce et nette.

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION      | U/BOÎTE |
|-----------|------------------|---------|
| 307739    | 21 G 38 mm 10 ml | 100     |
| 307742    | 21 G 38 mm 5 ml  | 100     |



### Seringue BD SafetyGlide™ TNT

Seringue 3 pièces de précision 1 ml sécurisée - Tuberculine/allergie/test

SÉCURISÉE

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION                        | U/BOÎTE |
|-----------|------------------------------------|---------|
| 303327    | 27 G 10 mm Biseau extra-court (ID) | 100     |
| 305945    | 26 G 13 mm Biseau normal           | 100     |



## PRÉLÈVEMENT



### Unité de prélèvement

Unité de prélèvement sécurisée avec adaptateur + corps

SÉCURISÉE

| RÉFÉRENCE    | DÉSIGNATION          | U/BOÎTE |
|--------------|----------------------|---------|
| 110201030002 | 21 G tubulure 305 mm | 25      |
| 110201030004 | 21 G tubulure 178 mm | 25      |
| 110201030008 | 23 G tubulure 178 mm | 25      |



### Aiguille Safety Blood

Aiguille à ailettes sécurisée Sol-Care™ pour prélèvement sanguin avec adaptateur Luer à utiliser pour les prélèvements sanguins (avec l'adaptateur Luer fourni) et/ou pour la perfusion.

STÉRILE

| RÉFÉRENCE    | DÉSIGNATION      | U/BOÎTE |
|--------------|------------------|---------|
| 110201030035 | 25 G 18mm ORANGE | 50      |



### Unité de prélèvement Safetylok

Unité à ailettes sécurisée stérile - Avec adaptateur - Sans corps de prélèvement

SÉCURISÉE

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION                                      | U/BOÎTE |
|-----------|--------------------------------------------------|---------|
| 367282    | 21 G 3/4 19 mm x 8/10 tubulure 178 mm VERT       | 50      |
| 367286    | 21 G 3/4 19 mm x 8/10 tubulure 305 mm VERT       | 50      |
| 367284    | 23 G 3/4 19 mm x 6/10 tubulure 178 mm BLEU CLAIR | 50      |
| 367288    | 23 G 3/4 19 mm x 8/10 tubulure 305 mm BLEU CLAIR | 50      |
| 367295    | 25 G 19 mm x 5/10 tubulure 178 mm BLEU FONCÉ     | 50      |



## DIABÈTE



### Aiguille à stylet Sol-Guard

Aiguille stérile à usage unique, conçue pour les stylos injecteurs de médicaments en sous-cutané. Son système de sécurité automatique protège les deux aiguilles (patient et stylo) grâce à des boucliers qui se verrouillent après utilisation, sans action requise de l'utilisateur, réduisant ainsi le risque de piqûre accidentelle.

SÉCURISÉE

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | U/BOÎTE |
|-----------|-------------|---------|
| SPN3005S  | 30 G 5 mm   | 50      |
| SPN3008S  | 30 G 8 mm   | 50      |

EASYDRIP - DOUBLE SÉCURITÉ

SÉCURISÉE

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | U/BOÎTE |
|-----------|-------------|---------|
| SPN3005D  | 30 G 5 mm   | 100     |
| SPN3008D  | 30 G 8 mm   | 100     |



### Seringue à insuline Sol-Guard

Aiguille fixe qui limite la perte de médicament grâce à un faible espace mort. Sa protection transparente coulisse pour sécuriser l'aiguille avant et après l'injection, réduisant le risque d'exposition.

SÉCURISÉE

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION         | U/BOÎTE |
|-----------|---------------------|---------|
| 2331516SG | 31 G 8 mm 0,3 ml    | 100     |
| 2531516SG | 31 G 8 mm 0,5 ml    | 100     |
| 200002SG  | 29 G 12,5 mm 0,5 ml | 100     |
| 200017SG  | 29 G 12,5 mm 1 ml   | 100     |



## TOILETTE DU PATIENT



### Gants de toilette

Alliant praticité et qualité, ces gants de toilette présentent une texture molletonnée, résistante et facile à jeter. Leur emballage en carton réduit l'impact environnemental, et ils sont largement adoptés par les professionnels de santé.

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION           | U/BOÎTE |
|-----------|-----------------------|---------|
| INNO50001 | Bords cousus - 75g/m² | 100     |



### Rasoir 1 lame

Rasoir jetable équipé d'une lame en acier inoxydable sans bande lubrifiant. Ces rasoirs offrent une coupe nette et précise tout en garantissant une hygiène optimale.

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | U/BOÎTE |
|-----------|-------------|---------|
| APO5001   | Rasoir bleu | 100     |



### Bâtonnet

Conçu pour l'hygiène des bouches saines. Sa mousse en polyuréthane, expansée sans agents chimiques, ne se fragmente pas. Collage renforcé pour une haute résistance à la traction.

#### EN PLASTIQUE

| RÉFÉRENCE | LIBELLÉ                       | U/BOÎTE     |
|-----------|-------------------------------|-------------|
| C104PI    | BATO MOUSSE CONE - IMPR BICAR | 100         |
| CV203P    | BATO MOUSSE CONE GRAND        | 10 (sachet) |
| C104P     | BATO MOUSSE CONE PETIT        | 100         |
| C106P     | BATO MOUSSE DENTS             | 100         |
| C105P     | BATO MOUSSE ETOILE            | 100         |
| CLAN01    | BATO MOUSSE GRAT LANG         | 100         |
| 2512015   | BATO OUATE - IMPR GLYCE       | 300         |

#### EN BOIS

| RÉFÉRENCE | LIBELLÉ            | U/BOÎTE     |
|-----------|--------------------|-------------|
| C104      | MOUSSE CONE PETIT  | 100         |
| C103      | MOUSSE CONE GRAND  | 100         |
| C106      | BATO MOUSSE DENTS  | 100         |
| CV205     | BATO MOUSSE ETOILE | 10 (sachet) |

## BISTOURIS



### Bistouri - stériles

Bistouri à usage unique, prêt à l'emploi, avec lame en acier inoxydable montée sur un manche ergonomique.

| RÉFÉRENCE | LIBELLÉ     | U/BOÎTE |
|-----------|-------------|---------|
| 0503      | BISTOURI 11 | 10      |



### Bistouri - stériles

Bistouris à usage unique avec lame en acier inoxydable montée sur un manche ergonomique.

| RÉFÉRENCE | LIBELLÉ     | U/BOÎTE |
|-----------|-------------|---------|
| BISD11    | BISTOURI 11 | 10      |



## HYGIÈNE DU SOIGNANT



### ORAPI Gel Acti'mains

Gel désinfectant hydroalcoolique destiné au traitement hygiénique mains par friction.

- Sans parfum, sans allergène
- Bactéricide, levuricide et virucide

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION      | U/BOÎTE |
|-----------|------------------|---------|
| LB923120  | Flacon de 100 ml | 24      |



### ORAPI Gel Bactimains

Gel désinfectant hydroalcoolique destiné au traitement hygiénique ou à la désinfection chirurgicale des mains par friction.

- 80% d'éthanol (m/m)

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION         | U/BOÎTE |
|-----------|---------------------|---------|
| LB923240  | Flacon pompe 500 ml | 12      |
| LB923260  | Flacon pompe 500 ml | 6       |

## SERINGUE DE NUTRITION

APO  
TECNIA

### Seringue de nutrition Enfit™ apotecnia

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION     | U · BOÎTE |
|-----------|-----------------|-----------|
| APO6001   | 1 ML - LOW DOSE | 100       |
| APO6002   | 5 ML            | 100       |
| APO6003   | 10 ML           | 100       |
| APO6004   | 20 ML           | 50        |
| APO6005   | 60 ML           | 50        |

Alliant qualité et prix compétitifs, les seringues de nutrition entérale Apotecnia sont équipées d'un embout ENFit™, garantissant une administration optimale de l'alimentation entérale, des médicaments et de l'hydratation, tout en minimisant les risques de mauvais raccords.



### ● SolM Seringue orale

Conçue pour l'administration sécurisée de médicaments liquides par voie orale. Son embout spécifique, non compatible avec les connecteurs Luer, permet de prévenir les erreurs de médication et les injections intraveineuses accidentelles.

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION   | U · BOÎTE |
|-----------|---------------|-----------|
| 210010A   | 1 ML - OPAQUE | 100       |
| 210030A   | 3 ML - OPAQUE | 100       |
| 210050A   | 5 ML - OPAQUE | 100       |

## POMPES DE NUTRITION ENTERALE ET TUBULURES



### Pompe Kangaroo

Les pompes Cardinal intègrent les dernières technologies pour la nutrition entérale continue, intermittente ou avec rinçage. Compactes, intuitives et faciles à utiliser, elles s'adaptent aux nourrissons comme aux adultes.

Leur batterie offre jusqu'à 15 h d'autonomie pour une alimentation en continu ou par bolus, avec rinçage intégré.

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION                       | U · BOÎTE |
|-----------|-----------------------------------|-----------|
| 383400    | POMPE KANGAROO JOEY   AMBULATOIRE | 1         |



### Tubulure pour pompe Kangaroo Joey (ambulatoire)



Alliant qualité et prix compétitifs, les seringues de nutrition entérale Apotecnia sont équipées d'un embout ENFit™, garantissant une administration optimale de l'alimentation entérale, des médicaments et de l'hydratation, tout en minimisant les risques de mauvais raccords.

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION                        | U · BOÎTE |
|-----------|------------------------------------|-----------|
| 666064    | JOEY + POCHE NUTRITION   500 ML    | 30        |
| 666106    | JOEY + POCHE NUTRITION   1 L       | 30        |
| 777501    | JOEY 1   TROCART                   | 30        |
| 777502    | JOEY 2   TROCART                   | 30        |
| 777505    | JOEY 1 TROCART NPLUS + poche   1 L | 30        |

# NUTRITION ENTÉRALE

## KEBOMED Prolongateur en PVC

Le prolongateur relie la sonde d'alimentation à la gastrostomie, permettant l'alimentation quand la personne ne peut pas manger suffisamment. Sa base externe est accessible et se connecte via un raccord SECUR-LOK. À l'autre bout, un connecteur « ENFit » spécifique à l'alimentation entérale, sans latex ni



| RÉFÉRENCE     | DÉSIGNATION                               | U · BOÎTE |
|---------------|-------------------------------------------|-----------|
| 8-1255-ISOSAF | ANGLE DROIT - Y   30CM GODET LEGERE       | 10        |
| 8-2455-ISOSAF | ANGLE DROIT - Y   60cm NST + GODET LEGERE | 10        |
| 8-1211-ISOSAF | BOLUS - ENFIT   30cm                      | 10        |

## GASTROSTOMIE

### KEBOMED Boutons de gastrostomie AVEC ballonnet ENFIT™

Le bouton de gastrostomie MiniONE® a été conçu pour améliorer le confort des patients.

Il réduit les fuites gastriques, responsables de pertes de nutriments, de lésions cutanées et de granulation des tissus, grâce à la forme exclusive de son ballonnet en « pomme » et à sa valve anti-reflux.

Fabriqué en silicone médical souple de haute qualité, il facilite le nettoyage du site de stomie grâce à sa collerette externe flexible, tout en préservant le confort cutané.



| RÉFÉRENCE   | DÉSIGNATION  | U · BOÎTE |
|-------------|--------------|-----------|
| MI-5-1208-I | CHI2 · 0.8CM | 1         |
| MI-5-1212-I | CHI2 · 1.2CM | 1         |
| MI-5-1215-I | CHI2 · 1.5CM | 1         |
| MI-5-1217-I | CHI2 · 1.7CM | 1         |
| MI-5-1210-I | CHI2 · 1CM   | 1         |
| MI-5-1223-I | CHI2 · 2.3CM | 1         |
| MI-5-1225-I | CHI2 · 2.5CM | 1         |
| MI-5-1227-I | CHI2 · 2.7CM | 1         |
| MI-5-1230-I | CHI2 · 3CM   | 1         |

| RÉFÉRENCE   | DÉSIGNATION  | U · BOÎTE |
|-------------|--------------|-----------|
| MI-5-1412-I | CHI4 · 1.2CM | 1         |
| MI-5-1415-I | CHI4 · 1.5CM | 1         |
| MI-5-1417-I | CHI4 · 1.7CM | 1         |
| MI-5-1410-I | CHI4 · 1CM   | 1         |
| MI-5-1423-I | CHI4 · 2.3CM | 1         |
| MI-5-1425-I | CHI4 · 2.5CM | 1         |
| MI-5-1427-I | CHI4 · 2.7CM | 1         |
| MI-5-1420-I | CHI4 · 2CM   | 1         |
| MI-5-1435-I | CHI4 · 3.5CM | 1         |
| MI-5-1430-I | CHI4 · 3CM   | 1         |
| MI-5-1455-I | CHI4 · 5.5CM | 1         |
| MI-5-1450-I | CHI4 · 5CM   | 1         |
| MI-5-1465-I | CHI4 · 6.5CM | 1         |
| MI-5-1460-I | CHI4 · 6CM   | 1         |

| RÉFÉRENCE   | DÉSIGNATION  | U · BOÎTE |
|-------------|--------------|-----------|
| MI-5-1612-I | CHI6 · 1.2CM | 1         |
| MI-5-1615-I | CHI6 · 1.5CM | 1         |
| MI-5-1617-I | CHI6 · 1.7CM | 1         |
| MI-5-1623-I | CHI6 · 2.3CM | 1         |
| MI-5-1625-I | CHI6 · 2.5CM | 1         |
| MI-5-1620-I | CHI6 · 2CM   | 1         |
| MI-5-1630-I | CHI6 · 3CM   | 1         |
| MI-5-1644-I | CHI6 · 4.4CM | 1         |

| RÉFÉRENCE   | DÉSIGNATION  | U · BOÎTE |
|-------------|--------------|-----------|
| MI-5-1815-I | CHI8 · 1.5CM | 1         |
| MI-5-1817-I | CHI8 · 1.7CM | 1         |
| MI-5-1823-I | CHI8 · 2.3CM | 1         |
| MI-5-1825-I | CHI8 · 2.5CM | 1         |

| RÉFÉRENCE   | DÉSIGNATION  | U · BOÎTE |
|-------------|--------------|-----------|
| MI-5-2025-I | CH20 · 2.5CM | 1         |
| MI-5-2027-I | CH20 · 2.7CM | 1         |
| MI-5-2035-I | CH20 · 3.5CM | 1         |
| MI-5-2030-I | CH20 · 3CM   | 1         |
| MI-5-2044-I | CH20 · 4.4CM | 1         |

### KEBOMED Boutons de gastrostomie SANS ballonnet ENFIT™

| RÉFÉRENCE   | DÉSIGNATION                     | U · BOÎTE |
|-------------|---------------------------------|-----------|
| MI-2-1412-I | MINIONE NBALL CAPS CHI4 · 1.2CM | 1         |
| MI-2-1415-I | MINIONE NBALL CAPS CHI4 · 1.5CM | 1         |
| MI-2-1417-I | MINIONE NBALL CAPS CHI4 · 1.7CM | 1         |
| MI-2-1425-I | MINIONE NBALL CAPS CHI4 · 2.5CM | 1         |
| MI-2-1420-I | MINIONE NBALL CAPS CHI4 · 2CM   | 1         |
| MI-2-1824-I | MINIONE NBALL CAPS CHI8 · 2.4CM | 1         |
| MI-2-1834-I | MINIONE NBALL CAPS CHI8 · 3.4CM | 1         |
| MI-2-1844-I | MINIONE NBALL CAPS CHI8 · 4.4CM | 1         |

Le MiniONE® Bouton Capsule sans Ballonnet est un dispositif de gastrostomie de rechange compact et stérile, conçu pour l'alimentation entérale à long terme chez les patients disposant d'un trajet de stomie établi.

Sa conception sans ballonnet permet une mise en place simplifiée et une stabilité optimale, tout en garantissant confort et discrétion au quotidien.



## NÉBULISATION



### Mini nébuliseur

Dispositif de nébulisation complet destiné à l'administration de traitements par aérosol. Le mini nébuliseur transforme la solution médicamenteuse en fines particules pour une inhalation efficace. Chaque modèle comprend une chambre de nébulisation et une tubulure de raccordement à la source d'air.



| RÉFÉRENCE | LIBELLÉ                          | U/BOÎTE |
|-----------|----------------------------------|---------|
| APO11005  | ADULTE 6 ML   Avec tubulure      | 20      |
| APO11006  | PÉDIATRIQUE 6 ML   Avec tubulure | 20      |
| APO11007  | ADULTE 8 ML   Avec tubulure      | 20      |



### Masque aérosol

Masque de remplacement conçu pour la diffusion de traitements par aérosol. Compatible avec les mini nébuliseurs standards, il permet une administration confortable du brouillard médicamenteux au patient.

| RÉFÉRENCE | LIBELLÉ            | U/BOÎTE |
|-----------|--------------------|---------|
| APO11013  | MASQUE AÉROSOL 8ML | 50      |

## OXYGENOTHERAPIE



### Masque à oxygène : moyenne concentration

Masque à moyenne concentration permet d'administrer de l'oxygène par voie orale ou nasale aux patients en insuffisance respiratoire. Il délivre une concentration d'oxygène d'environ 50%.



| RÉFÉRENCE | LIBELLÉ                       | U/BOÎTE |
|-----------|-------------------------------|---------|
| APO11001  | ADULTE   Tubulure 210 cm      | 50      |
| APO11003  | ADULTE   Tubulure             | 50      |
| APO11004  | PÉDIATRIQUE   Tubulure 210 cm | 50      |



### Masque à oxygène : moyenne concentration

Le masque à oxygène haute concentration dispose d'une poche pour une meilleure inhalation et l'augmentation de la concentration en oxygène (de 60 à 80%).




| RÉFÉRENCE | LIBELLÉ                                 | U/BOÎTE |
|-----------|-----------------------------------------|---------|
| APO11002  | ADULTE   Tubulure 210 Cm avec 2 event   | 50      |
| APO11014  | ADULTE   Valve + event + tubulure 210cm | 50      |
| APO11015  | ADULTE   Sans valve et sans event       | 50      |



### Lunettes O<sub>2</sub> pour adulte

Lunettes O<sub>2</sub> pour fournir de l'oxygène aux patients.



| RÉFÉRENCE | LIBELLÉ                          | U/BOÎTE |
|-----------|----------------------------------|---------|
| APO11009  | Embout droit avec tubulure 210cm | 50      |
| APO11010  | Embout évasé avec tubulure 210cm | 50      |



### Lunettes O<sub>2</sub> pédiatrique

Le masque à oxygène haute concentration dispose d'une poche pour une meilleure inhalation et l'augmentation de la concentration en oxygène (de 60 à 80%).



| RÉFÉRENCE  | LIBELLÉ                            | U/BOÎTE |
|------------|------------------------------------|---------|
| APO11011   | PÉDIATRIQUE   Avec tubulure 210 cm | 50      |
| APO11011S2 | NOURRISSON   Avec tubulure 210 cm  | 50      |



### Humidificateur pour Aquapak

Humidificateurs à bulles Aquapak® préremplis d'eau stérile, avec adaptateur universel (12,9 mm ou 9/16") pour une utilisation pratique et rapide.



| RÉFÉRENCE | LIBELLÉ                    | U/BOÎTE |
|-----------|----------------------------|---------|
| 400301    | 340ML • Sans adaptateur    | 20      |
| H00340FCE | 340ML • Avec adaptateur FR | 20      |
| H00340CE  | 340ML • Avec adaptateur US | 20      |
| H00640FCE | 650ML • Avec adaptateur FR | 10      |
| H00640CE  | 650ML • Avec adaptateur US | 10      |



### Tubulure O<sub>2</sub> - Lumière étoilée

Les tubulures à oxygène « lumière étoilée » offre une sécurité supplémentaire contre les risques liés à l'obstruction du circuit. La connexion universelle constitue une solution pratique et économique, permettant l'adaptation directe au débitmètre.



| RÉFÉRENCE | LIBELLÉ | U/BOÎTE |
|-----------|---------|---------|
| 41113P    | 210 cm  | 20      |



## ASPIRATION



### Sonde d'aspiration Bicakcilar

Sonde d'aspiration trachéo-bronchique Bicakcilar à usage unique. Conçue pour éliminer sécrétions et liquides obstruant pharynx et voies respiratoires, tout en glissant sans altérer les muqueuses.



| RÉFÉRENCE | LIBELLÉ      | U/BOÎTE |
|-----------|--------------|---------|
| 19006011  | CH6 - 50CM   | 140     |
| 19008011  | CH8 - 50CM   | 140     |
| 19010011  | CH10 - 50CM  | 140     |
| 19012011  | CH 12 - 50CM | 140     |
| 19014011  | CH14 - 50CM  | 140     |
| 19016011  | CH16 - 50CM  | 140     |
| 19018011  | CH18 - 50CM  | 140     |



### Canule de Guedel

Dispositif oropharyngé en polyéthylène stérile, conçu pour maintenir les voies aériennes ouvertes chez les patients inconscients. Simple à mettre en place, la taille doit être adaptée à chaque patient.



| RÉFÉRENCE    | LIBELLÉ  | U/BOÎTE |
|--------------|----------|---------|
| 127141001024 | 40MM T0  | 50      |
| 127141001028 | 60MM T0  | 50      |
| 127141001030 | 70MM T1  | 50      |
| 127141001032 | 80MM T2  | 50      |
| 127141001034 | 90MM T3  | 50      |
| 127141001036 | 100MM T4 | 50      |
| 127141001038 | 110MM T5 | 50      |
| 127141001040 | 120MM T6 | 50      |



### Aspirateur de mucosités

Réservoir de 20 ml avec capuchon codé par couleur pour identifier la taille du cathéter. Compatible avec entonnoir standard ou connecteur de contrôle du vide. Fourni avec capuchon de rechange à vissage.



| RÉFÉRENCE | LIBELLÉ    | U/BOÎTE |
|-----------|------------|---------|
| ME-8108   | Sonde CH8  | 75      |
| ME-8110   | Sonde CH10 | 75      |

## TRACHÉOTOMIE

### Medtronic Collier de fixation pour canule

Support de canule Shiley™ : maintient fermement la canule, s'adapte enfants et adultes. Alternative au ruban adhésif, il améliore confort et soins cutanés.



| RÉFÉRENCE | LIBELLÉ | U/BOÎTE |
|-----------|---------|---------|
| TTH       | VELCRO  | 10      |



### Bande de fixation pour canule de trachéotomie adulte

Bande de fixation permet de stabiliser et de sécuriser la canule de trachéostomie en place. Elle est insérée dans l'ouverture de chaque ailette de la canule trachéale avant d'être attachée autour du cou.



| RÉFÉRENCE | LIBELLÉ | U/BOÎTE |
|-----------|---------|---------|
| 320-05    | Marron  | 10      |
| 321-05    | Blanc   | 10      |



# GAMME BLANCHE

INNO  
SET

## Compresse non tissées - stériles

Compresse sont fabriquées à partir de fibres non tissées, garantissant douceur et absorption. Stériles, elles sont idéales pour le nettoyage et la protection des plaies, réduisant les risques d'infection.



| RÉFÉRENCE  | FORMAT       | U / SACHET   | U/BOÎTE |
|------------|--------------|--------------|---------|
| INNO130001 | 7,5 x 7,5 cm | 2 compresses | 50      |
| INNO130002 | 10 x 10 cm   | 2 compresses | 50      |
| INNO130003 | 5 x 5 cm     | 5 compresses | 50      |
| INNO130004 | 7,5 x 7,5 cm | 5 compresses | 50      |
| INNO130005 | 10 x 10 cm   | 5 compresses | 50      |

INNO  
SET

## Compresse de gaze - stériles

Compresse parfaite pour les soins des plaies nécessitant une absorption modérée. Elles sont adaptées aux procédures médicales stériles et aux pansements.



| RÉFÉRENCE  | FORMAT       | U / SACHET   | U/BOÎTE |
|------------|--------------|--------------|---------|
| INNO130006 | 7,5 x 7,5 cm | 2 compresses | 50      |
| INNO130007 | 10 x 10 cm   | 2 compresses | 50      |

INNO  
SET

## Bande de Crêpe

Bande de crêpe extensible blanche avec repère bleu, offrant maintien, confort et respirabilité. Non stérile, pour soins de soutien et fixation.



| RÉFÉRENCE  | FORMAT      | U/BOÎTE |
|------------|-------------|---------|
| INNO130018 | 4 M x 5 cm  | 20      |
| INNO130019 | 4 M x 7 cm  | 20      |
| INNO130020 | 4 M x 15 cm | 20      |
| INNO130021 | 4 M x 20 cm | 20      |

INNO  
SET

## Champ de soins Ouate - stériles

Champ stérile à usage unique, en tissu laminé avec film PE bleu. Protège patient et surface d'examen lors de soins non chirurgicaux, prévenant souillures et contaminations croisées.



| RÉFÉRENCE | FORMAT     | U/BOÎTE |
|-----------|------------|---------|
| INNO13    | 38 x 45 CM | 210     |
| INNO35    | 45 x 50 CM | 210     |

INNO  
SET

## Compresse non tissées - non stériles

Compresse non stériles parfaites pour les soins quotidiens, le nettoyage de la peau et l'application de lotions, tout en restant douces et résistantes.

| RÉFÉRENCE  | FORMAT       | GRAMMAGE | U/BOÎTE |
|------------|--------------|----------|---------|
| INNO130008 | 5 x 5 cm     | 30 g     | 100     |
| INNO130009 | 7,5 x 7,5 cm | 30 g     | 100     |
| INNO130010 | 10 x 10 cm   | 30 g     | 100     |
| INNO130011 | 5 x 5 cm     | 40 g     | 100     |
| INNO130012 | 7,5 x 7,5 cm | 40 g     | 100     |
| INNO130013 | 10 x 10 cm   | 40 g     | 100     |

INNO  
SET

## Bande extensible

Bande extensible 100% polyester, légère et souple. Offre un maintien confortable sans compression. Non stérile, idéale pour fixation de pansements ou maintien léger.

| RÉFÉRENCE  | FORMAT      | U/BOÎTE |
|------------|-------------|---------|
| INNO130024 | 3 M x 10 cm | 50      |
| INNO130022 | 4 M x 5 cm  | 50      |
| INNO130023 | 4 M x 15 cm | 25      |



INNO  
SET

## Sparadrap micropore

Sparadrap non tissé (microporeux), blanc, hypoallergénique, destiné à la fixation de pansements et de dispositifs médicaux sur peau sensible.

| RÉFÉRENCE  | FORMAT       | U/BOÎTE |
|------------|--------------|---------|
| INNO130017 | 5 M x 2,5 cm | 12      |



**KELIS**  
MEDICAL

**APO**  
TECNIA

**LE SPÉCIALISTE DE LA DISTRIBUTION  
DE DISPOSITIFS MÉDICAUX À USAGE UNIQUE**

**SIÈGE SOCIAL**

**LAVOREL MEDICARE FRANCE**

75 rue Cuvier  
69006 LYON

**KELIS MEDICAL - APOTECNIA**

840 Rue de l'Hers  
31750 Escalquens

**CONTACTEZ-NOUS**

✉ [serviceclient@kelis-medical.com](mailto:serviceclient@kelis-medical.com)

☎ 04 42 18 52 00

**Du lundi au vendredi  
de 9h à 13h et de 14h à 17h**



RETROUVEZ TOUTES NOS RÉFÉRENCES ET CATALOGUES SUR NOTRE SITE INTERNET  
**[WWW.KELIS-MEDICAL.COM](http://WWW.KELIS-MEDICAL.COM)**

**Centrales & groupements - Revendeurs - Prestataires de santé à domicile - Établissements de soins**

Lavorel Medicare France, SAS au capital de 20 000€ - 539 073 221 RCS Lyon