

KELIS
MEDICAL

APO
TECNIA



PERFUSION



UROLOGIE



RESPIRATOIRE

REVENDEUR POUR LES COLLECTIVITÉS

ÉDITION 2026

KELIS & VOUS

ENGAGÉS AUX CÔTÉS DES EHPAD POUR LE BIEN-ÊTRE DES RÉSIDENTS

Avec Kelis Medical · Apotecnia, bénéficiez d'une offre complète, flexible et compétitive de dispositifs médicaux à usage unique, pensée pour les soignants et les patients.

Notre large gamme vous permet d'atteindre facilement vos francos, tout en profitant d'un accompagnement personnalisé et d'une logistique réactive pour garantir la continuité des soins à domicile.

PROXIMITÉ, RÉACTIVITÉ ET EXIGENCE

Nos équipes terrain vous accompagnent au plus près de vos besoins pour vous proposer les solutions les plus adaptées à chaque situation de soin.

Expéditions rapides et souplesse logistique vous assurent un service réactif au quotidien.

UNE DOUBLE EXPERTISE

Grâce à notre entité Innoset nous proposons également **des sets de soins que nous assemblons et stérilisons**, prêts à l'emploi ou sur mesure selon vos besoins.

Cette synergie nous permet de vous accompagner sur tous les fronts, avec des produits fiables et adaptés aux exigences des soins en EHPAD.



UNE ÉQUIPE
TERRAIN



EXPÉDITION
RAPIDE



ENGAGEMENTS
RSE



FLÉXIBILITÉ

SOMMAIRE

04

PROTECTION - E.P.I.

Gants stériles et non stériles	04
Habillage et protection	05

PERFUSION

Cathéters veineux périphériques	06
Aiguilles de Huber - chambre implantable	07
Prolongateurs de perfusion et robinets.....	07
Valves bidirectionnelles.....	08
Bouchons	08
Perfuseurs	08
Collecteur	09
Seringues pré-remplies pour rinçage.....	09
Aiguilles pour seringue	09
Seringues sans aiguille	10
Seringues avec aiguille	11
Prélèvement	11

06

DIABÈTE

Aiguilles pour stylo	12
Lancettes	12
Seringues à insuline	12

12

NURSING

Toilette du patient	13
Soins de bouche et de nez	13
Thermothérapie	14
Hygiène du soignant	14
Bistouris	14

13

UROLOGIE

Sondes urinaires	15
Accessoires urinaires	17
Soins rectaux	17

15

RESPIRATOIRE

Nébulisation	18
Oxygénothérapie	18
Aspiration	19
Trachéotomie	20

18

GAMME BLANCHE ET COMPLÉMENTS

Compresse et bandes	21
Sets de soins	22

21

GANTS STÉRILES ET NON STÉRILES

GANTS D'EXAMEN POLYSEM EN NITRILE - BOÎTE DE 100 PAIRES



Gants d'examen en nitrile non poudrés, protection fiable et un confort optimal. Conçus pour minimiser les risques d'allergies et pensés pour une utilisation prolongée.

- Sans poudre : Réduit les risques d'allergies et d'irritation cutanée
- Ambidextres : Conviennent aux deux mains
- Longueur de la manchette : 240 mm
- Surface : Micro-texturée pour une meilleure préhension

Taille 5 / 6

REF. GN100NP56

Taille 6 / 7

REF. GN100NP67

Taille 7 / 8

REF. GN100NP78

Taille 8 / 9

REF. GN100NP89

Taille 9 / 10

REF. GN100NP910

Utilisation :

Tout acte non stérile incluant les soins médicaux, la manipulation de produits chimiques ou cytostatiques, et le contact alimentaire limité.

Stérile : ☒

Matière : Nitrile synthétique

Couleur : Bleu lavande

Gants d'examen Polysem en vinyle - Boîte de 100 unités



Gants d'examen en vinyle non poudrés, solution économique pour les soins courants à faible risque. Assurent un bon confort d'utilisation. Idéals pour les actes courts et non invasifs.

- Sans poudre, ni latex : Réduit les risques d'allergies et d'irritation cutanée
- Ambidextres : Conviennent aux deux mains
- Longueur de la manchette : 240 mm
- Surface : Lisse

Taille 6.5 / 7

REF. GVA1200PM

Taille 7.5 / 8

REF. GVB1200PM

Taille 8.5 / 9

REF. GVC1200PM

Taille 9 / 10

REF. GVD1200PM



Utilisation :

Soins simples nécessitant une étanchéité bactériologique.

Stérile : ☒

Matière : Vinyle

Couleur : Translucide

GANTS D'INTERVENTION EN NITRILE STÉRILE - BOÎTE DE 50 PAIRES



Assurent confort et sécurité pour vos actes aseptiques de moins d'1h, grâce à leur forme anatomique et leur composition en latex naturel.

- Nitrile sans latex, sans poudre – Hypoallergénique
- Sans accélérateurs de vulcanisation – Zéro allergène sensibilisant connu
- Stérilisation : Rayon gamma
- Ambidextres : Conviennent aux deux mains
- Longueur de la manchette : 278 à 290 mm selon la taille

Taille 5.5

REF. GNNPCHIR2055

Taille 6

REF. GNNPCHIR2060

Taille 6.5

REF. GNNPCHIR2065

Taille 7

REF. GNNPCHIR2070

Taille 7.5

REF. GNNPCHIR2075

Taille 8

REF. GNNPCHIR2080

Taille 8.5

REF. GNNPCHIR2085

Taille 9

REF. GNNPCHIR2090



Utilisation :

Actes stériles de courte durée nécessitant précision, confort et sécurité.

Stérile : ☒

Matière : Nitrile

Couleur : Bleu lavande

HABILLAGE ET PROTECTION



Blouse de protection

Blouses protégeant des projections et contaminants, limitant les contaminations croisées et réduisant les risques d'infection pour un environnement sûr.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
HPI001	Blouse bleu stérile	40
INNO100001	Blouse bleu non stérile	100



Charlotte médicale

Charlotte blanche à usage unique en non-tissé léger (12 g/m²), avec élastique rond sans latex, offrant une protection efficace et facile à déployer (500 x 440 mm).

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
INNO100003	Charlotte blanche	100



Masque chirurgical

Limite la diffusion de gouttelettes et protège contre les agents infectieux transmis par toux, éternuements ou projections de salive.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
INNO100002	Adulte - Type II	1000

SETS D'HABILLAGE ÉGALEMENT DANS LE CATALOGUE INNOSET

CATHÉTÈRS VEINEUX PÉRIPHÉRIQUES



Cathéter Real Safety



Cathéter court intraveineux de sécurité (Classe IIa) pour un accès périphérique, avec protection anti-piqûre pour patient et professionnels.

SÉCURISÉ

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
NMSPTU2025	20 G 25 mm	50
NMSPTU2030	20 G 30 mm	30
NMSPTU2048	20 G 48 mm	30
NMSPTU2225	22 G 25 mm	30



Cathéter True Safe W



Cathéter court intraveineux de sécurité (Classe IIa) pour un accès périphérique, avec protection anti-piqûre éliminant le risque de blessure pour patient et professionnel.

AVEC AILETTES SÉCURISÉ

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
NMSTU32025	20 G 25 mm	50
NMSTU32032	20 G 32 mm	50
NMSTU32219	22 G 19 mm	50
NMSTU32225	22 G 25 mm	50

Note : Le cathéter Real Safety est sans ailettes et utilise un mécanisme de sécurité actif à ressort, tandis que le cathéter True Safe W est avec ailettes et repose sur une sécurité passive encapsulant l'aiguille après usage.



Cathéter Insyte Autoguard™

Cathéter droit de sécurité pour perfusion, transfusion et injection IV, avec système BD Autoguard anti-piqûre, canule BD Vialon souple, chambre de visualisation et insertion facilitée.



SANS AILETTES SÉCURISÉ

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
381833	20 G 25 mm	50
381834	20 G 30 mm	50
381837	20 G 48 mm	50
381823	22 G 25 mm	50

AVEC AILETTES SÉCURISÉ

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
381933	20 G 25 mm	50
381934	20 G 30 mm	50
381937	20 G 48 mm	50
381923	22 G 25 mm	50



Cathéter BD Insyte Autoguard™ Blood Control

SANS AILETTES BLOOD CONTROL SÉCURISÉ

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
381033	20 G 25 mm	50
381034	20 G 30 mm	50
381037	20 G 48 mm	50
381023	22 G 25 mm	50

AVEC AILETTES BLOOD CONTROL SÉCURISÉ

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
382933	20 G 25 mm	50
382934	20 G 30 mm	50
382937	20 G 48 mm	50
382923	22 G 25 mm	50

En BD Vialon souple, favorisant un cathétérisme prolongé et réduisant jusqu'à 95 % le risque d'exposition au sang.



Cathéter Real Safety Blood Control

Permet un accès intraveineux périphérique tout en réduisant les risques de piqûres et d'exposition au sang grâce à sa technologie de sécurité.



SANS AILETTES BLOOD CONTROL SÉCURISÉ

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
NMSPTU2025B	20 G 25 mm	50
NMSPTU2030BC	20 G 30 mm	50
NMSPTU2225BC	22 G 25 mm	50

AVEC AILETTES BLOOD CONTROL

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
NMSPU2025BW	20 G 25 mm	50
NMSPU2030BW	20 G 30 mm	50
NMSPU2225BW	22 G 25 mm	50



Cathéter BD Saf-T Intima™

AVEC AILETTES SÉCURISÉ

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
383338	20 G 25 mm Droit - Ext. 1,1 mm	25
383328	22 G 19 mm Droit - Ext. 0,9 mm	25
383339	20 G 25 mm En Y - Ext. 1,1 mm	25
383329	22 G 19 mm En Y - Ext. 0,9 mm	25

Cathéter à sécurité passive pour accès veineux périphérique court. Intègre une aiguille rétractable pour réduire le risque de blessures.

- Version droite pour accès standard
- Version en Y pour double accès facilité (perfusion + injection).

Système de raccordement Luer Lock sécurisé.



Note : Recommandé pour les perfusions de longue durée, en sous-cutané ou en cas de veines fragiles (enfants, personnes âgées, patients atteints de cancer, etc.), ainsi que pour les procédures de cathétérisme à distance des vaisseaux sanguins (notamment dans le cadre de maladies infectieuses).

CETTE SÉLECTION REGROUPE LES CALIBRES (GAUGES) LES PLUS COURAMMENT DEMANDÉS PAR LES ÉTABLISSEMENTS DE SOINS ET COLLECTIVITÉS. D'AUTRES CALIBRES (14G À 24G) ET DES VERSIONS NON SÉCURISÉES SONT ÉGALEMENT DISPONIBLES SUR KELIS-MEDICAL.COM.

AIGUILLES DE HUBER | chambre implantable

BD Aiguille de Huber SafeStep

Les aiguilles Huber SafeStep® sont conçues pour le soignant et le patient, avec une poignée texturée facile à saisir et à tourner, facilitant la pose d'un pansement confortable. Leur faible encombrement réduit la taille des pansements, et la base en plastique transparent permet de visualiser et inspecter le site d'insertion.

TYPE II AVEC PROLONGATEUR DROIT

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
LH0033	19 G 19 mm	25
LH0031	20 G 19 mm	25
LH0032	20 G 25 mm	25
LH0029	22 G 19 mm	25

TYPE II AVEC PROLONGATEUR EN Y

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
LH0033YN	19 G 19 mm	25
LH0031YN	20 G 19 mm	25
LH0032YN	20 G 25 mm	25
LH0029YN	22 G 19 mm	25



PROLONGATEURS DE PERFUSION ET ROBINETS



Prolongateur pour pousse-seringue

Prolongateur stérile à usage unique pour pousse-seringue. Tubulure souple anti-pli avec connexions Luer Lock mâle/femelle assurant une liaison étanche et sécurisée. Faible volume mort, sans latex ni phtalates, compatible avec les solutions injectables.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
PMFPS50F02	50 cm - M/F Luer Lock	300
PMFPS100F02	100 cm - M/F Luer verrou	300
PMFPS150F02	150 cm - M/F Luer verrou	300
PMFPS200F02	200 cm - M/F Luer verrou	300



Prolongateur polyvalent

Prolongateur stérile à usage unique en PVC souple 1 voie, avec embouts Luer Lock mâle/mâle. Assure une connexion sécurisée et étanche entre dispositifs d'injection et patient. Sans BPA ni latex, résistant à la pression, disponible en plusieurs longueurs.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
PMFML10F	10 cm - 2,5 x 4,1 mm - M/M - LL	200
PMFML30F	30 cm - PVC 2,5 x 4,1 mm - M/M - LL	200
PMFML50F	50 cm - PVC 2,5 x 4,1 mm - M/M - LL	200
PMFML100F	100 cm - PVC 2,5 x 4,1 mm - M/M - LL	200
PMFML150F	150 cm - PVC 2,5 x 4,1 mm - M/M - LL	200



Prolongateur avec robinet - 3 voies

Accessoire de dérivation permettant le raccordement de cathéters à des nécessaires de perfusion ou des injections séquentielles.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
HNMETSCO10	Prolongateur 10 cm	300
HNMETSCO25	Prolongateur 25 cm	300
HNMETSCO50	Prolongateur 50 cm	300



Prolongateur avec robinet 3 voies

Sans DEHP ni BPA, conçu pour réduire l'impact environnemental en excluant les perturbateurs endocriniens.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
PR3LVM150LFBPAF	LL MOBILE 150CM	25



Prolongateur Connecta avec robinets 3 voies

Les robinets BD Connecta™ à 3 voies sont conçus pour connecter des lignes de perfusion ou permettre l'injection de bolus dans une ligne de perfusion. Ils sont exclusivement destinés à supporter des pressions compatibles avec les thérapies intraveineuses et le monitoring hémodynamique.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
394961	100 cm	20
394971	100 cm + site	20
394995	10 cm	50
394982	15 cm - Faible volume	50
394936	25 cm + site	20
394926	25 cm	20
394951	50 cm	20
394945	7 cm + site	50



Robinet 3 voies Tritan® sans BPA

Robinet stérile en Tritan®, résistant aux lipides et à la pression (jusqu'à 12 bars). Clé verte rotative à 360°, 2 obturateurs Luer Lock femelles, 1 embout mâle mobile avec capuchon.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
R3LVBPAF	ROBINET 3V LL MOBILE X2 OBT	50



Robinet 3 voies Connecta

Permet les connexions de lignes de perfusion et les injections de bolus. Conçu pour des pressions compatibles avec les thérapies IV et le monitoring hémodynamique.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
394602	BLEU	100
394600	BLANC	100
394601	BLANC AVEC PUNAISE	100

VALVES BIDIRECTIONNELLES

BD Valve BD Q-Syte™



Valve bidirectionnelle à septum préfendu pour accès intraveineux.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
385100	Luer Lock à l'unité	50

BD Valve BD Q-Syte™ prémontée



Valve bidirectionnelle BD Q-Syte™ prémontée sur robinet BD Connecta™ à septum préfendu pour accès intraveineux.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
394501	Robinet 3 voies BD	50

BD Valve bidirectionnelle Max Zéro



Valve bidirectionnelle à pression positive Max Z.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
MZ1000	Max Z	100



Valve Q Syte bidirectionnelle avec prolongateur

Système clos IV Luer Lock, septum auto-obturant, protège contre la contamination et maintient le cathéter.



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
385101	Simple Tubulure 15 cm Adulte	25
385151	Simple Tubulure 15 cm Pédiatrique	50
385161	Double Tubulure 15 cm Adulte	50
385163	Double Tubulure 15 cm Pédiatrique	50
385162	Triple Tubulure 15 cm Adulte	50

BOUCHONS



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
TP-MF-O	Mâle / Femelle	ORANGE 100
TP	Mâle	BLANC 100
TP-INTER-X	Mâle + membrane	BLANC 100

BD Bouchon Luer Lock

Utilisé pour l'obturation de sites d'injection (seringues, tubulures, cathéters ...).

Il s'agit de bouchons à vis verrouillables qui sont utilisés afin de fermer des sites d'injections tels qu'une seringue, une aiguille, un cathéter, ou encore une extrémité de tubulure de façon sécurisée.

PERFUSEURS

Perfuseur 1 voie (160 cm)

Perfuseur 1 voie destiné à l'administration de solutions intraveineuses par gravité. Longueur de 160 cm avec chambre compte-gouttes et clamp à roulette pour le réglage du débit. Connexion Luer Lock sécurisée. Sans latex.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/SACHET
PERIFL25	1 Voie - Perfuseur Luer Lock mobile	25



Perfuseur 3 voies (150 cm + 30 cm) avec robinet 3 voies

Perfuseur 3 voies conçu pour l'administration simultanée de plusieurs solutions. Longueur de 150 cm avec une branche supplémentaire de 30 cm équipée d'un robinet 3 voies. Connexions Luer Lock, filtre terminal antibactérien, fabrication sans Bisphénol A. Sans latex.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/SACHET
PER3FL25BPAF	3 Voie - Perfuseur Luer Lock mobile	25



Perfuseur 1 voie avec régulateur de débit rotatif gradué

Perfuseur 1 voie équipé d'un régulateur de débit rotatif gradué pour un ajustement précis du flux. Chambre compte-gouttes avec filtre, tube flexible et connexion Luer Lock. Longueur standard. Sans latex.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
PERIFLPPF	1 Voie - Perfuseur Luer Lock avec régulateur de débit	25



COLLECTEURS



Collecteur d'aiguilles Pacto +

Pour services de soins, avec couvercle renforcé : barrières antifuites, opercules solidifiés et double fermeture pour un remplissage optimisé.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
ST08020	COLLECTEUR PACTO + 2 L	50
ST08030	COLLECTEUR PACTO + 3 L	38



SERINGUES PRÉ-REMPLIES | pour rinçage



Seringue BD PosiFlush™ XS

Seringue pré-remplie stérile intérieurement - NaCl 0,9 %

Pour le rinçage des VAD. Corps plus fin pour une manipulation précise et une injection douce. Embout Luer Lock, sans latex, usage unique, conditionnement stérile unitaire.

STÉRILE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
306570	3 ml	30
306571	5 ml	30
306572	10 ml	30



Seringue BD PosiFlush™ SP

Seringue pré-remplie stérile intérieurement - NaCl 0,9 %

Seringue pour le rinçage des VAD. Plateforme élargie pour une meilleure prise en main et injection stable. Embout Luer Lock, sans latex, usage unique, conditionnement stérile unitaire.

STÉRILE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
306573	3 ml	30
306574	5 ml	30
306575	10 ml	30



Seringue Steriflush

Seringue pré-remplie stérile intérieurement et extérieurement.

Contenant une solution de chlorure de sodium à 0,9 %, prête à l'emploi pour le rinçage des dispositifs d'accès vasculaire (VAD). Volume de 10 ml ou 20 ml.

Embout Luer Lock, stérilisation par irradiation. Conditionnement individuellement en emballage stérile. Durée de conservation : 3 ans.

STÉRILE



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
3020010	10 ml	40
3020012	20 ml	25

AIGUILLES POUR SERINGUE



Aiguille hypodermique

Sol-Millennium® propose une vaste gamme d'aiguilles hypodermiques en mettant l'accent sur la facilité d'utilisation et le confort du patient. Triple biseau en acier inoxydable lubrifié conçu pour minimiser l'inconfort du patient.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
11210	20 G 25 mm	100	112210	22 G 25 mm	100
11215	20 G 40 mm	100	1122125	22 G 32 mm	100
112110	21 G 25 mm	100	112215	22 G 40 mm	100
112115	21 G 40 mm	100	112310	23 G 25 mm	100
112120	21 G 50 mm	100	1123125	23 G 32 mm	100



Aiguille hypodermique

Conçue pour un maximum de confort, grâce à la géométrie spéciale de sa pointe acérée et à sa canule lubrifiée au silicone, qui assure une pénétration douce et limite l'effet de percussion.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
B1407	21 G 25 mm	100
B1409	21 G 40 mm	100
B1421	23 G 25 mm	100

SETS DE PERFUSION DISPONIBLE DANS LE CATALOGUE INNOSET

SERINGUES SANS AIGUILLE

LUER SIMPLE

Seringue BD Discardit™ II (2p LS)

Seringue 2 pièces - Sans aiguille - Luer simple



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	EMBOUT	GRADU.	U/BOÎTE
300928	2 ml H 902 S	Centré	1/10 ml	100
309050	5 ml H 905 S	Excentré	2/10 ml	100
309110	10 ml H 910 S	Excentré	1/2 ml	100
300296	20 ml H 920 S	Excentré	1 ml	80

Seringue BD Emerald™ (3p LS)

Seringue stérile pour injections et prélèvements, avec tube gradué transparent. Fabriquée avec 30 % de matériaux en moins.



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
307727	2 ml	100
307731	5 ml	100
307736	10 ml	100

Seringue Slip Tip LS (3p LS)

Seringues de mesure précises, disponibles en plusieurs tailles et connexions pour divers besoins cliniques.



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	EMBOUT	U/BOÎTE
P180011	1 ml Luer Simple	Centré	100
P180003ST	3 ml Luer Simple	Centré	100
P180005ST	5 ml Luer Simple	Centré	100
P180010ST	10 ml Luer Simple	Centré	50
P180020ET	20 ml Luer Simple	Excentré	25
180060ET	60 ml Luer Simple	Excentré	30

Seringue Plastipak™ (3p LS)

Seringue 3 pièces - Sans aiguille - Luer simple



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	EMBOUT	U/BOÎTE
300613	20 ml H 902 S	Excentré	120
301231	30 ml H 905 S	Excentré	60
300866	50 ml H 910 S	Excentré	60
300605	100 ml H 920 S	Adaptateur KT	25

Seringue de précision Plastipak™ (3p LS)

Seringue 3 pièces de précision - Sans aiguille - Stérilisation rayons gamma. Graduation 1/100e de ml



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
309628	1 ml H 804 LL	100

LUER LOCK

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	EMBOUT	U/BOÎTE
D0012	3 ml	Centré	100
D0013	5 ml	Centré	100
D0014	10 ml	Centré	100
D0015	20 ml	Centré	50
D0016	50 ml	Centré	25

Seringue LFLG MATRIX (3p LL)

Seringue 3 pièces Luer Lock avec corps transparent gradué pour un contrôle précis. Joint en isoprène synthétique sans latex, piston à glissement fluide. Stérilisée à l'ETO.



Seringue Plastipak™ (3p LL)

La seringue BD Plastipak™ assure une administration précise des médicaments et s'adapte à divers usages médicaux.

Conçue en 3 pièces avec un bouchon sans latex, elle prévient les fuites et facilite le dosage. Idéale pour l'injection et l'aspiration de fluides depuis flacons, ampoules ou zones sous-cutanées.



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	STÉRILISATION	GRADUATION	U/BOÎTE
303128	1 ml	Gamma	-	100
303172	1 ml	ETO	-	120
309658	3 ml	Gamma	0,1 ml	200
309649	5 ml	Gamma	0,2 ml	125
300912	10 ml	Gamma	-	100
305959	10 ml	ETO	-	100
300629	20 ml	ETO	-	120
301229	30 ml	ETO	-	60
300865	50 ml	ETO	-	60
302238	50 ml CONVENIENCE PACK	ETO	-	40
300869	50 ml Opaque - Centré	ETO	-	60
300867	50 ml Centré	ETO	-	XX

SERINGUES AVEC AIGUILLE



Seringue BD Emerald™ avec aiguille Microlance 3

Seringue 3 pièces avec aiguille : injection précise et confortable. BD Emerald™ associe performance et éco-conception, Microlance™ 3 assure une pénétration douce et nette.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
307739	21 G 38 mm 10 ml	100
307742	21 G 38 mm 5 ml	100



Seringue BD SafetyGlide™ TNT

Seringue 3 pièces de précision 1 ml sécurisée - Tuberculine/allergie/test

SÉCURISÉE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
303327	27 G 10 mm Biseau extra-court (ID)	100
305945	26 G 13 mm Biseau normal	100



PRÉLÈVEMENT



Unité de prélèvement

Unité de prélèvement sécurisée avec adaptateur + corps

SÉCURISÉE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
110201030002	21 G tubulure 305 mm	25
110201030004	21 G tubulure 178 mm	25
110201030008	23 G tubulure 178 mm	25



Aiguille Safety Blood

Aiguille à ailettes sécurisée Sol-Care™ pour prélèvement sanguin avec adaptateur Luer à utiliser pour les prélèvements sanguins (avec l'adaptateur Luer fourni) et/ou pour la perfusion.

STÉRILE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
110201030035	25 G 18mm ORANGE	50



Unité de prélèvement Safetylok

Unité à ailettes sécurisée stérile - Avec adaptateur - Sans corps de prélèvement

SÉCURISÉE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
367282	21 G 3/4 19 mm x 8/10 tubulure 178 mm VERT	50
367286	21 G 3/4 19 mm x 8/10 tubulure 305 mm VERT	50
367284	23 G 3/4 19 mm x 6/10 tubulure 178 mm BLEU CLAIR	50
367288	23 G 3/4 19 mm x 8/10 tubulure 305 mm BLEU CLAIR	50
367295	25 G 19 mm x 5/10 tubulure 178 mm BLEU FONCÉ	50



AIGUILLES POUR STYLO

● SolM Aiguille à stylet Sol-Guard



Aiguille stérile à usage unique, conçue pour les stylos injecteurs de médicaments en sous-cutané. Son système de sécurité automatique protège les deux aiguilles (patient et stylo) grâce à des boucliers qui se verrouillent après utilisation, sans action requise de l'utilisateur, réduisant ainsi le risque de piqûre accidentelle.

SÉCURISÉE			
RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE	
SPN3005S	30 G 5 mm	50	
SPN3008S	30 G 8 mm	50	

EASYDRIP - DOUBLE SÉCURITÉ			
RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE	
SPN3005D	30 G 5 mm	100	
SPN3008D	30 G 8 mm	100	

LANCETTES

Lancettes

Conçues pour faciliter le prélèvement sanguin. La pointe ultra-affûtée permet une pénétration aisée.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
1290210301	30 G 23 mm	100



MTD SafetyLancets Comfort

Dispositif destiné au prélèvement de sang sur le doigt.



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
700001495	30 G	200

MTD Safe Digitest plus

Lancettes sécurisées à usage unique pour prélèvement sanguin, stériles, avec activation par bouton pression.



SÉCURISÉE			
RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE	
02046100000280	28 G 1,5 mm	100	
02047100000300	30 G 1,2 mm	100	

BD BD Microtainer® Contact

Lancettes sécurité BD Microtainer® Contact avec aiguille ou lame, stériles, à usage unique, pour ponction capillaire.



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
366592	30 G 1,5 mm VIOLET	200

BD Sentry

Lancettes sécurité BD Sentry™ avec aiguille, stériles, à usage unique, pour ponction capillaire.



SÉCURISÉE			
RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE	
369523	23 G 1,8 mm VERT	100	
369528	28 G 1,5 mm ORANGE	100	

SERINGUES À INSULINE

● SolM Seringue à insuline Sol-Guard

Aiguille fixe qui limite la perte de médicament grâce à un faible espace mort. Sa protection transparente coulisse pour sécuriser l'aiguille avant et après l'injection, réduisant le risque d'exposition.

SÉCURISÉE				
RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE		
2331516SG	31 G 8 mm 0,3 ml	100		
2531516SG	31 G 8 mm 0,5 ml	100		
200002SG	29 G 12,5 mm 0,5 ml	100		
200017SG	29 G 12,5 mm 1 ml	100		



● SolM Seringue standard

Les seringues à insuline Sol-Millennium® assurent la précision et le confort lors de l'administration d'insuline.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
1612912B	30 G 12,5 mm 1 ml	100
1653151B	31 G 8 mm 0,5 ml	100

SÉCURISÉE			
RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE	
1652912B	29 G 12,5 mm 0,5 ml	100	
1633051B	30 G 8 mm 0,3 ml	100	



● SolM Seringue Sol-Care®

Seringue avec aiguille jetable, apyrogène, non toxique, stérile.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
1000171M	29 G 12,5 mm 1 ml	100



TOILETTE DU PATIENT



Gants de toilette

Alliant praticité et qualité, ces gants de toilette présentent une texture molletonnée, résistante et facile à jeter. Leur emballage en carton réduit l'impact environnemental, et ils sont largement adoptés par les professionnels de santé.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
INNO50001	Bords cousus - 75g/m²	100



Rasoir 1 lame

Rasoir jetable équipé d'une lame en acier inoxydable sans bande lubrifiant. Ces rasoirs offrent une coupe nette et précise tout en garantissant une hygiène optimale.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
APO5001	Rasoir bleu	100



Tampon d'alcool 70%

Tampon saturé d'alcool isopropylique à 70% à usage unique pour nettoyer et désinfecter la peau.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
APO9001	Tampon 70%	100



Essuie-mains Airlaid

Essuie-mains blanc à usage unique, fabriqué en ouate Airlaid. Idéal pour le séchage des mains ou le nettoyage des surfaces en milieux médicaux. Il offre une alternative hygiénique et résistante aux papiers traditionnels.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
INNO100004	20 x 30 cm	1200



Bavoir avec poche

Bavoir avec poche de recueil en ouate de cellulose est imperméable. 3 plis.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
199222A	38 x 70 cm + Poche 11 cm	600

SOINS DE BOUCHE ET DE NEZ



Bâtonnet

Conçu pour l'hygiène des bouches saines. Sa mousse en polyuréthane, expansée sans agents chimiques, ne se fragmente pas. Collage renforcé pour une haute résistance à la traction.

EN PLASTIQUE

RÉFÉRENCE	LIBELLÉ	U/BOÎTE
C104PI	Cône imprégné bicarbonate	100
CV203P	BATO MOUSSE CONE GRAND	10 (sachet)
C104P	BATO MOUSSE CONE PETIT	100
C106P	BATO MOUSSE DENTS	100
C105P	BATO MOUSSE ETOILE	100
CLAN01	BATO MOUSSE GRAT LANG	100
2512015	BATO OUATE - IMPR GLYCE	300

EN BOIS

RÉFÉRENCE	LIBELLÉ	U/BOÎTE
C104	MOUSSE CONE PETIT	100
C103	MOUSSE CONE GRAND	100
C106	BATO MOUSSE DENTS	100
CV205	BATO MOUSSE ETOILE	10 (sachet)



Comprimé Bicarome imprégné

Solution buccale effervescente à base de bicarbonate de sodium, les comprimés Bicarome permettent d'obtenir une préparation pour soin de bouche. Le bicarbonate de sodium permet une correction du PH de la bouche.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
SCD45	Menthol (vert)	100



Sérum physiologique stérile 0.9 %

Solution saline stérile, non injectable et sans conservateur, en unidose pour une utilisation hygiénique, simple et sûre.

RÉFÉRENCE	LIBELLÉ	U/BOÎTE
626663	Dosettes 5ML	40
626725	Dosettes 10ML	30
612876	Dosettes 50ML	32



THERMOTHÉRAPIE



Ansell Poches à glace pour la thérapie par le froid

Poche de froid à usage unique pour le soulagement des douleurs et inflammations. Fixation efficace par 4 liens pour un maintien optimal sur la zone à traiter. Disponible en petit et grand modèle.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
1031600B	Petit modèle - 35 x 13,5 cm	25
1031700C	Grand modèle - 36 x 18,5 cm	25

HYGIÈNE DU SOIGNANT



ORAPI Gel Acti'mains

Gel désinfectant hydroalcoolique destiné au traitement hygiénique mains par friction.

- Sans parfum, sans allergène
- Bactéricide, levuricide et virucide

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
LB923120	Flacon de 100 ml	24



ORAPI Gel Bactimains

Gel désinfectant hydroalcoolique destiné au traitement hygiénique ou à la désinfection chirurgicale des mains par friction.

- 80% d'éthanol (m/m)

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
LB923240	Flacon pompe 500 ml	12
LB923260	Flacon pompe 500 ml	6

BISTOURIS

Swann-Morton® Bistouri - stériles

Bistouri à usage unique, prêt à l'emploi, avec lame en acier inoxydable montée sur un manche ergonomique.

RÉFÉRENCE	LIBELLÉ	U/BOÎTE
O503	BISTOURI 11	10



didactic Bistouri - stériles

Bistouris à usage unique avec lame en acier inoxydable montée sur un manche ergonomique.

RÉFÉRENCE	LIBELLÉ	U/BOÎTE
BISD11	BISTOURI 11	10



SONDES URINAIRES

Pennine Sonde intermittente - Non lubrifiée

Les sondes urinaires intermittentes PENNINE sont conçus pour le drainage temporaire de la vessie par sondage transurétral.

FÉMININ

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
FC-1406/1	CH06 - 23CM vert clair	100
FC-1408/1	CH08 - 23CM Bleu clair	100
FC-1410/1	CH10 - 23CM Noir	100
FC-1412/1	CH12 - 23CM Blanc	100
FC-1414/1	CH14 - 23CM Vert foncé	100
FC-1416/1	CH16 - 23CM Orange	100
FC-1418/1	CH18 - 23CM Rouge	100

MASCULIN

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
NC-1208/SW/1	CH08 - 38CM Bleu clair	100
NC-1210/SW/1	CH10 - 38CM Noir	100
NC-1212/SW/1	CH12 - 38CM Blanc	100
NC-1214/SW/1	CH14 - 38CM Vert foncé	100
NC-1216/SW/1	CH16 - 38CM Orange	100
NC-1218/SW/1	CH18 - 38CM Rouge	100



Sonde de Foley 2 voies - Latex

La sonde de Foley Securdrain Vià en latex siliconé offre une solution fiable et confortable pour le sondage urinaire de courte à moyenne durée. Son revêtement en silicone assure une excellente tolérance et réduit les risques d'irritation.



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
11601322121	CH12 - 41CM	10
11601322141	CH14 - 41CM	10
11601322161	CH16 - 41CM	10
11601322181	CH18 - 41CM	10
11601322201	CH20 - 41CM	10



Sonde de Foley 2 voies - 100% Silicone

La Sonde de Foley en 100% Silicone Securdrain Vià est idéale pour les utilisations à longue durée (29 jours) et pour les patients allergiques au latex, grâce à la biocompatibilité du matériau.



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
11501222121	CH12 - 21CM	20
11501322121	CH12 - 41CM	10
11501322141	CH14 - 41CM	10
11501322161	CH16 - 41CM	10
11501322181	CH18 - 41CM	10
11501322201	CH20 - 41CM	10
11501322221	CH22 - 41CM	10



Sonde de Foley préconnectée 2 voies - Latex

Système de drainage urinaire clos préconnecté, stérile et prêt à l'emploi, composé d'une poche graduée 2000 ml avec robinet en T, valve anti-reflux, tubulure souple de 90 cm et site de prélèvement sans aiguille. Sonde en latex siliconé, souple et bien tolérée pour un confort optimal.



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
0100111C22BB	CH14 - 90CM	20
0100111C22BC	CH16 - 90CM	20
0100111C22BD	CH18 - 90CM	20



Sonde de Foley préconnectée 2 voies - 100% Silicone

Le système SM Tray BasicS préconnecté est adapté au cathétérisme de longue durée et réduit le nombre d'opérations manuelles nécessaires aux professionnels de santé.



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
0100112E21CA	2 Litres - CH12	40
0100112E21CB	2 Litres - CH14	40
0100112E21CC	2 Litres - CH16	40
0100112E21CD	2 Litres - CH18	40
0100112E21CE	2 Litres - CH20	40



Système Urinaire préconnecté

Dispositif stérile prêt à l'emploi combinant une sonde de Foley 2 voies en silicone avec ballonnet (eau stérile ou sérum) et une poche de recueil en forme de goutte. Fixation facile au lit, vidange par tubulure avec clamp, site de prélèvement dédié, valve anti-reflux et événements intégrés pour un drainage sécurisé.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
MO6059	CHI2 SYST URO PRECO	20
MO6061	CHI4 SYST URO PRECO	20
MO6062	CHI6 SYST URO PRECO	20
MO6063	CHI8 SYST URO PRECO	20
MO6064	CH20 SYST URO PRECO	20



Poche à urine spécifique

Conçue pour garantir une collecte urinaire efficace, hygiénique et confortable.

Fabriquées en PVC médical sans DEHP ni latex, elles conviennent parfaitement aux environnements hospitaliers et aux soins à domicile. Chaque modèle répond à un usage spécifique, tout en assurant une compatibilité universelle avec les sondes urinaires.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
001019017903	POCHE 2L Vidangeable avec valve antireflux + Tubulure 90 CM	200
001019037903	POCHE 2L Non vidangeable + Tubulure 90 CM	200
008019017107	POCHE 2L avec valve antireflux + Tubulure 10 CM	400



REF N°1 - 001019017903

Idéale pour les usages prolongés.

- Vidangeable : Oui (robinet à déclic ou à croix)
- Valve antireflux : Oui
- Tubulure : 90 cm

REF N°2 - 001019037903

Simple et économique pour un usage unique. Se remplace une fois pleine.

- Vidangeable : Non
- Valve antireflux : Non
- Tubulure : 90 cm

REF N°3 - 008019017107

Utilisée en complément d'un autre dispositif, elle permet de recueillir l'urine en toute sécurité.

- Vidangeable : Non
- Valve antireflux : Oui
- Tubulure : 10 cm



Poche urinaire stérile avec site de prélèvement

La poche urinaire offre une capacité de 2, 4 ou 5 litres. Une construction sûre en PVC sans latex ni DEHP, avec une tubulure à section large pour éviter les obstructions, et un robinet en «T» facilitant la vidange. Stérilisée avec un mélange d'ETO + CO₂.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
001011067908	POCHE 2L Robinet + Valve + Aiguille SM4L	50
00101106790D	POCHE 2L Robinet + Valve SM4L	100
004011E17903	POCHE 2L Robinet + Valve SM7	20
004011G1A903	POCHE 4L Robinet + Valve SM4000C	20
004011C2B903	POCHE 5L Robinet + Valve SM5000C	20



Poche de vidange C3 avec gélifiant SAP

Vidange hygiénique des poches à urine grâce au système Flexi-Funnel™ et au crochet Cross-Hanger™ assurant une connexion stable. Bec verseur pour une manipulation facile. Système fermé avec valve anti-reflux.

Le sachet SAP intégré absorbe les liquides et les transforme en gel, limitant les éclaboussures et les risques infectieux.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
20465	POCHE 2L Pour les petits volumes d'urine ou les soins de courte durée.	25
20470	POCHE 2L Modèle renforcé, adapté à un usage quotidien en milieu hospitalier.	25
20469	POCHE 2L Sans DEHP, convient aux établissements sensibles à la composition des plastiques.	25



ACCESSOIRES URINAIRES



Crochet pour poche urinaire



Crochet conçu pour assurer une fixation sûre de la poche à urine aux cadres de lit ronds ou carrés, ou à un fauteuil roulant.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
514SUP05	PLASTIQUE	100



Fosset pour sonde urinaire



Le fosset s'adapte aux godets femelles des sondes vésicales PVC. Il doit être retiré pour vider la vessie ou changer la poche à urine.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
11201102001	FOSSET BLEU - 45MM	100



POUDRE GÉLIFIANTE

Le gélifiant SAP by Curas™ est un polymère super-absorbant conçu pour la prise en charge des déchets liquides d'origine clinique.

Il permet de transformer rapidement les fluides corporels (urine, vomissures, exsudats, etc.) en un gel ferme, non renversable et à faible odeur, facilitant ainsi la manipulation, la sécurité et l'élimination des déchets.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
08101	BOUEILLE	100
08100	SACHET 6G	100



ACCESSOIRES URINAIRES



SONDE RECTALE

La sonde rectale Securflow Vià! est indiquée pour l'administration de médicaments et aussi pour le drainage rectal. Il a une longueur de 40 cm, une extrémité ouverte et 2 yeux atraumatiques.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
11214100401	CH18 - 40CM	100
11214100408	CH20 - 40CM	100
11214100402	CH22 - 40CM	100
11214100409	CH24 - 40CM	70
11214100410	CH26 - 40CM	70
11214100404	CH28 - 40CM	70
11214100405	CH30 - 40CM	70



Kit de lavement flexible

Poche de lavement souple de 1 500 ml avec valve anti-déboisement. Utilisation à une main grâce à un entonnoir avec couvercle. Tube en vinyle de 150 cm avec embout pré-lubrifié, lisse et atraumatique.

Inclus : savon de Castille doux et alèse imperméable.

Non stérile, emballé individuellement.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
DYNDE70100A	1500 ML	48



NÉBULISATION



Mini nébuliseur

Dispositif de nébulisation complet destiné à l'administration de traitements par aérosol. Le mini nébuliseur transforme la solution médicamenteuse en fines particules pour une inhalation efficace. Chaque modèle comprend une chambre de nébulisation et une tubulure de raccordement à la source d'air.



RÉFÉRENCE	LIBELLÉ	U/BOÎTE
APO11005	ADULTE 6 ML Avec tubulure	20
APO11006	PÉDIATRIQUE 6 ML Avec tubulure	20
APO11007	ADULTE 8 ML Avec tubulure	20



Masque aérosol

Masque de remplacement conçu pour la diffusion de traitements par aérosol. Compatible avec les mini nébuliseurs standards, il permet une administration confortable du brouillard médicamenteux au patient.

RÉFÉRENCE	LIBELLÉ	U/BOÎTE
APO11013	MASQUE AÉROSOL 8ML	50

OXYGENOTHERAPIE



Masque à oxygène : Moyenne concentration

Masque à moyenne concentration permet d'administrer de l'oxygène par voie orale ou nasale aux patients en insuffisance respiratoire. Il délivre une concentration d'oxygène d'environ 50%.



RÉFÉRENCE	LIBELLÉ	U/BOÎTE
APO11001	ADULTE Tubulure 210 cm	50
APO11003	ADULTE Tubulure	50
APO11004	PÉDIATRIQUE Tubulure 210 cm	50



Masque à oxygène : Haute concentration

Le masque à oxygène haute concentration dispose d'une poche pour une meilleure inhalation et l'augmentation de la concentration en oxygène (de 60 à 80%).




RÉFÉRENCE	LIBELLÉ	U/BOÎTE
APO11002	ADULTE Tubulure 210 Cm avec 2 event	50
APO11014	ADULTE Valve + event + tubulure 210cm	50
APO11015	ADULTE Sans valve et sans event	50



Lunettes O₂ pour adulte

Lunettes O₂ pour fournir de l'oxygène aux patients.



RÉFÉRENCE	LIBELLÉ	U/BOÎTE
APO11009	Embout droit avec tubulure 210cm	50
APO11010	Embout évasé avec tubulure 210cm	50



Tubulure O₂ - Lumière étoilée

Les tubulures à oxygène « lumière étoilée » offre une sécurité supplémentaire contre les risques liés à l'obstruction du circuit. La connexion universelle constitue une solution pratique et économique, permettant l'adaptation directe au débitmètre.



RÉFÉRENCE	LIBELLÉ	U/BOÎTE
41113P	210 cm	20



Humidificateur pour Aquapak

Humidificateurs à bulles Aquapak® préremplis d'eau stérile, avec adaptateur universel (12,9 mm ou 9/16") pour une utilisation pratique et rapide.



RÉFÉRENCE	LIBELLÉ	U/BOÎTE
400301	340ML • Sans adaptateur	20
H00340FCE	340ML • Avec adaptateur FR	20
H00340CE	340ML • Avec adaptateur US	20
H00640FCE	650ML • Avec adaptateur FR	10
H00640CE	650ML • Avec adaptateur US	10

ASPIRATION



Sonde d'aspiration Bicakcilar

Sonde d'aspiration trachéo-bronchique Bicakcilar à usage unique. Conçue pour éliminer sécrétions et liquides obstruant pharynx et voies respiratoires, tout en glissant sans altérer les muqueuses.



RÉFÉRENCE	LIBELLÉ	U/BOÎTE
19006011	CH6 • 50CM	140
19008011	CH8 • 50CM	140
19010011	CH10 • 50CM	140
19012011	CH 12 • 50CM	140
19014011	CH14 • 50CM	140
19016011	CH16 • 50CM	140
19018011	CH18 • 50CM	140



Canule de Guedel

Dispositif oropharyngé en polyéthylène stérile, conçu pour maintenir les voies aériennes ouvertes chez les patients inconscients. Simple à mettre en place, la taille doit être adaptée à chaque patient.



RÉFÉRENCE	LIBELLÉ	U/BOÎTE
127141001024	40MM T0	50
127141001028	60MM T0	50
127141001030	70MM T1	50
127141001032	80MM T2	50
127141001034	90MM T3	50
127141001036	100MM T4	50
127141001038	110MM T5	50
127141001040	120MM T6	50



Aspirateur de mucosités

Réservoir de 20 ml avec capuchon codé par couleur pour identifier la taille du cathéter. Compatible avec entonnoir standard ou connecteur de contrôle du vide. Fourni avec capuchon de rechange à vissage.



RÉFÉRENCE	LIBELLÉ	U/BOÎTE
ME-8108	Sonde CH8	75
ME-8110	Sonde CH10	75

TRACHÉOTOMIE



Canule de Shiley fenêtrée

Chemise interne réutilisable - avec ballonnet

Comportent une ouverture qui permet une circulation d'air accrue. De plus, l'ouverture permet au patient de respirer par les voies respiratoires supérieures, s'il le souhaite. Cela peut renforcer la capacité d'un patient à tousser, à parler/phonner et à se sevrer plus efficacement.



RÉFÉRENCE	LIBELLÉ	U/BOÎTE
4FEN	T4 65mm	1
6FEN	T6 76MM	1
8FEN	T8 81MM	1
10FEN	T10 81MM	1



Canule de Shiley fenêtrée

Chemise interne réutilisable - sans ballonnet

Facilite la respiration spontanée et la phonation pour des patients trachéotomisés à long terme, avec une fenêtre réduisant la résistance expiratoire. Nécessite un collier de fixation.



RÉFÉRENCE	LIBELLÉ	U/BOÎTE
6DCFN	T4 65mm	1
8DCFN	T6 76MM	1



Chemise interne pour canule de Shiley

Non réutilisable

Pièce amovible insérée dans la canule trachéale principale, facilitant le nettoyage et le maintien des voies respiratoires sans retirer la canule externe. Utilisable jusqu'à 29 jours.



RÉFÉRENCE	LIBELLÉ	U/BOÎTE
4DIC	T4	10
6DIC	T6	10
8DIC	T8	10



Chemises internes de rechange Shiley

Réutilisable

Chemises internes de rechange temporaires pour canules LPC, FEN, CFS, CFN. Durée d'utilisation de 29 jours maximum.



RÉFÉRENCE	LIBELLÉ	U/BOÎTE
6SIC	T6	10
8SIC	T8	10



Note : Compatible avec les références
DCT • DFE • DCFS • DCFN



Note : Compatible avec les références
LPC FEN • CFS CFN

Medtronic Collier de fixation pour canule



Support de canule Shiley™ : maintient fermement la canule, s'adapte enfants et adultes. Alternative au ruban adhésif, il améliore confort et soins cutanés.

RÉFÉRENCE	LIBELLÉ	U/BOÎTE
-----------	---------	---------

TTH	VELCRO	10
-----	--------	----

Medtronic

Bande de fixation pour canule de trachéotomie adulte



Bande de fixation permet de stabiliser et de sécuriser la canule de trachéostomie en place. Elle est insérée dans l'ouverture de chaque ailette de la canule trachéale avant d'être attachée autour du cou.

RÉFÉRENCE	LIBELLÉ	U/BOÎTE
-----------	---------	---------

320-05	Marron	10
--------	--------	----

321-05	Blanc	10
--------	-------	----

Medtronic Valve de phonation

Facilite la vocalisation pour les patients alertes et éveillés qui respirent de manière autonome.



RÉFÉRENCE	LIBELLÉ	U/BOÎTE
-----------	---------	---------

SSV	Trachéo	2
-----	---------	---

SSVO	Trachéo + site	2
------	----------------	---

GAMME BLANCHE ET SETS DE SOINS

COMPRESSES ET BANDES

INNO
SET

Compresse non tissées - stériles

Compresse sont fabriquées à partir de fibres non tissées, garantissant douceur et absorption. Stériles, elles sont idéales pour le nettoyage et la protection des plaies, réduisant les risques d'infection.



RÉFÉRENCE	FORMAT	U / SACHET	U/BOÎTE
INNO130001	7,5 x 7,5 cm	2 compresses	50
INNO130002	10 x 10 cm	2 compresses	50
INNO130003	5 x 5 cm	5 compresses	50
INNO130004	7,5 x 7,5 cm	5 compresses	50
INNO130005	10 x 10 cm	5 compresses	50

INNO
SET

Compresse non tissées - non stériles

Compresse non stériles parfaites pour les soins quotidiens, le nettoyage de la peau et l'application de lotions, tout en restant douces et résistantes.

RÉFÉRENCE	FORMAT	GRAMMAGE	U/BOÎTE
INNO130008	5 x 5 cm	30 g	100
INNO130009	7,5 x 7,5 cm	30 g	100
INNO130010	10 x 10 cm	30 g	100
INNO130011	5 x 5 cm	40 g	100
INNO130012	7,5 x 7,5 cm	40 g	100
INNO130013	10 x 10 cm	40 g	100

INNO
SET

Compresse de gaze - stériles

Compresse parfaite pour les soins des plaies nécessitant une absorption modérée. Elles sont adaptées aux procédures médicales stériles et aux pansements.



RÉFÉRENCE	FORMAT	U / SACHET	U/BOÎTE
INNO130006	7,5 x 7,5 cm	2 compresses	50
INNO130007	10 x 10 cm	2 compresses	50

INNO
SET

Bande extensible

Bande extensible 100% polyester, légère et souple. Offre un maintien confortable sans compression. Non stérile, idéale pour fixation de pansements ou maintien léger.

RÉFÉRENCE	FORMAT	U/BOÎTE
INNO130024	3 M x 10 cm	50
INNO130022	4 M x 5 cm	50
INNO130023	4 M x 15 cm	25



INNO
SET

Bande de Crêpe

Bande de crêpe extensible blanche avec repère bleu, offrant maintien, confort et respirabilité. Non stérile, pour soins de soutien et fixation.



RÉFÉRENCE	FORMAT	U/BOÎTE
INNO130018	4 M x 5 cm	20
INNO130019	4 M x 7 cm	20
INNO130020	4 M x 15 cm	20
INNO130021	4 M x 20 cm	20

INNO
SET

Sparadrap micropore

Sparadrap non tissé (microporeux), blanc, hypoallergénique, destiné à la fixation de pansements et de dispositifs médicaux sur peau sensible.

RÉFÉRENCE	FORMAT	U/BOÎTE
INNO130017	5 M x 2,5 cm	12



Pharmaplast Pansement ProtectFilm - stériles

Pansement protecteur transparent pour les blessures sèches et sécrétant légèrement. Compose d'un film en polyuréthane résistant aux bactéries et imperméable à l'eau et enduit d'un adhésif hypoallergénique.



RÉFÉRENCE	FORMAT	U/BOÎTE
PRFS6070	6 x 7 cm	210
PRFS100120	10 x 12 cm	210

GAMME BLANCHE ET COMPLÉMENTS

SETS DE SOINS

SANS SOLUTION DE RINCAGE

CHAMP DE SOINS OUATE STÉRILE

RÉFÉRENCE : **INNO13**
UNITÉ PAR CARTON : 210

1 Champ 38 x 45 cm

RÉFÉRENCE : **INNO35**
UNITÉ PAR CARTON : 210

1 Champ 45 x 50 cm

RÉFÉRENCE : **HPI003**
UNITÉ PAR CARTON : 170

1 Champ 45 x 75 cm




SET DE SOINS N°1

RÉFÉRENCE : **HPI100** UNITÉ PAR CARTON : 150

1 Champ de soins Ouate 37,5 x 45 cm

5 compresses Non Tissées 7,5 x 7,5 cm



SET DE SOINS N°2

RÉFÉRENCE : **109210** UNITÉ PAR CARTON : 90

2 Champs de soins Ouate 50 x 60 cm

10 Compresses Non Tissées 7,5 x 7,5 cm



SETS DE PETITS SOINS N°3

RÉFÉRENCE : **101301VAR** UNITÉ PAR CARTON : 130

1 Champ de soins Ouate 37,5 x 45 cm

1 Paire de gants Nitrile Manchettes Retournées (Taille 7/8)

5 Compresses Non Tissées 7,5 x 7,5 cm



SETS DE PETITS SOINS N°4

RÉFÉRENCE : **101301VAR3** UNITÉ PAR CARTON : 100

1 Essuie-mains Airlaid 30 x 40 cm

1 Champ de table enveloppant Ouate 45 x 50 cm

Dans le champ enveloppant :

1 Paire de gants Nitrile Manchettes Retournées (Taille 7/8)

5 Compresses Non Tissées 7,5 x 7,5 cm



SET DE PETITS SOINS N°5

RÉFÉRENCE : **071306** UNITÉ PAR CARTON : 120

1 Champ patient Ouate 37,5 x 45 cm

5 Compresses Non Tissées 7,5 x 7,5 cm

1 Pansement film 10 x 12 cm



SET DE PETITS SOINS N°6

RÉFÉRENCE : **PE-SPE-02** UNITÉ PAR CARTON : 200

1 Champ patient Ouate 37,5 x 45 cm

2 Compresses Non Tissées 7,5 x 7,5 cm

1 Pansement Film 6 x 7 cm

1 TAMPON ALCOOLISE ISO 70 %



AVEC SERINGUE PRÉ-REMPLIE

SET DE PETITS SOINS AVEC SPR

RÉFÉRENCE : **071370** UNITÉ PAR CARTON : 20

1 Champ de table enveloppant Ouate 45 x 75 cm

Dans le champ enveloppant :

1 Blister 2 poses pvc

2 Champs patient Ouate 75 x 75 cm

10 Compresses Non Tissées 7,5 x 7,5 cm

1 SERINGUE PRÉREMPLIE NaCl 0,9 % STÉRILE 10 ML – CLASSE III



KELIS
MEDICAL

APO
TECNIA

LE SPÉCIALISTE DE LA DISTRIBUTION
DE DISPOSITIFS MÉDICAUX À USAGE UNIQUE

SIÈGE SOCIAL

LAVOREL MEDICARE FRANCE

75 rue Cuvier
69006 LYON

KELIS MEDICAL - APOTECNIA

840 Rue de l'Hers
31750 Escalquens

CONTACTEZ-NOUS




serviceclient@kelis-medical.com



04 42 18 52 00

Du lundi au vendredi
de 9h à 13h et de 14h à 17h



RETROUVEZ TOUTES NOS RÉFÉRENCES ET CATALOGUES SUR NOTRE SITE INTERNET
WWW.KELIS-MEDICAL.COM

Centrales & groupements - Revendeurs - Prestataires de santé à domicile - Établissements de soins

Lavorel Medicare France, SAS au capital de 20 000€ - 539 073 221 RCS Lyon