



KELIS
MEDICAL


APO
TECNIA



**HYGIÈNE &
E.P.I.**



**PERFUSION
INJECTION**



SETS DE SOINS

CATALOGUE DIALYSE

ÉDITION 2026

KELIS & VOUS

UN PARTENAIRE DE CONFIANCE POUR LES CENTRES DE DIALYSE

Avec Kelis Medical · Apotecnia, bénéficiez d'une offre complète, flexible et compétitive de dispositifs médicaux à usage unique, conçue pour répondre aux besoins des services de dialyse et garantir la sécurité des patients.

Notre connaissance du secteur nous permet de répondre aux exigences des centres de dialyse, avec des produits fiables, disponibles rapidement, et un accompagnement sur mesure.

EXPERTISE, RÉACTIVITÉ ET ENGAGEMENT QUALITÉ

Nos équipes terrain vous accompagnent au plus près de vos attentes pour vous proposer les solutions les plus adaptées à chaque situation de soin.

Expéditions rapides et souplesse logistique vous garantissent une continuité de service essentielle à la prise en charge des patients dialysés.

UNE DOUBLE EXPERTISE AU SERVICE DE LA DIALYSE

Grâce à notre entité Innoset nous proposons également des sets de soins que nous assemblons et stérilisons, prêts à l'emploi ou sur mesure selon vos besoins.

Cette synergie nous permet de vous accompagner sur tous les fronts et de vous garantir la continuité et fiabilité des soins.



UNE ÉQUIPE
TERRAIN



EXPÉDITION
RAPIDE



ENGAGEMENTS
RSE



FLÉXIBILITÉ

SOMMAIRE

04

PROTECTION - E.P.I.

Gants d'examen non stériles	04
Gants d'interventions stériles	05
Gants de chirurgie stériles	05
Habillage et protection	06

07

PERFUSION

Prolongateurs de perfusion et robinets	07
Bouchons	07
Aiguilles de transfert	08
Aiguilles pour injection	08
Seringues sans aiguille	09
Seringues pré-remplies pour rinçage.....	09
Adaptateurs et corps de prélèvement	10
Aiguilles et seringues pour diabète	10

11

NURSING

Toilette du patient	11
Thermothérapie, thermomètres et accessoires	11
Bistouris et instruments	12
Gélifiants pour contenant	12

13

RESPIRATOIRE

Nébulisation	13
Oxygénothérapie	13
Aspiration	13

14

GAMME BLANCHE

GANTS D'EXAMEN NON STÉRILES

Gants d'examen Polysem en latex - Boîte de 100 paires



Gants d'examen en nitrile non poudrés, protection fiable et un confort optimal. Conçus pour minimiser les risques d'allergies et pensés pour une utilisation prolongée.

- Sans poudre : Réduit les risques d'allergies et d'irritation cutanée
- Ambidextres : Convient aux deux mains
- Longueur de la manchette : 240 mm

Stérile : ☒

Matière : Latex

Couleur : Crème

Taille 5 / 6

REF. GLNP56

Taille 6 / 7

REF. GLNP67

Taille 7 / 8

REF. GLNP78

Taille 8 / 9

REF. GLNP89

Taille 9 / 10

REF. GLNP910

Gants d'examen Polysem en nitrile - Boîte de 100 paires



Gants d'examen en nitrile non poudrés, protection fiable et un confort optimal. Conçus pour minimiser les risques d'allergies et pensés pour une utilisation prolongée.

- Sans poudre : Réduit les risques d'allergies et d'irritation cutanée
- Ambidextres : Convient aux deux mains
- Longueur de la manchette : 240 mm
- Surface : Micro-texturée pour une meilleure préhension

Stérile : ☒

Matière : Nitrile

Couleur : Bleu lavande

Taille 5 / 6

REF. GN100NP56

Taille 6 / 7

REF. GN100NP67

Taille 7 / 8

REF. GN100NP78

Taille 8 / 9

REF. GN100NP89

Taille 9 / 10

REF. GN100NP910

Gants Microtouch® Nitratex - Boîte de 100 paires



Gants d'examen conçus et fabriqués pour répondre aux besoins en matière de protection face aux risques rencontrés par les équipes hospitalières, les techniciens ambulanciers, le personnel soignant et les praticiens privés dans leur environnement quotidien.

Stérile : ☒

Matière : Nitrile

Couleur : Bleu clair

Taille 5.5 / 6

REF. 700111

Taille 6.5 / 7

REF. 700112

Taille 7.5 / 8

REF. 700113

Taille 8.5 / 9

REF. 700114

Taille 9.5 / 10

REF. 700115

Gants Microtouch® Nitrafree - Boîte de 100 paires



Gant d'examen en nitrile, non poudré conçu pour minimiser les allergies aux produits chimiques de type IV.

- Protection contre les allergies au latex de type I
- Minimisation des allergies aux produits chimiques de type IV
- Résistance à différents agents de chimiothérapie*

Stérile : ☒

Matière : Nitrile

Couleur : Rose Bleu

Disponible en 2 versions

Nitrafree

Taille 5.5 / 6

REF. 6034510

Taille 6.5 / 7

REF. 6034511

Taille 7.5 / 8

REF. 6034512

Taille 8.5 / 9

REF. 6034513

Nitrile accelerator-Free

Taille 8.5/9

REF. 700104

Taille 9.5 / 10

REF. 700105

GANTS D'INTERVENTION STÉRILES

Gants d'intervention et de chirurgie en latex - Boîte de 50 paires



Assurent confort et sécurité pour vos actes aseptiques de moins d'1h, grâce à leur forme anatomique et leur composition en latex naturel.

- Latex naturel, sans poudre : pour limiter les risques d'allergies liés aux poudres
- Stérilisation : Rayon gamma
- Ambidextres : Convient aux deux mains
- Longueur de la manchette : 278 à 290 mm selon la taille



Stérile : ☒

Matière : Latex

Couleur : Crème

Taille 5.5 REF. GLNPCHIR2055	Taille 6 REF. GLNPCHIR2060	Taille 6.5 REF. GLNPCHIR2065	Taille 7 REF. GLNPCHIR2070
Taille 7.5 REF. GLNPCHIR2075	Taille 8 REF. GLNPCHIR2080	Taille 8.5 REF. GLNPCHIR2085	Taille 9 REF. GLNPCHIR2090

Gants d'intervention et de chirurgie en nitrile - Boîte de 50 paires



Assurent confort et sécurité pour vos actes aseptiques de moins d'1h, grâce à leur forme anatomique et leur composition en latex naturel.

- Nitrile sans latex, sans poudre – Hypoallergénique
- Sans accélérateurs de vulcanisation – Zéro allergène sensibilisant connu
- Stérilisation : Rayon gamma
- Ambidextres : Convient aux deux mains
- Longueur de la manchette : 278 à 290 mm selon la taille



Stérile : ☒

Matière : Nitrile

Couleur : Bleu lavande

Taille 5.5 REF. GNNPCHIR2055	Taille 6 REF. GNNPCHIR2060	Taille 6.5 REF. GNNPCHIR2065	Taille 7 REF. GNNPCHIR2070
Taille 7.5 REF. GNNPCHIR2075	Taille 8 REF. GNNPCHIR2080	Taille 8.5 REF. GNNPCHIR2085	Taille 9 REF. GNNPCHIR2090

GANTS DE CHIRURGIE STÉRILES

Gants MEDI-GRIP® Latex Standard - Boîte de 50 paires



Gant chirurgical en latex non poudré avec finition micro-adhésive pour une préhension sûre.

- Finition microtexturée : Prise en main sûre de l'instrument pour une manipulation en toute confiance
- Conception anatomique de la main : Excellente tenue et sensation pour minimiser la fatigue de la main
- Formulation souple : Confort et dextérité idéaux tout au long de l'utilisation du gant
- Longueur de la manchette : ~ 285 mm



Stérile : ☒

Matière : Latex

Couleur : Crème

Taille 5.5 REF. 330200755	Taille 6 REF. 330200760	Taille 6.5 REF. 330200765	Taille 7 REF. 330200770
Taille 7.5 REF. 330200775	Taille 8 REF. 330200780	Taille 8.5 REF. 330200785	Taille 9 REF. 330200790

HABILLAGE ET PROTECTION



Blouse de protection

Blouses protégeant des projections et contaminants, limitant les contaminations croisées et réduisant les risques d'infection pour un environnement sûr.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
HPI001	Blouse bleu stérile	40
INNO100001	Blouse bleu non stérile	100



Charlotte médicale

Charlotte blanche à usage unique en non-tissé léger (12 g/m²), avec élastique rond sans latex, offrant une protection efficace et facile à déployer (500 x 440 mm).


RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
INNO100003	Charlotte blanche	100



Masque chirurgical

Limite la diffusion de gouttelettes et protège contre les agents infectieux transmis par toux, éternuements ou projections de salive.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
INNO100002	Adulte - Type II	1000



Lunettes de protection Safeview

Utiliser dans un environnement où des risques de projection subsistent. Le confort associé au design font de Safeview la solution idéale pour la protection des yeux.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
SV100F	Monture	100
SV250L	Visière	250



Champ de soins ouate stérile

Feuille de tissu vierge laminée à un film PE bleu. Protège le patient et la surface d'examen lors de soins non chirurgicaux, en limitant les souillures et contaminations croisées.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
INNO13	38 x 45 CM	210
INNO35	45 x 50 CM	210



Set d'habillement

2 Masques Type II
1 Charlotte
1 Blouse de soins
1 Paire de gants Nitrile Manchettes Retournées (Taille 7/8)

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
HA-HAB-01	Adulte	25



set d'habillement avec compresses



1 Blouse de soins
1 Masque Type II
2 Charlottes
1 Paire de gants Nitrile Manchettes Retournées (Taille 7/8)
5 Compresses Non Tissées 7,5 x 7,5 cm

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
071317VAR	Adulte	25

PROLONGATEURS DE PERFUSION ET ROBINETS



Prolongateur pour pousse-seringue

Prolongateur stérile à usage unique pour pousse-seringue. Tubulure souple anti-pili avec connexions Luer Lock mâle/femelle assurant une liaison étanche et sécurisée. Faible volume mort, sans latex ni phtalates, compatible avec les solutions injectables.



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
PMFPS50F02	50 cm - M/F Luer Lock	300
PMFPS100F02	100 cm - M/F Luer verrou	300
PMFPS150F02	150 cm - M/F Luer verrou	300
PMFPS200F02	200 cm - M/F Luer verrou	300

Prolongateur avec robinet - 3 voies

Accessoire de dérivation permettant le raccordement de cathéters à des nécessaires de perfusion ou des injections séquentielles.



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
HNMETSCO10	Prolongateur 10 cm	300
HNMETSCO25	Prolongateur 25 cm	300
HNMETSCO50	Prolongateur 50 cm	300



Prolongateur Connecta avec robinets 3 voies

Les robinets BD Connecta™ à 3 voies sont conçus pour connecter des lignes de perfusion ou permettre l'injection de bolus dans une ligne de perfusion. Ils sont exclusivement destinés à supporter des pressions compatibles avec les thérapies intraveineuses et le monitoring hémodynamique.



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
394961	100 cm	20
394971	100 cm + site	20
394995	10 cm	50
394982	15 cm - Faible volume	50
394936	25 cm + site	20
394926	25 cm	20
394951	50 cm	20
394945	7 cm + site	50



Prolongateur polyvalent

Prolongateur stérile à usage unique en PVC souple 1 voie, avec embouts Luer Lock mâle/mâle. Assure une connexion sécurisée et étanche entre dispositifs d'injection et patient. Sans BPA ni latex, résistant à la pression, disponible en plusieurs longueurs.



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
PMFML10F	10 cm - 2,5 x 4,1 mm - M/M - LL	200
PMFML30F	30 cm - PVC 2,5 x 4,1 mm - M/M - LL	200
PMFML50F	50 cm - PVC 2,5 x 4,1 mm - M/M - LL	200
PMFML100F	100 cm - PVC 2,5 x 4,1 mm - M/M - LL	200
PMFML150F	150 cm - PVC 2,5 x 4,1 mm - M/M - LL	200



Prolongateur avec robinet 3 voies

Sans DEHP ni BPA, conçu pour réduire l'impact environnemental en excluant les perturbateurs endocriniens.



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
PR3LVM150LFBPAF	LL MOBILE 150CM	25



Robinet 3 voies Tritan® sans BPA

Robinet stérile en Tritan®, résistant aux lipides et à la pression (jusqu'à 12 bars). Clé verte rotative à 360°, 2 obturateurs Luer Lock femelles, 1 embout mâle mobile avec capuchon.



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
R3LVBPAF	ROBINET 3V LL MOBILE X2 OBT	50



Robinet 3 voies Connecta

Permet les connexions de lignes de perfusion et les injections de bolus. Conçu pour des pressions compatibles avec les thérapies IV et le monitoring hémodynamique.



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
394602	BLEU	100
394600	BLANC	100
394601	BLANC AVEC PUNAISE	100

BOUCHONS



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
TP-MF-O	Mâle / Femelle ORANGE	100
TP	Mâle BLANC	100
TP-INTER-X	Mâle + membrane BLANC	100



Bouchon Luer Lock

Utilisé pour l'obturation de sites d'injection (seringues, tubulures, cathéters ...).

Il s'agit de bouchons à vis verrouillables qui sont utilisés afin de fermer des sites d'injections tels qu'une seringue, une aiguille, un cathéter, ou encore une extrémité de tubulure de façon sécurisée.

AIGUILLES DE TRANSFERT

● SolM Aiguille de remplissage

Aiguille de prélèvement non tranchante réduisant le risque de blessure lors de la préparation des médicaments, avec embout compatible Luer

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
110021	18 G 25 mm	100
110022	18 G 40 mm Biseau	100

● SolM Aiguille de remplissage Filter

125/100 - Biseau non tranchant 45°. Aiguille de transfert sécurisée avec filtre

SÉCURISÉE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
110022F	18 G 34 mm Biseau avec filtre	100

● BDF Aiguille hypodermique LFLG

Aiguille de transfert - 125 / 100 - Paroi mince - Biseau court

Pointe de lancette acérée et canule siliconée pour une pénétration douce et sans percussion.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
B1388	18 G 40 mm ROSE	100

● BD Aiguille BD™ Blunt filter

125/100 - lavande transparente

Aiguille de transfert sécurisée avec filtre.

SÉCURISÉE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
305211	18 G 40 mm LAVANDE	100

AIGUILLES POUR INJECTION

● BD Aiguille BD Microlance™ 3

Aiguille hypodermique stérile, à usage unique, pour injections diverses avec pointe en triple biseau et lubrification au silicone, adaptée aux seringues à cônes Luer et Luer Lock, avec identification rapide grâce à leur code couleur selon la norme ISO 6009.



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
300637	16 G 40 mm BLANC	100
303262	18 G 40 mm Paroi mince ROSE	100
310205	18 G 50 mm Paroi mince ROSE	100
301500	19 G 40 mm CRÈME	100
304434	21 G 16 mm VERT	100
301156	21 G 25 mm VERT	100
304432	21 G 40 mm VERT	100
301155	21 G 50 mm VERT	100
300800	23 G 25 mm BLEU	100
300600	25 G 16 mm ORANGE	100
300400	25 G 25 mm ORANGE	100
300635	27 G 13 mm GRIS	100
304000	30 G 13 mm JAUNE	100

● SolM Aiguille hypodermique

Sol-Millennium® propose une vaste gamme d'aiguilles hypodermiques en mettant l'accent sur la facilité d'utilisation et le confort du patient. Triple biseau en acier inoxydable lubrifié conçu pour minimiser l'inconfort du patient. Embouts à code couleur pour faciliter l'identification des calibres.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
111615	16 G 40 mm	100	112120	21 G 50 mm	100	112510	25 G 25 mm	100
111815	18 G 40 mm	100	112210	22 G 25 mm	100	112638	26 G 10 mm	100
111820	18 G 50 mm	100	1122125	22 G 32 mm	100	112612	26 G 12.5 mm	100
111915	19 G 40 mm	100	112215	22 G 40 mm	100	112658	26 G 16 mm	100
112010	20 G 25 mm	100	112310	23 G 25 mm	100	112705	27 G 12.5 mm	100
112015	20 G 40 mm	100	1123125	23 G 32 mm	100	112734	27 G 18.5 mm	100
112110	21 G 25 mm	100	112506	25 G 16 mm	100	113005	30 G 12.5 mm	100
112115	21 G 40 mm	100						



SERINGUES SANS AIGUILLES (3 pièces Luer Lock)

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	EMBOUT	U/BOÎTE
180001	1 ml	Luer Lock	Centrée
P180001PP	1 ml	Luer Lock	Centrée
P180003	3 ml	Luer Lock	Centrée
P180005	5 ml	Luer Lock	Centrée
P180010	10 ml	Luer Lock	Centrée
P180020	20 ml	Luer Lock	Centrée
180060CT	60 ml	Luer Lock	Embout KT

SolM Seringue Slip Tip LL

Les seringues Sol-M 3 pièces mesurent avec précision les médicaments liquides et sont disponibles dans une gamme de tailles et de combinaisons de connexions pour répondre à une grande variété de besoins cliniques.



Lifelong Seringue LFLG MATRIX (3p LL)

Seringue 3 pièces Luer Lock avec corps transparent pour un contrôle optimal de l'injection. Joint d'étanchéité en isoprène synthétique, sans latex. Piston à glissement fluide.

Graduation imprimée pour une lisibilité optimale. Cône excentré. Stérilisée à l'ETO.



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	EMBOUT	U/BOÎTE
D0012	3 ml	Centré	100
D0013	5 ml	Centré	100
D0014	10 ml	Centré	100
D0015	20 ml	Centré	50
D0016	50 ml	Centré	25

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	STÉRILISATION	GRADUATION	U/BOÎTE
303128	1 ml	Centré	Gamma	-
303172	1 ml	Centré	ETO	-
309658	3 ml	Centré	Gamma	0,1 ml
309649	5 ml	Centré	Gamma	0,2 ml
300912	10 ml	Centré	Gamma	-
305959	10 ml	Centré	ETO	-
300629	20 ml	Centré	ETO	-
301229	30 ml	Centré	ETO	-
300865	50 ml	Centré	ETO	-
302238	50 ml	CONVENIENCE PACK	ETO	-
300869	50 ml	Opaque - Centré	ETO	-
300867	50 ml	Centré	ETO	-

BD Seringue Plastipak™ (3p LL)

La seringue BD Plastipak™ assure une administration précise des médicaments et s'adapte à divers usages médicaux.

Conçue en 3 pièces avec un bouchon sans latex, elle prévient les fuites et facilite le dosage. Idéale pour l'injection et l'aspiration de fluides depuis flacons, ampoules ou zones sous-cutanées.



SERINGUES PRÉ-REPLIES (Pour rinçage)

Sterisets Seringue Steriflush

Seringue pré-remplie stérile intérieurement et extérieurement.

Contenant une solution de chlorure de sodium à 0,9 %, prête à l'emploi pour le rinçage des dispositifs d'accès vasculaire (VAD). Volume de 10 ml ou 20 ml.

Embout Luer Lock, stérilisation par irradiation. Composants conformes aux normes ISO (13485, 7886, 80369...). Conditionnée individuellement en emballage stérile. Durée de conservation : 3 ans.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
3020010	10 ml	40
3020012	20 ml	25



BD Seringue BD PosiFlush™ XS

Seringue pré-remplie stérile intérieurement et extérieurement. Seringue de rinçage au chlorure de sodium 0,9 %, légère et ergonomique pour un usage précis. Embout Luer Lock, sans latex, stérile unitaire.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
306570	3 ml	30
306571	5 ml	30
306570	10 ml	30

BD Seringue BD PosiFlush™ SP

Seringue pré-remplie stérile intérieurement.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
306573	3 ml	30
306574	5 ml	30
306575	10 ml	30



ADAPTATEURS ET CORPS DE PRÉLÈVEMENT

BD Adaptateur BD Vacutainer®

Adaptateur à cône Luer mâle - Stérile



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
367300	Adaptateur simple - Cône Luer mâle BLEU	100
36490200	Adaptateur + corps BLEU	100

SolM Adaptateur Luer

L'adaptateur Sol-M™ Luer est conçu pour se connecter de manière sécurisée aux connexions Luer femelles (ex: cathéters veineux).



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
LA21920	Adaptateur porte-tube SOL-M™	100

BD Dispositif de transfert Vacutainer®

Adaptateur et corps pré-monté stérile pour transfert.



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
364810	Adaptateur Luer femelle + corps pré-monté 18 x 48 mm ROUGE	198
364910	Adaptateur Luer mâle - 18 x 48 mm BLEU	198
364815	Corps à usage unique - 18 x 48 mm BLANC	250

AIGUILLES ET SERINGUES POUR DIABÈTE

SolM Aiguille pour Stylo à Insuline

Stérile, utilisée avec le dispositif d'injection du stylo pour l'injection sous-cutanée d'insuline.

NOUVEAU !



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
N42003	31 G 8 mm	100
N42004	31 G 5 mm	100
N42007	32 G 4 mm	100

SolM Seringue standard

Les seringues à insuline Sol-Millennium® assurent la précision et le confort lors de l'administration d'insuline.



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
1612912B	30 G 12.5 mm 1 ml	100
1653151B	31 G 8 mm 0,5 ml	100

SÉCURISÉE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
1652912B	29 G 12.5 mm 0.5 ml	100
1633051B	30 G 8 mm 0.3 ml	100

TOILETTE DU PATIENT



Gants de toilette

Alliant praticité et qualité, ces gants de toilette présentent une texture molletonnée, résistante et facile à jeter. Leur emballage en carton réduit l'impact environnemental, et ils sont largement adoptés par les professionnels de santé.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
INNO50001	Bords cousus - 75g/m ²	100



Tampon d'alcool 70%

Tampon saturé d'alcool isopropylique à 70% à usage unique pour nettoyer et désinfecter la peau.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
APO9001	Emballage individuel	100

THERMOTHÉRAPIE, THERMOMETRES ET ACCESSOIRES



Poches à glace pour la thérapie par le froid

Poche de froid à usage unique pour le soulagement des douleurs et inflammations. Fixation efficace par 4 liens pour un maintien optimal sur la zone à traiter.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
1031600B	Petit modèle - 35 x 13,5 cm	25
1031700C	Grand modèle - 36 x 18,5 cm	25



Thermomètre tympanique

Thermomètre à sonde effilée avec technologie Peak Select pour une lecture rapide (1-2 sec) et précise (+/-0,3 °C). Écran programmable, bouton °C/°F, minuteur intégré, housses jetables pour limiter les contaminations, et autonomie jusqu'à 15 000 prises.



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
303013	Genius 3	1



Vérificateur - calibrateur de Thermomètre

Le Genius™ Checker/Calibrator vérifie et recalibre automatiquement les thermomètres tympaniques Genius™ 2 et Genius™ 3, générant un rapport de test exportable sur clé USB. Équipé de deux cibles infrarouge à température contrôlée simulant l'oreille humaine.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
303097	Compatible Genius 2 et Genius 3	1



Couvre sonde

Couvercles de sonde jetables en plastique rigide lisse avec membrane transparente, fournis en cassettes de 16 s'adaptant à la base des thermomètres. Application et éjection sans contact pour une hygiène optimale.



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
303013	Pour Genius	96

HYGIÈNE DU SOIGNANT



Gel Acti'mains

Gel désinfectant hydroalcoolique destiné au traitement hygiénique mains par friction.

- Sans parfum, sans allergène
- Bactéricide, levuricide et virucide

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
LB923120	Flacon de 100 ml	24



Savon Acti'mains

Nettoyant antiseptique destiné au traitement hygiénique des mains par lavage.

- Sans parfum ni colorant
- Contient des agents hydratants
- Bactéricide, levuricide et virucide

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
LB923050	Flacon pompe 500 ml	12
LB923080	Bidon de recharge 5 litres	2



Gel Bactimains

Gel désinfectant hydroalcoolique destiné au traitement hygiénique ou à la désinfection chirurgicale des mains par friction.

- 80% d'éthanol (m/m)

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
LB923240	Flacon pompe 500 ml	12
LB923260	Flacon pompe 1 litre	6
LB923250	Flacon Airless 1 litre	6
LB923280	Bidon de recharge 5 litres	2



BISTOURIS ET INSTRUMENTS

Swann-Morton® Bistouri - stériles

Bistouri à usage unique, prêt à l'emploi, avec lame en acier inoxydable montée sur un manche ergonomique.

RÉFÉRENCE	LIBELLÉ	U/BOÎTE
0503	BISTOURI 11	10



didactic Bistouri - stériles

Bistouris à usage unique avec lame en acier inoxydable montée sur un manche ergonomique.

RÉFÉRENCE	LIBELLÉ	U/BOÎTE
BISD11	BISTOURI 11	10



PINCE ADSON

Bastos Viegas



Pince Adson stérile à usage unique en Ixef® PARA, offrant rigidité, précision et manipulation atraumatique des tissus délicats.

RÉFÉRENCE	LIBELLÉ	U/BOÎTE
4891-504	NON DENTÉE - STÉRILE	60
4891-505	NON DENTÉE - STÉRILE	60

GELIFIANTS POUR CONTENANT

curas® POUDRE GÉLIFIANTE SAP

Gélifiant SAP en poudre pour bassin de lit. Permet de figer les liquides biologiques afin de faciliter une élimination sans risque. Peut être utilisé pour les urinaux, les bassins et les panes.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/BOÎTE
08101	BOUTEILLE	100
08100	SACHET 6G	100



NÉBULISATION

APO
TECNIA

Mini nébuliseur

Dispositif de nébulisation complet destiné à l'administration de traitements par aérosol. Le mini nébuliseur transforme la solution médicamenteuse en fines particules pour une inhalation efficace. Chaque modèle comprend une chambre de nébulisation et une tubulure de raccordement à la source d'air.



RÉFÉRENCE	LIBELLÉ	U/BOÎTE
APO11005	ADULTE 6 ML Avec tubulure	20
APO11006	PÉDIATRIQUE 6 ML Avec tubulure	20
APO11007	ADULTE 8 ML Avec tubulure	20

APO
TECNIA

Masque aérosol

Masque de remplacement conçu pour la diffusion de traitements par aérosol. Compatible avec les mini nébuliseurs standards, il permet une administration confortable du brouillard médicamenteux au patient.

RÉFÉRENCE	LIBELLÉ	U/BOÎTE
APO11013	MASQUE AÉROSOL 8ML	50

OXYGENOTHERAPIE

APO
TECNIA

Masque à oxygène : moyenne concentration

Masque à moyenne concentration permet d'administrer de l'oxygène par voie orale ou nasale aux patients en insuffisance respiratoire. Il délivre une concentration d'oxygène d'environ 50%.



RÉFÉRENCE	LIBELLÉ	U/BOÎTE
APO11001	ADULTE Tubulure 210 cm	50
APO11003	ADULTE Tubulure	50
APO11004	PÉDIATRIQUE Tubulure 210 cm	50

APO
TECNIA

Masque à oxygène : moyenne concentration

Le masque à oxygène haute concentration dispose d'une poche pour une meilleure inhalation et l'augmentation de la concentration en oxygène (de 60 à 80%).




RÉFÉRENCE	LIBELLÉ	U/BOÎTE
APO11002	ADULTE Tubulure 210 Cm avec 2 event	50
APO11014	ADULTE Valve + event + tubulure 210cm	50
APO11015	ADULTE Sans valve et sans event	50

APO
TECNIA

Lunettes O₂ pour adulte

Lunettes O₂ pour fournir de l'oxygène aux patients.



RÉFÉRENCE	LIBELLÉ	U/BOÎTE
APO11009	Embout droit avec tubulure 210cm	50
APO11010	Embout évasé avec tubulure 210cm	50



Tubulure O₂ - Lumière étoilée

Les tubulures à oxygène « lumière étoilée » offre une sécurité supplémentaire contre les risques liés à l'obstruction du circuit. La connexion universelle constitue une solution pratique et économique, permettant l'adaptation directe au débitmètre.



RÉFÉRENCE	LIBELLÉ	U/BOÎTE
41113P	210 cm	20

ASPIRATION

BICAKCILAR

Sonde d'aspiration Bicakcilar

Sonde d'aspiration trachéo-bronchique Bicakcilar à usage unique. Conçue pour éliminer sécrétions et liquides obstruant pharynx et voies respiratoires, tout en glissant sans altérer les muqueuses.



RÉFÉRENCE	LIBELLÉ	U/BOÎTE
19006011	CH6 - 50CM	140
19008011	CH8 - 50CM	140
19010011	CH10 - 50CM	140
19012011	CH 12 - 50CM	140
19014011	CH14 - 50CM	140
19016011	CH16 - 50CM	140
19018011	CH18 - 50CM	140

Pennine

Aspirateur de mucosités

Réservoir de 20 ml avec capuchon codé par couleur pour identifier la taille du cathéter. Compatible avec entonnoir standard ou connecteur de contrôle du vide. Fourni avec capuchon de rechange à vissage.



RÉFÉRENCE	LIBELLÉ	U/BOÎTE
ME-8108	Sonde CH8	75
ME-8110	Sonde CH10	75

GAMME BLANCHE

INNO
SET

Compresse non tissées - stériles

Compresse sont fabriquées à partir de fibres non tissées, garantissant douceur et absorption. Stériles, elles sont idéales pour le nettoyage et la protection des plaies, réduisant les risques d'infection.



RÉFÉRENCE	FORMAT	U / SACHET	U/BOÎTE
INNO130001	7,5 x 7,5 cm	2 compresses	50
INNO130002	10 x 10 cm	2 compresses	50
INNO130003	5 x 5 cm	5 compresses	50
INNO130004	7,5 x 7,5 cm	5 compresses	50
INNO130005	10 x 10 cm	5 compresses	50

INNO
SET

Compresse de gaze - stériles

Compresse parfaite pour les soins des plaies nécessitant une absorption modérée. Elles sont adaptées aux procédures médicales stériles et aux pansements.



RÉFÉRENCE	FORMAT	U / SACHET	U/BOÎTE
INNO130006	7,5 x 7,5 cm	2 compresses	50
INNO130007	10 x 10 cm	2 compresses	50

INNO
SET

Bande de Crêpe

Bande de crêpe extensible blanche avec repère bleu, offrant maintien, confort et respirabilité. Non stérile, pour soins de soutien et fixation.



RÉFÉRENCE	FORMAT	U/BOÎTE
INNO130018	4 M x 5 cm	20
INNO130019	4 M x 7 cm	20
INNO130020	4 M x 15 cm	20
INNO130021	4 M x 20 cm	20

INNO
SET

Boule de coton

Boules de coton absorbant de 0,5g, composées de coton dégraissé (85% coton à fibres courtes et 15% linters fins), emballées par 500 unités en sachet plastique pour une utilisation pratique et polyvalente.



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	U/SACHET
INNO90001	0,5 g	500

INNO
SET

Compresse non tissées - non stériles

Compresse non stériles parfaites pour les soins quotidiens, le nettoyage de la peau et l'application de lotions, tout en restant douces et résistantes.

RÉFÉRENCE	FORMAT	GRAMMAGE	U/BOÎTE
INNO130008	5 x 5 cm	30 g	100
INNO130009	7,5 x 7,5 cm	30 g	100
INNO130010	10 x 10 cm	30 g	100
INNO130011	5 x 5 cm	40 g	100
INNO130012	7,5 x 7,5 cm	40 g	100
INNO130013	10 x 10 cm	40 g	100

INNO
SET

Bande extensible

Bande extensible 100% polyester, légère et souple. Offre un maintien confortable sans compression. Non stérile, idéale pour fixation de pansements ou maintien léger.

RÉFÉRENCE	FORMAT	U/BOÎTE
INNO130024	3 M x 10 cm	50
INNO130022	4 M x 5 cm	50
INNO130023	4 M x 15 cm	25



INNO
SET

Sparadrap micropore

Sparadrap non tissé (microporeux), blanc, hypoallergénique, destiné à la fixation de pansements et de dispositifs médicaux sur peau sensible.

RÉFÉRENCE	FORMAT	U/BOÎTE
INNO130017	5 M x 2,5 cm	12



SETS DE SOINS

VOTRE SET DE DIALYSE SUR-MESURE

Innoset met à votre service son expertise pour la conception de sets de dialyse sur mesure. Au-delà des modèles présentés, nous concevons avec vous des compositions personnalisées, adaptées à vos besoins et à vos pratiques.

Contactez-nous par e-mail ou téléphone : notre service commercial vous accompagnera dans la création de votre set.




info@innoset.com



05 62 88 41 57

Du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17h




SET DE DIALYSE PÉRITONÉALE

RÉFÉRENCE : 572101

UNITÉ PAR CARTON : 40

- 1 Champ ouate 45 x 75 cm
- 1 Champ ouate 37,5 x 45 cm
- 1 Pince Kosher en plastique
- 1 Pince anotmique en plastique
- 2 Compresses fendues Non Tissées 7,5 x 7,5 cm
- 5 Compresses Non Tissées 7,5 x 7,5 cm
- 6 boules Non Tissées
- 1 plaque de 2 bandelettes 148 x 25 mm



SET DE BRANCHEMENT/DÉBRANCHEMENT FISTULE N°1

RÉFÉRENCE : 567601

UNITÉ PAR CARTON : 40

PARTIE BRANCHEMENT

- 1 Champ de table enveloppant ouate 45 x 75 cm

Dans le champ enveloppant :

- 1 Champ Airlaid 50 x 60 cm
- 1 Paire de gants nitrile Taille 7/8
- 10 Compresses Non Tissées 7,5 x 7,5 cm
- 4 Plaques de 2 bandelettes micropore
- 2 Bandelettes adhésives de 1 bande

PARTIE DÉBRANCHEMENT

- 1 Paire de gants nitrile Taille 7/8
- 10 Compresses Non Tissées 7,5 x 7,5 cm
- 2 Pansements absorbant 7,2 x 5 cm



SET DE BRANCHEMENT/DÉBRANCHEMENT FISTULE N°2

RÉFÉRENCE : 567602

UNITÉ PAR CARTON : 35

PARTIE BRANCHEMENT

- 1 Masque Type IIR
- 1 Champ de table enveloppant ouate 45 x 75 cm

Dans le champ enveloppant :


- 1 Champ Airlaid 50 x 60 cm
- 1 Paire de gants nitrile Taille 7/8
- 10 Compresses Non Tissées 7,5 x 7,5 cm
- 1 Garrot sans latex
- 4 Plaques de 2 bandelettes micropore
- 2 Bandelettes adhésives de 1 bande

PARTIE DÉBRANCHEMENT

- 1 Masque Type IIR
- 1 Champ de table enveloppant ouate 37,5 x 45 cm

Dans le champ enveloppant :

- 1 Paire de gants nitrile Taille 7/8
- 1 Gant nitrile Taille 7/8
- 10 Compresses Non Tissées 7,5 x 7,5 cm
- 2 Pansements absorbant 7,2 x 5 cm



SET DE SOINS

SET DE BRANCHEMENT/DÉBRANCHEMENT FISTULE N°3

RÉFÉRENCE : 567603

UNITÉ PAR CARTON : 40

PARTIE BRANCHEMENT


1 Champ de table enveloppant ouate 45 x 75 cm

Dans le champ enveloppant :

- 1 Champ Airlaid 50 x 50 cm
- 10 Compresses Non Tissées 7,5 x 7,5 cm
- 1 Garrot sans latex
- 2 Plaques de 2 bandelettes micropore
- 4 Bandelettes de 1 bande

PARTIE DÉBRANCHEMENT

10 Compresses Non Tissées 7,5 x 7,5 cm
1 Champ Airlaid 50 x 50 cm



SET DE BRANCHEMENT/DÉBRANCHEMENT DE CATHÉTER N°1

RÉFÉRENCE : 577602

UNITÉ PAR CARTON : 20

PARTIE BRANCHEMENT

1 Champ de table enveloppant ouate 45 x 75 cm

Dans le champ enveloppant :


- 1 Paire de gants Nitrile Taille 7 / 8
- 1 Champ Ouate 45 x 75 cm fenêtre
- 10 Compresses Non Tissées 7,5 x 7,5 cm
- 2 Seringues 5ml Luer Lock
- 2 Seringues 10ml Luer Lock
- 2 Cupules 60ml transparentes

PARTIE DÉBRANCHEMENT

1 Champ de table enveloppant ouate 45 x 75 cm

Dans le champ enveloppant :

- 1 Paire de gants Nitrile Taille 7 / 8
- 10 Compresses Non Tissées 7,5 x 7,5 cm
- 2 Seringues 3ml Luer Lock
- 2 Seringues 10ml Luer Lock
- 1 Aiguille Pompeuse 18G
- 1 Cupule 60ml transparent



SET DE BRANCHEMENT/DÉBRANCHEMENT DE CATHÉTER N°2

RÉFÉRENCE : 577603

UNITÉ PAR CARTON : 12

PARTIE BRANCHEMENT

1 Blouse de soins

1 Champ de table enveloppant ouate 45 x 75 cm

Dans le champ enveloppant :

- 15 Compresses Non Tissées 7,5 x 7,5 cm
- 2 Compresses fendues Non Tissées 7,5 x 7,5 cm
- 1 Champ Ouate préfendu 45 x 75 cm
- 2 Seringues 20ml Luer Lock
- 1 Barquette 17 X 12,6 X 2 cm


PARTIE DÉBRANCHEMENT

1 Blouse de soins

1 Champ de table enveloppant ouate 45 x 75 cm

Dans le champ enveloppant :

- 10 Compresses Non Tissées 7,5 x 7,5 cm
- 1 Champ Ouate 45 x 75 cm
- 1 Barquette 17 X 12,6 X 2 cm



SET DE SOINS

SET DE BRANCHEMENT/DÉBRANCHEMENT DE CATHÉTER N°3

RÉFÉRENCE : 577601VAR UNITÉ PAR CARTON : 15

PARTIE BRANCHEMENT

1 Blouse de soins
1 Champ de table enveloppant ouate 75 x 75 cm

Dans le champ enveloppant :


- 2 Paires de gants Nitrile Taille 7 / 8
- 30 Compresses Non Tissées 7,5 x 7,5 cm
- 1 Champ Airlaid 45 x 50 cm fenêtre
- 2 Seringues 5ml Luer Lock
- 3 Plaques de 2 bandelettes micropore
- 1 Pansement film 12 x 14 cm

PARTIE DÉBRANCHEMENT

1 Blouse de soins
1 Champ de table enveloppant ouate 45 x 75 cm

Dans le champ enveloppant :

- 1 Paire de gants Nitrile Taille 7 / 8
- 10 Compresses Non Tissées 7,5 x 7,5 cm
- 2 Seringues 3ml Luer Lock
- 1 Bouchon Luer Lock mâle blanc
- 1 Bouchon Luer Lock mâle bleu
- 1 Pansement film 12 x 14 cm



AVEC SERINGUE PRÉ-REMPLIE

SET DE BRANCHEMENT/DÉBRANCHEMENT DE CATHÉTER AVEC SPR

RÉFÉRENCE : 577601 UNITÉ PAR CARTON : 10

PARTIE BRANCHEMENT

1 Blouse de soins
1 Champ de table enveloppant ouate 75 x 75 cm

Dans le champ enveloppant :

- 2 Paires de gants Nitrile Taille 7 / 8
- 30 Compresses Non Tissées 7,5 x 7,5 cm
- 1 Champ Airlaid 45 x 50 cm fenêtre
- 2 Seringues 5ml Luer Lock
- 3 Plaques de 2 bandelettes micropore
- 1 Pansement film 12 x 14 cm

PARTIE DÉBRANCHEMENT

1 Blouse de soins
1 Champ de table enveloppant ouate 45 x 75 cm

Dans le champ enveloppant :

- 1 Paire de gants Nitrile Taille 7 / 8
- 10 Compresses Non Tissées 7,5 x 7,5 cm
- 2 Seringues 3ml Luer Lock
- 1 Bouchon Luer Lock mâle blanc
- 1 Bouchon Luer Lock mâle bleu
- 1 Pansement film 12 x 14 cm

4 SERINGUES PRÉREMPLIE NaCl 0,9 % STÉRILE 10 ML – CLASSE IIa



KELIS
MEDICAL

APO
TECNIA

**LE SPÉCIALISTE DE LA DISTRIBUTION
DE DISPOSITIFS MÉDICAUX À USAGE UNIQUE**

SIÈGE SOCIAL
LAVOREL MEDICARE FRANCE

75 rue Cuvier
69006 LYON

KELIS MEDICAL - APOTECNIA

840 Rue de l'Hers
31750 Escalquens

CONTACTEZ-NOUS

 serviceclient@kelis-medical.com

 04 42 18 52 00

Du lundi au vendredi
de 9h à 13h et de 14h à 17h



RETROUVEZ TOUTES NOS RÉFÉRENCES ET CATALOGUES SUR NOTRE SITE INTERNET
WWW.KELIS-MEDICAL.COM

Centrales & groupements - Revendeurs - Prestataires de santé à domicile - Établissements de soins

Lavorel Medicare France, SAS au capital de 20 000€ - 539 073 221 RCS Lyon