


KELIS
MEDICAL

APO
TECNIA



**PROTECTION
E.P.I.**



**PERFUSION &
INJECTION**



URINAIRE



RESPIRATOIRE

**SPÉCIALISTE DE LA DISTRIBUTION
DE DISPOSITIFS MÉDICAUX À USAGE UNIQUE**

ÉDITION 2026

KELIS & VOUS

ENGAGÉS AUX CÔTÉS DES PROFESSIONNELLS DE SANTÉ DEPUIS PLUS DE 40 ANS !

Avec Kelis Medical · Apotecnia, vous bénéficiez d'une offre complète et compétitive de dispositifs médicaux à usage unique, conçus pour répondre aux exigences des soignants, garantissant le confort des patients.

LES PLUS GRANDES MARQUES

Nous mettons à votre disposition des marques reconnues du marché ainsi que de nouvelles références à prix compétitifs, sélectionnées pour leurs performances.



APO
TECNIA

INNO
SET

Découvrez également nos marques distributrices exclusives Apotecnia et Innoset, issues d'un sourcing rigoureux et d'une maîtrise complète de nos process, afin de vous garantir des produits fiables et maîtrisés de bout en bout.

TOUT POUR VOS SOINS

Optimisez vos achats grâce à la polyvalence de notre catalogue : atteignez rapidement vos seuils de franco, centralisez vos commandes auprès d'un seul fournisseur et bénéficiez d'une expédition rapide assurée par notre service logistique.

Soins propres et stériles

Soins techniques

Soins techniques

Nos équipes terrain vous accompagnent pour vous proposer les solutions les plus adaptées à chaque situation de soin. Notre service client et ADV répondra à vos demandes et vous aidera à identifier les produits correspondant à vos attentes.

NOS ENGAGEMENTS RSE

Kelis Medical · Apotecnia s'inscrit dans une démarche RSE, fondée sur la réduction de notre impact environnemental, l'optimisation de nos flux logistiques et la valorisation de partenariats responsables. Nous plaçons la transparence, la qualité et l'amélioration continue au cœur de chacune de nos actions pour accompagner durablement les professionnels de santé.



UNE ÉQUIPE
TERRAIN



EXPÉDITION
RAPIDE



ENGAGEMENTS
RSE



FLÉXIBILITÉ

SOMMAIRE

Protection - E.P.I.

Gants : examen • intervention • chirurgicaux
Habillages : Blouse • charlotte • masque • sets de soins



04 - 05

Injection

Aiguilles
Seringues sans aiguilles
Seringues avec aiguilles



11 - 12

Prélèvement

Adapateurs
Corps et unités de prélèvement
Tampons d'alcool



13

Diabète

Aiguilles pour stylo
Lancettes
Seringues



14

Perfusion


Cathéters : sécurisés • non sécurisés
Aiguilles de huber
Pansements : Statlock • Grip-Lok • ProtectFilm
Seringues pré-remplies
Perfuseurs
Prolongateurs
Valves bidirectionnelles
Robinets & bouchons



06 - 10

Nursing

Aiguilles pour stylo
Lancettes
Seringues



15

Bloc & anesthésie

Bistouris & Lames
Canules de Yankauer
Tubulures d'aspiration
Petites instrumentations



16 - 17

Urologie

Sondes urinaires
Sondes préconnectées
Poches urinaire à système clos
Recueil et évacuations des urines
Accessoires et consommables
Sets de soins urinaire



18 - 21

Respiratoire

Nébulisation
Oxygénothérapie
Aspiration
Trachéotomie



22 - 24

Nutrition entérale

Seringues de nutrition
Pompes de nutrition et tubulures
Gastrostomie



25

Soins de plaies

Compresse et bandes



26



SUR COMMANDE : Cet icône indique que la référence n'est pas disponible en stock physique.
Le produit est proposé uniquement sur commande, et les délais de livraison peuvent varier en fonction de la disponibilité fabricant ou fournisseur.

GANTS D'EXAMEN

Gants d'examen Polysem

DIDACTIC

RÉFÉRENCE			CARACT.	U/BOÎTE
Latex (Crème)	Nitrile (Bleu)	Vinyle (Translucide)		
GLNP56	GN100NP56	GVA1200PM	Taille 5 / 6	100
GLNP67	GN100NP67	-	Taille 6 / 7	100
GLNP78	GN100NP78	GVB1200PM	Taille 7 / 8	100
GLNP89	GN100NP89	GVC1200PM	Taille 8 / 9	100
GLNP910	GN100NP910	GVD1200PM	Taille 9 / 10	100

[Voir sur le site](#)

Pour les gestes médicaux du quotidien. Souples, résistants et faciles à enfiler, ils offrent une barrière efficace contre les contaminations tout en garantissant une excellente sensibilité tactile.

- **Sans poudre** : Limite les risques d'allergies
- **Ambidextres** : Conviennent aux deux mains
- **Longueur de la manchette** : 240 mm



GANTS D'INTERVENTION

Gants d'intervention Polysem (stérile)

DIDACTIC

RÉFÉRENCE		CARACT.	STÉRILE PAIRES/BOÎTE
Latex (Crème)	Nitrile (Bleu)		
GLNPCHIR2055	GNNPCHIR2055	Taille 5.5	50
GLNPCHIR2060	GNNPCHIR2060	Taille 6	50
GLNPCHIR2065	GNNPCHIR2065	Taille 6.5	50
GLNPCHIR2070	GNNPCHIR2070	Taille 7	50
GLNPCHIR2075	GNNPCHIR2075	Taille 7.5	50
GLNPCHIR2080	GNNPCHIR2080	Taille 8	50
GLNPCHIR2085	GNNPCHIR2085	Taille 8.5	50
GLNPCHIR2090	GNNPCHIR2090	Taille 9	50

[Voir sur le site](#)

Conçus pour offrir une protection optimale lors des interventions aseptiques de courte durée (jusqu'à 1h).

- **Sans poudre** : Limite les risques d'allergies
- **Anatomique** : Main gauche + main droite
- **Longueur de la manchette** : 278 à 290 mm selon la taille



GANTS CHIRURGICAUX

Gants Encore® Latex Micro (latex)

ANSELL

Les micro-gants chirurgicaux sans latex et sans poudre offrent une sensibilité tactile et une dextérité exceptionnelles.

- **A.R.T™** : Résistance renforcée aux produits chimiques et pathogènes.
- **DERMASHIELD™** : Enfilage facile, même sur mains humides.
- **SUREFIT™** : Ajustement sûr au poignet, sans glissement.



RÉFÉRENCE		CARACTÉRISTIQUE	STÉRILE PAIRES/BOÎTE
330104060		Taille 6	50
330104065		Taille 6.5	50
330104070		Taille 7	50
330104075		Taille 7.5	50
330104080		Taille 8	50
330104085		Taille 8.5	50
330104090		Taille 9	50

[Voir sur le site](#)

Gants de chirurgie Gammex (latex)

ANSELL

Gant chirurgical en latex non poudré associant confort, protection et sensibilité tactile à un degré sans précédent.

- **A.R.T™** : Résistance renforcée aux produits chimiques et pathogènes.
- **DERMASHIELD™** : Enfilage facile, même sur mains humides.
- **ERGOFORM™** : Réduction de la fatigue articulaire.
- **PEARL™** : Finition satinée pour une meilleure prise et plus de confort.
- **SUREFIT™** : Ajustement sûr au poignet, sans glissement.



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUE	STÉRILE PAIRES/BOÎTE
330048060	Taille 6	50
330048065	Taille 6.5	50
330048070	Taille 7	50
330048075	Taille 7.5	50
330048080	Taille 8	50
330048085	Taille 8.5	50
330048090	Taille 9	50

[Voir sur le site](#)

! Gamme chirurgicale Ansell : disponible également en version nitrile et autres

HABILLAGE

Blouse de protection

INNOSET

Blouse protégeant des projections et contaminants, limitant les contaminations croisées et réduisant les risques d'infection pour un environnement sûr.



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUE		U/BOÎTE
INNO100001	Bleu	Non stérile	100
HPI001	Bleu	Stérile	40

[Voir sur le site](#)

Masque chirurgical

INNOSET

Conçu pour limiter la propagation de gouttelettes potentiellement contaminées vers l'entourage et pour protéger le porteur contre les agents infectieux transmis par les gouttelettes (toux, éternuements, projections de salive, etc.).



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUE		U/BOÎTE
INNO100002	Adulte	Type II	1000
INNO100005	Adulte	Type II	50

[Voir sur le site](#)

Charlotte médicale

INNOSET

Charlotte blanche à usage unique en non-tissé léger, avec élastique rond sans latex. Offre une protection efficace et facile à déployer (500 x 440 mm).



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUE	U/BOÎTE
INNO100003	Blanche (12 g/m²)	1000

[Voir sur le site](#)

Set d'habillement

INNOSET

- 2 Masques Type II
- 1 Charlotte
- 1 Blouse de soins
- 1 Paire de gants Nitrile Manchettes Retournées (Taille 7/8)



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUE		U/BOÎTE
HA-HAB-01	Set de soins	Sans compresses	40
INNO100005	Set de soins	Avec 5 compresses	25

[Voir sur le site](#)

Cathéter Insyte

Cathéter non sécurisé conçu pour faciliter la pose IV tout en améliorant le confort du patient. Sa canule en BD Vialon™, un polyuréthane hémocompatible qui s'assouplit dans la veine, réduit les traumatismes et favorise une meilleure tolérance. La chambre de visualisation permet une identification rapide du reflux sanguin, garantissant une pose précise et sécurisée.



SANS AILETTES

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUE		U/BOÎTE
381234	20 G	30 mm	50
381237	20 G	48 mm	50
381223	22 G	25 mm	50

[Voir sur le site](#)

AVEC AILETTES

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUE		U/BOÎTE
381334	20 G	30 mm	50
381337	20 G	48 mm	50
381323	22 G	25 mm	50

[Voir sur le site](#)

Cathéter Insyte Autoguard™

Cathéter droit sécurisé pour perfusion, transfusion et injection IV, avec système BD Autoguard anti-piqûre, canule BD Vialon souple, chambre de visualisation et insertion facilitée. La version Blood Control™ ajoute un dispositif anti-reflux limitant l'exposition au sang lors de l'insertion.



SANS AILETTES

SÉCURISÉ

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUE		U/BOÎTE
381833	20 G	25 mm	50
381834	20 G	30 mm	50
381823	22 G	25 mm	50

[Voir sur le site](#)

AVEC AILETTES

SÉCURISÉ

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUE		U/BOÎTE
381933	20 G	25 mm	50
381934	20 G	30 mm	50
381923	22 G	25 mm	50

[Voir sur le site](#)



TOP DES VENTES ★

SANS AILETTES

BLOOD CONTROL

SÉCURISÉ

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUE		U/BOÎTE
381033	20 G	25 mm	50
381034	20 G	30 mm	50
381023	22 G	25 mm	50

[Voir sur le site](#)

AVEC AILETTES

BLOOD CONTROL

SÉCURISÉ

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUE		U/BOÎTE
382933	20 G	25 mm	50
382934	20 G	30 mm	50
382923	22 G	25 mm	50

[Voir sur le site](#)

Cathéter Real Safety

Cathéter court intraveineux de sécurité pour un accès périphérique, avec protection anti-piqûre. Mécanisme de sécurité actif à ressort.



SANS AILETTES

SÉCURISÉ

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUE		U/BOÎTE
NMSPTU2025	20 G	25 mm	50
NMSPTU2030	20 G	30 mm	50
NMSPTU2048	20 G	48 mm	50
NMSPTU2225	22 G	25 mm	50

[Voir sur le site](#)

Cathéter True Safe W

Cathéter court intraveineux de sécurité pour un accès périphérique, avec protection anti-piqûre. Mécanisme de sécurité passive encapsulant l'aiguille après usage.



AVEC AILETTES

SÉCURISÉ

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUE		U/BOÎTE
NMSTU32025	20 G	25 mm	50
NMSTU32032	20 G	19 mm	50
NMSTU32219	22 G	19 mm	50
NMSTU32225	22 G	25 mm	50

[Voir sur le site](#)

Cathéter Real Safety Blood Control

Permet un accès veineux périphérique sûr tout en réduisant significativement le risque d'AES grâce à un mécanisme de sécurité automatique verrouillant l'aiguille après utilisation. La technologie Blood Control limite l'exposition au sang lors de la pose.

La paroi mince et le biseau ultrapointu à 3 facettes assurent une insertion atraumatique, un flashback rapide et une réduction du risque de phlébite.

SANS AILETTES

BLOOD CONTROL

SÉCURISÉ

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUE		U/BOÎTE
NMSPTU2025B	20 G	25 mm	50
NMSPTU2030BC	20 G	30 mm	50
NMSPTU2225BC	22 G	25 mm	50

[Voir sur le site](#)

AVEC AILETTES

BLOOD CONTROL

SÉCURISÉ

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUE		U/BOÎTE
NMSPU2025BW	20 G	25 mm	50
NMSPU2030BW	20 G	30 mm	50
NMSPU2225BW	22 G	25 mm	50

[Voir sur le site](#)




Cathéter BD Venflon™ Pro Safety

BD

Doté d'une mise en sécurité passive, recouvrant totalement et de manière irréversible le biseau de l'aiguille lors de son retrait. Il est utilisé pour la perfusion, transfusion sanguine et les injections. La canule est en BD Vialon™, un polyuréthane hémocompatible qui s'assouplit au contact de la chaleur corporelle.

AVEC AILETTES SÉCURISÉ

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUE		U/BOÎTE
393230	14 G	45 mm	50
393229	16 G	45 mm	50
393228	17 G	45 mm	50
393226	18 G	32 mm	50
393224	20 G	25 mm	50
393222	22 G	25 mm	50

[Voir sur le site](#)


Cathéter BD Saf-T-Intima™

BD

Cathéter à sécurité passive pour accès veineux périphérique court. Intègre une aiguille rétractable pour réduire le risque de blessures.

- Version droite pour accès standard
- Version en Y pour double accès facilité (perfusion + injection).

Système de raccordement Luer Lock sécurisé.



DROIT

AVEC AILETTES SÉCURISÉ

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUE		U/BOÎTE
383338	20 G	25 mm	Ext. 1,1 mm 25
383328	22 G	19 mm	Ext. 0,9 mm 25
383318	24 G	19 mm	Ext. 0,7 mm 25

EN Y

AVEC AILETTES SÉCURISÉ

383348	18 G	25 mm	Ext. 1,3 mm 25
383339	20 G	25 mm	Ext. 1,1 mm 25
383329	22 G	19 mm	Ext. 0,9 mm 25
383319	24 G	19 mm	Ext. 0,7 mm 25

[Voir sur le site](#)

TOP 10

i Cette sélection de cathéters regroupe les calibres (gauges) les plus couramment demandés par les établissements de soins et les collectivités. D'autres calibres (de 14G à 24G), ainsi que des versions non sécurisées, sont également disponibles sur demande ou sur kelis-medical.com.

AIGUILLES DE HUBER | CHAMBRE IMPLANTABLE

Aiguille de Huber SafeStep

BD

Aiguille de Huber destinée à l'accès aux chambres implantables, dotée d'une poignée texturée ergonomique facilitant la manipulation et la mise en place du pansement.

Son faible encombrement limite la taille du pansement, tandis que la base en plastique transparent permet une visualisation et une inspection facilitées du site d'insertion.

TYPE II AVEC PROLONGATEUR DROIT

SÉCURISÉ

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUE		U/BOÎTE
LH0033	19 G	19 mm	25
LH0031	20 G	19 mm	25
LH0032	20 G	25 mm	25
LH0029	22 G	19 mm	25

TYPE II AVEC PROLONGATEUR EN Y

SÉCURISÉ

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUE		U/BOÎTE
LH0033YN	19 G	19 mm	25
LH0031YN	20 G	19 mm	25
LH0032YN	20 G	25 mm	25
LH0029YN	22 G	19 mm	25

[Voir sur le site](#)


PANSEMENTS DE FIXATION

TOP
10

Pansement Statlock™ pour cathéters PICC Line

BD

Les systèmes de fixation StatLock™ constituent une solution plus efficace que la bande adhésive, contribuant à de meilleurs résultats cliniques et à une qualité de soins renforcée.

Comprend une anse de fixation pour les ailettes de suture ainsi qu'un patch « pigtail » destiné à sécuriser et organiser les lumières du cathéter.



STÉRILE

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUE	U/BOÎTE
VPPCSPCE	Statlock	50

[Voir sur le site](#)

Pansement Grip-Lok® pour cathéters PICC Line

TIDI

Les systèmes de fixation Grip-Lok® proposent une solution douce et hautement sécurisée pour le maintien des cathéters PICC et autres lignes IV, tout en limitant les risques d'arrachement accidentel.

En tissu souple et respirant qui améliore le confort du patient, facilite l'inspection des lignes et constitue une alternative simple et efficace aux fixations adhésives traditionnelles.



STÉRILE

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUE	U/BOÎTE
3300MWA	Grip-Lock medium	100

[Voir sur le site](#)

Pansement ProtectFilm

PHARMAPLAST

Pansement protecteur transparent pour les blessures sèches et sécrétant légèrement. Composé d'un film en polyuréthane résistant aux bactéries et imperméable à l'eau et enduit d'un adhésif hypoallergénique.



STÉRILE

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUE	U/BOÎTE
PRFS6070	6 x 7 cm	210
PRFS100120	10 x 12 cm	210

[Voir sur le site](#)

SERINGUES PRÉ-REMPLIES | POUR RINÇAGE

Seringue BrightLine

BRIGHTLINE

Seringue stérile intérieurement - NaCl 0,9 %.

Prête à l'emploi pour le rinçage des dispositifs d'accès vasculaire (VAD). Embout Luer Lock, stérilisation par irradiation. Conditionnement individuel en emballage stérile.



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUE	U/BOÎTE
3030005	5 ml	30
3030010	10 ml	30

[Voir sur le site](#)

Seringue Steriflush

Sterisets

Seringue stérile intérieurement et extérieurement - NaCl 0,9 %.

Prête à l'emploi pour le rinçage des dispositifs d'accès vasculaire (VAD). Embout Luer Lock, stérilisation par irradiation. Conditionnement individuel en emballage stérile.



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUE	U/BOÎTE
3020010	10 ml	40
3020012	20 ml	25

[Voir sur le site](#)

Seringue BD PosiFlush™ SP

Seringue stérile intérieurement - NaCl 0,9 %.

Seringue pour le rinçage des VAD. Plateforme élargie pour une meilleure prise en main et injection stable. Embout Luer Lock, sans latex, usage unique, conditionnement stérile unitaire.



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUE	U/BOÎTE
306573	3 ml	30
306574	5 ml	30
306575	10 ml	30

Seringue BD PosiFlush™ XS

BD

Seringue stérile intérieurement et extérieurement - NaCl 0,9 %.

Pour le rinçage des VAD. Corps plus fin pour une manipulation précise et une injection douce. Embout Luer Lock, sans latex, usage unique, conditionnement stérile unitaire.



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUE	U/BOÎTE
306570	3 ml	30
306571	5 ml	30
306572	10 ml	30

[Voir sur le site](#)

PERFUSEURS

Perfuseur 1 voie

DIDACTIC

Conçu pour la perfusion par gravité avec régulation linéaire, il intègre une chambre calibrée 20 gouttes/ml, une prise d'air filtrée 0,2 µm et un Luer Lock mobile avec filtre de purge. Solution standard pour administrations continues nécessitant simplicité et fiabilité.



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUE	U/BOÎTE
PERIFL25	Luer Lock mobile Tubulure 160 cm	25

[Voir sur le site](#)

Perfuseur 1 voie avec régulateur de débit

DIDACTIC

Perfuseur stérile à une voie avec régulateur de débit rotatif gradué, permettant un ajustement précis du flux en perfusion par gravité. Solution pratique pour un contrôle simple et visuel du débit.



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUE	U/BOÎTE
PERIFLPFP	Luer Lock Régulateur gradué	100

[Voir sur le site](#)

Perfuseur 3 voies avec robinet 3 voies

DIDACTIC

Conçu pour l'administration simultanée de plusieurs solutions. Connexions Luer Lock, filtre terminal antibactérien, fabrication sans Bisphénol A. Sans latex.


RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUE	U/BOÎTE
PER3FL25BPAF	LL Tubulure 160 cm + Prolongateur 30 cm	25

[Voir sur le site](#)


PROLONGATEURS DE PERFUSION

Prolongateur pour pousse-seringue

Tubulure souple anti-pli avec connexions Luer Lock mâle/femelle assurant une liaison étanche et sécurisée. Faible volume mort, sans latex ni phtalates, compatible avec les solutions injectables.



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUE	U/BOÎTE
PMFPS50F02	50 cm M/F Luer Lock	300
PMFPS100F02	100 cm M/F Luer Lock	300
PMFPS150F02	150 cm M/F Luer Lock	300
PMFPS200F02	200 cm M/F Luer Lock	300

[Voir sur le site](#)

Prolongateur polyvalent

 didactic

Prolongateur stérile à usage unique en PVC souple 1 voie, avec embouts Luer Lock mâle/mâle. Assure une connexion sécurisée et étanche entre dispositifs d'injection et patient. Sans BPA ni latex, résistant à la pression, disponible en plusieurs longueurs.



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUE	U/BOÎTE
PMFML10F	10 cm 2,5 x 4,1 mm - M/M Luer Lock	200
PMFML30F	30 cm 2,5 x 4,1 mm - M/M Luer Lock	200
PMFML50F	50 cm 2,5 x 4,1 mm - M/M Luer Lock	200
PMFML100F	100 cm 2,5 x 4,1 mm - M/M Luer Lock	200
PMFML150F	150 cm 2,5 x 4,1 mm - M/M Luer Lock	200

[Voir sur le site](#)

Prolongateur avec robinet - 3 voies

NEOTEC

Accessoire de dérivation permettant le raccordement de cathéters à des nécessaires de perfusion ou des injections séquentielles.



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUE	U/BOÎTE
HNMTSCO10	Prolongateur 10 cm	300
HNMTSCO25	Prolongateur 25 cm	240
HNMTSCO50	Prolongateur 50 cm	300

[Voir sur le site](#)

Prolongateur Connecta avec robinets 3 voies

BD



Conçus pour connecter des lignes de perfusion ou permettre l'injection de bolus dans une ligne de perfusion. Exclusivement destinés à supporter des pressions compatibles avec les thérapies intraveineuses et le monitoring hémodynamique.

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUE	U/BOÎTE
394995	Prolongateur 10 cm	50
394926	Prolongateur 25 cm	20
394951	Prolongateur 50 cm	20

[Voir sur le site](#)

VALVES BIDIRECTIONNELLES



Valve BD MaxZero™

BD

Connecteur bidirectionnel à déplacement positif assurant un accès intraveineux sécurisé en système clos. Surface lisse Tru-Swab® pour une désinfection facilitée, contrôle visuel immédiat.

TOP DES VENTES ★

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUE	U/BOÎTE
MZ1000	Compatible Luer Lock et Luer Simple	100

[Voir sur le site](#)



Valve BD Q-Syte™

BD

Connecteur à septum fendu pour un accès IV sécurisé et sans aiguille, en système clos. Le septum s'ouvre à la connexion Luer et se referme à la déconnexion, limitant le risque de contamination.

TOP DES VENTES ★

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUE	U/BOÎTE
385100	Compatible Luer Lock et Luer Simple	50

[Voir sur le site](#)

Valve BD Q-Syte™ prémontée

BD

Valve bidirectionnelle BD Q-Syte™ prémontée sur robinet BD Connecta™ à septum préfendu pour accès intraveineux.



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUE	U/BOÎTE
394501	Robinet 3 voies	50

[Voir sur le site](#)

Valve BD Q-Syte™ avec prolongateur

BD

Système clos IV Luer Lock, septum auto-obturant, protège contre la contamination et maintient le cathéter.



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUE	U/BOÎTE
385101	Tubulure simple 15 cm Adulte	25

[Voir sur le site](#)



Valve BD MaxZero™ avec prolongateur 2 voies

BD

Prolongateur IV microbore bi-fuse avec 2 connecteurs sans aiguille MaxZero™, destiné à l'administration sécurisée de médicaments et solutions. Surface lisse facilitant la désinfection, réduction du reflux grâce à la technologie MaxZero™ et diminution du risque de piqûres accidentelles.

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUE	U/BOÎTE
MZ9265	2 voies	50

[Voir sur le site](#)



Valve BD MaxZero™ avec prolongateur 3 voies

BD

Prolongateur IV microbore tri-fuse avec 3 connecteurs sans aiguille MaxZero™ pour une administration sécurisée. Réduction du reflux au débranchement, surface lisse facilitant la désinfection et diminution du risque de piqûres accidentelles.

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUE	U/BOÎTE
MZ9266	3 voies	50

[Voir sur le site](#)

ROBINETS & BOUCHONS



Robinet 3 voies Tritan® sans BPA

DIDACTIC

Robinet stérile en Tritan®, résistant aux lipides et à la pression (jusqu'à 12 bars). Clé verte rotative à 360°, 2 obturateurs Luer Lock femelles, 1 embout mâle mobile avec capuchon.

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUE	U/BOÎTE
R3LVBPAP	2 obturateurs Mobile - Luer Lock	50



Robinet 3 voies Connecta

BD

Permet les connexions de lignes de perfusion et les injections de bolus. Conçu pour des pressions compatibles avec les thérapies IV et le monitoring hémodynamique.

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUE	U/BOÎTE
394600	Blanc	100

[Voir sur le site](#)



Bouchon Luer Lock

BD

Pour l'obturation de sites d'injection (seringues, tubulures, cathéters ...).

Il s'agit de bouchons à vis verrouillables qui sont utilisés afin de fermer des sites d'injections tels qu'une seringue, une aiguille, un cathéter, ou encore une extrémité de tubulure de façon sécurisée.

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUE	U/BOÎTE
TP-MF-O	LL Mâle / Femelle Orange	100
TP	LL Mâle Blanc	100
TP-INTER-X	LL Mâle + membrane Blanc	100

[Voir sur le site](#)

Bouchon désinfectant BD PureHub™

BD

Capuchon de désinfection pré-imbibé d'alcool isopropylique (70 % IPA), conçu pour les connecteurs Luer sans aiguille.

Assure une désinfection en 1 minute et maintient une barrière protectrice jusqu'à 7 jours (si non retiré).



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUE	U/BOÎTE
306598	Emballage individuel	300

[Voir sur le site](#)

AIGUILLES POUR SERINGUE

Aiguille hypodermique Microlance 3

BD

Conçues pour offrir une injection précise, confortable et sûre.

Leur paroi fine et leur biseau affûté assurent une pénétration douce, limitant l'inconfort du patient tout en garantissant une fiabilité optimale lors des injections ou des prélèvements. Compatibles avec les seringues Luer-Lock et Luer Slip.



TOP DES VENTES ★

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUE			U/BOÎTE
303262	18 G	40 mm	Rose	100
310205	18 G	50 mm	Rose	100
304434	21 G	16 mm	Vert	100
301156	21 G	25 mm	Vert	100
304432	21 G	40 mm	Vert	100
301155	21 G	50 mm	Vert	100
300800	23 G	25 mm	Bleu	100

[Voir sur le site](#)

Aiguille hypodermique

Sol M

Destinées aux injections et aux prélèvements de liquides biologiques. Triple biseau en acier inoxydable lubrifié conçu pour minimiser l'inconfort du patient. Compatibles avec les seringues Luer-Lock et Luer Slip.



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUE			U/BOÎTE
111815	18 G	40 mm	Rose	100
111820	18 G	50 mm	Rose	100
112010	20 G	25 mm	Jaune	100
112015	20 G	40 mm	Jaune	100
112110	21 G	25 mm	Vert	100
112115	21 G	40 mm	Vert	100
112120	21 G	50 mm	Vert	100
112210	22 G	25 mm	Noir	100
1122125	22 G	32 mm	Noir	100
112215	22 G	40 mm	Noir	100
112310	23 G	25 mm	Bleu	100
1123125	23 G	32 mm	Bleu	100

[Voir sur le site](#)

Aiguille hypodermique

LIFELONG



Destinées aux injections et aux prélèvements de liquides biologiques. Compatibles avec les seringues Luer-Lock et Luer Slip.

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUE			U/BOÎTE
B1388	18 G	40 mm	Rose	100
B1407	21 G	25 mm	Vert	100
B1409	21 G	40 mm	Vert	100
B1421	23 G	25 mm	Bleu	100

[Voir sur le site](#)

Collecteur d'aiguilles

STIL'ECO

Collecteurs rigides à usage unique conçus pour la sécurisation et l'élimination des aiguilles et objets piquants ou coupants, afin de limiter les risques de blessures et de contamination.



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUE			U/BOÎTE
ST08008	Essentia	1,2 litres	Soins mobile et domicile	60
ST08020	Pacto +	2 litres	Faible volume de déchets	50
ST08030	Pacto +	3 litres	Volume standard	38
ST08045	Pacto +	4,5 litres	Volume élevé	45
ST08065	Pacto +	6,5 litres	Service à forte activité	27

[Voir sur le site](#)


Cette sélection d'aiguilles regroupe les calibres (gauges) les plus couramment demandés par les établissements de soins. D'autres calibres (de 14G à 27G), ainsi que des versions sécurisées, sont également disponibles sur demande ou sur kelis-medical.com.

SERINGUES SANS AIGUILLE | LUER SIMPLE

Seringue BD Discardit™ II (2 pièces)

BD

Destinée aux actes courants d'injection et d'aspiration. Elle offre une manipulation simple et fiable, adaptée aux établissements de santé comme aux cabinets médicaux. Sans latex naturel et sans DEHP.



RÉFÉRENCE	CARACT.	EMBOUT	GRADUATION	U/BOÎTE
300928	2 ml	Centré	0,1 ml	100
309050	5 ml	Excentré	0,2 ml	100
309110	10 ml	Excentré	0,5 ml	100
300296	20 ml	Excentré	1 ml	80

[Voir sur le site](#)

Seringue BD Emerald™ (3 pièces)

BD

Destinée aux injections et prélèvements en soins courants. Elle se distingue par une réduction de 30 % des matières utilisées tout en conservant les performances attendues. Sans latex naturel et sans DEHP.



RÉFÉRENCE	CARACT.	EMBOUT	GRADUATION	U/BOÎTE
307727	2 ml	Centré	0,1 ml	100
307731	5 ml	Centré	0,2 ml	100
307736	10 ml	Centré	0,5 ml	100

[Voir sur le site](#)

INJECTION

Seringue Sol-M (3 pièces)

SOL-MILLENNIUM

Conçue pour les injections et les prélèvements, permet notamment de réaliser des injections parallèles à la peau en toute facilité. Sans latex, sans PVC ni DEHP.



RÉFÉRENCE	CARACT.	EMBOUT	GRADUATION	U/BOÎTE
P180011	1 ml	Centré	0,01 ml	100
P180003ST	3 ml	Centré	0,1 ml	100
P180005ST	5 ml	Centré	0,2 ml	100

[Voir sur le site](#)

Seringue Plastipak™ (3 pièces)

BD

Destinée aux injections, aspirations et prélèvements en soins courants. Offre une manipulation fluide et précise grâce à son piston à joint élastomère. Sans latex.



TOP DES VENTES ★

RÉFÉRENCE	CARACT.	EMBOUT	GRADUATION	U/BOÎTE
300613	20 ml	Excentré	1 ml	120
300866	50 ml	Excentré	1 ml	60
300605	100 ml	Centré Adaptateur KT	2 ml	25

[Voir sur le site](#)

SERINGUES SANS AIGUILLE | LUER LOCK

Seringue BD Hypodermic™ (3 pièces)

BD

Conçue pour des injections précises nécessitant une fixation sécurisée. Seringue 3 pièces avec glisse fluide, graduation fine pour un dosage exact, embout Luer-Lok™. Sans latex.



RÉFÉRENCE	CARACT.	EMBOUT	GRADUATION	U/BOÎTE
309628	1 ml	Centré	0,01 ml	100
309658	3 ml	Centré	0,1 ml	200
309649	5 ml	Centré	0,2 ml	125

[Voir sur le site](#)

Seringue Matrix™ (3 pièces)

LIFELONG

Conçue pour l'injection et l'aspiration de médicaments en soins courants. Corps en polypropylène, piston 3 pièces pour une glisse fluide, Stérile EO, sans latex.



RÉFÉRENCE	CARACT.	EMBOUT	GRADUATION	U/BOÎTE
D0012	3 ml	Centré	0,1 ml	100
D0013	5 ml	Centré	0,2 ml	100
D0014	10 ml	Centré	0,2 ml	100
D0015	20 ml	Centré	1 ml	100
D0016	50 ml	Centré	1 ml	22

Seringue LFLG Matrix™ : disponible également en version 3 pièces, luer simple.

[Voir sur le site](#)

Seringue Plastipak™ (3 pièces)

BD

Seringue grand volume pour injections/aspirations avec connexion verrouillée. Corps transparent, graduation lisible (0,2 ml en 10 ml, 1 ml au-delà), embout Luer-Lok™ centré. Stérile ETO, sans latex.

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUE	EMBOUT	GRADUATION	U/BOÎTE
305959	10 ml	Centré	0,2 ml	100
300629	20 ml	Centré	1 ml	120
301229	30 ml	Centré	1 ml	60
300865	50 ml	Centré	1 ml	60
300867	50 ml - Embout sonde	Centré	1 ml	60
300869	50 ml - Barillet ambré	Centré	1 ml	60

[Voir sur le site](#)



SERINGUES AVEC AIGUILLE

Seringue LFLG Matrix avec aiguille (3 pièces, Luer Simple)

LIFELONG

Seringue avec aiguille hypodermique prémontée. Corps transparent, graduation lisible, piston lubrifié pour une glisse fluide. Aiguille en acier inoxydable. Sans latex.



REF.	CARACTÉRISTIQUE	EMBOUT	GRAD.	U/BOÎTE
D0051	2 ml 22 G	Noir Centré	0,2 ml	100
D0597	5 ml 22 G	Noir Centré	0,1 ml	100
D0779	10 ml 22 G	Noir Centré	0,2 ml	100

[Voir sur le site](#)

Seringue BD Emerald™ avec aiguille (3 pièces, Luer Simple)

BD

Seringue avec aiguille BD Microlance™ prémontée. Graduation précise pour injections en soins courants. Sans latex ni DEHP.



REF.	CARACTÉRISTIQUE	EMBOUT	GRAD.	U/BOÎTE
307742	5 ml 21 G	Bleu Centré	0,1 ml	100
307739	10 ml 21 G	Bleu Centré	0,2 ml	100

[Voir sur le site](#)

Adaptateur BD Vacutainer®

BD

Conçu pour les prélèvements sanguins multiples via un cône Luer mâle compatible avec les systèmes standard de prélèvement veineux. Il assure une connexion fiable et sécurisée, avec une gaine de protection bleu roi pour une identification rapide.



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUE	U/BOÎTE
367300	Adaptateur simple - Cône mâle	Bleu 100

[Voir sur le site](#)

Corps de prélèvement Vacutainer®

BD

Permet de transférer un échantillon sanguin d'une seringue vers un tube sous vide ou un flacon d'hémoculture en toute sécurité. Conçu pour éviter l'utilisation d'une aiguille ouverte.



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUE	U/BOÎTE
36490200	Adaptateur + corps	Bleu 198

i Corps de prélèvement : alternative disponible Sol-Millennium

[Voir sur le site](#)

Adaptateur Luer

SOL-MILLENNIUM

Conçu pour être utilisé avec les aiguilles de prélèvement afin d'assurer une connexion sécurisée lors des prélèvements sanguins ou perfusions de courte durée. Aiguille protégée par un bouchon.



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUE	U/BOÎTE
LA21920	Adapt. porte-tube SOL-M™ 20 G	Bleu 100

[Voir sur le site](#)

Aiguille de prélèvement sanguin Safety Blood

SOL-MILLENNIUM

Aiguille à ailettes sécurisée Sol-Care™ pour prélèvement sanguin avec adaptateur Luer à utiliser pour les prélèvements sanguins (avec l'adaptateur Luer fourni) et/ou pour la perfusion.



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUE	U/BOÎTE
110201030035	25 G 18 mm	Orange 50

[Voir sur le site](#)

Unité de prélèvement Safetylok

BD

Conçue pour le prélèvement sanguin veineux et la perfusion intraveineuse de courte durée (max. 2 h). Elle intègre un système de sécurité avec témoignage sonore de verrouillage, destiné à réduire le risque d'AES.

Tubulure souple, avec adaptateur Luer pré-monté.



TOP
10

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUE	U/BOÎTE
367282	21 G 19 mm Tubu. 178 mm Vert	50
367286	21 G 19 mm Tubu. 305 mm Vert	50
367284	23 G 19 mm Tubu. 178 mm Bleu clair	50
367295	25 G 19 mm Tubu. 178 mm Bleu foncé	50

[Voir sur le site](#)

Aiguille de sécurité à prélèvement multiple

SOL-MILLENNIUM

Aiguille conçue pour la collecte de sang veineux en toute sécurité. Équipée d'un mécanisme de protection activable qui recouvre l'aiguille après usage, réduisant le risque de blessures accidentelles par piqûre.



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUE	U/BOÎTE
SMSN22125	22 G 32 mm Aiguille seule	48
SMSN21125	21 G 32 mm Avec porte-aiguille	50

[Voir sur le site](#)

Tampon d'alcool 70%

Imprégné d'alcool isopropylique à 70 %, garantissant une désinfection rapide et efficace de la peau avant injection, prise de sang ou geste cutané. Pratique et économique. Conditionné en sachet individuel pour garantir hygiène, simplicité d'utilisation et limitation des contaminations croisées.

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUE	U/BOÎTE
APO9001	Alcool isopropylique 70%	100

[Voir sur le site](#)



AIGUILLES POUR STYLO

Aiguille à stylet Sol-Guard



Aiguilles stériles pour stylos injecteurs avec double protection automatique : deux écrans colorés (avant et arrière) se verrouillent après utilisation, assurant une élimination totalement sécurisée. Confort d'injection optimal grâce à une pointe triplement biseautée et une lubrification silicone.

SÉCURISÉ			
RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUE		U/BOÎTE
SPN3005S	30 G	5 mm	50
SPN3008S	30 G	8 mm	50

EASYDRIP - DOUBLE SÉCURITÉ			
SÉCURISÉ			
RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUE		U/BOÎTE
SPN3005D	30 G	5 mm	100
SPN3008D	30 G	8 mm	100

[Voir sur le site](#)

LANCETTES

Lancette BD Sentry™

BD

Lancettes avec sécurité à ressort pour ponction capillaire : activation simple, aiguille pré-protégée et rétraction automatique après utilisation. Conçues pour assurer une ponction contrôlée. Sans latex.



SÉCURISÉ				
RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUE			U/BOÎTE
369523	23 G	1,8 mm	Vert	100
369528	28 G	1,5 mm	Orange	100

[Voir sur le site](#)

Lancette BD Microtainer® Contact

BD

Lancettes à activation par contact, conçues pour fournir une ponction capillaire contrôlée et reproductible. L'aiguille est complètement protégée avant et après usage, sans risque de réactivation. Sans latex.



SÉCURISÉ				
RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUE			U/BOÎTE
366592	30 G	1,5 mm	Violet	200


[Voir sur le site](#)

SERINGUES

Seringues à insuline SOL-M™

SOL-MILLENNIUM

Seringues stériles à aiguille fixe réduisant l'espace mort pour améliorer la précision lors des injections d'insuline. Conçues pour une utilisation simple et reproductible par les professionnels de santé ou patients formés. Sans latex.



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUE			U/BOÎTE
1652912B	29 G	12,5 mm	0,5 ml	100
1612912B	29 G	12,5 mm	1 ml	100
1633051B	30 G	8 mm	0,3 ml	100
1653151B	31 G	8 mm	0,5 ml	100

[Voir sur le site](#)

Seringue à insuline SOL-GUARD™

SOL-MILLENNIUM

Seringues avec aiguille fixe dotées d'un manchon de sécurité transparent coulissant, permettant de couvrir l'aiguille avant et après usage. Conçues pour réduire l'espace mort, améliorer la précision d'injection et limiter les risques de piqûre accidentelle. Sans latex.



SÉCURISÉ				
RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUE			U/BOÎTE
200002SG	29 G	12,5 mm	0,5 ml	100
200017SG	29 G	12,5 mm	1 ml	100
DOUBLE SÉCURITÉ				SÉCURISÉ
2331516SG	31 G	8 mm	0,3 ml	100
2531516SG	31 G	8 mm	0,5 ml	100

[Voir sur le site](#)

Seringues SOL-CARE™ avec aiguille sertie

SOL-MILLENNIUM

Seringues avec aiguille sertie et mécanisme de sécurité intégré. Après injection, la rétraction contrôlée de l'aiguille dans le corps de la seringue limite fortement les risques de piqûre accidentelle. Sans latex.

SÉCURISÉ				
RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUE			U/BOÎTE
1000171M	29 G	12,5 mm	1 ml	100
1000191M	27 G	12,5 mm	1 ml	100

[Voir sur le site](#)



TOILETTE DU PATIENT

Gant de toilette

INNOSET

Alliant praticité et qualité, avec une texture molletonnée, résistante et facile à jeter. Leur emballage vidoir en carton permet une distribution simple et rapide au quotidien en clinique ou à domicile.

TOP
10

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUE	U/BOÎTE
INNO50001	Bords cousus 75 g/m²	100

[Voir sur le site](#)

Rasoir

APOTECNIA

Équipé d'une lame en acier inoxydable sans bande lubrifiante. Ces rasoirs offrent une coupe nette et précise tout en garantissant une hygiène optimale.



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUE	U/BOÎTE
AP05001	1 lame Couleur bleu	100

[Voir sur le site](#)

SOINS DE BOUCHE ET DE NEZ

Bâtonnet

DIDACTIC

Bâtonnet à usage unique pour l'hygiène buccale. Sa mousse en polyuréthane, expansée sans agents chimiques, ne se fragmente pas. Collage renforcé pour une haute résistance à la traction. Manche rigide 15 cm.

BÂTONNET EN PLASTIQUE

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUE	U/BOÎTE
C104PI	Petit cône pré-imprégné bicarbonate (menthol)	100
C104P	Petit cône mousse blanche	100
C105P	Étoile 8 raclettes	100
CV203P	Grand cône mousse blanche	100
CLAN01	Gratte-langue mousse bi-face (doux + grattant)	100
2512015	Ouate imprégnée glycérine citronnée	100

[Voir sur le site](#)


BÂTONNET EN BOIS

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUE	U/BOÎTE
C104	Petit cône mousse blanche	100
C103	Grand cône mousse blanche	100
CV205	Étoile 8 raclettes	Sachet de 10

[Voir sur le site](#)

Sérum physiologique stérile 0,9 %

LABORATOIRE GILBERT



Solution saline stérile, non injectable, sans conservateur. En unidose pour une utilisation hygiénique, simple et sûre.

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUE	U/BOÎTE
626663	5 ml	40
626725	10 ml	30
612876	50 ml	32

[Voir sur le site](#)

Comprimé Bicarome imprégné

DIDACTIC



Solution buccale effervescente à base de bicarbonate de sodium. Les comprimés Bicarôme permettent d'obtenir une préparation pour soin de bouche. Le bicarbonate de sodium permet une correction du PH de la bouche.

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUE	U/BOÎTE
SCD45	Menthol Vert	100

[Voir sur le site](#)

HYGIÈNE DU SOIGNANT

Gel Acti'mains

ORAPI



Gel désinfectant hydroalcoolique destiné au traitement hygiénique des mains par friction.

- Sans parfum, sans allergène
- Bactéricide, levuricide et virucide

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUE	U/BOÎTE
LB923120	Flacon de 100 ml	24

[Voir sur le site](#)

Gel Bactimains

ORAPI



Gel désinfectant hydroalcoolique destiné au traitement hygiénique ou la désinfection des mains par friction.

- 80% d'éthanol (m/m)

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUE	U/BOÎTE
260345	Flacon de 500 ml	12
LB923260	Flacon pompe de 1 litre	6

[Voir sur le site](#)

BISTOURIS & LAMES

Bistouri



Prêt à l'emploi, avec lame en acier inoxydable montée sur un manche ergonomique. Chaque modèle est conçu pour offrir une coupe nette et précise selon les besoins.



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUE	U/BOÎTE
BISD10	Taille 10	10
BISD11	Taille 11	10
BISD12	Taille 12	10
BISD15	Taille 15	10
BISD20	Taille 20	10
BISD21	Taille 21	10
BISD22	Taille 22	10
BISD23	Taille 23	10

[Voir sur le site](#)

Lame de bistouri

Lame en acier carbone Sheffield de haute qualité, offrant un tranchant précis et fiable. Chaque lame est conditionnée individuellement dans un emballage aluminium pour garantir la sécurité, prévenir les perforations et protéger contre l'oxydation. Disponible dans toutes les tailles courantes, de 10 à 24.



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUE	U/BOÎTE
LAMD10	Taille 10	100
LAMD11	Taille 11	100
LAMD12	Taille 12	100
LAMD15	Taille 15	100
LAMD20	Taille 20	100
LAMD21	Taille 21	100
LAMD22	Taille 22	100
LAMD23	Taille 23	100
LAMD24	Taille 24	100

[Voir sur le site](#)

Bistouri

SWANN-MORTON

Bistouris à usage unique avec lame en acier inoxydable montée sur un manche ergonomique. Chaque modèle est conçu pour offrir une précision optimale selon le geste à réaliser.



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUE	U/BOÎTE
O501	Taille 10	10
O503	Taille 11	10
O504	Taille 12	10
O505	Taille 15	10
O506	Taille 20	10
O507	Taille 21	10
O508	Taille 22	10
O510	Taille 23	10

[Voir sur le site](#)

Lame de bistouri

SWANN-MORTON

Lame en acier inoxydable de haute qualité, stérile et à usage unique. Compatible avec les manches standards : n° 3 pour les lames 6-15 et n° 4 pour les lames 20-24.



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUE	U/BOÎTE
O201	Taille 10	100
O203	Taille 11	100
O204	Taille 12	100
O205	Taille 15	100
O206	Taille 20	100
O207	Taille 21	100
O208	Taille 22	100
O210	Taille 23	100
O211	Taille 24	100

[Voir sur le site](#)

Manche pour bistouri

SWANN-MORTON

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUE	U/BOÎTE
0933	Manche n°3 embout étroit Lames 10 à 15	1
0934	Manche n°4 embout large Lames 20 à 24	1

[Voir sur le site](#)

Manche réutilisable en acier inoxydable, compatible avec les lames standards Conception robuste, ergonomique et parfaitement équilibrée pour une prise en main précise et confortable.



CANULES DE YANKAUER

Canule de Yankauer

CARDINAL

Pour l'aspiration des liquides en bloc opératoire sans coller aux tissus. Les versions standard, à contrôle digital (ouverture/fermeture avec le doigt) et embout femelle s'adaptent aux différents types de raccords et aux préférences de manipulation du soignant.



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUE	U/BOÎTE
8888501007	CH18 25 cm	50
8888501023	CH18 25 cm Contrôle digital	50
1180501205	CH18 25 cm Embout femelle	50
8888502005	CH22 25 cm	50

i Canule de Yankauer : Existe en CH12 à CH24

Canule de Yankauer

PENNINE

Pour l'aspiration des liquides en bloc opératoire sans coller aux tissus. Les différents embouts offrent des usages adaptés : l'embout Supertip permet une aspiration plus ciblée grâce à sa pointe affinée, l'embout droit convient à l'aspiration générale, et la version à contrôle digital permet de stopper ou relancer l'aspiration d'un simple appui.



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUE	U/BOÎTE
LY-4600	CH18 28 cm Embout Supertip	50
LY-4601	CH18 28 cm Digital + Supertip	50
YS-3006	CH20 30 cm Embout droit	50
LY-4700	CH22 27.5 cm Embout Supertip	50

AIGUILLES SPINALES

Aiguille spinale de Yale

BD

Conçue pour la rachianesthésie et les prélèvements de liquide céphalo-rachidien. Elle est équipée d'une pointe Quicke à biseau court et tranchant, assurant une pénétration efficace, ainsi qu'une embase transparente permettant de visualiser instantanément le reflux du LCR. Fabriquée en acier inoxydable, elle est sans latex, sans DEHP ajouté et sans phtalates.

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUE	U/BOÎTE	RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUE	U/BOÎTE
405248	18 G 90 mm	25	405254	22 G 38 mm	25
400368	20 G 152 mm	10	405244	22 G 63 mm	25
405253	20 G 90 mm	25	405255	22 G 75 mm	25
400366	22 G 127 mm	10	405256	22 G 90 cm	25
400367	22 G 180 cm	25	405259	27 G 90 cm	25

[Voir sur le site](#)



TUBULURES D'ASPIRATION

Tubulure d'aspiration F/F

PENNINE

Tubulure d'aspiration stérile à usage unique, équipée de connecteurs Femelle/Femelle (F/F) pour un raccordement sûr et fiable aux systèmes d'aspiration. Fabriquée en matériau souple et résistant, elle assure un flux optimal tout en facilitant la manipulation lors des procédures cliniques.

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUE	U/BOÎTE	RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUE	U/BOÎTE
CT-4312	CH 24 180 cm	25	CT-4622	CH 30 200 cm	10
CT-4332	CH 24 300 cm	10	CT-4672	CH 30 350 cm	10
CT-4042	CH 26 270 cm	20	CT-4632	CH 30 300 cm	10
CTS-4032	CH 26 300 cm	20			

[Voir sur le site](#)



PETITE INSTRUMENTATION

Gamme Zillion Black

Conçus pour le curetage, le débridement et divers gestes de soins ou de petite chirurgie, les instruments Zillion Black offrent précision et efficacité. Fabriqués en Ixef® PARA (polyamide renforcé), ils associent une rigidité comparable à celle du métal à la légèreté du plastique, garantissant une excellente maniabilité.

STÉRILE

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUE	U/BOÎTE
4891-501	Curette grattoir	120
4891-502	Double curette	120
4891-514	Pince Birkett droite	132
4891-531	Porte-aiguilles Mayo-Hégar	120
4891-530	Écarteur de Weitlaner	120



[Voir sur le site](#)



Bastion Medical S.L.

i Ôte-agrafe et pinces (Adson, Birkett, Dentée, Halsted, Iris, Kelly, Kosher, McIndos, Pean, Rochester, Spencer...). Disponible sur commande, sur notre site et après de notre service client.

SONDES URINAIRES

Sonde intermittente

PENNINE

Sonde urinaire intermittente non lubrifiée, conçue pour le drainage vésical ponctuel dans tout type d'environnement de soins. Dotée d'une pointe douce et arrondie pour une insertion atraumatique et de deux orifices latéraux assurant un drainage efficace.



Modèle Féminin

- Longueur plus courte
- Conçue pour un trajet urétral plus court, facilitant la manipulation.

STÉRILE				
RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUE			U/BOÎTE
FC-1406/1	CH 06	23 cm		100
FC-1408/1	CH 08	23 cm		100
FC-1410/1	CH 10	23 cm		100
FC-1412/1	CH 12	23 cm		100
FC-1414/1	CH 14	23 cm		100
FC-1416/1	CH 16	23 cm		100
FC-1418/1	CH 18	23 cm		100

Modèle Masculin

- Longueur standard 38 cm, adaptée à l'anatomie masculine

STÉRILE				
RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUE			U/BOÎTE
NC-1208/SW/1	CH 08	38 cm		100
NC-1210/SW/1	CH 10	38 cm		100
NC-1212/SW/1	CH 12	38 cm		100
NC-1214/SW/1	CH 14	38 cm		100
NC-1216/SW/1	CH 16	38 cm		100
NC-1218/SW/1	CH 18	38 cm		100

[Voir sur le site](#)

Sonde de Foley NELATON (latex siliconé)

Sonde pour adulte en latex siliconé, conçue pour un sondage permanent grâce à sa grande tolérance et son inertie chimique. Dotée d'une extrémité arrondie pour une insertion facilitée et équipée d'œillets polis optimisant le drainage. Son ballonnet résistant (5/10 ml) assure un maintien sûr.



STÉRILE					
RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUE				U/BOÎTE
11601322121	2 voies	CH 12	41 cm		10
11601322141	2 voies	CH 14	41 cm		10
11601322161	2 voies	CH 16	41 cm		10
11601322181	2 voies	CH 18	41 cm		10
11601322201	2 voies	CH 20	41 cm		10

[Voir sur le site](#)

Sonde de Foley NELATON (silicone)



Sonde pour adulte en 100% silicone, conçue pour un sondage permanent grâce à sa composition totalement hypoallergénique. Dotée d'une extrémité arrondie pour une insertion facilitée et équipée d'œillets polis optimisant le drainage. Son ballonnet résistant (5/10 ml) assure un maintien sûr.



STÉRILE					
RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUE				U/BOÎTE
11501322121	2 voies	CH 12	41 cm		10
11501322141	2 voies	CH 14	41 cm		10
11501322161	2 voies	CH 16	41 cm		10
11501322181	2 voies	CH 18	41 cm		10
11501322201	2 voies	CH 20	41 cm		10
11501322221	2 voies	CH 22	41 cm		10

[Voir sur le site](#)

Sonde de Foley TIEMANN (silicone)

Conçue pour un drainage urinaire confortable et atraumatique. Son embout Tiemann biseauté facilite l'insertion chez les patients présentant une obstruction ou une sensibilité prostatique. Dotée d'un ballonnet 5-10 ml, de larges œillets polis pour un drainage optimal, et d'une ligne radio-opaque permettant le contrôle de la position.




STÉRILE					
RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUE				U/BOÎTE
11501332141	2 voies	CH 14	41 cm		10
11501332161	2 voies	CH 16	41 cm		10
11501332181	2 voies	CH 18	41 cm		10
11501332201	2 voies	CH 20	41 cm		10
11501332221	2 voies	CH 22	41 cm		10

[Voir sur le site](#)

Sonde de Foley DUFOUR (silicone)

Conçue pour l'irrigation vésicale continue et le drainage pour les patients nécessitant une prise en charge urologique spécifique. 100% silicone : limite les risques d'incrustation et permet une utilisation prolongée jusqu'à 30 jours. Embout Dufour, rigide et biseauté qui facilite la progression dans l'urètre en cas de saignements ou d'obstruction. Sonde munie d'une ligne radio-opaque, ballonnet 30 ml.



STÉRILE					
RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUE				U/BOÎTE
11501363161	3 voies	CH 16	40 cm		10
11501363181	3 voies	CH 18	40 cm		10
11501363201	3 voies	CH 20	40 cm		10
11501363221	3 voies	CH 22	40 cm		10
11501363241	3 voies	CH 24	40 cm		10

[Voir sur le site](#)

SONDES PRÉCONNECTÉES

Sonde de Foley Préconnectée (latex siliciné)

SECURMED

Système prêt à l'emploi, composé d'une poche et d'une sonde de Foley (Nelaton) 2 voies. Poche avec site de prélèvement sans aiguille, chambre compte-gouttes ventilée anti-reflux, tubulure anti-piùre et robinet de vidange anti-goutte. Sonde avec ballonnet 5-10 ml.



STÉRILE

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUE			U/BOÎTE
0100111C22BB	2 voies · poche 2 L	CH 14	Tub. 90 cm	50
0100111C22BC	2 voies · poche 2 L	CH 16	Tub. 90 cm	10
0100111C22BD	2 voies · poche 2 L	CH 18	Tub. 90 cm	10

[Voir sur le site](#)

Sonde de Foley Préconnectée (silicone)

SECURMED

Système de drainage urinaire préconnecté avec poche SM7 2000 ml et sonde de Foley (Nelaton) 100 % silicone, intégrant dispositif anti-reflux, site de prélèvement sans aiguille et robinet anti-goutte.



STÉRILE

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUE			U/BOÎTE
0100112E21CA	2 voies · poche 2 L	CH 12	Tub. 90 cm	10
0100112E21CB	2 voies · poche 2 L	CH 14	Tub. 90 cm	10
0100112E21CC	2 voies · poche 2 L	CH 16	Tub. 90 cm	10
0100112E21CD	2 voies · poche 2 L	CH 18	Tub. 90 cm	10

[Voir sur le site](#)

POCHES URINAIRES À SYSTÈME CLOS

Poche urinaire avec système Clos (SM4L)

SECURMED

Poche urinaire en PVC sans latex ni DEHP, avec graduation asymétrique pour une lecture précise. Tubulure large section limitant les obstructions, valve anti-reflux, robinet de vidange en T et site de prélèvement.

À propos des modèles disponibles :

- 00101106790D : site de prélèvement sans aiguille
- 001011067901 / 001011067908 : site de prélèvement avec aiguille + crochet plastique et conditionnement au choix (50/100 U/B)



STÉRILE

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUE			U/BOÎTE
00101106790D	Poche 2 litres	Tubulure 90 cm		100
001011067901	Poche 2 litres	Tubulure 90 cm		100
001011067908	Poche 2 litres	Tubulure 90 cm		50

[Voir sur le site](#)

Poche urinaire avec système Clos (SM7)

SECURMED

Intègre une valve anti-reflux, un robinet de vidange en croix, un site de prélèvement sans aiguille, ainsi qu'une chambre de gouttage avec filtre antibactérien pour optimiser la sécurité et le drainage. En PVC sans latex et sans DEHP, avec une graduation asymétrique pour une lecture précise.



STÉRILE

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUE			U/BOÎTE
004011E17903	Poche 2 litres	Tubulure 90 cm		20

Poche urinaire avec système Clos (SM4000C)

SECURMED

Poche de collecte pour drainage prolongé avec tubulure large section, valve anti-reflux et robinet de vidange à déclic. Équipée d'un site de prélèvement sans aiguille et d'une chambre de gouttage avec filtre antibactérien. En PVC sans latex ni DEHP, avec crochet et lacet pour une fixation optimale.



STÉRILE

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUE			U/BOÎTE
004011G1A903	Poche 4 litres	Tubulure 90 cm		20

Poche urinaire avec système Clos (SM5000C)

SECURMED

Poche de drainage pour usage prolongé avec tubulure large section, valve anti-reflux et robinet de vidange à déclic. Équipée d'un site de prélèvement sans aiguille et d'une chambre de gouttage avec filtre antibactérien. En PVC sans latex ni DEHP, fournie avec crochet et lacet.



STÉRILE

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUE			U/BOÎTE
004011C2B903	Poche 5 litres	Tubulure 90 cm		20

RECUEIL ET ÉVACUATION DES URINES

Poche de vidange additionnelle

SECURMED

Utilisée pour transférer les urines d'une poche principale vers un volume de collecte supplémentaire. Elle permet de poursuivre le recueil sans élimination immédiate des urines.

Tubulure souple limitant les risques de coudage, raccord universel compatible avec les dispositifs standards et quatre points de fixation. Graduation asymétrique pour une lecture fiable et précise du volume collecté. En PVC sans latex ni DEHP.



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUE	U/BOÎTE
008019017107	Poche 2 litres Tubulure 10 cm	400

[Voir sur le site](#)

Poche de vidange sans robinet

SECURMED

Se remplace entièrement lorsqu'elle est pleine, sans système de vidange.

Tubulure souple limitant les risques de coudage, raccord universel compatible avec les dispositifs standards et quatre points de fixation. Graduation asymétrique pour une lecture fiable et précise du volume collecté. En PVC sans latex ni DEHP.



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUE	U/BOÎTE
001019017903	Poche 2 litres Tubulure 90 cm	200

[Voir sur le site](#)

Poche de vidange avec robinet

SECURMED

Permet le recueil et la vidange des urines grâce à un robinet intégré, sans remplacer la poche.

Tubulure souple limitant les risques de coudage, raccord universel compatible avec les dispositifs standards et quatre points de fixation. Graduation asymétrique pour une lecture fiable et précise du volume collecté. En PVC sans latex ni DEHP.

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUE	U/BOÎTE
001019037903	Poche 2 litres Tubulure 90 cm	200

[Voir sur le site](#)


ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES

Gélifiant SAP

CURAS

Poudre super-absorbante permettant de solidifier rapidement les liquides biologiques, pour une manipulation plus sûre et une élimination sans risque.



STÉRILE

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUE	U/BOÎTE
08100	Sachet 6 g	100
08101	Bouteille 750 g	1

[Voir sur le site](#)

Fosset pour sonde

SECURMED

Bouchon universel en PVC médical, conçu pour assurer l'obturation fiable des sondes urinaires. Sa forme standardisée garantit une compatibilité étendue.



STÉRILE

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUE	U/BOÎTE
11201102001	Spigot	100

[Voir sur le site](#)

Crochet pour poche urinaire

SECURMED

Conçu pour fixer les poches à urine munies d'une tubulure de 9 mm (systèmes clos). Les dents intégrées permettent de percer et maintenir les œillets situés sur le bord supérieur de la poche, assurant une suspension fiable sur une barrière de lit.



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUE	U/BOÎTE
514SUP05	Plastique bleu	100

[Voir sur le site](#)

Tubulure d'irrigation urologique

BEXEN

Tubulure stérile pour irrigation urologique, équipée d'un perforateur, d'une chambre flexible, d'un régulateur de débit à roulette et d'une extrémité distale en silicone lubrifié assurant une connexion fiable.



STÉRILE

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUE	U/BOÎTE
091.01	Simple	30
091.02	Double	30

[Voir sur le site](#)

SETS DE SOINS EN UROLOGIE


Set de sondage urinaire

INNOSET

- 1 Champ patient Ouate 45 x 75 cm
- 5 Compresses Non Tissées 7,5 x 7,5 cm
- 1 Champ patient Ouate 45 x 75 fenêtre 10 cm
- 1 Seringue Luer Lock 20 ml
- 1 Aiguille Pompeuse 18G
- 1 Ampoule EPPI 20 ml protégée

1 SACHET DE GEL LUBRIFIANT

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUE	U/BOÎTE
516901	Set de soins	30



Set de sondage urinaire à demeure

INNOSET

- 1 Essuie-mains Airlaid 20 x 30 cm
- 1 Paire de gants Nitrile Manchettes Retournées (Taille 7/8)
- 2 x 5 Compresses Non Tissées 7,5 x 7,5 cm
- 1 Seringue Luer Lock 20 ml
- 1 Champ de table enveloppant Ouate 50 x 60 cm

Dans le champ enveloppant :

- 1 Paire de gants Nitrile Manchettes Retournées (Taille 7/8)
- 5 Compresses Non Tissées 7,5 x 7,5 cm
- 1 Pince Kocher
- 1 Champ patient Ouate fenêtre 10 cm centrée 75 x 75 cm
- 1 Seringue Luer Lock 20 ml
- 1 Aiguille Pompeuse 18G
- 1 Ampoule EPPI 20 ml protégée

1 SACHET DE GEL LUBRIFIANT

2 SACHETS DE GEL HYDROALCOOLIQUE

1 SAC DASRI

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUE	U/BOÎTE
UR-SAD-01	Set de soins	25



Set de sondage urinaire avec SPR

INNOSET

- 1 Champ Ouate 75 x 75 cm
- 1 Champ patient Ouate fenêtre 10 cm centrée 75 x 75 cm
- 1 Pince Kocher
- 5 Compresses non tissées 7,5 x 7,5 cm

1 SACHET DE GEL LUBRIFIANT – CLASSE IIb

1 SERINGUE PRÉREMPLIE DE SOLUTION GLYCÉRINÉE À 10 % – CLASSE Is

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUE	U/BOÎTE
518601	Set de soins	30



NÉBULISATION

Nébuliseurs

APOTECNIA

Permet l'administration de médicaments par aérosol. Kit complet avec réservoir gradué, tubulure et masque ergonomique. Compatible avec la majorité des systèmes de nébulisation.



RÉFÉRENCE		CARACTÉRISTIQUE		U/BOÎTE
APO11006		6 ml	Pédiatrique	50
APO11005	Standard	6 ml	Adulte	50
APO11007	Confort	6 ml	Adulte	50

[Voir sur le site](#)

Accessoire pour nébuliseurs : destiné à l'administration de médicaments inhalés. Assure une diffusion confortable et efficace, en remplacement ou en complément d'un kit complet.



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUE	U/BOÎTE
APO11013	Masque aerosol	50

[Voir sur le site](#)

OXYGÉNOTHÉRAPIE

Masque à oxygène - Moyenne concentration

APOTECNIA

Destiné à l'administration d'oxygène à débit modéré. Équipé d'un sac réservoir pour une meilleure disponibilité en oxygène. Disponible en version adulte ou pédiatrique, avec ou sans tubulure de 210 cm, pour une oxygénation efficace et confortable.



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUE		U/BOÎTE
APO11004	Pédiatrique	Tubulure 210 cm	50
APO11001	Adulte	Tubulure 210 cm	50
APO11003	Adulte	Sans tubulure	50

[Voir sur le site](#)


Masque à oxygène - Haute concentration

APOTECNIA

Destiné aux situations nécessitant une oxygénation maximale, notamment en détresse respiratoire ou en soins intensifs. Assure une diffusion optimale de l'oxygène en limitant la dilution avec l'air ambiant.

À propos des modèles disponibles :

- APO11002 : 2 événements pour une meilleure ventilation.
- APO11014 : Valve anti-retour avec événements, réduisant le risque de réinhalation et optimisant la concentration en oxygène.



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUE		U/BOÎTE
APO11002	Adulte	Tubulure 210 cm avec 2 événements	50
APO11014	Adulte	Tubulure 210 cm avec valve et événement	50

[Voir sur le site](#)

Lunettes à oxygène - Adultes

APOTECNIA

Conçues pour l'administration d'oxygène à faible ou moyen débit, offrant confort et efficacité pour les patients en soins courants ou en oxygénothérapie à domicile.

À propos des modèles disponibles :

- APO11009 : Adaptés à une diffusion standard
- APO11010 : Meilleure répartition du flux d'oxygène et confort accru pour les patients sensibles.



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUE		U/BOÎTE
APO11009	Embout droit	Tubulure 210 cm	50
APO11010	Embout évasé	Tubulure 210 cm	50

[Voir sur le site](#)

Lunettes à oxygène - Enfants

APOTECNIA

Conçues pour l'administration d'oxygène aux enfants et nourrissons en toute sécurité.

À propos des modèles disponibles :

- APO11011 : Adaptés à la morphologie des plus petits.
- APO11012 : Embouts ergonomiques pour un confort optimal.



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUE		U/BOÎTE
APO11011	Pédiatrique	Tubulure 210 cm	50
APO11012	Nourrisson	Tubulure 210 cm	50

[Voir sur le site](#)

Humidificateur pour Aquapak

MEDLINE

Humidificateur à bulles pré-rempli pour l'humidification des gaz respiratoires en inhalation et oxygénothérapie. Fonctionne de 0,5 à 10 L/min, avec soupape de décompression et alarme sonore en cas de surpression. Micro-diffuseur intégré pour une humidification efficace et silencieuse.



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUE		U/BOÎTE
400301	340 ml	Sans adaptateur	20
H00340FCE	340 ml	Adaptateur FR	20
H00340CE	340 ml	Adaptateur US	20
H00640FCE	650 ml	Adaptateur FR	10

[Voir sur le site](#)

Tubulure à oxygène

MEDLINE

Tubulure conçue pour une administration sûre et efficace de l'oxygène. Design Star-Lumen anti-écrasement garantissant un débit continu, même en cas de torsion. En PVC sans DEHP, longueur 210 cm, avec connexion standard pour une compatibilité universelle.



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUE		U/BOÎTE
41113P	210 cm	Lumière étoilée	50

[Voir sur le site](#)

ASPIRATION

Sondes d'aspiration


EXCLUSIVITÉ FRANÇAISE KELIS MEDICAL

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUE		U/BOÎTE
19006011	CH 6	50 cm	140
19008011	CH 8	50 cm	140
19010011	CH 10	50 cm	140
19012011	CH 12	50 cm	140
19014011	CH 14	50 cm	140
19016011	CH 16	50 cm	140
19018011	CH 18	50 cm	140

[Voir sur le site](#)

BİÇAKÇILAR

Conçue pour l'aspiration des sécrétions et liquides des voies respiratoires. En PVC sans DEHP, avec connecteurs de contrôle du vide (Vakon, Kapkon...). Indiquée pour patients intubés ou trachéotomisés, pour une aspiration efficace et atraumatique.



Canule de Guedel

SECURMED

Dispositif oropharyngé en polyéthylène stérile, conçu pour maintenir les voies aériennes ouvertes chez les patients inconscients. Simple à mettre en place, la taille doit être adaptée à chaque patient.



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUE		U/BOÎTE
127141001024	40 mm	Taille 0	50
127141001028	60 mm	Taille 0	50
127141001030	70 mm	Taille 1	50
127141001032	80 mm	Taille 2	50
127141001034	90 mm	Taille 3	50
127141001036	100 mm	Taille 4	50
127141001038	110 mm	Taille 5	50
127141001040	120 mm	Taille 6	50

[Voir sur le site](#)

Aspirateur de mucosités

PENNINE

Pour le prélèvement sécurisé des sécrétions bronchiques. Équipé d'un cathéter souple de 33 cm et d'un piège de collecte de 20 ml. Connexion standard, sans latex, en matériaux biocompatibles.



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUE	U/BOÎTE
ME-8108	CH 8	75
ME-8110	CH 10	75

[Voir sur le site](#)

TRACHÉOTOMIE

Canule de trachéotomie SHILEY fenêtrée avec ballonnet et chemise interne réutilisable

MEDTRONIC

Conçue pour une ventilation sécurisée tout en permettant la phonation. Équipée d'un ballonnet basse pression / grand volume (≤ 25 mmHg) et d'une chemise interne réutilisable pour limiter les obstructions. Fenêtre intégrée favorisant le passage de l'air et le confort du patient.



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUE				U/BOÎTE
6FEN	T6	Ø int. 6,4 mm	Ø ext. 10,8 mm	Long. 76 mm	1
8FEN	T8	Ø int. 7,6 mm	Ø ext. 12,2 mm	Long. 81 mm	1

[Voir sur le site](#)

Canule de trachéotomie SHILEY fenêtrée sans ballonnet avec chemise interne à usage unique

MEDTRONIC

Pour patients respirant spontanément avec trachéotomie prolongée. Fenêtre intégrée favorisant la phonation et réduisant la résistance expiratoire. Chemise interne à usage unique limitant les obstructions et facilitant l'entretien.



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUE				U/BOÎTE
6DCFN	T6	Ø int. 6,4 mm	Ø ext. 10,8 mm	Long. 74 mm	1
8DCFN	T8	Ø int. 7,6 mm	Ø ext. 12,2 mm	Long. 79 mm	1

[Voir sur le site](#)

Valve de phonation SHILEY

MEDTRONIC

Permet la phonation naturelle tout en assurant une respiration sécurisée. Connexion standard 15 mm, usage unique. Fonctionnement silencieux, faible résistance au flux, adapté aux insuffisants respiratoires et aux enfants.



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUE	U/BOÎTE
SSV	Valve de phonation standard	2

[Voir sur le site](#)

Collier de fixation pour canule de trachéotomie

MEDTRONIC

Ajustable en deux parties, conçu pour maintenir en toute sécurité les canules de trachéotomie chez les patients adultes et enfants. Grâce à son système Velcro ajustable, il assure une fixation fiable et confortable.



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUE	U/BOÎTE
TTH	Collier Velcro	10

[Voir sur le site](#)

Bandes de fixation pour canules de trachéotomie

MEDTRONIC

Pour le maintien sécurisé des canules de trachéotomie. Conçues avec un système Velcro ajustable, elles offrent un confort optimal et réduisent les risques de déplacement accidentel de la canule. Sans latex et sans DEHP.



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUE		U/BOÎTE
321-05	Adulte	Blanc	10

[Voir sur le site](#)

SERINGUES DE NUTRITION

Seringue de nutrition Enfit™

APOTECNIA

APO
TECNIA

Alliant qualité et prix compétitifs, les seringues de nutrition entérale Apotecnia sont équipées d'un embout ENFit™, garantissant une administration optimale de l'alimentation entérale, des médicaments et de l'hydratation, tout en minimisant les risques de mauvais raccordements.



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUE	U/BOÎTE
APO6001	1 ml Low Dose	100
APO6002	5 ml	100
APO6003	10 mm	100
APO6004	20 mm	50
APO6005	60 mm	50

[Voir sur le site](#)

Seringue orale

SOL-MILLENNIUM

Conçues pour l'administration sécurisée et précise de médicaments liquides par voie orale. Le corps ambré protège les médicaments photosensibles.

Leur embout non-Luer élimine tout risque de connexion accidentelle avec une aiguille ou un dispositif IV.



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUE	U/BOÎTE
210010A	1 ml Opaque	100
210030A	3 ml Opaque	100
210050A	5 ml Opaque	100

[Voir sur le site](#)

POMPES DE NUTRITION ET TUBULURES

Pompe Kangaroo OMNI™

CardinalHealth

Pompe entérale portable et intuitive, conçue pour l'alimentation, l'hydratation et le rinçage. Compatible avec formules liquides et épaisses (IDDSI 2-4).

Écran rétroéclairé, autonomie jusqu'à 20 h, résistante à l'eau (IPX6). Idéale pour un usage hospitalier et à domicile.

La Kangaroo OMNI™ remplace les modèles ePump et Joey, offrant une interface plus intuitive, une meilleure portabilité, une compatibilité élargie avec les préparations épaisses et une autonomie renforcée. Elle simplifie la prise en charge tout en améliorant le confort du patient et la sécurité.



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUE	U/BOÎTE
585400	Compatible formules liquides et épaisses	1

[Voir sur le site](#)

Tubulure pour pompe

CARDINAL



Compatibles avec les pompes Kangaroo JOEY et OMNI, conçues pour l'administration fiable et sécurisée des formules nutritionnelles. Pour faciliter l'hydratation et le rinçage automatique.

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUE	U/BOÎTE
777501	Joey 1 Trocart	30
777502	Joey 2 Trocart	30
777505	Joey 1 Trocart Nplus + poche 1 L	30

[Voir sur le site](#)

Sonde de nutrition entérale

BEXEN



Pour l'administration de nutrition par voie nasogastrique. Fabriquée en polyuréthane radio-opaque, sans latex et stérile. Chaque sonde dispose d'un connecteur ENFit mâle avec bouchon femelle et anneau de fixation, ainsi qu'une extrémité distale semi-sphérique.

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUE	U/B.
055.08	CH8 110 cm Sans mandrin	20
055.10	CH10 110 cm Sans mandrin	20
055.12	CH12 110 cm Sans mandrin	20

[Voir sur le site](#)

GASTROSTOMIE

Bouton MiniONE® avec ballonnet

KEBOMED



Conçu pour le confort du patient, réduit les fuites gastriques grâce à son ballonnet en « pomme » et sa valve anti-reflux. En silicone médical souple, avec collerette flexible pour un nettoyage facile et une protection cutanée optimale.

RÉFÉRENCE ET CARACTÉRISTIQUE

Références disponibles sur demande ou sur notre site

[Voir sur le site](#)

Bouton MiniONE® sans ballonnet

KEBOMED



Dispositif de gastrostomie compact et stérile pour alimentation entérale à long terme. Sans ballonnet pour une pose simplifiée, stable et confortable au quotidien.

RÉFÉRENCE ET CARACTÉRISTIQUE

Références disponibles sur demande ou sur notre site

[Voir sur le site](#)

1 Bouton MiniOne AVEC ou SANS ballonnet : disponible en taille CH 14 à 20.



Compresse non tissées - non stériles

INNOSET

Pour les soins quotidiens, le nettoyage de la peau et l'application de lotions, tout en restant douces et résistantes.

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUE			U/BOÎTE
INNO130008	5 x 5 cm	4 plis	30 g	100
INNO130009	7,5 x 7,5 cm	4 plis	30 g	100
INNO130010	10 x 10 cm	4 plis	30 g	100
INNO130011	5 x 5 cm	4 plis	40 g	100
INNO130012	7,5 x 7,5 cm	4 plis	40 g	100
INNO130013	10 x 10 cm	4 plis	40 g	100

[Voir sur le site](#)



Compresse non tissées - stériles

INNOSET

Fabriquées à partir de fibres non tissées, garantissant douceur et absorption. Stériles, elles sont idéales pour le nettoyage et la protection des plaies, réduisant les risques d'infection.

STÉRILE			
RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUE		U/BOÎTE
INNO130001	7,5 x 7,5 cm	Sachet de 2 compresses	50
INNO130002	10 x 10 cm	Sachet de 2 compresses	50
INNO130003	5 x 5 cm	Sachet de 5 compresses	50
INNO130004	7,5 x 7,5 cm	Sachet de 5 compresses	50
INNO130005	10 x 10 cm	Sachet de 5 compresses	50

[Voir sur le site](#)



Compresse de gaze - stériles

INNOSET

Pour les soins des plaies nécessitant une absorption modérée. Elles sont adaptées aux procédures médicales stériles et aux pansements.

STÉRILE			
RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUE		U/BOÎTE
INNO130006	7,5 x 7,5 cm	Sachet de 2 compresses	50
INNO130007	10 x 10 cm	Sachet de 2 compresses	50

[Voir sur le site](#)



Sparadrap micropore

INNOSET

Sparadrap non tissé (microporeux), blanc, hypoallergénique, destiné à la fixation de pansements et de dispositifs médicaux sur peau sensible.

STÉRILE			
RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUE		U/BOÎTE
INNO130017	5 mètres x 2,5 cm		12

[Voir sur le site](#)



Bande de Crêpe

INNOSET

Bande de crêpe extensible blanche avec repère bleu, offrant maintien, confort et respirabilité. Non stérile, pour soins de soutien et fixation.

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUE	U/BOÎTE
INNO130018	4 mètres x 5 cm	20
INNO130019	4 mètres x 7 cm	20
INNO130016	4 mètres x 10 cm	50
INNO130020	4 mètres x 15 cm	20
INNO130021	4 mètres x 20 cm	20

[Voir sur le site](#)



Bande extensible

INNOSET

Bande extensible 100% polyester, légère et souple. Offre un maintien confortable sans compression. Non stérile, idéale pour fixation de pansements ou maintien léger.

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUE	U/BOÎTE
INNO130024	3 mètres x 10 cm	50
INNO130022	4 mètres x 5 cm	50
INNO130015	4 mètres x 10 cm	50
INNO130023	4 mètres x 15 cm	25

[Voir sur le site](#)



Pansement alginate de calcium

CARDINAL

Pour les plaies externes afin d'absorber tout écoulement, contrôler les hémorragies mineures et créer un environnement humide propice à la cicatrisation.

STÉRILE			
RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUE		U/BOÎTE
9233	10,2 x 10,2 cm		10

[Voir sur le site](#)



Champ de soins Ouate stérile

INNOSET

Set de soins stérile, idéal pour la préparation et la protection de la zone de soin.

STÉRILE			
RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUE		U/BOÎTE
INNO13	38 x 45 cm		210
INNO35	45 x 50 cm		210
HPI003	45 x 75 cm		170

DÉCOUVREZ NOS SERVICES EN LIGNE

Le site internet Kelis Medical - Apotecnia est votre partenaire privilégié, offrant un portail complet qui vous donne accès à :

-  Votre espace client personnalisé
-  Boutique en ligne
-  Dernières promotions exclusives
-  Actualités du groupe
-  Nouveautés produits
-  Téléchargement de fiches techniques
-  Catalogues numérique à télécharger



Votre espace client




Connectez-vous grâce à votre code d'accès pour retrouver vos informations, votre historique de commandes et vos produits favoris.

Espace commande



Parcourez l'ensemble de nos produits classés par catégorie, une recherche simple par nom ou référence.



Page produit

Description complète, informations complémentaires et références supplémentaires disponibles uniquement en ligne ou sur demande.

↓ Document(s) à télécharger :
Accéder à la fiche technique d'un produit ou à de la documentation complémentaire sans avoir à passer par le service client.

♥ Ajouté un article aux favoris
Pratique pour gagner du temps lors de vos prochaines commandes

Catalogue numérique



Pour vous aider à mieux explorer nos références, nous avons créé des catalogues thématiques comprenant des informations techniques détaillées.

Ces catalogues sont disponibles en téléchargement et mis à jour au cours de l'année.

INNO
SET

SET DE SOINS

Innoset est assembleur et distributeur de sets de soins stériles depuis plus de 20 ans. Basée à Escalquens (près de Toulouse, la stérilisation réalisée en France, dans nos locaux.

Découvrez l'ensemble des sets dans le catalogue Innoset, disponible sur demande et en téléchargement sur www.innoset.com.

Perfusion (spécifique, universel, VVC, VVP) • Dialyse • Nutrition entérale • Hygiène & aseptie • Instruments DM • Respiratoire • Urinaire



KELIS
MEDICAL

APO
TECNIA

**SIÈGE SOCIAL
LAVOREL MEDICARE FRANCE**

75 rue Cuvier
69006 LYON

KELIS MEDICAL - APOTECNIA

840 Rue de l'Hers
31750 Escalquens

CONTACTEZ-NOUS

 serviceclient@kelis-medical.com

 04 42 18 52 00

**Du lundi au vendredi
de 9h à 13h et de 14h à 17h**



RETROUVEZ TOUTES NOS RÉFÉRENCES ET CATALOGUES SUR NOTRE SITE INTERNET
WWW.KELIS-MEDICAL.COM

Centrales & groupements - Revendeurs - Prestataires de santé à domicile - Établissements de soins

Lavorel Medicare France, SAS au capital de 20 000€ - 539 073 221 RCS Lyon